

پویندگان راه سعادت


دفترچه راهنمای

ALBORZ B9 Patient Monitor



CE 1984

شرکت
پویندگان راه سعادت



آدرس:

تهران، خیابان دماوند، بلوار اتحاد، خیابان اول شرقی، پلاک ۴

صندوق پستی ۱۶۵۸۹۱۶۵۹۹

تلفن: ۰۲۱-۷۷۹۶۲۱۸۱، ۰۲۱-۷۷۹۶۰۷۱۹

نمبر: ۰۲۱-۷۷۹۶۴۲۳۹

خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۵۷، ۰۲۱-۷۷۷۹۸۹۱۰، ۰۲۱-۷۳۰۹۸۰۰

نمبر: ۰۲۱-۷۷۹۶۰۷۶۱

نمایندگی قانونی در اتحادیه اروپا:

Trionara Technologies AB
Laxfiskevägen 6
433 38 Partille, Sweden
Tel: +46-31-135514
Fax: +46-31-7777770

وب سایت: <http://www.saadatco.com/>

پست الکترونیکی: info@saadatco.com

صفحه	نام فصل	شماره فصل
	COVERING PAGE	..
۲۲-۱ تا ۱-۱	مقدمه	۰۱
۳۲-۲ تا ۱-۲	پیکربندی سیستم	۰۲
۶-۳ تا ۱-۳	آلام	۰۳
۲۴-۴ تا ۱-۴	مانیتورینگ ECG	۰۴
۵-۵ تا ۱-۵	مانیتورینگ RESP	۰۵
۲۸-۶ تا ۱-۶	مانیتورینگ SPO2 و پارامترهای (* Rainbow)	۰۶
۱۹-۷ تا ۱-۷	مانیتورینگ NIBP	۰۷
۷-۸ تا ۱-۸	مانیتورینگ TEMP	۰۸
۱۹-۹ تا ۱-۹	مانیتورینگ * IBP	۰۹
۲۶-۱۰ تا ۱-۱۰	مانیتورینگ (mainstream)* GAS	۱۰
۲۹-۱۱ تا ۱-۱۱	مانیتورینگ (Sidestream)* Gas	۱۱
۱۸-۱۲ تا ۱-۱۲	مانیتورینگ عمق بیهوشی (* BFA)	۱۲
۹-۱۳ تا ۱-۱۳	مانیتورینگ ST	۱۳
۱۳-۱۴ تا ۱-۱۴	مانیتورینگ آریتمی	۱۴
۱۱-۱۵ تا ۱-۱۵	مانیتورینگ * C.O.	۱۵
۹-۱۶ تا ۱-۱۶	* رکوردر	۱۶
۲-۱۷ تا ۱-۱۷	ایمنی بیمار	۱۷
۳-۱۸ تا ۱-۱۸	شروع کار	۱۸
۱۲-۱۹ تا ۱-۱۹	مشخصات فنی	۱۹
۵-۲۰ تا ۱-۲۰	لوازم جانبی	۲۰
۱۰-۲۱ تا ۱-۲۱	نگهداری و تمیز کردن دستگاه (PM)	۲۱
۷-۲۲ تا ۱-۲۲	عیب‌یابی و تعمیرات کلی سیستم	۲۲
۹ تا ۱	LIST OF MONITOR PARAMETERS	APPENDIX I
۳۱ تا ۱	Alarms & Messages	APPENDIX II
۹ تا ۱	MASIMO MODULE	APPENDIX III
۴ تا ۱	EMC	APPENDIX IV
۸ تا ۱	IRMA Design and theory	APPENDIX V
۷ تا ۱	ISA Design and theory	APPENDIX VI

✓ یادآوری: در این کتابچه تمام قابلیت های مربوط به مدل های مختلف مانیتورهای شرکت پویندگان راه سعادت توضیح داده شده است که ممکن است بنا به درخواست مشتری برخی از آن ها در مانیتور شما وجود نداشته باشد. این قابلیت های اختیاری با علامت ستاره (*) مشخص گردیده است.

فصل ۱، مقدمه

۳

۱-۱ هشدارهای عمومی

۷

۱-۲ اطلاعات کلی

۱۱

۱-۳ صفحه نمایش

۱۴

۱-۴ عملکرد کلیدها

۱۸

۱-۵ اتصالات جانبی

۲۱

۱-۶ باتری داخلی سیستم

هدف از دفترچه راهنما

دستورالعمل های لازم برای کار با سیستم بدساید بر اساس عملکرد و اهداف کاربردی در دفترچه راهنما تهیه شده است. این دفترچه راهنما شرح کاملی از تمامی پارامترها و مازولهایی است که مانیتور با توجه به مدل و نوع آن می تواند پوشش دهد.

مطالعه دفترچه راهنما لازمه‌ی عملکرد صحیح بدساید، و همچنین تضمین اینمی بیمار و اپراتور است. در صورت وجود هرگونه سؤال در خصوص بدساید، لطفاً با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید. این دفترچه جزء لاینفک است و باید همیشه کنار سیستم بدساید نگهداری گردد، بنابراین براحتی هر زمان که لازم باشد، در دسترس خواهد بود.

مخاطبان دفترچه راهنما

این دفترچه برای کادر درمانی متخصص تهیه گردیده است. عنوان کادر درمانی شامل افرادی می شود که آشنایی کامل را در خصوص اقدامات، روش‌ها و اصطلاحات علمی پزشکی جهت مانیتورینگ بیماران داشته باشند.

نسخه دفترچه راهنما

دفترچه راهنما یک شماره نسخه دارد. هر زمان که دفترچه بر اساس تغییرات نرم افزاری یا مشخصه‌های فنی آن تجدید نظر گردد، این شماره راهنما تغییر خواهد کرد. اطلاعات نسخه این دفترچه راهنما بدین صورت است:

شماره نسخه	تاریخ انتشار
D00125-10	خرداد ۱۳۹۸

۱-۱ هشدارهای عمومی

⚠️ هشدار ⚠️

چک کردن علائم حیاتی بیمار به وسیله سیستم مانیتورینگ فقط توسط پرسنل مهندس پزشکی انجام شود.

⚠️ هشدار ⚠️

قبل از استفاده از سیستم مانیتور دفترچه راهنمای راهنمای استفاده از لوازم جانبی آن را به طور کامل مطالعه نمایید.

⚠️ هشدار ⚠️

سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی یک وسیله کمکی برای ارزیابی وضعیت بیمار می‌باشد. برای اطمینان بیشتر باید همواره در کنار آن از علائم و نشانه‌های بالینی بیمار نیز استفاده شود.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر دقت اندازه‌گیری‌ها معقول به نظر نمی‌رسید، ابتدا با روش‌های دیگر علائم حیاتی بیمار را چک کنید و سپس از عملکرد صحیح مانیتور اطمینان حاصل کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

جهت محافظت در برابر خطر برق گرفتگی، سیستم حتماً "سیستم حتماً" باید به یک منبع تغذیه با زمین حفاظتی مناسب متصل شود.

⚠️ هشدار ⚠️

سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی برای استفاده به همراه MRI طراحی نشده است. جریان‌های اتفاقی ناشی از میدان‌های مغناطیسی MRI ممکن است باعث ایجاد سوختگی در بیمار

شود. سیستم مانیتور ممکن است بر روی تصاویر گرفته شده توسط MRI تأثیر نامطلوب بگذارد. همچنین سیستم MRI می‌تواند بر روی صحت اندازه‌گیری‌های مانیتور تأثیر بگذارد.

⚠️ هشدار ⚠️

همیشه مانیتور را در مکان مناسب طوری قرار دهید که در محل خود محکم بسته شده باشد و امکان اصابت ضربه و یا افتادن آن وجود نداشته باشد.

⚠️ هشدار ⚠️

با باز کردن سیستم امکان برق گرفتگی وجود دارد. تمام فعالیت‌ها از قبیل سرویس کردن و به روز کردن سیستم باید توسط افراد آموزش دیده و تأیید شده توسط شرکت سازنده انجام شود.

⚠️ هشدار ⚠️

این سیستم برای کارکردن به همراه ترکیبات بیهوشی اشتعال‌زا طراحی نشده است.

⚠️ هشدار ⚠️

اپراتور باید قبل از استفاده از مانیتور از ایمنی و صحت عملکرد سیستم و لوازم جانبی آن اطمینان حاصل نماید. (تاریخ کالیبراسیون سیستم باید معتبر باشد.)

⚠️ هشدار ⚠️

آلارم‌ها باید متناسب با شرایط هر بیمار تنظیم شود. قبل از کارکردن با سیستم از سالم بودن سیستم و آلارم صوتی آن در هنگام وقوع آلارم اطمینان حاصل کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

استفاده از تلفن همراه در محیط‌هایی که با سیستم مانیتورینگ کار می‌کنند، ممنوع می‌باشد. سطح بالای امواج الکترو مغناطیسی که توسط سیستم تلفن همراه تشعشع می‌شود، ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم مانیتورینگ شود.

⚠️ هشدار ⚠️

هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوك از تماس با بدن بیمار یا تخت یا سیستم‌های متصل به بیمار خودداری کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

برای اطمینان از رعایت مسائل ایمنی و زمین شدن مناسب سیستم باید بدنه مانیتور و سایر تجهیزات متصل به آن هم پتانسیل شوند.

⚠️ هشدار ⚠️

پزشک باید تمام تأثیرات جانبی شناخته شده در هنگام استفاده از مانیتور علائم حیاتی را مد نظر قرار دهد.

⚠️ هشدار ⚠️

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در خصوص معدوم کردن لوازم جانبی یک بار مصرف و برخی از قسمت‌های سیستم و لوازم جانبی آن (مثل باتری، اکسسوری‌های معیوب و از کار افتاده) باید طبق مقررات مربوطه عمل گردد. برای دور ریختن باتری‌های قدیمی با شهرداری منطقه خود تماس بگیرید.

⚠️ هشدار ⚠️

سیستم مانیتور علائم حیاتی را در معرض حرارت موضعی مثلاً تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

⚠️ هشدار ⚠️

از یک مانیتور برای مانیتور کردن بیش از یک بیمار استفاده نکنید.

⚠️ هشدار ⚠️

هر گاه تعداد زیادی سیستم به طور همزمان با سیستم مانیتور به مریض وصل شود، امکان افزایش جریان نشتی از حد قابل قبول وجود دارد.

⚠️ هشدار ⚠️

نرم افزار سیستم مانیتور علائم حیاتی طوری طراحی شده است که امکان خطرهای ناشی از خطاهای نرم افزاری را به حداقل برساند.

⚠️ هشدار ⚠️

از اتصال وسایلی به سیستم که جزئی از سیستم مانیتور علائم حیاتی نیستند، خودداری کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

مانیتور علائم حیاتی باید طبق اطلاعات EMC مندرج در APPENDIX IV نصب و تحت سرویس قرار گیرد.

⚠️ هشدار ⚠️

به منظور جلوگیری از اثرات EMC بر مانیتور، سیستم نباید در مجاورت یا به همراه تجهیزات دیگر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت نیاز به استفاده همراه یا در مجاورت سایر تجهیزات، باید نرمال بودن عملکرد دستگاه در شرایط استفاده مورد تأیید قرار گیرد.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر آب روی سیستم و یا لوازم جانبی آن پاشیده شد، مانیتور را خاموش کنید و آن را با یک دستمال نرم کاملاً خشک کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

در هنگام مانیتورینگ اطمینان حاصل کنید که کابل‌ها و اکسسوری‌های متصل به سیستم تحت کشش نباشند.

⚠️ هشدار ⚠️

هنگام استفاده از دفیریلاتور، پارامترها و سیگنال‌های نمایش داده شده به طور موقت دچار اختلال می‌شوند که این اختلال تقریباً " بلافضله پس از پایان اعمال شوک برطرف می‌شود.

۱-۲ اطلاعات کلی

شرایط محیطی:

۵ ~ ۴۰ °C	دما در حالت کار
-۲۵ ~ ۶۰ °C	دما در حالت حمل و نقل و انبار
۲۰ ~ ۹۰ %	رطوبت در حالت کار
۱۰ ~ ۱۰۰ %	رطوبت در حالت حمل و نقل و انبار
-۲۰۰ ~ ۳۰۰۰ m	ارتفاع
۱۰۰ ~ ۲۴۰ Vac, ۵۰/۶۰ Hz	تغذیه
Pmax = ۷۲ W	

سیستم مانیتورینگ عالیم حیاتی (شکل ۱-۱) جهت مراقبت ایمن و مؤثر از بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد و قابل استفاده برای نوزادان، کودکان و بزرگسالان بستری در محیط‌های ویژه مراقبت از بیمار می‌باشد. این سیستم با حالت کاری پیوسته قابلیت مانیتور کردن علائم حیاتی ECG و نرخ تنفس، انحراف سگمنت ST، آنالیز ۱۳ نوع آریتمی، SpO2، NIBP و پارامترهای RAINBOW (AWRR, RR)، CO, AA, O2, N2O, CO2، چهار کanal IBP، دو کanal دما و عمق بیهوشی (BFA) را دارد. سیستم مانیتور علائم حیاتی دارای مازول‌هایی


برای اندازه‌گیری پارامترهای مختلف، رکوردر، سیستم آلام، امکان اتصال به شبکه سانترال و امکان اتصال به مانیتور دوم می‌باشد.

کلید روشن و خاموش (power) در پنل جلویی سیستم (شکل ۱-۱^①) قرار دارد. سه عدد نشانگر برای نشان دادن روشن بودن سیستم، وجود آلام و میزان شارژ باتری در پنل جلوی سیستم وجود دارد. وقتی که سیستم روشن است نشانگر سبز (شکل ۱-۱^②) روشن می‌شود. نشانگر آلام در هنگام وقوع آلام روشن می‌شود و چشمک می‌زند (شکل ۱-۱^③) سیستم مانیتور علائم حیاتی طوری طراحی شده است که اپراتور با استفاده از کلیدهای پنل جلو و یک کلید چرخان (شکل ۱-۱^④) و با استفاده از صفحه لمسی * بتواند به راحتی با آن کار کند. برای اطلاعات بیشتر به بخش ۴-۱ عملکرد کلیدها مراجعه شود.

نشانگر باتری در هنگامیکه باتری شارژ است سبز و در غیراینصورت نارنجی می‌باشد (شکل ۱-۱^⑤). کلید ALARMS غیر فعال می‌باشد(شکل ۱-۱^⑥)

⚠️ هشدار ⚠️

هنگامی که سیستم در حال روشن شدن است، تمام نشانگرهای روشن می‌شوند که این موضوع نشان دهنده صحت عملکرد نشانگرهای برای اپراتور می‌باشد.



شکل ۱-۱ مانیتور علائم حیاتی ALBORZ B9

سیستم مانیتور علائم حیاتی قابلیت مانیتورینگ پارامترهای زیر را دارد:

ضربان قلب (HR)، سگمنت ST، تعداد PVC در دقیقه و آریتمی‌های قلبی شکل
موج سیگنال قلبی

ECG

نرخ تنفس (RR) شکل موج تنفس

RESP

درصد اشباع اکسیژن خون (SpO2) و ضربان پالس (PR) شکل موج
اگر مازول ماسیمو از نوع Rianbow * باشد، پارامترهای زیر را نیز می‌توان
اندازه‌گیری کرد:

SpO2

توجه:

پارامترهای اندازه‌گیری که تعریف آنها در زیر آمده است، به شرطی قابل استفاده هستند که نرم افزار اختصاصی آنها توسط کارشناسان شرکت فعال شده باشد و همچنین باید از پراب مخصوص آن پارامتر استفاده شود.

- اندازه‌گیری قدرت سیگنال پالس سرخرگی (PI)
- کل میزان هموگلوبین خون (SpHb)
- مقدار اکسیژن موجود در خون (SpOC)
- درصد اشباع کربوکسی هموگلوبین خون (SpCO)
- درصد اشباع مت هموگلوبین خون (SpMet)
- معیاری برای تغییرات پرفیوژن در کنار سیگنال تنفسی (PVI)

فشار سیستول (SYS) و دیاستول (DIA) و فشار خون میانگین شریانی (MAP) NIBP

کanal یک دما (T1) و کanal دو دما (T2) TEMP

کanal های یک تا چهار فشار خون تهاجمی (IBP4, IBP3, IBP2, IBP1) * IBP

CO2 انتهای بازدم (EtCo2) و ابتدای دم (FiCo2) نرخ تنفس راههای هوایی (AWRR) * CO2

HAL, AA, EtAA, FiAA, EtO2, FiO2, EtN2O, FiN2O * Multi-gas
 شاخص عمق بیهوشی (BFI)، درصد هموار بودن EEG (BS%)
 سیگنال (SQI) و شاخص الکترومایوگرام (EMG%) میباشد. ENF, SEV, ISO, DES

شاخص عمق بیهوشی (BFI)، درصد هموار بودن EEG (BS%) شاخص کیفیت سیگنال (SQI) و شاخص الکترومایوگرام (EMG%) * BFA

میزان بروندی قلبی * CO

سیستم مانیتور علائم حیاتی دارای قابلیت وسیعی شامل آلارم‌های شنیداری و دیداری، ذخیره سازی اطلاعات NIBP, TREND و تعداد ۱۵۰ آریتمی قلبی مربوط میباشد

۱-۳ صفحه نمایش

مانیتور علائم حیاتی دارای صفحه نمایش رنگی LED است. پارامترهای مربوط به بیمار، شکل موج‌ها و پیغام‌های آلام، شماره تخت، تاریخ، وضعیت سیستم و پیغام‌های خطا بر روی این صفحه نمایش داده می‌شود. صفحه نمایش را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: (Header Area)، بخش شکل موج (Waveform) (Area/Menu Area)، بخش پارامترها (Parameter Area) و بخش مربوط به پیغام‌ها (Message Area).(شکل ۲-۱)



شکل ۲-۱ صفحه نمایش مانیتور

Header Area

بخش بالایی صفحه نمایش که شامل خصوصیات بیمار و شرایط کارکرد سیستم می‌باشد Header Area نام دارد. پارامترهایی که در Header Area نمایش داده می‌شود، شامل شماره صفحه، شماره تخت، نوزاد، کودک یا بزرگسال بودن بیمار، نام بیمار، تاریخ و زمان می‌باشد. این اطلاعات در هنگام کار مانیتور همیشه بر روی صفحه نمایش دیده می‌شود.

سایر علامت‌ها با توجه به شرایط حین مانیتور کردن در ناحیه Header Area نمایش داده می‌شوند که عبارتند از:

این علامت زمانی که مانیتور به سیستم سانترال متصل می‌شود و ارتباط با سانترال برقرار است، به نمایش در می‌آید.

این علامت زمانی که مانیتور در حال رکوردگیری باشد به نمایش درمی‌آید.

این علامت نشان‌دهنده میزان شارژ باطری است.

 این علامت زمانی که مانیتور در حالت Silence باشد به صورت چشمکزن با شمارشگر معکوس ۱۲۰ ثانیه به نمایش درمی‌آید.

Wave form / Menu Area

تمام شکل موج‌ها به طور همزمان نمایش داده می‌شود. شکل موج‌ها بر روی صفحه نمایش از بالا به پایین عبارتند از: شکل موج Multi-gas/ Co2 / RESP, EEG, IBP1, SpO2, ECG گین، فیلتر، لید و سرعت جاروب ECG بر روی ناحیه مربوط به شکل موج ECG نمایش داده می‌شود. بروی شکل موج IBP سه خط چین دیده می‌شود که از بالا به پایین به ترتیب حد بالا، مکان‌نما و حد پایین شکل موج IBP است که مقادیر این حدود توسط اپراتور قابل تنظیم است.

تمام منوهای مانیتور دارای مکان ثابتی بروی صفحه نمایش هستند. هنگامی که یکی از منوها باز می‌شود، با توجه به اندازه آن ۴، ۳، ۲ یا ۵ شکل موج را می‌پوشاند.

Parameter Area

مقادیر عددی اندازه‌گیری شده مربوط به هر پارامتر همواره در مکان ثابتی از صفحه نمایش و همنگ با شکل موج مربوطه دیده می‌شود. مقادیر این پارامتر به صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری و به هنگام می‌شود. (جز مقادیر مربوط به NIBP و CO2 که با هر بار اندازه‌گیری مقادیر جدید نمایش داده می‌شود.)

Message Area :

در این مکان پیغام‌ها بر حسب اولویت نمایش داده می‌شوند. در صورت ایجاد آلام با توجه به اینکه آلام ایجاد شده در سطح ۱، ۲ یا ۳ باشد زمینه پیغام مربوط به آن به رنگ متفاوت نمایش داده می‌شود.

پیغام با آلام سطح یک: زمینه به رنگ قرمز- متن به رنگ مشکی

پیغام با آلام سطح دو: زمینه به رنگ زرد- متن به رنگ مشکی

پیغام با آلام سطح سه: زمینه به رنگ فیروزه‌ای- متن به رنگ مشکی

در صورتیکه هیچ آلامی نباشد پیغام با زمینه خاکستری نمایش داده می‌شود.

نکته:

- ۱- در صورت تابش مستقیم نور خورشید به صفحه نمایش مانیتور، انعکاس نور مستقیم، موجب عدم رویت صفحه نمایش به طور مناسب خواهد شد.
- ۲- برای رویت صفحه نمایش مانیتور به طور مناسب بهتر است دستگاه مانیتور در محیطی تاریکتر از محیط مشاهده کننده آن باشد.
- ۳- در صورتی که مانیتور در محیط ای باز استفاده می شود مکان قرار گیری مانیتور را به گونه ای تنظیم کنید که در معرض تابش نور مستقیم نباشد.

نشانگر آلام:


در حالت عادی که هیچ آلامی اتفاق نیفتاده است، نشانگر آلام خاموش است و هنگامیکه آلام رخ دهد، این نشانگر به صورت چشمکزن روشن می شود.



با هر بار روشن شدن سیستم مانیتور چک کنید که آلامهای شنیداری و دیداری سیستم سالم است. (برای اطلاعات بیشتر به فصل آلام مراجعه کنید.)

۴-۱ عملکرد کلیدها

* تمامی فرایمین مانیتورینگ از طریق کلیدها و روتاری در پنل جلو و یا با استفاده از صفحه لمسی انجام می‌گیرد. (شکل ۳-۱)



شکل ۳-۱ کلیدهای عملکردی و کلید چرخان

Power ①

برای روشن و خاموش کردن سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Freeze ②

در حالت نرمال که مانیتور در حال کار است، با فشار دادن این کلید تمام شکل موج‌های صفحه نمایش در حالت ثابت باقی می‌مانند و با فشار دادن مجدد آن دوباره ترسیم سیگنال‌ها ادامه می‌یابد.

REC/STOP ③

با فشردن این کلید می‌توان از سیگنال ECG و کلیه پارامترهای عددی به وسیله سانترال و یا رکوردر متصل به دستگاه رکورد گرفت و با فشردن مجدد این کلید رکوردگیری متوقف خواهد شد.

HOME/MENU ④

با فشردن این کلید پنجره HOME WINDOW نمایش داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به فصل پیکربندی مراجعه کنید.

START/STOP ⑤

با فشردن این کلید اندازه‌گیری فشار خون شروع می‌شود اگر در طول اندازه‌گیری فشار، این کلید دوباره فشرده شود، اندازه‌گیری متوقف می‌شود.

Alarm Silence ⑥

با فشردن این کلید می‌توان به مدت ۱۲۰ ثانیه آلام را غیر فعال کرد و شمارشگر معکوس و علامت Silence در Header Area به صورت چشمکزن هر ۵ ثانیه یکبار به نمایش در می‌آیند. با فشار دادن مجدد این کلید سیستم از حالت سکوت موقت خارج و اجازه فعال شدن دوباره آلام‌ها داده می‌شود.

نکته: برای مشاهده نوع آلام و نواختن آن برای هر مازول به جدول APPENDEX II مراجعه شود.

نکته :

در صورتی که در شرایط Silence آلام جدیدی به وجود آید این حالت غیر فعال می‌شود.

(7) کلید روتاری (Rotary Knob)

با این کلید روتاری می‌توان پارامترهای مختلف را انتخاب و تنظیمات پارامترها را اعمال کرد. این کار با چرخاندن کلید روتاری در جهت ساعتگرد و یا پادساعتگرد و فشار دادن آن به داخل انجام می‌شود. صفحه مربعی که با چرخاندن کلید روتاری بر روی پارامترها حرکت می‌کند، به مانند یک مکان نما عمل می‌کند.

وقتی که هیچ پنجره‌ای بر روی صفحه نمایش نمی‌شود با چرخاندن ساعتگرد کلید چرخان مکان نما به ترتیب از روی ECG, IJP, SpO2, NIBP, BFA (برای ۱۲ اینچ به بالا)، RESP/CO2/Multi-gas, TEMP ابور می‌کند. وقتی که مکان نما در ناحیه مربوط به هر کدام از پارامترها قرار داشته باشد، تنظیمات مربوط به آن پارامتر قابل انجام است. این کار به صورت زیر انجام می‌شود:

۱. با فشردن کلید روتاری پنجره مربوط به آن پارامتر باز می‌شود.
۲. با چرخاندن کلید روتاری می‌توان مکان نما را بر روی هر کدام از تنظیمات حرکت داد.
۳. با فشردن کلید روتاری بر روی پارامتر امکان تغییر مقدار آن پارامتر فراهم می‌شود. این کار با چرخاندن کلید انجام‌پذیر است و سپس با فشردن دوباره کلید می‌توان تغییرات انجام گرفته را تشییت کرد.

(8) Alarm Limits

با فشردن کلید Alarm Limits منوی HOME/ALARM WINDOW باز می‌شود و امکان تغییر تنظیمات مربوط به آلام پارامترها ایجاد می‌شود.

(9) ECG Lead

با فشردن کلید ECG Lead منوی ECG/LEAD WINDOW باز می‌شود که در آن می‌توان تنظیمات مربوط به ECG LEAD را تغییر داد.

(10) Pages

با فشردن این کلید page های مختلف به ترتیب نمایش داده می‌شود.

(11) Print Screen

در لحظه فشردن این کلید از صفحه نمایش یک Image تهیه می‌شود و در پنجره‌ای ذخیره می‌شود که از طریق این پنجره امکان نمایش حذف و print از image ها وجود دارد. این کلید "فلا" کاربرد ندارد.

Mark Event ⑯

با فشردن این کلید پنجره ECG/ARR ANALYSIS/ARR EVENT RECALL جهت نمایش لیست آریتمی های ذخیره شده باز می شود.

NIBP List ⑰

با فشردن کلید NIBP/NIBP LIST WINDOW منوی NIBP LIST باز می شود.

Trend ⑯

با فشردن کلید TREND HOME/TREND WINDOW پنجره TREND باز می شود.

Alarms ⑯

این کلید "فلا" کاربرد ندارد.

ECG Gain ⑯

با فشردن کلید ECG Gain امکان تغییر گین ECG در منوی ECG WINDOW ایجاد می شود.


BP Zero ⑯

با فشردن هر یک از کلیدهای BP Zero منوی IBP/ZERO WINDOW باز می شود و با فشار مجدد این کلید عملیات ZEROING برای هر یک از ۴ کانال IBP انجام می شود.

⚠️ هشدار ⚠️


قبل از آغاز مانیتور کردن بیمار ابتدا کلیه کلیدها را چک کنید و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.

۱-۵ اتصالات جانبی



شکل ۱-۴ پنل کناری دستگاه

- ① کانکتور مربوط به کابل ECG
- ② کانکتور مربوط به سنسور SpO₂
- ③ کانکتور مربوط به ترنسدیوسر IBP1
- ④ کانکتور مربوط به ترنسدیوسر IBP2
- ⑤ کانکتور مربوط به کاف NIBP
- ⑥ کانکتور مربوط به پراب TEMP1
- ⑦ کانکتور مربوط به پراب TEMP2
- ⑧ کانکتور مربوط به کاتتر Cardiac Output
- ⑨ کانکتور مربوط به ترنسدیوسر IBP3
- ⑩ کانکتور مربوط به ترنسدیوسر IBP4
- ⑪ کانکتور مربوط به سنسور CO₂/GAS و BFA



شکل ۱-۵ سوکت‌های پلیت پاور و فیوز

سوکت‌های زیر (شکل ۱-۵) در پنل کناری سیستم قرار دارد:

(۱) تغذیه $50/60\text{ HZ}$ و $100-240\text{ Vac}$ (سوکت)

(۲) VGA SLAVE MONITOR (سوکت) مانیتور کمکی (VGA)

VGA رابط اتصال به مانیتور رنگی

Working mode:	800×600, 256 colors	
Interface :	D_sub15 pins	
	Pin 1. Red Video	Pin 9.NC
	Pin 2. Green Video	Pin 10.Ground
	Pin 3. Blue video	Pin 11. NC
	Pin 4. Ground	Pin 12.NC
	Pin 5. NC	Pin 13 Horizontal Sync
	Pin 6. Red Ground	Pin 14. Vertical Sync.
	Pin 7. Green Ground	Pin 15. NC
	Pin 8. Blue Ground	

چگونه از مانیتور کمکی استفاده شود؟

- ۱) مانیتور از نوع VGA را در کنار تخت بیمار و در فاصله ۱/۵ متری قرار داده و راه اندازی کنید. این مانیتور به عنوان مانیتور کمکی مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۲) در حالی که مانیتور کمکی خاموش است کابل اتصال را وصل کنید.
- ۳) ابتدا مانیتور کمکی و سپس مانیتور علائم حیاتی را روشن کنید.
- ۴) مقدار پسخانه و روشنایی آن را تنظیم کنید.

(جک ③)



زمین هم پتانسیل کننده برای اتصال به سیستم زمین بیمارستان.

(۴) رابط شبکه سانترال (سوکت)
انتقال اطلاعات بین سانترال و بدسايدها

هشدار

مانیتور علائم حیاتی باید فقط به سیستم سانترال شرکت سازنده متصل شود.

هشدار

فقط از کابل سانترال توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید.

هشدار

در صورت شکسته شدن قفل کابل شبکه جهت تعویض با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

(۵) فیوز سریع A/۳ ۲۵۰ V (سوکت)

هشدار

اگر قرار است از مانیتور علائم حیاتی برای مدت طولانی (بیش از ۱۰ روز) استفاده نشود، برای جلوگیری از دشارژ کامل باتری باید فیوز باتری از سیستم خارج شود.

خروجی ECG OUTPUT

خروجی سیگنال آنالوگ ECG (برای مثال مورد استفاده برای دستگاه دفیبریلاتور)

۱-۶ باتری داخلی سیستم

مانیتور علائم حیاتی دارای باتری قابل شارژ است. وقتی که سیستم به برق متصل می شود باتری به طور اتوماتیک شروع به شارژ شدن می کند.

روشن و خاموش بودن مانیتور در شارژ باتری هیچ تأثیری ندارد.

زمان شارژ و دشارژ باتری بصورت زیر است:

- باتری Sealed Lead Acid بین ۴ تا ۵ ساعت طول می کشد تا به طور کامل شارژ شود و زمان "کار دستگاه بصورت عادی" و با باتری نو و فول شارژ، حدود ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه است.
- باتری Li-Polymer بین ۸ تا ۹ ساعت طول می کشد تا به طور کامل شارژ شود و زمان "کار دستگاه بصورت عادی" و با باتری نو و فول شارژ، حدود ۴ ساعت است.
- باتری Li-ION 2200 بین ۴ تا ۵ ساعت طول می کشد تا به طور کامل شارژ شود و زمان "کار دستگاه بصورت عادی" و با باتری نو و فول شارژ، حدود ۲ ساعت است.
- باتری Li-ION 3500 بین ۴ تا ۵ ساعت طول می کشد تا به طور کامل شارژ شود و زمان "کار دستگاه بصورت عادی" و با باتری نو و فول شارژ، حدود ۳ ساعت است.

منظور از کار عادی دستگاه در موارد بالا، شرایط زیر است:

- اندازه گیری مازول های ECG, Resp, SpO₂, TEMP ، اندازه گیری NIBP هر ۱۵ دقیقه ، و نور پس زمینه تنظیم شده به صورت خودکار توسط سیستم.
- موارد فوق برای باتری نو صدق می کند. بصورت طبیعی و با گذشت زمان، قابلیت باتری در ذخیره انرژی کاهش می یابد و از زمان کار با باتری کاسته می شود.
- دمای بالای محیط، سن باتری، دشارژ کامل باتری ، شارژ ممتد باتری و عدم استفاده از باتری در طول چند ماه از مواردی است که "کاهش انرژی قابل ذخیره در باتری" را سرعت می بخشد.

⚠️ هشدار ⚠️

در صورتی که به هر دلیل، زمان کار با باتری فول شارژ به کمتر از میزان مورد نیاز شما رسید، جهت تعویض باتری با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

علامت  در بخش Header Area در صفحه نمایش، نشان‌دهنده‌ی تخمینی از میزان شارژ باتری است. این علامت فقط در زمانی که سیستم به برق وصل نیست و از باتری استفاده می‌کند نشان داده می‌شود. در هنگامی که سیستم به برق متصل است وضعیت شارژ باتری با استفاده از نشانگر باتری که بر روی پنل جلویی سیستم وجود دارد مشخص می‌شود. وقتی که نشانگر باتری نارنجی باشد نشان‌دهنده این است که باتری در حال شارژ می‌باشد و هنگامیکه سبز باشد، نشان‌دهنده این است که حدود ۹۰٪ باتری شارژ شده است. فیوزی که در پنل کناری سیستم قرار دارد در مسیر جریان باتری قرار دارد و از دستگاه و باتری محافظت می‌کند. وقتی که فیوز صدمه می‌بیند، سیستم با باتری نمی‌تواند کار کند و در این حالت نشانگر باتری به صورت چشمک زن در می‌آید.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر شارژ باتری به انتهای برسد مانیتور به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد ولی قبل از آن مانیتور آلام می‌زند و پیغام **LOW BATTERY** را در قسمت بالایی صفحه نمایش می‌دهد. در زمان کم بودن شارژ باتری، در ابتدا این پیغام با آلام سطح ۳ اعلام می‌شود. در صورت عدم اتصال به برق و کمتر شدن شارژ باتری این آلام با سطح ۲ و در نهایت قبل از خاموش شدن سیستم، آلام **LOW BATTERY** با سطح ۱ اعلام می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

فقط از باتریهای مورد تایید شرکت سازنده برای مانیتور باید استفاده شود.

⚠️ هشدار ⚠️

با اتصال کابل برق به سیستم، و با بررسی نشانگر وضعیت باتری، از سالم بودن باتری اطمینان کنید.


⚠ هشدار ⚠

در صورت سالم نبودن باتری و خاموش ماندن سیستم به مدت طولانی، این امکان وجود دارد که تاریخ و ساعت دستگاه به حالت پیش فرض ریست شود.

فصل ۲ ، پیکربندی سیستم

۳	SIGMA ۱-۲
۴	TREND -۲
۸	۳-۲ آلام
۹	SETUP ۴-۲
۱۵	PATIENT INFORMATION ۵-۲
۱۷	MODULE SETUP ۶-۲
۲۰	*RECORDER ۷-۲
۲۳	* CARDIAC OUTPUT ۸-۲
۲۴	* DRUG_CALCULATOR ۹-۲
۲۷	* ALARM RECALL ۱۰-۲
۳۰	۱۱-۲ نمایش اطلاعات بدساید دیگر داخل یک بدساید * (BED TO BED)
۳۲	ABOUT ۱۲-۲

مانیتور علائم حیاتی دارای تنظیمات پیکربندی قابل انعطافی می‌باشد. این تنظیمات به وسیله فشردن کلید HOME/MENU در پنل جلویی سیستم و یا فشردن روتاری در قسمت Header Area و با وارد شدن به پنجره HOME WINDOW (شکل ۱-۲) امکان‌پذیر است.



شکل ۱-۲ HOME WINDOW

نکته:

قطع برق یا خاموش شدن دستگاه، با عث تغییر در تنظیمات دستگاه نمی‌شود.



شکل ۲-۲ HOME/SIGMA WINDOW


SIGMA ۱-۲

سیستم قابلیت ذخیره‌سازی سیگنال ECG را به صورت ۱۰ خط در پنجره SIGMA WINDOW دارد. مدت زمان نمایش سیگنال ECG ۲۶۰ ثانیه می‌باشد. بر روی "SIGMA" در پنجره HOME WINDOW کلیک کنید تا پنجره زیرباز شود:

در این پنجره یک سری تنظیمات جاری ECG مانند لید، گین و سرعت SIGMA نمایش داده می‌شود. برای جزئیات بیشتر در مورد پارامترهای ذکر شده به [فصل مانیتورینگ ECG](#) مراجعه نمایید.

TREND ۲-۲

سیستم مانیتور دارای قابلیت ذخیره سازی ۹۶ ساعت گذشته مقدارهای عددی کلیه پارامترها در هر ثانیه می باشد. بر روی TREND از پنجره HOME WINDOW کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود.



HOME/TREND WINDOW ۳-۲

در شکل ۳-۲ محور X زمان و محور Y نشان دهنده پارامتر عددی خاص می باشد.

توجه:

در صورتی که MULTI GAS در سیستم فعال باشد، پارامترهای EtO2 ، FiO2 در TREND نمایش داده می شود.

برای انتخاب نمودار هر پارامتر بر روی اولین مورد از سمت چپ کلیک کنید. با چرخاندن روتاری می توانید نام پارامتر خاص را انتخاب کنید. انتخابهای قابل دسترس T1,RESP ,SpO2 ,HR ,IBP1,T2 , T1,RESP ,SpO2 ,HR ,FiO2-EtO2 ,EtN2O,FiN2O ,N2O ,O2 ,FiCo2,EtCo2 ,Co2 ,AWRR ,IBP2 ,%SpCo ,SPOC ,PVI ,PI ,PR ,AFIB ,ST ,PVCs ,EtAA-FiAA ,AA

و IBP3 ، SpHb ، %SpMet OXY_CRG و 6PARAMS پارامترهای می‌باشد. (در P6 نیز وجود دارد) IBP4

برای تعویض محدوده‌های نمایش "SCALE" (دومین مورد از سمت چپ) را کلیک کنید. با این کار می‌توان محدوده‌های محور Y را متناسب با مقادیر پارامترها تنظیم کرد.

PARAMETER	SCALE1		SCALE2		SCALE3		SCALE4		SCALE5		SCALE6	
	MIN	MAX	MIN	MAX								
HR	0	60	0	120	0	240	-	-	-	-	-	-
SpO2	80	100	60	100	0	100	-	-	-	-	-	-
T1/ T2	30	42	24	48	0	48	-	-	-	-	-	-
IBP1/IBP2/ IBP3/IBP4	-20	50	-20	100	-20	200	-50	300	50	250	-	-
RESP	0	60	0	120	0	240	-	-	-	-	-	-
AWRR	0	60	0	120	0	240	-	-	-	-	-	-
Co2/ EtCo2/ FiCo2	0	50	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
O2/ EtO2/ FiO2	0	50	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
N2O/ EtN2O/ FiN2O	0	50	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
AA/ EtAA/ FiAA	0	1.0	0	2.0	0	3.0	0	5.0	0	10.0	0	20.0
PVCs	0	20	0	50	0	100	-	-	-	-	-	-
ST	-0.2	0.2	-0.5	0.5	-1	+1	-2	2	-	-	-	-
AFIB	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	0	60	0	120	0	240	-	-	-	-	-	-
PI	0	20	0	10	0	5	-	-	-	-	-	-
PVI	0	30	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
SpOC	0	36	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-
SpCo	0	12	0	24	0	50	-	-	-	-	-	-
SpMet	0	6	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-
SpHb	6	20	2	14	0	25	-	-	-	-	-	-

برای انتخاب بازه زمانی نمایش پارامترهای عددی سومین مورد از چپ را کلیک کنید.

انتخاب‌های قابل دسترس ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ دقیقه و ۱ ، ۲ و ۴ ساعت می‌باشند. برای انتخاب بازه‌های زمانی در محور X بر روی ►► یا ◀◀ کلیک کنید به این ترتیب زمان شروع و پایان بر روی محور X تنظیم می‌شود. با هر بار فشاردادن این کلیدها محدوده‌های زمانی محور X به اندازه میزانی که در سومین مورد از چپ تنظیم شده انتقال می‌یابد.


برای دسترسی به مقادیر عددی در زمان خاص روی کلیک کنید. با کلیک بر روی این مورد و چرخاندن روتاری خط مکان نما در طول نمودار حرکت می کند و به زمان های مشخص اشاره می کند. زمان مورد نظر در سمت راست پنجره TREND WINDOW و مقدار اندازه گیری شده مرتبط با این زمان در زیر پارامتر مربوطه نمایش داده می شود. البته این امکان فقط برای بازه های زمانی ۱۵، ۳۰ و ۴۵ دقیقه و ۱ ساعت و ۲ ساعت (انتخاب شده در سومین مورد از چپ) وجود دارد.

* TREND 6PARAMS •

اگر در پنجره HOME/TREND WINDOW اولین مورد از سمت چپ روی 6PARAMS قرار گیرد، پنجره زیر باز می شود که در آن نمودار TREND مربوط به شش پارامتر به طور همزمان در یک صفحه نشان داده می شود.

توجه:

در صورتی که MULTI GAS در سیستم فعال باشد، پارامترهای EtO₂ ، FiO₂ ، TREND 6PARAMS در FiAA، EtAA-EtN₂O,FiN₂O نمایش داده می شود.




شكل ۴-۲ HOME/ ALARM WINDOW

در این پنجره برای انتخاب بازه زمانی نمایش پارامترهای عددی سومین مورد از چپ را کلیک کنید. انتخاب های قابل دسترس ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ دقیقه و ۱ ، ۲ و ۴ ساعت می باشند.

با انتخاب گزینه RECORD از این پنجره از هر ۶ نمودار TREND رکورد گرفته می شود.
با چرخش روتاری در این پنجره High Light روی پارامتر نمودارها حرکت می کند که با کلیک بر روی هر کدام از آنها می توان پارامتر مورد نظر برای نمایش نمودار TREND آن را انتخاب نمود.
انتخابهای قابل دسترس T2, T1, IBP2, IBP1, RESP, SpO2, HR, AA, N2O, O2, FiAA, EtAA, FiN2O, EtN2O, FiO2, EtO2, FiCo2, EtCo2, AWRR, Co2, OFF و SpHb, %SpMet, %SpCo, SpOC, PVI, PI, PR, AFIB, ST, PVCs می باشد.

* TREND OXY_CRG •

اگر در پنجره HOME/TREND WINDOW اولین مورد از سمت چپ روی OXY_CRG قرار گیرد، پنجره زیر باز می شود که در آن سه شکل موج HR, SpO2 و RESP به طور همزمان و ثابت در یک صفحه نشان داده می شود. OXY-CRG در شناسایی و ارزیابی وضعیتهای بحرانی مریض نظیر خفگی و قطع تنفس یا اختلال تنفسی بویژه در نوزادان به پزشک کمک می کند.



HOME/ ALARM WINDOW ۵-۲

در این پنجره برای انتخاب بازه زمانی نمایش پارامترهای عددی سومین مورد از چپ را کلیک کنید. انتخاب های قابل دسترس ۲، ۴ و ۸ دقیقه می باشند.
برای تعویض محدوده های نمایش "SCALE" نمودار هر یک از سه پارامتر، بر روی "SCALE" کلیک کنید. RR SCALE و SPO2 SCALE را انتخاب کنید.

۳-۲ آلام

با فشردن "ALARM" از پنجره HOME WINDOW پنجره زیر باز می شود:

HOME/ALARM WINDOW			
ALARMS ON/OFF	: OFF	SPO2 LIMIT	: 90  100
ALARMS FREEZE	: OFF	RAINBOW ALARMS >>	
ALARM VOLUME	: 1	TEMP ALARM	: OFF
HR ALARM	: OFF	T1 LIMIT	: 35.0  39.0
HR LIMIT	: 50  150	T2 LIMIT	: 36.0  40.0
NIBP ALARM	: OFF	DT LIMIT	: 1.0  5.0
NIBP SYS LIMIT	: 90  160	GAS ALARM >>	
NIBP DIA LIMIT	: 50  90	CO2 ALARM >>	
NIBP MAP LIMIT	: 60  110	IBP ALARM >>	
SPO2 ALARM	: OFF		EXIT

شکل ۶-۲ HOME/ ALARM WINDOW

ALARMS ON/OFF

با انتخاب ON کلیه آلامهای مانیتور فعال می شود. با انتخاب "OFF" آلام کلیه پارامترهای مانیتور از جمله صدای آلام، چشمک زدن پارامترها و روشن شدن نشانگر آلام غیر فعال می شود.

هنگامی که در حالت "OFF" هستیم، علامت  در کنار همه پارامترها نمایش داده می شود. این تنظیم بر روی کلیه آلامها تأثیر می گذارد ولی می توان آلام تک تک پارامترها را در ادامه این پنجره و یا در پنجره اختصاصی پارامتر ON و یا OFF کرد.

ALARM FREEZE

با انتخاب "ON" وقتی آلام به علت خارج شدن از محدوده تنظیم شده اتفاق بیافتد، کلیه سیگنال ها ثابت می شود. هنگامی که در مد "ON" هستیم با فشردن کلید "Freeze" در پنل جلویی سیستم ترسیم مجدد سیگنال ها آغاز می شود. با انتخاب "OFF" قابلیت ALARM FREEZE غیرفعال می شود.

ALARM VOLUME


با انتخاب این پارامتر میزان صدای آلام قابل تنظیم است. رنج انتخاب‌ها از ۱ تا ۷ است که ۱ کمترین صدای آلام و ۷ بیشترین صدای آلام را تولید می‌کند.

توجه :

سایر تنظیمات در این منو مربوط به ON OFF یا OFF کردن آلام، مشخص کردن سطح بالا و پایین آلام تک تک پارامترها به صورت مجزا می‌باشد. قابلیت این تنظیمات در منو اختصاصی هر پارامتر نیز وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به فصل مربوط به هر مژول مراجعه کنید.

SETUP ۴-۲

با انتخاب "SETUP" از پنجره زیر باز می‌شود:



HOME/SETUP WINDOW ۴-۲

انتخاب‌های در دسترس: "SOLAR" (هجری شمسی) و "CHRISTIAN" (میلادی).

CALENDAR

تاریخ

زمان

شماره تخت بیمار (۱ تا ۱۵۰)

انتخاب‌های در دسترس: ADULT (بزرگسال)، NEONATE (نوزاد)، PEDIATRIC (کودک) می‌باشد.

نور صفحه نمایش برای مانیتور B9 از ۱ تا ۸

انتخاب‌های قابل دسترس در زمان غیر فعال بودن مژول IBP، PAGE1، PAGE2، PAGE3 و PUMP PAGE می‌باشد.

DATE**TIME****BED NUMBER****PATIENT CAT.****BACKLIGHT****MAIN DISPLAY**

صفحات مختلف نمایشی

با چیدمان‌های مختلف برای نمایش سیگنال‌ها و پارامترهای علائم حیاتی صفحات مختلف به صورت زیر تعریف می‌شوند:

■ در صورت فعال بودن مژول IBP :

P1 : در این صفحه پارامترهای عددی TEMP، RESP/GAS، PR ، SpO2% ، HR و NIBP همراه سیگنال‌های RESP/GAS، SpO2 (در دو Trace) نمایش داده می‌شود.

(مد ۱ MAIN DISPLAY=PAGE 1)

(با انتخاب SpO2 Display Format:4 Traces از سیگنال ECG چهار RESP/GAS نمایش داده می‌شود.)

با انتخاب ECG Display Format:7 Traces از سیگنال Trace نشان داده می‌شود.)

P2 : از لحظه نمایش سیگنال‌ها و پارامترها همانند P1 ، فقط چیدمان پنجره پارامترها کمی با P1 تفاوت دارد. (مد ۲ MAIN DISPLAY=PAGE 2)

(با انتخاب SpO2 Display Format:4 Traces از سیگنال ECG چهار RESP/GAS نمایش داده می‌شود.)

با انتخاب ECG Display Format:7 Traces از سیگنال Trace نشان داده می‌شود.)

P3 : نمایش صحیح سیگنال ECG در دو Trace ، سیگنال CO2(RESP) و SpO2 به همراه تمامی پارامترهای عددی . (صفحه نمایش ویژه پارامترهای RAINBOW) (مد MAIN DISPLAY=PAGE 3)

P4 : نمایش سیگنال ECG در دوازده TRACE به همراه پارامترهای عددی صفحه P1 .

(در صورت انتخاب DISPLAY FORMAT: 12 TRACES و CABLE TYPE: 10WIRES این صفحه نمایش داده می‌شود.)

■ در صورت فعال بودن مژول IBP :

توجه:

در تمامی صفحات به جز صفحه ۶، در صورت فعال بودن مژول BFA، پارامترها و سیگنال این مژول نمایش داده می‌شود.

P1 : در صورتی که DISPLAY FORMAT:CASCADE /2 TRACES انتخاب شود نمایش سیگنال ECG (در دو Trace) با سیگنال‌های IBP1,IBP2 ، SpO2 و RESP/CO2 ، اگر باشد سیگنال‌های ECG (در چهار TRACE) و سیگنال-های IBP1,IBP2 نمایش داده می‌شود و در صورت انتخاب DISPLAY FORMAT:7 TRACES

فقط هفت ECG سیگنال TRACE نمایش داده می‌شود. پارامترهای عددی HR، ST، PVCs در این صفحه نمایش داده می‌شود. (مدل ۱ (MAIN DISPLAY=PAGE 1

P2: از لحاظ نمایش سیگنال‌ها و پارامترها همانند P1، فقط چیدمان پنجره پارامترها کمی با P1 تفاوت دارد. (مدل ۲ (MAIN DISPLAY=PAGE 2

(با انتخاب SpO2 به همراه سیگنال‌های RESP/GAS نمایش داده می‌شود.)

با انتخاب Display Format:4 Traces ECG از سیگنال Trace چهار Display Format:7 Traces ECG نشان داده می‌شود.)

P3*: نمایش صحیح سیگنال ECG در دو Trace، سیگنال CO2(RESP)، سیگنال‌های IBP1/2 و SPO2 به همراه تمامی پارامترهای عددی. (صفحة نمایش ویژه پارامترهای RAINBOW) (مدل ۳ (MAIN DISPLAY=PAGE 3

P4: نمایش سیگنال ECG و سیگنال‌های IBP1/2 با SCALE بزرگ‌تر به همراه تمامی پارامترهای عددی TEMP، NIBP، IBP1/2، PR، SpO2%， ST، PVCs، HR. (صفحة نمایش ویژه سیگنال‌های IBP با Scale بزرگ‌تر) (مدل ۴ (MAIN DISPLAY=PAGE 4

P5: نمایش سیگنال ECG در دو TRACE و سیگنال‌های IBP1، SpO2 و RESP، به همراه پارامترهای عددی صفحه P1 به جزء IPB2. (مدل ۵ (MAIN DISPLAY=PAGE 5

P6*: نمایش سیگنال‌های ECG، SpO2، RESP/CO2 و دو سیگنال IBP1,2 (IBP3,4) به همراه پارامترهای عددی صفحه P1 و پارامترهای IBP3 و IBP4. (صفحة نمایش ویژه چهار کanal) (مدل ۶ (MAIN DISPLAY=PAGE 6

P7*: نمایش سیگنال‌های ECG، IBP1، SpO2، RESP، IBP2، IBP1، SpO2، RESP/CO2، TEMP، NIBP، IBP1/2، PR، SpO2%， ST، PVCs (مدل ۷ (MAIN DISPLAY=PUMP PAGE

توجه:

برای نمایش PUMP PAGE، وارد HOME MENU شده و سپس کلیک بر روی SET UP و در آیتم گزینه PUMP PAGE را انتخاب می‌کنیم.

*** P8**: نمایش سیگنال ECG در دوازده TRACE به همراه پارامترهای عددی صفحه P1 .
 DISPLAY FORMAT: 12 TRACES و CABLE TYPE: 10WIRES (در صورت انتخاب
 این صفحه نمایش داده می شود.)

توجه:

برای نمایش P8، وارد پنجره ECG شده و سپس کلیک بر روی ECG LEAD و با انتخاب CABLE DISPLAY FORMAT:12 و TYPE:10WIRES بلافاصله وارد P8 شده و ECG در 12TRACE نمایش داده می شود.

***P9**: در صورت انتخاب مازول CO2، SpO2، ECG ، نمایش سیگنال CO2، BFA ، SpO2، ECG ، CO2، NIBP ، T2، T1، IBP2/IBP1، SpO2، ECG پارامترهای منوی (در این صفحه CO2، NIBP ، T2، T1، IBP2/IBP1، SpO2، ECG فعال می شود و نمیتوان وارد پنجره های دیگر شد).
 در صورت انتخاب مازول RESP: نمایش سیگنال BFA، IBP2/IBP1 ، SpO2، ECG، به همراه BFA، IBP2/IBP1 ، SpO2، ECG پارامترهای منوی (در این صفحه RESP، NIBP ، T2، T1، IBP2/IBP1، SpO2، ECG فعال می شود و نمیتوان وارد پنجره های دیگر شد).

توجه:

برای انتخاب این صفحه (در تمامی صفحات به جز صفحه ۶ ، با کلیک بر روی پنجره BFA وارد صفحه 9 می شود).

PUMP PAGE تعریف

صفحه پمپ در حقیقت یک مد کاری می باشد که در یک صفحه جداگانه در سیستم با توجه به انتخاب کاربر در منو set up میتواند به عنوان یک صفحه نمایش داده شود این صفحه با توجه به حالت های خاصی که در عمل قلب باز بر روی مازول های IBP و ECG ایجاد می شود شرایط زیر را در اختیار کاربر قرار می دهد.

- ۱- عبارت PUMP در این صفحه بروی سیگنال ECG نمایش داده شود.
- ۲- در صورت بوجود آمدن ASYSTOLE ، پیغام با رنگ سطح تعیین شده و آلام آن فعال می گردد.
- ۳- با فشردن کلید Silence ، صدا ی آلام قطع شده ولی پیغام ASYSTOLE با رنگ سطح آلام ، همچنان بر روی صفحه ، نمایش داده می شود.
- ۴- در صورتیکه آلام پارامتر دیگری به جز ASYSTOLE فعال گردد ، سطح نواختن صدای آلام جدید ، با پارامتر جدید همخوانی خواهد داشت.

۵- در پارامتر IBP زمانیکه پیغام IBP Static Pressure ایجاد می شود ، اعداد SYS و DIA حذف و بجای آن Mean بزرگتر نمایش داده می شود.

۶- حالت AUTO SCALE در این PAGE در این فعال می باشد، اعداد Scale مربوط به IBP از روی سیگنالها حذف و عبارت AUTO SCALE : ON با رنگ زرد برروی سیگنال ها نمایش می یابد . و سیگنالها بصورت اتوماتیک Scale خواهند شد .

هشدار: با توجه به آنکه شرایط خاصی برای این PAGE و کاربری آن وجود دارد، از استفاده کردن از این PAGE در شرایطی غیر از اتاق عمل خودداری شود.

DISPLAY 2


صفحات در Display دوم مشابه با مانیتور می باشد.

نمایشگر تا زمانی که کلیدی فشرده نشده و یا آلارمی اتفاق نیفتاده است، خاموش می شود. اگر Alarm Silence فعال باشد، خاموش نمی شود.

صدا مربوط به عملکرد Touch (۱ تا ۳ و OFF) با فشردن آن، پنجره زیر باز می شود.

DISPLAY OFF

TOUCH SOUND LOAD DEFAULT



شکل ۲ / HOME / SETUP/DEFAULT WINDOW ۸-۲

اگر هر کدام از این موارد انتخاب شود، کلیه تنظیمات بر اساس پیشنهاد شرکت سازنده برای پارامتر مورد نظر انتخاب می شود. (برای آشنایی با تنظیمات پیش فرض به APPENDIX I مراجعه کنید).

به دلیل این که کلیه تنظیمات گذشته با فعال کردن این مورد از بین می‌رود، مانیتور از اپراتور سؤال می‌کند که آیا از این کار اطمینان دارد یا خیر؟ و پیغام زیر نمایش داده می‌شود.

ARE YOU SURE TO LOAD ECG DEFAULT?
YES NO

با استفاده از این مورد، می‌توان پارامترهای ذخیره شده در سیستم NIBP LIST ، TREND ، ALARM و ARR EVENT LIST و BFA TREND را پاک کرد.

CLEAR MEMORY

برای هر پنجره جداگانه پیغامی ظاهر می‌شود که آیا از این کار اطمینان دارد یا خیر. پیغام‌های نمایش داده شده به صورت زیر خواهد بود:

ARE YOU SURE TO CLEAR TREND?
YES NO”

ARE YOU SURE TO CLEAR NIBP LIST?
YES NO”

ARE YOU SURE TO CLEAR ARR LIST?
YES NO”

ARE YOU SURE TO CLEAR ALARM RECALL LIST?
YES NO”

PATIENT INFORMATION -

با فشردن "PATIENT INFORMATION" از پنجره HOME WINDOW پنجره زیر باز می شود:

HOME /PATIENT INFORMATION WINDOW	
NEW	EDIT
EXIT	

HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW ۹-۲

برای ذخیره کردن اطلاعات مربوط به بیمار جدید "NEW" را فشار دهید.
با انتخاب NEW در منوی HOME/PATIENT INFORMATION پیغام زیر مشاهده می شود:

ARE YOU SURE TO CLEAR ALL DATA?

YES NO

با انتخاب YES اطلاعات مربوط به BFA TREND,TREND,NIBP LIST,ARR LIST پاک شده و
با انتخاب NO اطلاعات مربوط به مد ADULT بازمی گردد.

پنجره اطلاعات مربوط به بیمار به شکل زیر می باشد:

HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW	
NAME :	DR. NAME :
PATIENT ID :	HOSPITAL :
BIRTHDATE :	WARD :
GENDER :	
WEIGHT :	
HEIGHT :	
EXIT	

HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW ۱۰-۲

برای تغییر دادن اطلاعات مربوط به بیمار قبلی "EDIT" را فشار دهید.
پنجره اطلاعات مربوط به بیمار به شکل زیر می باشد:

HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW			
NAME	: ALI	DR. NAME	: DR. SAFAVI
PATIENT ID	: ABADI	HOSPITAL	: HEDAYAT
BIRTHDATE	: 1359/12/23	WARD	: CCU
GENDER	: MALE		
WEIGHT	: 85 Kg		
HEIGHT	: 170 Cm	EXIT	

شکل ۱۱-۲ HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW

برای وارد کردن اطلاعات با کلیک بر روی آیتم مورد نظر پنجره زیر باز می شود:


HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW															
NAME :	<input type="text"/>			BKSP	DEL	←	→	SAVE							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	-	+	/	?	.							

شکل ۱۲-۲ پنجره مربوط به وارد کردن اطلاعات

نام بیمار (حداکثر ۱۸ کاراکتر)	NAME
کد بیمار مربوط به بیمارستان (حداکثر ۱۸ کاراکتر)	PATIENT ID
تاریخ تولد بیمار	BIRTH DATE
(Male Female) یا جنسیت	GENDER
وزن بیمار قابل انتخاب از ۰/۵ تا ۳۰۰ کیلوگرم	WEIGHT
قد بیمار قابل انتخاب از ۲۰ تا ۲۵۰ سانتیمتر	HEIGHT
نام دکتر (حداکثر ۱۶ کاراکتر)	DR.NAME
نام بیمارستان (حداکثر ۱۶ کاراکتر)	HOSPITAL
نام بخش بیمارستان (حداکثر ۱۶ کاراکتر)	WARD


MODULE SETUP ۶-۲

با فشردن "MODULE SETUP" از پنجره HOME WINDOW پنجره زیر باز می شود:



HOME/MODULE SETUP WINDOW ۱۳-۲


با انتخاب MODULE COLOR از پنجره MODULE SETUP، پنجره زیر باز می شود که در آن می توان رنگ تمام مازولها به غیر از مازول ECG را تغییر داد. با <DEFAULT COLOR> نیز رنگ تمام مازولها به حالت پیش فرض اولیه مطابق شکل زیر برمی گردد.



HOME/MODULE SETUP/MODULE COLOR WINDOW ۱۴-۲

با تغییر رنگ هر مازول زمان بستن پنجره WINDOW سؤال زیر پرسیده می شود که با انتخاب YES، تغییرات ذخیره می شود.
ARE YOU SURE TO CHANGE COLOR?
YES NO


با انتخاب MODULE VERSION از منوی MODULE SETUP پنجره زیر باز می شود که در آن می توان ورژن تمام مازولها را مشاهده نمود.



شکل ۱۵-۲ HOME// MODULE SETUP/MODULE VERSION WINDOW

با انتخاب MODULE SETUP از پنجره NETWORK SETUP، پنجره زیر باز می‌شود که در آن می‌توان تنظیمات مربوط به سانترال را انجام داد و اطلاعاتی نظیر IP مربوط به بدساید و سانترال و زمان اتصال به شبکه را در آن مشاهده نمود.

قدرت سیگنال در حالت ارتباط WIFI سیستم بدساید با سانترال می‌باشد.




شکل ۱۶-۲ HOME/ MODULE SETUP/ NETWORK WINDOW

با انتخاب MASIMO VERSION از پنجره MODULE SETUP، پنجره زیر باز می‌شود که در آن می‌توان اطلاعات مربوط به ماژول ماسیمو را مشاهده نمود، فرکانس را تغییر داد و با اتصال پروگرامر پارامتر مربوطه را فعال کرد.

در صورت رفتن به منوی HOME/MODULE SETUP/MASIMO VERSION WINDOW و بعد از ۵ ثانیه تاخیر وارد منوی مربوطه خواهد شد و با فشردن گزینه >> PROGRAMMING MODE


اگر عمل پروگرم کردن انجام نشود و از منو (یعنی از مد پروگرم) خارج شود، کارکرد سیستم به حالت عادی بر می‌گردد.

این قسمت فقط توسط پرسنل آموزش دیده و قادر فنی مجاز انجام می‌شود.



شکل ۱۷-۲ HOME/MODULE SETUP/ MASIMO VERSION WINDOW

با انتخاب MODULE SETUP از پنجره NIBP VERSION ، پنجره زیر باز می‌شود که در آن می‌توان اطلاعات مربوط به ماژول NIBP را مشاهده نمود،



شکل ۱۸-۲ HOME/ SETUP/NIBP VERSION WINDOW

***RECORDER ۷-۲**

با انتخاب "RECORDER" از پنجره HOME WINDOW منو زیر باز می‌شود:

HOME/RECORDER WINDOW	
INTERNAL RECORDER : ON	PERIODIC TRACE 1 : ECG
TRACE 1 : ECG	PERIODIC TRACE 2 : OFF
TRACE 2 : SPO2	PERIODIC INTERVAL : OFF
TRACE 3 : OFF	MANUAL REC DELAY : 10 SEC
RECORDER SWEEP : 25 mm/s	ALARM RECORD >>
MANUAL RECORD TIME: 10 SEC	EXIT

HOME/RECORDER WINDOW ۱۹-۲

INTERNAL RECORDER

با انتخاب "ON" رکوردر داخلی سیستم فعال می‌شود و رکوردگیری از طریق آن انجام می‌گیرد. با انتخاب "OFF" رکوردر داخلی سیستم غیر فعال شده و رکوردگیری از طریق سیستم سانترال انجام می‌گیرد.

TRACE1

این گزینه برای انتخاب شکل موج کanal اول خروجی رکوردر، هنگامی که رکوردگیری به صورت دستی انجام می‌گیرد، استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس GAS, RESP, IBP2, IBP1, SpO2, ECG می‌گیرد، استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس OFF می‌باشد.

TRACE2

این گزینه برای انتخاب شکل موج کanal دوم خروجی رکوردر، هنگامی که رکوردگیری به صورت دستی انجام می‌گیرد، استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس GAS, RESP, IBP2, IBP1, SpO2, ECG می‌گیرد، استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس OFF می‌باشد.

توجه :

زمانیکه یکی از ماثول ها برای TRACE اول انتخاب شود، برای TRACE دوم نمیتواند مجددا انتخاب شود.

TRACE3

این گزینه برای انتخاب شکل موج کانال سوم خروجی رکوردر، هنگامی که رکوردگیری به صورت دستی انجام می‌گیرد، استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس لیدهای مختلف مازول OFF و ECG می‌باشد.

گزینه های انتخابی آیتم 3 Trace به انتخاب ECG Cable Type در منوی ECG بستگی دارد:

- اگر ECG CABLE TYPE = 3 WIRE باشد، گزینه انتخابی وجود نخواهد داشت و مقدار آن OFF خواهد بود.

- اگر ECG-III ، ECG-II ، ECG-I ، ECG CABLE TYPE = 5 WIRE باشد، گزینه های انتخابی ECG-aVL ، ECG-aVF ، ECG-aVR ، ECG-V ، OFF و ECG-IV خواهد بود.

- اگر ECG- ، ECG-II ، ECG-I ، ECG CABLE TYPE = 10 WIRE باشد ، گزینه های انتخابی V6 ، V5 ، V4، V3 ، V2 ، V1 ، ECG-aVL ، ECG-aVF ، ECG-aVR ، ECG-V ، III و ECG-V خواهد بود.

نکته:

در صورتیکه CABLE TYPE توسط کاربر تغییر داده شود و لید انتخابی برای آیتم 3 رکوردر زیر مجموعه آن CABLE TYPE = 3 WIRE نباشد ، در حالت OFF مقدار CABLE TYPE = 5 WIRE در نظر گرفته خواهد شد.

نکته:

از آنجاییکه لید مرجع سیستم برای رکورد گیری از مازول ECG در نظر گرفته می شود ، اگر برای 1 Trace 2 ، مازول ECG انتخاب شده باشد ، برای 3 Trace نمی توان لید مرجع را انتخاب کرد .

RECORDER SWEEP

انتخاب‌های قابل دسترس 25mm/s ، 12.5mm/s ، 6mm/s می‌باشد.

MANUAL RECORD TIME

انتخابهای قابل دسترس "MANUAL" (دستی) و "CONTINUOUS" (پیوسته) می باشد.

.30sec, 20 sec, 10 sec

PERIODIC TRACE1

برای انتخاب شکل موج کanal اول خروجی رکوردر، هنگامی که رکوردگیری به صورت اتوماتیک انجام می گیرد، استفاده می شود. انتخاب های قابل دسترس GAS, RESP, IBP2, IBP1, SpO2, ECG و OFF می باشد.

PERIODIC TRACE2

برای انتخاب شکل موج کanal دوم خروجی رکوردر، هنگامی که رکوردگیری به صورت اتوماتیک انجام می گیرد، استفاده می شود انتخاب های قابل دسترس GAS, RESP, IBP2, IBP1, SpO2, ECG و OFF می باشد.

PERIODIC INTERVAL

برای انتخاب فاصله زمانی بین رکوردگیری های اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.
انتخابهای قابل دسترس ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت، ۲ ساعت، ۴ ساعت، ۸ ساعت، ۱۲ ساعت، ۲۴ ساعت و OFF می باشد.

MANUAL REC DELAY

با این آیتم قابلیت ایجاد تاخیر در رکوردگیری فراهم می گردد. بعنوان مثال اگر این گزینه روی ۱۰ ثانیه تنظیم شود، با فشردن کلید Record ، از ۱۰ ثانیه قبل رکوردگیری از سیگنال آغاز می شود.
انتخابهای قابل دسترس ۵ ثانیه تا ۱۵ ثانیه با فاصله زمانی یک ثانیه ای است.


ALARM RECORD

اگر ALARM RECORD برای هر پارامتر روشن باشد، هنگامی که آلارمی اتفاق بیافتد به صورت اتوماتیک شروع به رکوردگیری می کند.

برای توضیحات بیشتر به فصل رکوردر مراجعه شود.

*** CARDIAC OUTPUT ۸-۲**

با انتخاب "CARDIAC OUTPUT" از پنجره HOME WINDOW پنجره زیر باز می‌شود.




شکل ۲۰-۲ HOME/ CARDIAC OUTPUT MENU

جهت توضیحات بیشتر به [فصل مانیتورینگ C.O.](#) مراجعه کنید.

*** DRUG_CALCULATOR ۹-۲**

با انتخاب "DRUG_CALCULATOR" از پنجره HOME WINDOW پنجره زیر باز می‌شود.



شکل ۲۱-۲ HOME/ DRUG_CALCULATION WINDOW

این منو به منظور محاسبه نرخ تزریق دارو، دوز دارو، مقدار یا حجم دارو، ظرفیت، مدت زمان تزریق، نرخ تزریق بر اساس واحد قطره (Drip Rate) وقتی سایز هر قطره مشخص است (Drop Size) مورد استفاده قرار می گیرد.

- در این منو سه پارامتر از چهار پارامتر RATE ، VOLUME ، AMOUNT و DOSE به عنوان ورودی توسط کاربر وارد می شود و مقادیر خروجی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و به رنگ زرد نمایش داده می شوند.

- واحد پارامترهای DOSE و AMOUNT نیز توسط کاربر قابل تعیین می باشد.
انتخابهای در دسترس برای واحد AMOUNT عبارتند از: mg و mcg . انتخابهای در دسترس برای واحد DOSE نیز mg/kg/min ، mg/min و mcg/min می باشد.

- مقدار وزن توسط کاربر قابل تنظیم می باشد ولی به صورت پیش فرض مقدار وزن تنظیم شده در منوی PATIENT INFORMATION در این قسمت به صورت اتوماتیک ظاهر می شود.

- کاربر می تواند با انتخاب <>RESET VALUE <> تمامی ورودیها و محاسبات را پاک نموده و مجدداً "ورودیهای مورد نظر را وارد کرده تا محاسبات انجام شود.
- با تغییر هر یک از ورودیها توسط کاربر محاسبات به صورت اتوماتیک انجام و مقادیر جدید خروجی به روز می شوند.

- با مقدار دهی سایز هر قطره از دارو (DROP SIZE) توسط کاربر، نرخ تزریق دارو (RATE) به صورت اتوماتیک محاسبه می شود.

با انتخاب <>TITRATION TABLE از پنجره فوق، پنجره زیر باز می شود که در آن امکان مرور سریع بر جدول ارتباط بین دوز و نرخ تزریق دارو وجود دارد.

HOME/DRUG/TITRATION TABLE							
AMOUNT : 400.00 mg		VOLUME: 400.00 ml		WEIGHT:80.00 kg		DOSE UNIT: mg/min	
DOSE	INF RATE	DOSE	INF RATE	DOSE	INF RATE	DOSE	INF RATE
0.50	30.00	5.50	330.00	10.50	630.00	15.50	930.00
1.00	60.00	6.00	360.00	11.00	660.00	16.00	960.00
1.50	90.00	6.50	390.00	11.50	690.00	16.50	990.00
2.00	120.00	7.00	420.00	12.00	720.00	17.00	1020.00
2.50	150.00	7.50	450.00	12.50	750.00	17.50	1050.00
3.00	180.00	8.00	480.00	13.00	780.00	18.00	1080.00
3.50	210.00	8.50	510.00	13.50	810.00	18.50	1110.00
4.00	240.00	9.00	540.00	14.00	840.00	19.00	1140.00
4.50	270.00	9.50	570.00	14.50	870.00	19.50	1170.00
5.00	300.00	10.00	600.00	15.00	900.00	20.00	1200.00

EXIT

HOME/ DRUG/ TITRATION TABLE ۲۲-۲

- به منظور دسترسی و مرور سریع کاربر به ارتباط بین دوزهای مختلف دارو و زمان تزریق مربوط به آنها، مقادیر INF RATE مربوط به دوزهای 0.5 تا 20 (با واحد مربوط به آن از پنجره HOME/ DRUG_CALCULATION WINDOW در این جدول نمایش داده می شود.
- در این پنجره مقادیر WEIGHT و VOLUME ، AMOUNT به همراه واحد دوز از پنجره HOME/ DRUG_CALCULATION WINDOW به صورت اتوماتیک وارد می شود.

با انتخاب <> HOME/ DRUG_CALCULATION INFUSION TABLE از پنجره WINDOW ، پنجره زیر باز می شود که در آن جدول مربوط به ارتباط بین مقدار و حجم داروی تزریقی و مدت زمان باقیمانده از تزریق نشان داده می شود.

HOME/DRUG/INFUSION TABLE		
DOSE	RATE	AMOUNT
4.00 mg/min	240.00 ml/hour	400.00 mg
VOLUME	WEIGHT	INF TIME
400.00 ml	80.00 kg	1:40:0
AMOUNT	VOLUME	INFUSION TIME
10.00	10.00	0:2:30
53.33	53.33	0:13:20
96.67	96.67	0:24:10
140.00	140.00	0:35:0
183.33	183.33	0:45:50
226.67	226.67	0:56:39
270.00	270.00	1:7:30
313.33	313.33	1:18:19
356.67	356.67	1:29:10
400.00	400.00	1:40:0

EXIT

شكل ۲۳-۲ HOME/ DRUG/ INFUSION TABLE

- به منظور دسترسی و مرور سریع کاربر به ارتباط بین مقادیر مختلف VOLUME و AMOUNT با زمان تزریق (INFUSION TIME) متناظر با این مقادیر، این جدول نمایش داده می شود.
- در این پنجره اطلاعات مربوط به WEIGHT ، VOLUME ، AMOUNT ، RATE ، DOSE در این پنجره INF TIME و HOME/ DRUG_CALCULATION WINDOW به صورت اتوماتیک وارد می شود.

- به منظور نمایش بارزتر انتخاب کاربر و محاسبات انجام شده در پنجره DRUG_CALCULATION WINDOW ، مقدار AMOUNT در بالای این پنجره و سطر پایین جدول به همراه مقادیر INFUSION TIME و VOLUME در سطر پایین جدول به رنگ زرد نمایش داده می شوند.

* ALARM RECALL ۱۰-۲

با انتخاب ALARM RECALL از پنجره HOME WINDOW پنجره زیر باز می‌شود که در آن امکان ذخیره و بازبینی اطلاعات زمان وقوع آلام وجود دارد.

HOME / ALARM RECALL WINDOW													
#N	DATE	TIME	HR	%SPO2	IBP1-SYS/DIA(MAP)	IBP2-SYS/DIA(MAP)	RR	T1	T2	ETCO2	FICO2	NIBP	1/3
02	28/11/2008	12:28:35	300	98	159/110(124)	121/81(100)	20	37.5	37.5	48	5	109/72(83)	
01	28/11/2008	12:28:30	300	98	122/80(100)	121/81(100)	20	37.5	37.5	48	5	109/72(83)	

شكل ۲۴-۲ HOME/ALARM RECALL WINDOW

در این پنجره اطلاعات مربوط به آلام محدوده‌ها شامل شماره آلام، تاریخ، زمان، عدد مربوط به پارامترهای ETCO2 ، T2 ، T1 ، RR ، IBP2-SYS/DIA(MAP) ، IBP1-SYS/DIA(MAP) ، SpO2 ، HR ، NIBP ، FICO2 و شماره صفحه نمایش می‌یابد.

مقدار پارامتری که باعث بوجود آمدن آلام شده است، به رنگ قرمز نمایش می‌یابد و مقدار پارامتری که قبل از محدوده مجاز خارج شده و همچنان آلام آن باقی مانده، در آلام جدید با رنگ زرد نشان داده می‌شود و مقدار پارامتری که آلام آن غیر فعال است به رنگ سفید نشان داده می‌شود.

مشاهده لیست آلامهای موجود:

در پنجره HOME/ALARM RECALL WINDOW اطلاعات مربوط به ۲۰ آلام نمایش داده می‌شود. در هر صفحه ALARM RECALL WINDOW قابلیت مشاهده حداکثر هفت آلام به طور همزمان وجود دارد. زمانی که بیش از هفت آلام وجود داشته باشد، آلامها در صفحات مختلف ذخیره و قابل HOME/ALARM RECALL بررسی می‌باشند. با کلیک بر روی "UP-DOWN" از پنجره WINDOW می‌توانید به صفحات مختلف آلامها دسترسی داشته باشید.

به هنگام پرشدن لیست Alarm Recall ، با رخ دادن آلام جدید، قدیمی ترین آلام از لیست حذف شده و آلام جدید در ابتدای لیست قرار می‌گیرد.

انتخاب یک آلام ذخیره شده:


با کلیک بر روی می توانید آلام مورد نظر در لیست را انتخاب کنید.

حذف یک آلام ذخیره شده:

پس از انتخاب آلام مورد نظر با دومین مورد از سمت چپ، با کلیک بر روی ”DELETE“ آلام انتخاب شده حذف می شود.

مشاهده جزئیات بیشتر یک آلام:

با انتخاب HOME/ALARM RECALL WINDOW از پنجره پنجره HOME/ALARM RECALL/WAVE WINDOW باز می شود که در آن می توان سیگنال ها و پارامترهای عددی مختلف در هنگام وقوع آلام را مشاهده نمود.



شكل ۲۵-۲ HOME/ALARM RECALL/WAVE WINDOW

در این پنجره سیگنال ها از ۵ ثانیه قبل از وقوع آلام تا ۵ ثانیه بعد از آن نمایش داده می شوند و لحظه وقوع آلام با یک خط چین مشخص می گردد.

انتخاب آلام

با کلیک بر روی این امکان فراهم می شود که بین صفحات مختلف حرکت کرده تا شکل موج و پارامترهای مربوط به آلامهای مختلف بررسی شود.

RECORD

این مورد فعلاً "کاربرد ندارد.

انتخاب پارامتر

ترسیمات در این پنجره قابل انتخاب هستند. با کلیک بر روی هر یک از پارامترها امکان انتخاب یکی از پارامترهای Co2(Et, Fi) و RR ، IBP2 ، IBP1 ، SpO2 ، HR وجود دارد.

رکورد گیری از لیست آlarمها :


با کلیک بر روی "RECORD" از پنجره HOME/ALARM RECALL WINDOW امکان رکوردگیری از لیست آlarمها فراهم می شود.

* (BED TO BED) نمایش اطلاعات بددساید دیگر داخل یک بددساید ۱۱-۲

قابلیت Bed to Bed این امکان را به کاربر می دهد که اطلاعات یکی از بدسایدهای متصل به سانترال را ، در بدسایدهای دیگری که به همان سانترال وصل می باشد ، نمایش دهد .

اطلاعاتی که در پنجره Bed to Bed نمایش داده می شود شامل سیگنال و پارامتر عددی مازول های ECG , SPO2 , RESP و پارامترهای عددی مازولهای NIBP , TEMP . در قسمت Header پنجره مذکور ؛ شماره تخت بدسایدی که به آن متصل شدیم مقابل متن Remote Bed : No و همچنین تمامی پیغام های خطای آن بدسايد نمایش می یابد .

شکل زیر نماییه از منوی Bed to Bed می باشد که در مانیتور نمایش داده می شود.



شکل ۲۶- HOME WINDOW/BED TO BED WINDOW

قسمتی از منو که با لیبل Setting مشخص می باشد ، برای انجام تنظیمات توسط کاربر در نظر گرفته شده که شامل آیتمهای زیر می باشد .

- آیتم Selected Bed : این گزینه برای انتخاب بدسايد مورد نظر کاربر ، که می خواهد اطلاعات آنرا در منوی Bed to Bed ببینید ، می باشد .

پیش فرض این آیتم در ابتدا NONE می باشد ، یعنی هیچ بدسايدی انتخاب نشده است . با کلیک بروی این آیتم و چرخش روتاری و یا انتخاب با تاچ ، شماره بدسايدهای قابل دسترس را می توانید مشاهده کنید . از بین آنها بدسايد مورد نظرتان را انتخاب کنید .

- آیتم Duration : این گزینه برای انتخاب مدت زمان نمایش اطلاعات در منوی Bed to Bed می باشد .

مقدار پیش فرض این آیتم ۱ دقیقه می باشد و انتخابهای ۲ تا ۵ دقیقه هم برای آن وجود دارد . بطور مثال اگر این گزینه را روی ۲ دقیقه تنظیم کنید و نمایش را شروع کنید ، بعد از سپری شدن ۲ دقیقه ، منوی Bed to Bed بصورت اتوماتیک بسته خواهد شد .

مدت زمان سپری شده نیز بصورت شمارنده ثانیه ای ، مقابله لیبل Active Time نمایش می یابد .

- آیتم <START> : پس از انجام تنظیمات فوق ، با فشردن آیتم <START> ، نمایش اطلاعات بدسايد

انتخابی شروع خواهد شد . در این حالت آیتم <START> به <STOP> تغییر خواهد یافت .

با فشردن مجدد آن نمایش متوقف شده و آیتم <STOP> به <START> تبدیل می شود .

نکته:

هنگام نمایش اطلاعات در منوی Selected Bed ، آیتم های Duration و Bed To Bed غیرفعال می شوند . برای انجام مجدد تنظیمات ابتدا باید نمایش را متوقف کنید و پس از انجام تنظیمات جدید نمایش را شروع کنید .

ABOUT ۱۲-۲

با انتخاب "ABOUT" از پنجره HOME WINDOW منو زیر باز می‌شود که مشخصات مربوط به سیستم ، شرکت سازنده و نمایش نوع باطری در آن آمده است.

فصل ۳، آلارم

- ۱-۳ طبقه بندی آلارمهای
- ۲-۱-۳ آلارمهای فیزیولوژیک
- ۲-۲-۳ آلارمهای تکنیکال
- ۲-۳-۳ پیغامها
- ۳-۲-۳ حالتهای آلارم
- ۳-۲-۳ سطح آلارم و تنظیمات آن
- ۳-۲-۳ حالتهای آلارم
- ۳-۲-۳ صحه گذاری آلارم در هنگام روشن شدن سیستم
- ۳-۳ دلایل آلارم
- ۴-۳ عملکرد کلید ALARM SILENCE
- ۵-۳ آلارم پارامترها
- ۶-۳ وقتی که آلارم اتفاق می‌افتد

این فصل اطلاعات عمومی درباره آلارم و عملکردهای مربوط به آن را توضیح می‌دهد.

⚠ هشدار ⚠

هر بار بعد از روشن شدن سیستم آلارم‌های صوتی و تصویری را چک کنید.

۱-۳ طبقه‌بندی آلارم‌ها

آلارم‌ها را می‌توان در سه گروه فیزیولوژیک، تکنیکال و پیغام‌ها طبقه‌بندی نمود.

۱-۱-۳ آلارم‌های فیزیولوژیک

این آلارم‌ها که آلارم‌های بیمار نیز اطلاق می‌شوند در زمانی که یک پارامتر از حدود تعیین شده تجاوز نماید و یا بیمار در شرایط غیر طبیعی باشد فعال می‌شوند.

۱-۲-۳ آلارم‌های تکنیکال

این آلارم‌ها که آلارم‌های سیستم نیز نامیده می‌شوند در اثر عملکرد ناصحیح سیستم یا نمایش ناصحیح اطلاعات بیمار به علت مشکلات عملکردی یا مکانیکی فعال می‌شوند.

۳-۱-۳ پیغام‌ها

در حقیقت این نوع پیغام‌ها آلارم تلقی نمی‌شوند. صرفنظر از پیغام‌های آلارم فیزیولوژی و تکنیکال، مانیتور بیمار برخی پیغام‌ها را برای بیان وضعیت سیستم نمایش می‌دهد. همه پیغام‌ها در قسمت **Message Area** صفحه نمایش داده می‌شوند.

۲-۳ حالت‌های آلام

۱-۲-۳ سطح آلام و تنظیمات آن

سیستم مانیتور دارای سه سطح مختلف آلام است.

سطح یک نشان‌دهنده این است که زندگی بیمار در خطر است و یا مانیتور دارای مشکل جدی است این سطح مهم‌ترین سطح آلام است.

سطح دو نشان‌دهنده هشدار جدی است.

سطح سه نشان‌دهنده هشدار عمومی است.

سیستم مانیتورینگ دارای یک سری تنظیمات اولیه برای سطوح آلام پارامترها است و اپراتور می‌تواند سطح آلام‌ها را برای هر مازول در منو مربوط به آن مازول تنظیم کند.

۲-۲-۳ حالت‌های آلام

پیغام‌های آلام بر روی صفحه نمایش، به وسیله نشانگرها و یا به صورت صوتی با سطوح‌های مختلف به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از فاصله ۱ متری روبروی دستگاه برای اپراتور قابل تشخیص باشند.

صفحه نمایش

وقتی که آلام اتفاق می‌افتد پارامتری که آلام را تحریک کرده است، چشمک می‌زند و پیغام آن با توجه به سطح آلام در لیبل پیغام‌ها با رنگ زمینه مناسب نمایش داده می‌شود.

پیغام با آلام سطح یک: زمینه به رنگ قرمز- متن به رنگ مشکی

پیغام با آلام سطح دو: زمینه به رنگ زرد- متن به رنگ مشکی

پیغام با آلام سطح سه: زمینه به رنگ فیروزه‌ای- متن به رنگ مشکی

در صورتیکه پیغام حالت اطلاع دهنده داشته باشد (یا بعد از فشردن کلید Alarm Silence) پیغام با زمینه خاکستری نمایش داده می‌شود.

نشانگر آلام

نشانگر آلام در سطح یک با رنگ قرمز و در سطح دو با رنگ زرد چشمک می‌زند و در سطح سه با رنگ زرد روشن می‌شود.

آلارم صوتی

آلارم صوتی زمانی فعال می‌شود که سیستم به دلایل خاصی در حالت سکوت نباشد. (مثلاً کلید ALARM فشرده نشده باشد.)

آلارمهای صوتی با سه سطح فعال می‌شود:

در سطح یک هر ۱۰ ثانیه یک بار آلارم به صورت "DO-DO-DO--DO-DO" فعال می‌شود.

در سطح دو هر ۲۰ ثانیه یک بار آلارم به صورت "DO-DO-DO" فعال می‌شود.

در سطح سه هر ۳۰ ثانیه یک بار آلارم به صورت "DO" فعال می‌شود.

بلندی صدای آلارم با گینهای ۱ تا ۷ قابل تنظیم است و شدت این صدا در فاصله ۱ متری روبروی دستگاه مناسب با گین انتخابی در بازه ۴۷dB(A) تا ۶۹ dB(A) می‌باشد.

توجه:

وقتی آلارم‌ها با سطوح مختلف اتفاق بیافتد، نشانگر آلارم به رنگ قرمز که بالاترین سطح است روشن می‌شود و سایر آلارمها مناسب با سطحشان با رنگهای زمینه تعریف شده به صورت چرخشی ظاهر می‌شوند.

توجه:

در شرایطی که دو یا چند آلارم با سطوح یکسان به طور همزمان رخ دهند، پیغامهای آلارم به صورت چرخشی ظاهر می‌شوند.

۳-۲-۳ صحه‌گذاری آلارم در هنگام روشن شدن سیستم

هنگامی که سیستم مانیتور در حال روشن شدن است، آلارم صوتی و دیداری (نشانگر زرد یا قرمز) توسط خود سیستم تست می‌شود.

هر لحظه که سیستم روشن می‌شود، سیستم بوق می‌زند و نشانگر قرمز و زرد همزمان روشن و پس از راه-اندازی کامل سیستم، خاموش می‌شود. اگر هیچ بوقی شنیده نشود و یا نشانگرهای آلارم روشن نشود، نباید از سیستم برای مانیتور کردن بیمار استفاده کنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۳-۳ دلایل آلارم

آلارم زمانی اتفاق می‌افتد که توسط پارامتری تحریک شود یا مشکل برای سیستم بوجود آید.

زمان تأخیر از هنگام رخداد شرایط آلام تا بروز نشانه‌های آن (چشمک زدن پارامترها، نمایش پیغام‌ها، صدای آلام و....) کمتر از ۱ ثانیه به طول می‌انجامد. (زمان تأخیر برای آلام APNEA با توجه به تنظیم انجام شده برای APNEA LIMIT در منوی مربوط به RESP می‌باشد.)

شرایطی که آلام پارامترها را فعال می‌کند

وقتی که مقدار اندازه‌گیری شده از محدوده آلام تنظیم شده تجاوز کند و آلام آن پارامتر در حالت "ON" باشد، آلام اتفاق می‌افتد. همچنین اگر سیستم شرایطی مانند APNEAL و یا ASYSTOLE را تشخیص دهد حتی اگر آلام "OFF" باشد فعال می‌شود.

۴-۳ عملکرد کلید ALARM SILENCE

вшردن کلید "Alarm Silence" برای پکبار به مدت دو دقیقه صدای کلیه آلام‌ها را غیر فعال می‌کند. پیغام "ALARM SILENCE" به مدت ۱۲۰ ثانیه در بخش بالای صفحه نمایش در می‌آید. در طی این دو دقیقه اگر آلام جدیدی اتفاق بیافتد، شرایط سکوت خاتمه پیدا می‌کند و آلام‌های صوتی و دیداری هر دو دوباره فعال می‌شود. اگر در طول دو دقیقه سکوت سیستم، دوباره کلید "Alarm Silence" فشرده شود، شرایط سکوت پایان می‌پذیرد و شرایط معمولی آلام دوباره شروع می‌شود.

۵-۳ آلام پارامترها

تنظیمات مربوط به آلام هر پارامتر در پنجره مربوط به آن پارامتر وجود دارد. در هر پنجره برای پارامتر خاص محدوده‌های آلام و خصوصیات آن را می‌توانید مشاهده کنید.

وقتی آلام پارامتری "OFF" باشد علامت  در کنار آن پارامتر نمایش داده می‌شود. برای پارامتری که آلام آن بر روی "ON" تنظیم شده است، محدوده‌ی آلام در کنار پارامتر آن نمایش می‌یابد و هنگامی که مقدار پارامتر موردنظر از محدوده مجاز تجاوز کند، آلام فعال می‌شود و اتفاقات زیر می‌افتد:

- پیغام مربوط به آن آلام نمایش داده می‌شود.
- مانیتور با سطح آلام و سطح صدای تنظیم شده بوق می‌زند.
- نشانگر آلام چشمک می‌زند.

توجه: برای مشاهده مشخصات نوع آلام و نواختن آن برای هر مازول به جدول APPENDEX II مراجعه شود.

⚠️ هشدار ⚠️

تنظیمات آنالوگ شامل اولویتها، محدوده ها، صدای آنالوگ پارامترها و با توجه به عدم حضور دائم مراقب، شرایط بیمار و شرایط محیط، به گونه ای تنظیم شوند که هم از بروز آنالوگهای تکراری جلوگیری شود و هم منجر به بروز خطر برای بیمار نگردد.

۳- ۶ وقتی که آنالوگ اتفاق می افتد:

شناختن آنالوگ و دلایل وقوع آن برای اپراتور ضروری است.

- ۱- شرایط بیمار را چک کنید.
- ۲- آنالوگهای مربوط به مازول خاص را بشناسید.
- ۳- دلایل وقوع آنالوگ را بشناسید.
- ۴- کلید "ALARM SILENCE" را در صورت لزوم فشار دهید.
- ۵- وقتی دلیل وقوع آنالوگ پایان یافت، چک کنید که آیا آنالوگ به طور کامل و مناسب کار می کند.

پیغام های آنالوگ مربوط به هر مازول در بخش مربوط به آن مازول آمده است.

فصل ۴، مانیتورینگ ECG

۱-۴ اطلاعات کلی

ECG WINDOW ۲-۴

* ECG OUTPUT ۳-۴

۴-۴ آلام های ECG

۵-۴ تمیز کردن کابل ECG

۱-۴ اطلاعات کلی

با مانیتورینگ ECG یک شکل موج پیوسته از فعالیت‌های الکتریکی قلب بیمار ترسیم می‌شود که این شکل موج برای پر شک امکان ارزیابی دقیق شرایط فیزیولوژیکی بیمار را فراهم می‌کند. فعالیت پیوسته پولاریزاسیون عضله قلبی یک پتانسیل الکتریکی ایجاد می‌کند که به وسیله الکترودهای ECG که بر روی پوست بیمار قرار دارد، گرفته و آشکار می‌شود.

این الکترودها به طور معمول به بازوی راست بیمار، بازوی چپ بیمار و پای چپ بیمار متصل می‌شود. مانیتور سیگنال ECG را می‌گیرد و پس از پردازش و تقویت به صورت شکل موج ECG بر روی صفحه نمایش می‌دهد. این شکل موج در صورتی برای ارزیابی مناسب است که کابل ECG و الکترودها به طور مناسب اتصال داشته باشند.

- به جهت میانگین گیری عدد HR هر یک ثانیه، اعداد به بخش میانگین گیری وارد و بر حسب تنظیم کاربر، تغییرات به خروجی برای نمایش منتقل می‌شود..

ریت به روز شدن و زمان پاسخ مانیتور علائم حیاتی سعادت به تغییر HR، با توجه به AVERAGE در جدول زیر مشخص شده است.

	Response Time in SAADAT monitor (s)		
	HR Avg.= 4s	HR Avg.= 8s	HR Avg.= 16s
HR= 80 to 120 BPM	5	6	11
HR= 80 to 40 BPM	7	8	13

مقادیر ذکر شده در بالا برای لید II بعنوان لید مرتع است.

- در صورتیکه شخص دارای بیماری تاکی کاردیا باشد (محدوده پایین آلام بر روی ۶۰ و محدوده بالای آلام بر روی ۱۰۰ تنظیم شده باشد). در ضربان قلب < ۱۲۰ bpm، ۶ ثانیه طول می‌کشد تا سیستم آلام بزند.

- هنگامیکه بیمار دچار ایست قلبی شود، به مدت ۱۰ ثانیه طول می‌کشد تا سیستم آلام بزند (از ۸۰ bpm به ۱۰ bpm).

- مازول ECG در سیستم مانیتور قابلیت حذف اثرات مخرب پالس‌های با T بلند تا $1/2 \text{ mv}$ در شمارش HR را دارد.

- مقدار جریانی که برای آشکارسازی اتصال لیدها به بیمار تزریق می‌شود ماقزیمم 90 nA است.

- مشخصات مدار حذف نویز: سیگنال نویز مشترک با دامنه جریانی $10\mu\text{A}$ به صورت معکوس به لید اصلی اعمال می‌شود.

- کابل ECG شامل دو قسمت است کابلی که به مانیتور متصل می‌شود و لیدهایی که به بیمار متصل می‌شود.

- نرخ ضربان قلب اندازه‌گیری شده برای چهار سیگنال غیر متعارف مطابق با استاندارد 2002 EC13: به شرح زیر است:

Irregular rhythm	Measured HR
3a ventricular bigeminy	85
3b slow alternating ventricular bigeminy	67
3c rapid alternating ventricular bigeminy	127
3d bidirectional systoles	100

⚠ هشدار ⚠

در طول استفاده از الکتروشوک، مانیتور، تخت و بیمار را لمس نکنید.

⚠ هشدار ⚠

فقط از کابل ECG معرفی شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید. استفاده از کابل‌های ECG دیگر ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم و کاستن اینمی آن در طول استفاده از الکتروشوک شود.

⚠ هشدار ⚠

قبل از شروع مانیتورینگ ECG سلامت کابل را مورد بررسی قرار دهید و از کابل‌های آسیب دیده که خرابی‌های مشهودی نظیر خراشیدگی بدنه کابل، پارگی بخشی از غلاف کابل، خم شدگی بیش از حد لیدوایرها و ... در آن‌ها دیده می‌شود استفاده نکنید.

⚠ هشدار ⚠

اتصال کابل ECG باید به گونه‌ای باشد که در هنگام استفاده کشیدگی در کابل ایجاد نشود.

⚠️ هشدار ⚠️

نوسانات ناشی از سیستم نظارت ایزولاسیون خط (LIM) ممکن است شکل موج‌های شبیه شکل موج‌های واقعی قلبی ایجاد کند که باعث تحریک سیستم آلام گردد، این اثرات را می‌توان با اتصال مناسب الکترودها و کابل مطابق آنچه در این دفترچه ذکر شده است به حداقل میزان کاهش داد.

⚠️ هشدار ⚠️

در هنگام اتصال کابل و الکترودها مطمئن شوید که هیچ قسمت فلزی ارت اتصال نداشته باشد. چک کنید که همه الکترودهای ECG به بدن بیمار به طور مناسب وصل شده‌اند.

⚠️ هشدار ⚠️

با توجه به متفاوت بودن محدوده‌های تشخیص QRS و الگوی اندازه گیری HR در مدهای بزرگسال و نوزاد، باید در انتخاب مدل مناسب دقت شود.

نکته :

تداخلات ناشی از سیستم‌های زمین نشده نزدیک بیمار یا دستگاه الکتروکووتر می‌تواند باعث عدم دقت شکل موج ECG شود.

۱. پوست بیمار را قبل از اتصال الکترودها آماده کنید.

پوست دارای هدایت الکتریکی کمی است بنابراین آماده‌سازی پوست برای اتصال مناسب الکترودها به پوست از اهمیت بالایی برخوردار است.

اگر لازم است موهای آن قسمت را تمیز کنید.

آن قسمت را با آب و صابون بشویید (هرگز از الكل خالص برای این کار استفاده نکنید زیرا مقاومت الکتریکی بدن را بالا می‌برد).


به آرامی آن قسمت پوست را مالش دهید تا جریان خون مویرگی در آن قسمت بافت زیاد شود.

۲. چست لید را در محل مناسب روی بدن بیمار نصب کنید. اگر چست لیدی را که استفاده می‌کنید، دارای ژل هادی نیست مقداری ژل بر روی پوست آن ناحیه بماليید. (شکل‌های ۱-۴، ۲-۴ و ۵-۴).

۳. گیره لیدها را به چست لید متصل کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

برای یک بیمار از الکترودهای مشابه استفاده کنید تا از ایجاد اختلاف مقاومت الکتریکی جلوگیری شود. برای مانیتورینگ ECG استفاده از الکترودهای با نوع کلرید نقره - نقره توصیه می‌شود. استفاده از فلزهای غیر مشابه تولید افست بزرگی در هنگام پولاریزاسیون می‌کند که در شکل موج ECG تأثیر می‌گذارد و همچنین استفاده از فلز غیر مشابه باعث افزایش زمان بازگشت (Recovery Time) سیگنال ECG بعد از استفاده از الکتروشوک می‌شود.




شکل ۱-۴ محل قرارگیری الکترودها برای ECG ۳ لید

محل قرارگیری الکترودها برای ECG ۳ لید (شکل ۱-۴)

دست راست (RA): الکترود قرمز نزدیک شانه راست زیر استخوان ترقوه قرار داده شود.

دست چپ (LA): الکترود زرد نزدیک شانه چپ زیر استخوان ترقوه قرار داده شود.

پای چپ (LL): الکترود سبز در قسمت چپ زیر شکم قرار داده شود.



شکل ۲-۴ محل قرارگیری الکتروودها برای ECG ۵ سیمه

محل قرارگیری الکتروودها برای ECG ۵ سیمه (شکل ۲-۴)

دست راست (RA): نزدیک شانه راست زیر استخوان ترقوه قرار داده شود.

دست چپ (LA): نزدیک شانه چپ زیر استخوان ترقوه قرار داده شود.

در محل نمایش داده شده در شکل ۲-۴ قرار داده شود.
در قسمت چپ زیر شکم قرار داده شود.

سینه (C): الکتروود سفید
پای چپ (LL): الکتروود سبز

در قسمت راست زیر شکم قرار داده شود.

پای راست (RL): الکتروود سیاه

نکته :

برای اطمینان از اینمی بیمار باید همه لیدها به بیمار متصل باشند. مراقب باشید که قسمت‌های فلزی و رسانای الکتروودها با دیگر بخش‌های فلزی و یا رسانا و نیز با ارت در تماس نباشند.

الکتروود C در نوع ۵ سیمه ECG در مکان‌های مختلف روی قفسه سینه می‌تواند قرار گیرد:

V1 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار راست استرنوم

V2 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار چپ استرنوم

V3 با فاصله مساوی بین V2 و V4

V4 فضای بین دنده‌ای پنجم، روی خط میدکلاویکولار چپ

V5 در قسمت چپ خط زیر بغلی قدامی، در همان سطح افقی

V6 در قسمت چپ خط زیر بغلی میانی، در همان سطح افقی


V3-V6R سمت راست قفسه سینه در محلی مشابه با اشتقاچهای V3-V6

VE محل بالای زائده خنجری

برای قرار دادن الکترود در قسمت خلفی بدن الکترود C را در یکی از محل‌های زیر نصب کنید:


V7 فضای بین دندنهای پنجم، در قسمت چپ پشت خط زیربغلی خلفی

V7R فضای بین دندنهای پنجم، در قسمت راست پشت خط زیربغلی خلفی




شکل ۳-۴ محل قرارگیری الکترود C در ECG نوع ۱۰ سیمه

با توجه به نوع کابل (۳ سیمه یا ۵ سیمه)، می‌توان لیدهای مختلف I, II, III, aVR, aVL, aVF, V₁, V₂, V₃, V₄, V₅, V₆ را انتخاب کرد.



شکل ۴-۴ لیدهای ECG



شکل ۴-۵ محل قرارگیری الکتروود ها برای ECG ۱۲ لید

محل قرارگیری الکتروودها برای ECG ۱۲ لید (شکل ۴-۵)

دست راست (RA):	الکتروود قرمز
نzdیک شانه راست زیر استخوان ترقوه قرارداده شود.	الکتروود زرد
نzdیک شانه چپ زیر استخوان ترقوه قرار داده شود.	الکتروود سیاه
در قسمت راست زیر شکم قرارداده شود.	الکتروود سبز
در قسمت چپ زیر شکم قرارداده شود.	الکتروود سفید
در محل نمایش داده شده در شکل ۴-۵ قرار داده شوند.	سینه (V1 تا V6):

الکتروودهای سینه‌ای (V1 تا V6) در نوع ۱۰ سیمه ECG در مکان‌های مختلف روی قفسه سینه قرار می‌گیرند:

V1 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار راست استرنوم

V2 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار چپ استرنوم

V3 با فاصله مساوی بین V2 و V4

V4 فضای بین دنده‌ای پنجم، روی خط میدکلاویکولار چپ

V5 در قسمت چپ خط زیر بغلی قدامی، در همان سطح افقی

V6 در قسمت چپ خط زیر بغلی میانی، در همان سطح افقی V4

نکته:

لید اصلی در منوی ECG قابل تنظیم می باشد و در صفحاتی که بیش از یک TRACE از سیگنال ECG نمایش داده می شود اولین TRACE مربوط به لید اصلی می باشد.

⚠️ هشدار

روزی یکبار محل الکترودهای ECG را برای جلوگیری از ایجاد التهاب بافت چک کنید. در صورت مشاهده التهاب، الکترود را عوض کنید یا جای آن را تغییر دهید.

⚠️ هشدار

قبل از شروع مانیتورینگ ECG از صحت آشکارساز اتصال کابل در مانیتور اطمینان حاصل کنید. کابل ECG را از سوکت مورد نظر خود جدا کنید. پیغام خطای "ECG NO CABLE" باید بر روی صفحه نمایش آشکار شود.

⚠️ هشدار

در هنگام استفاده از دستگاه الکترو کوتر فاصله لیدها از الکترود بازگشته و قلم الکترو کوتر باید حتی الامکان زیاد باشد تا از سوختگی ناشی از الکترو کوتر جلوگیری کند.

محل قرارگیری لیدهای ECG بسته به نوع عمل جراحی متفاوت است. برای مثال در عمل جراحی قلب باز الکترودها باید به صورت افقی بر روی قفسه سینه یا پشت قرار گیرند. در اتاق عمل اختلالات ناشی از سیستم الکتروکوتر بر روی شکل موج ECG تأثیر می گذارد. برای کاهش این تأثیر می توان الکترودها را در سمت راست و یا چپ شانه ها در قسمت بالای معده قرار داد. از قراردادن الکترودها در بالای بازو (بجز زمانی که شکل موج ECG خیلی ضعیف باشد) خودداری کنید.

⚠️ هشدار

در هنگام استفاده از الکتروکوتر از قرار دادن الکترودهای ECG نزدیک الکترود بازگشته کوتر خودداری کنید. این کار باعث کاهش تداخل با سیگنال ECG می شود.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر اتصال الکترود بازگشتی سیستم الکتروکووتر، به طور کامل و مناسب برقرار نباشد، باعث سوختگی بیمار می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

کابل ECG در طول استفاده از دستگاه الکتروشوک ممکن است صدمه ببینند. کابل ECG که با الکتروشوک مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از استفاده مجدد باید از نظر عملکردی چک شود.

نکته:

اگر شکل موج ECG با وجود اتصال مناسب لید دقیق نبود، لید را عوض کنید.

نکته:

وجود دستگاه‌هایی که زمین نشده‌اند و یا سیستم الکتروکووتر نزدیک بیمار باعث عدم دقیق شکل موج‌ها می‌شود.

نکته:

لید مورد استفاده برای HR, Pace, Arr, ST Trace اول نمایش داده شده و در منوی ECG قابل تنظیم می‌باشد.

نکته:


به دلیل اینکه در لیدهای II و V ولتاژ سیگنال بهتری داریم توصیه می‌شود یکی از این دو لید به عنوان لید اصلی انتخاب شود.

شکل موج معمول QRS شامل موارد زیر است:

موج R بلند بالا یا پایین خط مرجع

موج T کوچکتر از یک سوم بلندی موج R

موج P بسیار کوچکتر از موج T



شکل ۴-۶ شکل موج استاندارد ECG

⚠️ هشدار ⚠️


لطفاً لیدهای ECG را به طور کامل در آب و مواد شوینده غوطه‌ور نکنید چون کانکتور آن‌ها ضد آب نیست. کابل ECG را با بخار، اکسید اتیلن و یا تشعع استریل نکنید.

⚠️ هشدار ⚠️

برای بیمارانی که دارای پیس میکر (Pacemaker) هستند، سیستم مانیتور ممکن است نرخ ضربان-های Pacemaker را در هنگام آریتمی‌ها به عنوان ضربان قلب بشمارد. در هنگام مانیتور کردن علائم حیاتی بیمار فقط به سیستم مانیتورینگ تکیه نکنید و بیمارانی که دارای Pacemaker هستند تحت مراقبت کامل قرار دهید. (در خصوص قابلیت‌های حذف پالس‌های Pacemaker توضیح داده شده است)


ECG WINDOW ۲-۴

در پنجره پارامتر ECG موارد زیر نشان داده می شود:



شکل ۷-۴ پنجره پارامتر ECG


بر روی پارامتر ECG کلیک کنید، پنجره زیر باز می شود:



شکل ۸-۴ ECG WINDOW

ECG LEAD

با کلیک بر روی ECG LEAD پنجره زیر باز می‌شود:



شکل ۹-۴ ECG/LEAD WINDOW

• **: ECG TRACE**

برای هر یک از **TRACE** های ۱ تا ۷ لیدهای زیر قابل مشاهده می‌باشند:

"I" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از RA-LA

"II" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از RA-LL

"III" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از LA-LL

RA- $\frac{RA + LL}{2}$ "aVR" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

LA- $\frac{RA + LL}{2}$ "aVL" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

LL- $\frac{RA + LA}{2}$ "aVF" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

C- $\frac{RA + LA + LL}{3}$ "V" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

نکته:

در صورت عدم وجود سیگنال مناسب، مانیتور قادر به شمارش ضربان قلب نمی‌باشد و به جای عدد HR علامت (-؟-) در پنجره ECG نمایش داده می‌شود. دلایل زیر باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود:

- در حالت کابل ۳ سیمه، هر کدام از الکتروودها قطع و یا به صورت مناسب متصل نباشد.
- در حالت کابل ۵ یا ۱۰ سیمه:
- هر دو یا یکی از الکتروودهای مربوط به لید مرجع قطع و یا به صورت مناسب متصل نباشد.
- الکتروود RL قطع و یا به صورت مناسب متصل نباشد.

لیدهای V₁,V₂,V₃,V₄,V₅,V₆ فقط برای حالتی که ECG ۵ سیمه داشته باشیم قابل انتخاب است. لیدهای V₁,V₂,V₃,V₄,V₅,V₆ فقط برای حالتی که ECG ۱۲ لید داشته باشیم قابل مشاهده است.

نکته:

عدم نمایش سیگنال و رسیدن خط ترسیم به حدنهایی بالا یا پایین محدوده نمایش می‌تواند به معنای اشباع شدن سیگنال باشد.

CABLE TYPE •

برای انتخاب مدهای مختلف ECG شامل ۳ سیمه، ۵ سیمه و ۱۰ سیمه* مورد استفاده قرار می‌گیرد.

DISPLAY FORMAT •

در صورت انتخاب گزینه ۳ سیمه از CABLE TYPE، تنها مد cascade قابل انتخاب است.

زمانی که CABLE TYPE روی ۵ سیمه قرار گیرد برای DISPLAY FORMAT انتخاب‌های 2 TRACES، 4 TRACES، 2 TRACES، CASCADE: در صورت انتخاب CASCADE تنها لید اصلی (ECG TRACE1) قابل تغییر می‌باشد و سیگنال ECG در لید انتخاب شده در دو TRACE نمایش داده می‌شود.

علاوه بر امکان انتخاب هر یک از لیدها برای ECG TRACE1، برای 2 ECG TRACE، برای 2 ECG TRACE1 لید انتخاب شده برای ECG TRACE1 را انتخاب نمود.

4 : سیگنال ECG مربوط به چهار لید در چهار TRACE نمایش داده می‌شود. برای ECG TRACE 1 همه لیدها و برای TRACE 2,TRACE3,TRACE4 لیدهای غیر تکراری قابل انتخاب می‌باشند.

7 : سیگنال‌های 7 لید ECG در هفت TRACE نمایش داده می‌شود و تنها لید اصلی قابل تغییر می‌باشد.

در صورت انتخاب CABLE TYPE:10 WIRES علاوه بر انتخاب‌های 2 CASCADE، 4 TRACES، 7 TRACES و DISPLAY FORMAT امکان انتخاب 12TRACES هم وجود دارد. در حالت 12 سیگنال‌های 12 لید ECG در دوازده TRACE نمایش داده می‌شود. در این حالت لید اصلی همیشه I بوده و قابل تغییر نمی‌باشد.

ECG GAIN

برای تنظیم بلندی شکل موج ECG و انتخاب میزان گین برای هر لید $25\text{ mm}/\text{mV}$ و $10\text{ mm}/\text{mV}$ و $5\text{ mm}/\text{mV}$ و $2\text{ mm}/\text{mV}$ قابل انتخاب است. در مد "AUTO" بهترین سطح را به طور اتوماتیک انتخاب می‌کند.

ECG SWEEP

انتخاب‌های قابل دسترس 5 mm/s ، 10 mm/s ، 20 mm/s و 50 mm/s می‌باشد.

ECG FILTER

برای وضوح بیشتر شکل موج ECG سه نوع فیلتر وجود دارد:

نوع فیلتر	范畴 فرکانس	مورد استفاده
NORMAL	$0.5\text{ تا }40\text{ هرتز}$	در شرایط نرمال
EXTENDED	$0.05\text{ تا }100\text{ هرتز}$	در موارد تشخیصی مورداستفاده قرار می‌گیرد. اما شکل موج ECG ممکن است یک مقدار نویز داشته باشد.
MONITOR	$0.05\text{ تا }24\text{ هرتزی}$	در این حالت اختلالات ناشی از الکتروکوترا کاهش می‌یابد. همچنین در زمان‌هایی که سیستم دارای نویز بالایی است و یا زمین هم پتانسیل کننده ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

HR AVERAGE

انتخاب‌های قابل دسترس 4 ثانیه ، 8 ثانیه و 16 ثانیه می‌باشد. با انتخاب هریک از این گزینه‌ها، تغییرات عدد HR، حداکثر تا زمان تنظیم شده اعمال می‌گردد. بعنوان مثال با انتخاب 8 ثانیه ، اگر HR از عدد 90 به 200 تغییر کند حداکثر 8 ثانیه طول می‌کشد تا تغییرات عدد HR نمایش داده شود.

HR SOURCE

ضربان قلب (HR) در صورت انتخاب کاربر میتواند از روی شکل موج مازول های "ECG", "SpO2", "IBP1", "IBP2", "IBP3", "IBP4" گرفته شود. این گزینه به صورت پیش فرض کارخانه بروی AUTO قرار دارد.

با انتخاب گزینه AUTO شرایط زیررا برای نمایش ضربان قلب در سیستم خواهیم داشت:

- در صورت وصل بودن اکسسوری هر کدام از مازول ها، عدد ضربان قلب از روی آن مازول گرفته می شود.
- اگر بیش از یک مازول به سیستم وصل باشد، اولویت نمایش ضربان قلب به ترتیب با مازول های IBP4, IBP3, IBP2, IBP1, SpO2, ECG.
- در صورت نمایش ضربان قلب از روی هر مازول به غیر از ECG، آلارمهای مربوط به خارج از محدوده بودن مقدار PR بر اساس تنظیمات مربوط به آلارم HR و Alarm Limit (Alarm Level) فعال می شود.

نکته:

فقط در سیستم B9 **IPB3, 4** فعال می باشد.

نکته:

در پنجره ECG، در صورت نمایش ضربان قلب از روی هر مازول به غیر از HR، ECG به PR تغییر کرده و ویژگی های آن مازول متناسب با منبع انتخاب شده تغییر میکند از جمله رنگ Unit.

نکته:

در صورت تنظیم **HR SOURCE** بر روی هر مازول به غیر از ECG، صدای شنیده شده و علامت BEAT، مطابق با سیگنال SOURCE انتخاب شده می باشد.

نکته:

محاسبه عدد HR از روی سیگنال IBP فقط از روی سیگنال های با برچسب ART, PAP, RVP و LVP قابل محاسبه می باشد.

نکته :

در صورت تنظیم SOURCE HR بر روی هر کدام از مازول های فوق و عدم اتصال کابل آن مازول به سیستم، مقابله عدد HR عددی نمایش داده نمی شود.

نکته :

- در شرایط زیر محاسبه عدد PR از روی شکل موج IBP امکان پذیر نیست و علامت “ ” مقابله HR نمایش داده می شود:
- وجود پیغام “IBP1/IBP2 STATIC PRESSURE”
- وجود پیغام “IBP1/IBP2 SEARCH”
- عدد PR کمتر از ۲۵
- انتخاب لیبل های RAP و LAP و CVP

نکته :

محدوده اندازه گیری HR از روی شکل موج IBP بین 25bpm تا 240bpm خواهد بود.

BEAT VOLUME

رنج از "۱" تا "۷" . با انتخاب "OFF" صدای ضربان قلب خاموش می شود و با انتخاب "۷" بیشترین حجم صدا را خواهیم داشت.

PACE DETECT

برای بیمارانی که دارای Pacemaker هستند باید "ON" و برای بیماران معمولی "OFF" باشد. هنگامی که آشکارساز "ON", Pace است سیستم مانیتورینگ ECG سیگنال های ساخته شده توسط Pacemaker را از ECG جدا و حذف می کند و در نتیجه در شمارش ضربان قلب محسوب نمی شود. در جاهایی که سیگنال آشکار می شود بر روی سیگنال ECG یک خط عمودی با طول ۱ سانتیمتر نمایش داده می شود. مانیتورینگ بیمارانی که دارای Pacemaker می باشند در صورت فعال بودن PACE DETECT عموماً تحت تأثیر قرار نمی -

گیرد. در هنگامی که شخص Pacemaker ندارد، اگر درمد "ON" باشیم نویزها ممکن است به اشتباه به عنوان سیگنال‌های Pace تلقی شود و بهتر است که "OFF" باشد.

نکته:

سیگنال‌های ورودی ECG با شبیه حداکثر V/s ۱ به اشتباه به عنوان Pace در نظر گرفته نخواهند شد.

نکته:

آشکار ساز pace علاوه بر pace‌های نرمال، pace‌های نامؤثر و نیز pace‌های دهلیزی که بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی ثانیه پیش از pace‌های بطنی رخ می‌دهند را نیز آشکار می‌سازد.

⚠️ هشدار ⚠️


در بیمارانی که دارای PACE DETECT هستند Pacemaker باید "ON" باشد. در غیر این صورت به احتمال زیاد پالس‌های پیس در شمارش HR تاثیر می‌گذارد و HR نمایش داده شده از دقت لازم برخوردار نخواهد بود.

ECG CALIB

وقتیکه "ON" باشد، سیگنال کالیبره موج ECG با دامنه ۱ mv موجود است. هنگامی که "ON" انتخاب شد، شکل موج کالیبره تا زمانی که پنجره ECG بسته نشده، همواره نمایش داده می‌شود.

ALARM

بر روی "ALARM" از پنجره ECG WINDOW کلیک کنید تا منو زیر باز شود:



شکل ۱۰-۴ ECG/ALARM WINDOW

ALARM LEVEL

انتخابهای قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس‌ترین نوع آلام است.

HR ALARM

با انتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت

در بخش مربوط به پارامتر ECG نمایش داده می‌شود.

HR LIMIT

آلام ECG زمانی که مقدار ضربان قلب (HR) از حد بالا و پایین تنظیم شده تجاوز کند فعال می‌شود.
(حداکثر: ۲۵۰ وحدات : ۳۰)

ALARM RECORD

مراجعه به فصل رکوردر

ARR ANALYSIS

بر روی "ARR ANALYSIS" از پنجره "ECG WINDOW" کلیک کنید، تا منو مربوط به تنظیمات آریتمی را مشاهده کنید. این مانیتور قابلیت آشکارسازی ۱۳ نوع آریتمی مختلف را دارا می‌باشد. برای اطلاعات کامل مربوط به آنالیز آریتمی به [فصل مانیتورینگ آریتمی](#) دفترچه منوال مراجعه کنید.

ST ANALYSIS

بر روی "ST ANALYSIS" از پنجره "ECG WINDOW" کلیک کنید، تا پنجره مربوط به تنظیمات آنالیز ST را مشاهده کنید. برای اطلاعات کامل مربوط به آنالیز ST به [فصل مانیتورینگ ST](#) دفترچه راهنمای مراجعه کنید.

* ECG OUTPUT ۳-۴

در کانکتور ECG OUTPUT روی پلیت پاور سیستم، سیگنال آنالوگ ECG وجود دارد. این سیگنال، مشابه سیگنال ECG نمایش یافته بر روی مانیتور می‌باشد و می‌تواند بعنوان ورودی برای دستگاه‌هایی همچون الکتروشوک بکار رود.



برای برقراری ارتباط بین کانکتور ECG OUTPUT مانیتور و سیستم دیگر، حتماً می‌بایست از کابل طراحی شده توسط شرکت استفاده شود.



فاصله بین بدسايد و دستگاه مرجع بگونه‌ای باشد که باعث کشیدگی و آسیب کابل نشود.



در بیمارانی که دارای Pacemaker هستند PACE DETECT باید "ON" باشد.

نکته:

در جاهایی که سیگنال Pace آشکار می‌شود، در خروجی ECG OUTPUT یک پالس مربعی با دامنه ۵ ولت و پهنانی ۵ میلی ثانیه ظاهر می‌گردد.

نکته:

هنگامی که شخص Pacemaker ندارد، اگر درمد "ON" باشیم نویزها ممکن است به اشتباه به عنوان سیگنال‌های Pace تلقی شود و بهتر است که "OFF" باشد.

۴-۴ آلام های ECG

الف) آلام های فیزیولوژیکی

آلام در صورتی به صدا در می آید که:

۱. میزان ضربان قلب از محدوده های تعیین شده تنظیم شده تجاوز کند.
۲. اتفاق ECG ASYSTOLE بیافتد.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
HR HIGH	میزان ضربان قلب از حد بالای تعیین شده پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح	مقدار HR چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود
HR LOW	میزان ضربان قلب از حد پایین آلام کمتر پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح	مقدار HR چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود
ECG ASYSTOLE	ضربان قلب به مدت ۱۰ ثانیه گذشته صفر بوده است.	مقدار HR به صورت "۰" نمایش داده می شود. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه قرمز نمایش داده می شود.	فعال می شود

ب) آلارمهای تکنیکی

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
ECG NO CABLE	کابل ECG به سیستم متصل نیست.	کابل ECG را متصل کنید.	آلارم نوع ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این مشکل تا اتصال مجدد کابل چشمپوشی می‌کند.
ECG CHECK LA,RA,LL	لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG DEFECT	مشکل در مازول ECG	سیستم را روشن و خاموش کنید اگر این پیغام دوباره نمایش داده شد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK RL OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید RL و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK LL OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید LL و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK LA OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید LA و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است ..	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK RA OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید RA و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.

ECG CHECK C (C2, C3, C4, C5, C6)	لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	مطمئن شوید که کلیه نشان داده در پیغام و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است .	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلارم غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.
---	---	--	--

۴ آلام آخر جدول فقط در مرحله ۵ سیمه به نمایش در می آید.

اگر بعد از اعمال راه حل های بالا باز هم اشکال دیده شد، ممکن است کابل ECG صدمه دیده باشد. برای اطلاعات بیشتر با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۵-۴ تمیز کردن کابل ECG

اگر هر گونه علامتی ناشی از صدمه دیدن و یا رو به زوال رفتن کابل مشاهده شد، باید از یک کابل جدید به جای آن استفاده شود.

تمیز کردن

برای تمیز کردن کابل ECG باید از یک پارچه نرم مرطوب به آب صابون ملایم و یا مرطوب به ماده تمیز کننده شامل ۷۰٪ اتانول استفاده شود.

میکروب زدایی

برای جلوگیری از صدمه زدن به سیستم، توصیه می‌شود که میکروب زدایی طبق برنامه عمومی بیمارستان انجام شود. قبل از انجام عملیات میکروب زدایی باید وسایل آن تمیز باشد.

فصل ۴، مانیتورینگ ECG

۱-۴ اطلاعات کلی

ECG WINDOW ۲-۴

* ECG OUTPUT ۳-۴

۴-۴ آلام های ECG

۵-۴ تمیز کردن کابل ECG

۱-۴ اطلاعات کلی

با مانیتورینگ ECG یک شکل موج پیوسته از فعالیت‌های الکتریکی قلب بیمار ترسیم می‌شود که این شکل موج برای پر شک امکان ارزیابی دقیق شرایط فیزیولوژیکی بیمار را فراهم می‌کند. فعالیت پیوسته پولاریزاسیون عضله قلبی یک پتانسیل الکتریکی ایجاد می‌کند که به وسیله الکترودهای ECG که بر روی پوست بیمار قرار دارد، گرفته و آشکار می‌شود.

این الکترودها به طور معمول به بازوی راست بیمار، بازوی چپ بیمار و پای چپ بیمار متصل می‌شود. مانیتور سیگنال ECG را می‌گیرد و پس از پردازش و تقویت به صورت شکل موج ECG بر روی صفحه نمایش می‌دهد. این شکل موج در صورتی برای ارزیابی مناسب است که کابل ECG و الکترودها به طور مناسب اتصال داشته باشند.

- به جهت میانگین گیری عدد HR هر یک ثانیه، اعداد به بخش میانگین گیری وارد و بر حسب تنظیم کاربر، تغییرات به خروجی برای نمایش منتقل می‌شود..

ریت به روز شدن و زمان پاسخ مانیتور علائم حیاتی سعادت به تغییر HR، با توجه به AVERAGE در جدول زیر مشخص شده است.

	Response Time in SAADAT monitor (s)		
	HR Avg.= 4s	HR Avg.= 8s	HR Avg.= 16s
HR= 80 to 120 BPM	5	6	11
HR= 80 to 40 BPM	7	8	13

مقادیر ذکر شده در بالا برای لید II بعنوان لید مرتع است.

- در صورتیکه شخص دارای بیماری تاکی کاردیا باشد (محدوده پایین آلام بر روی ۶۰ و محدوده بالای آلام بر روی ۱۰۰ تنظیم شده باشد). در ضربان قلب < ۱۲۰ bpm، ۶ ثانیه طول می‌کشد تا سیستم آلام بزند.

- هنگامیکه بیمار دچار ایست قلبی شود، به مدت ۱۰ ثانیه طول می‌کشد تا سیستم آلام بزند (از ۸۰ bpm به ۱۰ bpm).

- مازول ECG در سیستم مانیتور قابلیت حذف اثرات مخرب پالس‌های با T بلند تا $1/2 \text{ mv}$ در شمارش HR را دارد.

- مقدار جریانی که برای آشکارسازی اتصال لیدها به بیمار تزریق می‌شود ماقزیمم 90 nA است.

- مشخصات مدار حذف نویز: سیگنال نویز مشترک با دامنه جریانی $10\mu\text{A}$ به صورت معکوس به لید اصلی اعمال می‌شود.

- کابل ECG شامل دو قسمت است کابلی که به مانیتور متصل می‌شود و لیدهایی که به بیمار متصل می‌شود.

- نرخ ضربان قلب اندازه‌گیری شده برای چهار سیگنال غیر متعارف مطابق با استاندارد IEC60601-2-27:2011 به شرح زیر است:

Irregular rhythm	HR (bpm)- adult	HR (bpm)- pediatric	HR (bpm)- neonate
3a ventricular bigeminy	85	85	85
3b slow alternating ventricular bigeminy	30	30	67
3c rapid alternating ventricular bigeminy	126	126	126
3d bidirectional systoles	40-105	40-105	87-105

⚠ هشدار ⚠

در طول استفاده از الکتروشوک، مانیتور، تخت و بیمار را لمس نکنید.

⚠ هشدار ⚠

فقط از کابل ECG معرفی شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید. استفاده از کابل‌های ECG دیگر ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم و کاستن ایمنی آن در طول استفاده از الکتروشوک شود.

⚠ هشدار ⚠

قبل از شروع مانیتورینگ ECG سلامت کابل را مورد بررسی قرار دهید و از کابل‌های آسیب دیده که خرابی‌های مشهودی نظیر خراشیدگی بدنه کابل، پارگی بخشی از غلاف کابل، خم شدگی بیش از حد لیدوایرها و ... در آن‌ها دیده می‌شود استفاده نکنید.

⚠ هشدار ⚠

اتصال کابل ECG باید به گونه‌ای باشد که در هنگام استفاده کشیدگی در کابل ایجاد نشود.

⚠️ هشدار ⚠️

نوسانات ناشی از سیستم نظارت ایزو لاسیون خط (LIM) ممکن است شکل موج هایی شبیه شکل موج های واقعی قلبی ایجاد کند که باعث تحریک سیستم آلام گردد، این اثرات را می توان با اتصال مناسب الکترودها و کابل مطابق آنچه در این دفترچه ذکر شده است به حداقل میزان کاهش داد.

⚠️ هشدار ⚠️

در هنگام اتصال کابل و الکترودها مطمئن شوید که هیچ قسمت فلزی ارت اتصال نداشته باشد. چک کنید که همه الکترودهای ECG به بدن بیمار به طور مناسب وصل شده اند.

⚠️ هشدار ⚠️

با توجه به متفاوت بودن محدوده های تشخیص QRS و الگوی اندازه گیری HR در مدهای بزرگسال و نوزاد، باید در انتخاب مدل مناسب دقت شود.

نکته :

تداخلات ناشی از سیستم های زمین نشده نزدیک بیمار یا دستگاه الکتروکووتر می تواند باعث عدم دقت شکل موج ECG شود.

۱. پوست بیمار را قبل از اتصال الکترودها آماده کنید.

پوست دارای هدایت الکتریکی کمی است بنابراین آماده سازی پوست برای اتصال مناسب الکترودها به پوست از اهمیت بالایی برخوردار است.

اگر لازم است موهای آن قسمت را تمیز کنید.

آن قسمت را با آب و صابون بشویید (هرگز از الكل خالص برای این کار استفاده نکنید زیرا مقاومت الکتریکی بدن را بالا می برد).


به آرامی آن قسمت پوست را مالش دهید تا جریان خون مویرگی در آن قسمت بافت زیاد شود.

۲. چست لید را در محل مناسب روی بدن بیمار نصب کنید. اگر چست لیدی را که استفاده می کنید، دارای ژل هادی نیست مقداری ژل بر روی پوست آن ناحیه بمایید. (شکل های ۱-۴ و ۲-۴، ۳-۴ و ۵-۴)

۳. گیره لیدها را به چست لید متصل کنید.


⚠️ هشدار ⚠️

برای یک بیمار از الکترودهای مشابه استفاده کنید تا از ایجاد اختلاف مقاومت الکتریکی جلوگیری شود. برای مانیتورینگ ECG استفاده از الکترودهای با نوع کلرید نقره - نقره توصیه می‌شود. استفاده از فلزهای غیر مشابه تولید افست بزرگی در هنگام پولاریزاسیون می‌کند که در شکل موج ECG تأثیر می‌گذارد و همچنین استفاده از فلز غیر مشابه باعث افزایش زمان بازگشت (Recovery Time) سیگنال ECG بعد از استفاده از الکتروشوک می‌شود.



شکل ۱-۴ محل قرارگیری الکترودها برای ECG ۳ لید

- | | |
|--|-----------------------------|
| محل قرارگیری الکترودها برای ECG ۳ لید (شکل ۱-۴) | دست راست (RA): الکترود قرمز |
| نزدیک شانه راست زیر استخوان ترقوه قرار داده شود. | دست چپ (LA): الکترود زرد |
| نزدیک شانه چپ زیر استخوان ترقوه قرار داده شود. | پای چپ (LL): الکترود سبز |
| در قسمت چپ زیر شکم قرار داده شود. | |



شکل ۲-۴ محل قرارگیری الکتروودها برای ECG ۵ سیمه

محل قرارگیری الکتروودها برای ECG ۵ سیمه (شکل ۲-۴)

دست راست (RA): نزدیک شانه راست زیر استخوان ترقوه قرار داده شود.

دست چپ (LA): نزدیک شانه چپ زیر استخوان ترقوه قرار داده شود.

در محل نمایش داده شده در شکل ۲-۴ قرار داده شود.
در قسمت چپ زیر شکم قرار داده شود.

سینه (C): الکتروود سفید
پای چپ (LL): الکتروود سبز

در قسمت راست زیر شکم قرار داده شود.

پای راست (RL): الکتروود سیاه

نکته :

برای اطمینان از اینمی بیمار باید همه لیدها به بیمار متصل باشند. مراقب باشید که قسمت‌های فلزی و رسانای الکتروودها با دیگر بخش‌های فلزی و یا رسانا و نیز با ارت در تماس نباشند.

الکتروود C در نوع ۵ سیمه ECG در مکان‌های مختلف روی قفسه سینه می‌تواند قرار گیرد:

V1 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار راست استرنوم

V2 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار چپ استرنوم

V3 با فاصله مساوی بین V2 و V4

V4 فضای بین دنده‌ای پنجم، روی خط میدکلاویکولار چپ

V5 در قسمت چپ خط زیر بغلی قدامی، در همان سطح افقی

V6 در قسمت چپ خط زیر بغلی میانی، در همان سطح افقی


V3-V6R سمت راست قفسه سینه در محلی مشابه با اشتقاچهای V3-V6

VE محل بالای زائده خنجری

برای قرار دادن الکترود در قسمت خلفی بدن الکترود C را در یکی از محل‌های زیر نصب کنید:


V7 فضای بین دندنهای پنجم، در قسمت چپ پشت خط زیربغلی خلفی

V7R فضای بین دندنهای پنجم، در قسمت راست پشت خط زیربغلی خلفی




شکل ۳-۴ محل قرارگیری الکترود C در ECG نوع ۱۰ سیمه

با توجه به نوع کابل (۳ سیمه یا ۵ سیمه)، می‌توان لیدهای مختلف I, II, III, aVR, aVL, aVF, V₁, V₂, V₃, V₄, V₅, V₆ را انتخاب کرد.



شکل ۴-۴ لیدهای ECG



شکل ۴-۵ محل قرارگیری الکتروود ها برای ECG ۱۲ لید

محل قرارگیری الکتروودها برای ECG ۱۲ لید (شکل ۴-۵)

- | | |
|--|------------------|
| دست راست (RA): | الکتروود قرمز |
| نzdیک شانه راست زیر استخوان ترقوه قرارداده شود. | |
| دست چپ (LA): | الکتروود زرد |
| نzdیک شانه چپ زیر استخوان ترقوه قرار داده شود. | |
| پای راست (RL): | الکتروود سیاه |
| در قسمت راست زیر شکم قرارداده شود. | |
| پای چپ (LL): | الکتروود سبز |
| در قسمت چپ زیر شکم قرارداده شود. | |
| سینه (V1 تا V6): | الکتروودهای سفید |
| در محل نمایش داده شده در شکل ۴-۵ قرار داده شوند. | |

الکتروودهای سینه‌ای (V1 تا V6) در نوع ۱۰ سیمه ECG در مکان‌های مختلف روی قفسه سینه قرار می‌گیرند:

V1 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار راست استرنوم

V2 فضای بین دنده‌ای چهارم در کنار چپ استرنوم

V3 با فاصله مساوی بین V2 و V4

V4 فضای بین دنده‌ای پنجم، روی خط میدکلاویکولار چپ

V5 در قسمت چپ خط زیر بغلی قدامی، در همان سطح افقی

V6 در قسمت چپ خط زیر بغلی میانی، در همان سطح افقی V4

نکته:

لید اصلی در منوی ECG قابل تنظیم می باشد و در صفحاتی که بیش از یک TRACE از سیگنال ECG نمایش داده می شود اولین TRACE مربوط به لید اصلی می باشد.

⚠️ هشدار

روزی یکبار محل الکترودهای ECG را برای جلوگیری از ایجاد التهاب بافت چک کنید. در صورت مشاهده التهاب، الکترود را عوض کنید یا جای آن را تغییر دهید.

⚠️ هشدار

قبل از شروع مانیتورینگ ECG از صحت آشکارساز اتصال کابل در مانیتور اطمینان حاصل کنید. کابل ECG را از سوکت مورد نظر خود جدا کنید. پیغام خطای "ECG NO CABLE" باید بر روی صفحه نمایش آشکار شود.

⚠️ هشدار

در هنگام استفاده از دستگاه الکترو کوتر فاصله لیدها از الکترود بازگشته و قلم الکترو کوتر باید حتی الامکان زیاد باشد تا از سوختگی ناشی از الکترو کوتر جلوگیری کند.

محل قرارگیری لیدهای ECG بسته به نوع عمل جراحی متفاوت است. برای مثال در عمل جراحی قلب باز الکترودها باید به صورت افقی بر روی قفسه سینه یا پشت قرار گیرند. در اتاق عمل اختلالات ناشی از سیستم الکتروکوتر بر روی شکل موج ECG تأثیر می گذارد. برای کاهش این تأثیر می توان الکترودها را در سمت راست و یا چپ شانه ها در قسمت بالای معده قرار داد. از قراردادن الکترودها در بالای بازو (بجز زمانی که شکل موج ECG خیلی ضعیف باشد) خودداری کنید.

⚠️ هشدار

در هنگام استفاده از الکتروکوتر از قرار دادن الکترودهای ECG نزدیک الکترود بازگشته کوتر خودداری کنید. این کار باعث کاهش تداخل با سیگنال ECG می شود.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر اتصال الکترود بازگشتی سیستم الکتروکووتر، به طور کامل و مناسب برقرار نباشد، باعث سوختگی بیمار می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

کابل ECG در طول استفاده از دستگاه الکتروشوک ممکن است صدمه ببینند. کابل ECG که با الکتروشوک مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از استفاده مجدد باید از نظر عملکردی چک شود.

نکته:

اگر شکل موج ECG با وجود اتصال مناسب لید دقیق نبود، لید را عوض کنید.

نکته:

وجود دستگاه‌هایی که زمین نشده‌اند و یا سیستم الکتروکووتر نزدیک بیمار باعث عدم دقیق شکل موج‌ها می‌شود.

نکته:

لید مورد استفاده برای HR, Pace, Arr, ST Trace اول نمایش داده شده و در منوی ECG قابل تنظیم می‌باشد.

نکته:


به دلیل اینکه در لیدهای II و V ولتاژ سیگنال بهتری داریم توصیه می‌شود یکی از این دو لید به عنوان لید اصلی انتخاب شود.

شکل موج معمول QRS شامل موارد زیر است:

موج R بلند بالا یا پایین خط مرجع

موج T کوچکتر از یک سوم بلندی موج R

موج P بسیار کوچکتر از موج T



شکل ۴-۶ شکل موج استاندارد ECG

⚠️ هشدار ⚠️


لطفاً لیدهای ECG را به طور کامل در آب و مواد شوینده غوطه‌ور نکنید چون کانکتور آن‌ها ضد آب نیست. کابل ECG را با بخار، اکسید اتیلن و یا تشعع استریل نکنید.

⚠️ هشدار ⚠️

برای بیمارانی که دارای پیس میکر (Pacemaker) هستند، سیستم مانیتور ممکن است نرخ ضربان-های Pacemaker را در هنگام آریتمی‌ها به عنوان ضربان قلب بشمارد. در هنگام مانیتور کردن علائم حیاتی بیمار فقط به سیستم مانیتورینگ تکیه نکنید و بیمارانی که دارای Pacemaker هستند تحت مراقبت کامل قرار دهید. (در خصوص قابلیت‌های حذف پالس‌های Pacemaker توضیح داده شده است)


ECG WINDOW ۲-۴

در پنجره پارامتر ECG موارد زیر نشان داده می شود:



شکل ۷-۴ پنجره پارامتر ECG


بر روی پارامتر ECG کلیک کنید، پنجره زیر باز می شود:



شکل ۸-۴ ECG WINDOW

ECG LEAD

با کلیک بر روی ECG LEAD پنجره زیر باز می‌شود:



شکل ۹-۴ ECG/LEAD WINDOW

• **: ECG TRACE**

برای هر یک از **TRACE** های ۱ تا ۷ لیدهای زیر قابل مشاهده می‌باشند:

"I" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از RA-LA

"II" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از RA-LL

"III" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از LA-LL

RA- $\frac{RA + LL}{2}$ "aVR" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

LA- $\frac{RA + LL}{2}$ "aVL" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

LL- $\frac{RA + LA}{2}$ "aVF" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

C- $\frac{RA + LA + LL}{3}$ "V" برای شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از

نکته:

در صورت عدم وجود سیگنال مناسب، مانیتور قادر به شمارش ضربان قلب نمی‌باشد و به جای عدد HR علامت (-?) در پنجره ECG نمایش داده می‌شود. دلایل زیر باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود:

- در حالت کابل ۳ سیمه، هر کدام از الکتروودها قطع و یا به صورت مناسب متصل نباشد.
- در حالت کابل ۵ یا ۱۰ سیمه:
- هر دو یا یکی از الکتروودهای مربوط به لید مرجع قطع و یا به صورت مناسب متصل نباشد.
- الکتروود RL قطع و یا به صورت مناسب متصل نباشد.

لیدهای V₁,V₂,V₃,V₄,V₅,V₆ فقط برای حالتی که ECG ۵ سیمه داشته باشیم قابل انتخاب است. لیدهای V₁,V₂,V₃,V₄,V₅,V₆ فقط برای حالتی که ECG ۱۲ لید داشته باشیم قابل مشاهده است.

نکته:

عدم نمایش سیگنال و رسیدن خط ترسیم به حدنهایی بالا یا پایین محدوده نمایش می‌تواند به معنای اشباع شدن سیگنال باشد.

CABLE TYPE •

برای انتخاب مدهای مختلف ECG شامل ۳ سیمه، ۵ سیمه و ۱۰ سیمه* مورد استفاده قرار می‌گیرد.

DISPLAY FORMAT •

در صورت انتخاب گزینه ۳ سیمه از CABLE TYPE، تنها مد cascade قابل انتخاب است.

زمانی که CABLE TYPE روی ۵ سیمه قرار گیرد برای DISPLAY FORMAT انتخاب‌های 2 TRACES، 4 TRACES، CASCADE 7 به شرح زیر وجود دارد:

Cascade : در صورت انتخاب CASCADE تنها لید اصلی (ECG TRACE1) قابل تغییر می‌باشد و سیگنال ECG در لید انتخاب شده در دو TRACE نمایش داده می‌شود.

2 : سیگنال ECG مربوط به دو لید در دو TRACE نمایش داده می‌شود. در این حالت علاوه بر امکان انتخاب هر یک از لیدها برای ECG TRACE1، برای 2 ECG TRACE امکان هر لیدی بجز لید انتخاب شده برای ECG TRACE1 را انتخاب نمود.

4 : سیگنال ECG مربوط به چهار لید در چهار TRACE نمایش داده می‌شود. برای ECG TRACE 1 همه لیدها و برای TRACE 2,TRACE3,TRACE4 لیدهای غیر تکراری قابل انتخاب می‌باشند.

7 : سیگنال‌های 7 لید ECG در هفت TRACE نمایش داده می‌شود و تنها لید اصلی قابل تغییر می‌باشد.

در صورت انتخاب CABLE TYPE:10 WIRES علاوه بر انتخاب‌های CASCADE 2 DISPLAY FORMAT 7 TRACES و 4 TRACES، امکان انتخاب 12TRACES هم وجود دارد. در حالت 12 سیگنال‌های 12 لید ECG در دوازده TRACE نمایش داده می‌شود. در این حالت لید اصلی همیشه I بوده و قابل تغییر نمی‌باشد.

ECG GAIN

برای تنظیم بلندی شکل موج ECG و انتخاب میزان گین برای هر لید $25\text{ mm}/\text{mV}$ و $10\text{ mm}/\text{mV}$ و $5\text{ mm}/\text{mV}$ و $2\text{ mm}/\text{mV}$ قابل انتخاب است. در مد "AUTO" بهترین سطح را به طور اتوماتیک انتخاب می‌کند.

ECG SWEEP

انتخاب‌های قابل دسترس 5 mm/s ، 10 mm/s ، 20 mm/s و 50 mm/s می‌باشد.

ECG FILTER

برای وضوح بیشتر شکل موج ECG سه نوع فیلتر وجود دارد:

نوع فیلتر	范畴 فرکانس	مورد استفاده
NORMAL	$0.5\text{ تا }40\text{ هرتز}$	در شرایط نرمال
EXTENDED	$0.05\text{ تا }100\text{ هرتز}$	در موارد تشخیصی مورداستفاده قرار می‌گیرد. اما شکل موج ECG ممکن است یک مقدار نویز داشته باشد.
MONITOR	$0.05\text{ تا }24\text{ هرتزی}$	در این حالت اختلالات ناشی از الکتروکوترا کاهش می‌یابد. همچنین در زمان‌هایی که سیستم دارای نویز بالایی است و یا زمین هم پتانسیل کننده ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

HR AVERAGE

انتخاب‌های قابل دسترس 4 ثانیه ، 8 ثانیه و 16 ثانیه می‌باشد. با انتخاب هریک از این گزینه‌ها، تغییرات عدد HR، حداکثر تا زمان تنظیم شده اعمال می‌گردد. بعنوان مثال با انتخاب 8 ثانیه ، اگر HR از عدد 90 به 200 تغییر کند حداکثر 8 ثانیه طول می‌کشد تا تغییرات عدد HR نمایش داده شود.

HR SOURCE

ضربان قلب (HR) در صورت انتخاب کاربر میتواند از روی شکل موج مازول های "ECG", "SpO2", "IBP1", "IBP2", "IBP3", "IBP4" گرفته شود. این گزینه به صورت پیش فرض کارخانه بروی AUTO قرار دارد.

با انتخاب گزینه AUTO شرایط زیررا برای نمایش ضربان قلب در سیستم خواهیم داشت:

- در صورت وصل بودن اکسسوری هر کدام از مازول ها، عدد ضربان قلب از روی آن مازول گرفته می شود.
- اگر بیش از یک مازول به سیستم وصل باشد، اولویت نمایش ضربان قلب به ترتیب با مازول های IBP4, IBP3, IBP2, IBP1, SpO2, ECG.
- در صورت نمایش ضربان قلب از روی هر مازول به غیر از ECG، آلارمهای مربوط به خارج از محدوده بودن مقدار PR بر اساس تنظیمات مربوط به آلارم HR و Alarm Limit (Alarm Level) فعال می شود.

نکته:

فقط در سیستم B9 **IPB3, 4** فعال می باشد.

نکته:

در پنجره ECG، در صورت نمایش ضربان قلب از روی هر مازول به غیر از HR، ECG به PR تغییر کرده و ویژگی های آن مازول متناسب با منبع انتخاب شده تغییر میکند از جمله رنگ Unit.

نکته:

در صورت تنظیم **HR SOURCE** بر روی هر مازول به غیر از ECG، صدای شنیده شده و علامت BEAT، مطابق با سیگنال SOURCE انتخاب شده می باشد.

نکته:

محاسبه عدد HR از روی سیگنال IBP فقط از روی سیگنال های با برچسب ART, PAP, RVP و LVP قابل محاسبه می باشد.

نکته :

در صورت تنظیم SOURCE HR بر روی هر کدام از مازول های فوق و عدم اتصال کابل آن مازول به سیستم، مقابله عدد HR عددی نمایش داده نمی شود.

نکته :

- در شرایط زیر محاسبه عدد PR از روی شکل موج IBP امکان پذیر نیست و علامت “ ” مقابله HR نمایش داده می شود:
- وجود پیغام “IBP1/IBP2 STATIC PRESSURE”
- وجود پیغام “IBP1/IBP2 SEARCH”
- عدد PR کمتر از ۲۵
- انتخاب لیبل های RAP و LAP و CVP

نکته :

محدوده اندازه گیری HR از روی شکل موج IBP بین 25bpm تا 240bpm خواهد بود.

BEAT VOLUME

رنج از "۱" تا "۷" . با انتخاب "OFF" صدای ضربان قلب خاموش می شود و با انتخاب "۷" بیشترین حجم صدا را خواهیم داشت.

PACE DETECT

برای بیمارانی که دارای Pacemaker هستند باید "ON" و برای بیماران معمولی "OFF" باشد. هنگامی که آشکارساز "ON", Pace است سیستم مانیتورینگ ECG سیگنال های ساخته شده توسط Pacemaker را از ECG جدا و حذف می کند و در نتیجه در شمارش ضربان قلب محسوب نمی شود. در جاهایی که سیگنال آشکار می شود بر روی سیگنال ECG یک خط عمودی با طول ۱ سانتیمتر نمایش داده می شود. مانیتورینگ بیمارانی که دارای Pacemaker می باشند در صورت فعال بودن PACE DETECT عموماً تحت تأثیر قرار نمی -

گیرد. در هنگامی که شخص Pacemaker ندارد، اگر درمد "ON" باشیم نویزها ممکن است به اشتباه به عنوان سیگنال‌های Pace تلقی شود و بهتر است که "OFF" باشد.

نکته:

سیگنال‌های ورودی ECG با شبیه حداکثر V/s ۱ به اشتباه به عنوان Pace در نظر گرفته نخواهند شد.

نکته:

آشکار ساز pace علاوه بر pace‌های نرمال، pace‌های نامؤثر و نیز pace‌های دهلیزی که بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی ثانیه پیش از pace‌های بطنی رخ می‌دهند را نیز آشکار می‌سازد.

⚠️ هشدار ⚠️


در بیمارانی که دارای PACE DETECT هستند Pacemaker باید "ON" باشد. در غیر این صورت به احتمال زیاد پالس‌های پیس در شمارش HR تاثیر می‌گذارد و HR نمایش داده شده از دقت لازم برخوردار نخواهد بود.

ECG CALIB

وقتیکه "ON" باشد، سیگنال کالیبره موج ECG با دامنه ۱ mv موجود است. هنگامی که "ON" انتخاب شد، شکل موج کالیبره تا زمانی که پنجره ECG بسته نشده، همواره نمایش داده می‌شود.

ALARM

بر روی "ALARM" از پنجره ECG WINDOW کلیک کنید تا منو زیر باز شود:



شکل ۱۰-۴ ECG/ALARM WINDOW

ALARM LEVEL

انتخابهای قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس‌ترین نوع آلام است.

HR ALARM

با انتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت

در بخش مربوط به پارامتر ECG نمایش داده می‌شود.

HR LIMIT

آلام ECG زمانی که مقدار ضربان قلب (HR) از حد بالا و پایین تنظیم شده تجاوز کند فعال می‌شود.
(حداکثر: ۲۵۰ وحدات : ۳۰)

ALARM RECORD

مراجعه به فصل رکوردر

ARR ANALYSIS

بر روی "ARR ANALYSIS" از پنجره "ECG WINDOW" کلیک کنید، تا منو مربوط به تنظیمات آریتمی را مشاهده کنید. این مانیتور قابلیت آشکارسازی ۱۳ نوع آریتمی مختلف را دارا می‌باشد. برای اطلاعات کامل مربوط به آنالیز آریتمی به [فصل مانیتورینگ آریتمی](#) دفترچه منوال مراجعه کنید.

ST ANALYSIS

بر روی "ST ANALYSIS" از پنجره "ECG WINDOW" کلیک کنید، تا پنجره مربوط به تنظیمات آنالیز ST را مشاهده کنید. برای اطلاعات کامل مربوط به آنالیز ST به [فصل مانیتورینگ ST](#) دفترچه راهنمای مراجعه کنید.

* ECG OUTPUT ۳-۴

در کانکتور ECG OUTPUT روی پلیت پاور سیستم، سیگنال آنالوگ ECG وجود دارد. این سیگنال، مشابه سیگنال ECG نمایش یافته بر روی مانیتور می‌باشد و می‌تواند بعنوان ورودی برای دستگاه‌هایی همچون الکتروشوک بکار رود.



برای برقراری ارتباط بین کانکتور ECG OUTPUT مانیتور و سیستم دیگر، حتماً می‌بایست از کابل طراحی شده توسط شرکت استفاده شود.



فاصله بین بدسايد و دستگاه مرجع بگونه‌ای باشد که باعث کشیدگی و آسیب کابل نشود.



در بیمارانی که دارای Pacemaker هستند PACE DETECT باید "ON" باشد.

نکته:

در جاهایی که سیگنال Pace آشکار می‌شود، در خروجی ECG OUTPUT یک پالس مربعی با دامنه ۵ ولت و پهنانی ۵ میلی ثانیه ظاهر می‌گردد.

نکته:

هنگامی که شخص Pacemaker ندارد، اگر درمد "ON" باشیم نویزها ممکن است به اشتباه به عنوان سیگنال‌های Pace تلقی شود و بهتر است که "OFF" باشد.

۴-۴ آلام های ECG

الف) آلام های فیزیولوژیکی

آلام در صورتی به صدا در می آید که:

۱. میزان ضربان قلب از محدوده های تعیین شده تنظیم شده تجاوز کند.
۲. اتفاق ECG ASYSTOLE بیافتد.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
HR HIGH	میزان ضربان قلب از حد بالای تعیین شده پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح	مقدار HR چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود
HR LOW	میزان ضربان قلب از حد پایین آلام کمتر پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح	مقدار HR چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود
ECG ASYSTOLE	ضربان قلب به مدت ۱۰ ثانیه گذشته صفر بوده است.	مقدار HR به صورت "۰" نمایش داده می شود. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه قرمز نمایش داده می شود.	فعال می شود

ب) آلارمهای تکنیکی

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
ECG NO CABLE	کابل ECG به سیستم متصل نیست.	کابل ECG را متصل کنید.	آلارم نوع ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این مشکل تا اتصال مجدد کابل چشمپوشی می‌کند.
ECG CHECK LA,RA,LL	لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG DEFECT	مشکل در مازول ECG	سیستم را روشن و خاموش کنید اگر این پیغام دوباره نمایش داده شد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK RL OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید RL و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK LL OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید LL و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK LA OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید LA و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است ..	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.
ECG CHECK RA OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید RA و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌کند.

ECG CHECK C (C2, C3, C4, C5, C6)	لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	مطمئن شوید که کلیه نشان داده در پیغام و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است .	آلارم نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلارم غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.
---	---	--	--

۴ آلام آخر جدول فقط در مرحله ۵ سیمه به نمایش در می آید.

اگر بعد از اعمال راه حل های بالا باز هم اشکال دیده شد، ممکن است کابل ECG صدمه دیده باشد. برای اطلاعات بیشتر با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۵-۴ تمیز کردن کابل ECG

اگر هر گونه علامتی ناشی از صدمه دیدن و یا رو به زوال رفتن کابل مشاهده شد، باید از یک کابل جدید به جای آن استفاده شود.

تمیز کردن

برای تمیز کردن کابل ECG باید از یک پارچه نرم مرطوب به آب صابون ملایم و یا مرطوب به ماده تمیز کننده شامل ۷۰٪ اتانول استفاده شود.

میکروب زدایی

برای جلوگیری از صدمه زدن به سیستم، توصیه می‌شود که میکروب زدایی طبق برنامه عمومی بیمارستان انجام شود. قبل از انجام عملیات میکروب زدایی باید وسایل آن تمیز باشد.

RESP ۵ ، مانیتورینگ

۱-۵ اطلاعات کلی

RESP WINDOW ۲-۵

RESP ۳-۵ پیغامهای آنالوگ

۱-۵ اطلاعات کلی

نرخ تنفس و شکل موج تنفسی با اندازه‌گیری امپدانس قفسه سینه بین دو لید RA-LL یا RA-LA بدست آمده و نمایش داده می‌شود. از روی تغییرات امپدانس بین این دو الکترود (به علت حرکت قفسه سینه در حین تنفس) شکل موج تنفس رسم می‌شود.

برای اندازه‌گیری نرخ تنفس سیگنالی با فرکانس بیشتر از 62.5KHZ به بیمار اعمال می‌شود. برای مانیتورینگ RESP به لید دیگری نیازی نیست، اما محل قرارگیری الکترودها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بعضی از بیماران به دلیل شرایط بالینی، قفسه سینه‌شان به صورت افقی بزرگ می‌شود و باعث ایجاد فشار منفی در ناحیه بین قفسه سینه می‌شود. در این شرایط بهتر است که دو الکترود به صورت افقی در ناحیه زیر بغلی راست و زیر بغلی چپ قرار داده شود تا حداکثر حرکت قفسه سینه برای ایجاد شکل موج بهتر حاصل شود.

نکته:

برای بیمارانی که دارای حرکت زیاد از حد هستند این روش مانیتورینگ مناسب نیست و منجر به آلام‌های اشتباه می‌شود.

آماده‌سازی برای مانیتورینگ RESP:


۱. پوست بیمار را جهت قرار دادن الکترودها آماده کنید.
۲. الکترودها را به بیمار وصل کنید و به کابل وصل کنید.
۳. مانیتور را روش کنید.

نکته:

الکترودهای قرمز و سبز را به صورت قطری نسبت به هم قرار دهید تا شکل موج تنفس به بهترین شکل ممکن نمایش یابد. برای جلوگیری از تداخلات ناشی از پالسی بودن جریان خون الکترودهای RESP را طوری قرار دهید که منطقه مربوط به کبد و بطون قلبی بین الکتردها نباشد. این موضوع برای نوزادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


RESP WINDOW ۲-۵

اگر از RESP برای ارزیابی تنفس استفاده شود، پنجره پارامتر RESP به صورت زیر خواهد بود:



شكل ۱-۵ پنجره پارامتر RESP

بر روی پارامتر RESP کلیک کنید، منو زیر باز می‌شود:



شكل ۲-۵ RESP WINDOW

RESP LEAD

انتخاب‌های قابل دسترس "RA-LL" و "RA-LA"

RESP GAIN

برای تنظیم اندازه شکل موج RESP مقدار گین برای هر لید به صورت $\times 25$ / $\times 50$ / $\times 10$ / $\times 2$ / $\times 4$ قابل تنظیم است.

RESP SWEEP

انتخاب‌های قابل دسترس ۲۵ mm/s، ۳ mm/s، ۶ mm/s و ۱۲ mm/s می‌باشد.

ALARM LEVEL

انتخاب‌های قابل دسترس ۱ و ۲ است. سطح " ۱ " مهمترین نوع آلام است.

RR ALARM

با انتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت "  " در بخش مربوط به پارامتر RESP نمایش داده می‌شود.

RR LIMIT

آلام RESP زمانی که نرخ تنفس (RR) از حد بالا و پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می‌شود. (حداکثر: ۱۵۰ و حداقل: ۵)

APNEA LIMIT

برای تنظیم قضاوت در زمان Apnea می‌باشد که از ۱۰ تا ۴۰ قابل تنظیم است و با هر چرخش به اندازه ۱۰ واحد زیاد و کم می‌شود. با انتخاب OFF، عبارت APNEA LIMIT : OFF در پایین پنجره پارامتر RR به رنگ قرمز نوشته می‌شود.

نکته:

سطح آلام RESP همواره ۱ است و RR ALARM ON/OFF بودن تاثیری در آن ندارد.

CAPNO/RESP

با این انتخاب تعیین می‌کنیم که ارزیابی تنفسی از طریق مازول " RESP " و یا مازول " CAPNO " انجام گردد. انتخاب‌های قابل دسترس " RESP " و " CAPNO " می‌باشد. وقتی که " RESP " انتخاب می‌شود، سیستم مازول CAPNO را به مد Standby می‌برد و پارامترها و شکل موج RESP نمایش داده می‌شود.

ALARM RECORD

مراجعه به فصل رکوردر

۳-۵ پیغام‌های آلام

(الف) آلام‌های فیزیولوژیکی

زمانی که نرخ تنفس از محدوده‌های تعیین شده تجاوز کند، آلام فعال می‌شود.

آلام	زمان وقوع	آلام‌های دیداری	آلام صوتی
RR HIGH	نرخ تنفسی از حد بالای تعیین شده	نیازگار آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام تجاوز کرده باشد.	فعال می‌شود مقدار RR چشمک می‌زند.
RR LOW	نرخ تنفسی از حد پایین تعیین شده	نیازگار آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام کمتر باشد.	فعال می‌شود مقدار RR چشمک می‌زند.
APNEA	برای مدت زمان خاص هیچ تنفسی انجام نشده است.	"RESP APNEA" پیغام با رنگ	فعال می‌شود نیازگار آلام چشمک می‌زند.

(ب) آلام‌های تکنیکی

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
RESP CHECK LEADS	لیدهای RESP به بدن مطمئن شوید که همه الکتروودها به طور مناسب به بیمار متصل شده است.		آلام سطح ۳ پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. این آلام زمانی که RR "ON", Alarm با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می‌شود.

فصل ۶، مانیتورینگ SpO2 و پارامترهای (*Rainbow)

۱-۶ اطلاعات کلی

SPO2 WINDOW ۲-۶

۳-۶ پیغامهای آنالوگ SPO2 و پارامترهای RAINBOW

۴-۶ تمیز کردن پراب SPO2

۱-۶ اطلاعات کلی

ماژول SpO2 MASIMO RAINBOW اولین و تنها تکنولوژی است که در کنار پارامترهای رایج پالس اکسی متری (SpO2 و Pulse Rate)، به روش پیوسته و غیر تهاجمی بسیاری از پارامترهای مربوط به خون، که دسترسی به مقادیر آنها پیش از این فقط از طریق روش‌های تهاجمی و زمان بر امکان پذیر بود، را نیز به صورت زمان واقعی اندازه‌گیری می‌کند. این ماژول توسط شرکت ماسیمو طراحی می‌شود و در اختیار شرکت‌های مورد تأیید این سازمان قرار می‌گیرد.

MASIMO RAINBOW پارامترهای فیزیولوژیکی قابل اندازه‌گیری توسط ماژول

پارامترهای فیزیولوژیکی قابل اندازه‌گیری در SpO2 Rainbow به شرح زیر می‌باشند:

SpO2

Pulse Rate

Perfusion Index(PI)

و پارامترهای انتخابی شامل:

SpHb

SpOC

SpCo

SpMet

Pleth Variability Index(PVI)

% SpO2

از روی شکل موج SpO2 به میزان اشباع اکسیژن در هموگلوبین خون شریانی بی بردہ می‌شود. به طور مثال اگر ۹۷٪ مولکول‌های هموگلوبین در سلول‌های قرمز خون شریانی با اکسیژن ترکیب شده باشد، در آن مدت میزان اکسیژن اشباع خون ۹۷٪ است و مانیتور عدد ۹۷٪ را نمایش می‌دهد. به عبارت دیگر عدد SpO2 به درصد مولکول‌های هموگلوبینی که با مولکول‌های اکسیژن ترکیب شده و تولید اکسی هموگلوبین می‌کنند، گفته می‌شود.

$$SPO_2 = \frac{O_2 Hb}{O_2 Hb + HHb} \times 100$$

Pulse rate


این پارامتر برای نمایش میزان ضربان قلب در دقیقه است که توسط ماژول SPO2 از روی سیگنال پالس اکسی- متري تشخیص داده می‌شود.

Perfusion Index

این پارامتر برای نمایش قدرت سیگنال پالس سرخرگی می‌باشد که به صورت نسبت قسمت پالسی سیگنال به قسمت غیرپالسی به صورت درصد محاسبه می‌شود.

این امکان را برای کاربر فراهم می‌کند که سنسور را در بهترین جای ممکن قرار دهد.

$$PI = \frac{AC}{DC} \times 100\%$$



شکل ۱-۶ تعریف PI
درصد PI بزرگتر از ۱٪ مطلوب است.

توجه:

پارامترهای اندازه گیری که از این پس توضیح آنها می‌آید، به شرطی قابل استفاده هستند که نرم افزار اختصاصی آنها توسط کارشناسان شرکت فعال شده باشد و همچنین باید از پراب مخصوص آن پارامتر استفاده شود.

SpHb

این پارامتر کل میزان هموگلوبین (Total hemoglobin) خون شریانی را نشان می‌دهد. واحد نمایش آن گرم بر دسی لیتر (g/dL) است.

SpOC

این پارامتر مقدار اکسیژن موجود در خون (Oxygen Content) را نشان می‌دهد. SpO2 یا Hb به تنها‌یی میزان اکسیژن را فراهم نمی‌کنند. یک بیمار می‌تواند دارای SpO2 یا Hb نرمال بوده و میزان اکسیژن پایینی داشته باشد. پارامتر SpOC در واقع هر دوی SpO2 و Hb را مورد توجه قرار می‌دهد. واحد اندازه‌گیری آن mL/dL (میلی لیتر اکسیژن در دسی لیتر خون) است.

SpCO

این پارامتر میزان مونواکسیدکربن موجود در خون را نشان می‌دهد. مقدار این پارامتر به صورت درصد بیان می‌شود و درصد هموگلوبین متصل شده به مونواکسیدکربن را می‌دهد.

SpMet

این پارامتر میزان متهموگلوبین خون را نشان می‌دهد. مقدار این پارامتر به صورت درصد بیان می‌شود. (نسبت متهموگلوبین به کل هموگلوبین خون).

Pleth Variability Index

این پارامتر معیاری برای تغییرات PI در طول تنفس است که می‌تواند تا حد زیادی بسته به تغییرات فشار داخل قفسه سینه (Intrathoracic Pressure) باشد. PVI برای تشخیص بیماران با تغییرات فیزیولوژیکی در فشار داخل قفسه سینه می‌تواند یک روش مفید غربالگری غیرتهاجمی و یک نشانگر زودهنگام باشد. PVI در مدت زمانی که یک یا دو تنفس کامل انجام شود، به شکل زیر محاسبه می‌شود.

$$PVI = \frac{PI_{Max} - PI_{Min}}{PI_{Max}} \times 100\%$$


شاخص PVI می‌تواند در پیش‌بینی پاسخ بیماران به تزریق مایعات به متخصصان بالینی کمک کند.

مقدار عددی PVI، PR، PI، %SpO2، %SpCo، %SpMet، SpOC، SpHb و %SpHb بر روی صفحه نمایش اصلی دیده می‌شود. شکل موج Pleth به صورت نرمالیزه نمایش داده می‌شود و دامنه آن متناسب با تغییرات واقعی حجم خون نیست.

نامناسب بودن کیفیت سیگنال و مقادیر پارامترهای فیزیولوژیکی اندازه‌گیری شده، با پیغام‌های مختلف و در صورت نیاز به همراه آلام به اطلاع کاربر رسانده می‌شود.

اصول عملکردی:


۱. اکسی هموگلوبین (خون اکسیژن دار)، دی اکسی هموگلوبین (خون فاقد اکسیژن)، کربوکسی هموگلوبین (خون حاوی مونواکسید کربن)، مت هموگلوبین (خون دارای هموگلوبین اکسید شده)، و مواد تشکیل دهنده پلاسمای خون در جذب نور مادون قرمز و مرئی به طور متفاوت عمل می کنند (با استفاده از اسپکتروفوتومتری)



شکل ۲-۶ طیفهای جذب

۲. میزان خون شریانی در بافت‌های بدن با میزان پالس یا ضربان قلب تغییر می‌کند. بنابراین میزان نور جذب شده نیز تغییر می‌کند. (Photoplethysmography)

یک سنسور طول موج چندگانه برای تمایز میان خون ترکیب شده با اکسیژن، خون فاقد اکسیژن، خون حاوی مونواکسید کربن، خون اکسید شده و پلاسمای خون به کار برده می‌شود. این سنسور در یک سمت دارای چندین LED است که نور را به سمت دیگر شامل دیود حساس به نور (آشکارساز) هدایت می‌کنند. داده‌های سیگنال از طریق عبور نورهای مادون قرمز و مرئی گوناگون (LED ها، ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ nm) از میان یک بستر مویرگی (برای مثال نوک انگشت، دست و پا) و اندازه‌گیری تغییرات مربوط به جذب نور در طول گردش ضربانی خون به دست می‌آیند. این اطلاعات می‌توانند برای متخصصان بالینی مفید واقع شوند. حداکثر نیروی تابش مربوط به قوی‌ترین نور به میزان کمتر از ۲۵ mW است. آشکارساز نور را دریافت کرده، آن را تبدیل به یک سیگنال الکترونیکی می‌کند و سپس آن را برای محاسبه به مأذول انتقال می‌دهد.



1. Light Emitting Diodes (LEDs)
(7 + wavelengths)
2. Detector

شکل - LED ها و آشکارگر موجود در سنسور

هنگامی که سیگنال از سنسور دریافت می‌شود، تکنولوژی استخراج سیگنال مربوط به مجموعه Masimo Rainbow، برای محاسبه اشباع اکسیژن عملکردی بیمار (SpO₂٪)، سطوح کربوکسی هموگلوبین (SpCO٪)، متهموگلوبین (SpMet٪)، غلظت کلی هموگلوبین (SpHb g/dl) و میزان ضربان (PR PPM) به کار گرفته می‌شود.

تکنولوژی استخراج سیگنال (SET)

روش پردازش سیگنال ماسیمو (SET) با پالس اکسی متراهای متداول تفاوت دارد. پالس اکسی متراهای متداول بر این مبنای عمل می‌کنند که خون شریانی (سرخرگی) تنها خون متحرک (ضربانی) در مکان اندازه‌گیری است. این در حالی است که هنگام حرکت بیمار، خون وریدی (سیاهرگی) نیز حرکت می‌کند و این موجب می‌شود که پالس اکسی متراهای معمولی که قادر به تمایز میان حرکت خون شریانی (سرخرگی) و سیاهرگی (در اصطلاح نویز نامیده می‌شود) نیستند، مقادیر کمتر و اشتباهی را اندازه‌گیری کنند. پالس اکسی متراهای SET ماسیمو از بلوكهای موازی پردازش و فیلترهای وفقی بهره می‌برند. فیلترهای وفقی به این دلیل مهم و قدرتمند هستند که قادر به تطبیق با تغییرات سیگنال‌های فیزیولوژیکی و/یا نویز بوده و اجزای سیگنال را از هم جدا می‌کنند. الگوریتم پردازش سیگنال SET ماسیمو، Discrete Saturation Transform (DST)، به طور قابل اطمینانی نویز را شناسایی و ایزوله کرده و سپس با استفاده از فیلترهای وفقی آن را حذف می‌کند. همچنین میزان غلظت اکسیژن شریانی صحیح را برای نمایش گزارش می‌دهد.

نکته :

برای اطلاعات بیشتر در مورد MASIMO RAINBOW به APPENDIX III مراجعه کنید. همچنین مدارک و اطلاعات مربوط به ثبت اختراع تکنولوژی‌های منحصر به فرد شرکت ماسیمو در آدرس زیر قابل مشاهده می‌باشد:

Patents: www.masimo.com/patents.htm

نکته :

سیستم پالس اکسیمتری یک سیستم هشداردهنده سریع است. برای اطلاع کامل از شرایط بیمار از اکسیمترهای آزمایشگاهی به عنوان کمک استفاده شود.

نکته :

تسترها عملکردی نمی‌توانند برای ارزیابی دقیق پالس اکسیمتری استفاده شوند.

⚠️ هشدار ⚠️

پالس اکسیمتری^۱ فقط باید توسط افراد آموزش دیده و مهربان، یا تحت نظارت آنها مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل، لوازم جانبی، راهنمایی استفاده، همه اطلاعات پیشگیرانه و مشخصات، قبل از استفاده باید مطالعه قرار گیرد.

⚠️ هشدار ⚠️

از سنسورهای SpO₂ مورد تأیید شرکت سازنده استفاده کنید. سنسورهای SpO₂ دیگر ممکن است باعث عدم عملکرد مناسب سیستم شود، لذا اپراتور مسئول استفاده از سنسور مناسب پیش از استفاده از دستگاه است.

⚠️ هشدار ⚠️

با توجه به نوع مازول SpO₂ که در سیستم نصب است از سنسور مناسب پیشنهادی در فصل اکسسوری استفاده کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

قبل از استفاده از سنسور به توضیحات مربوط به سنسور مانند سن، وزن بیمار و یکبار مصرف بودن یا نبودن آن، که در بسته‌بندی آن قید شده است، توجه کنید.

^۱CO_Oximeter

⚠️ هشدار ⚠️

از سنسور SpO2 که بسته‌بندی آن و یا خود سنسور صدمه دیده است استفاده نکنید و آن را به فروشنده مرجع کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

همانند سایر تجهیزات پزشکی، اتصال کابل‌ها به بیمار باید به گونه‌ی باشد که احتمال خفگی و آسیب به بیمار را به حداقل برساند.

⚠️ هشدار ⚠️

اکسسوری‌ها و کابل‌های مربوط به پالس اکسیمتری را در مسیری قرار ندهید که خطر افتادن بر روی بیمار وجود داشته باشد.

⚠️ هشدار ⚠️

سنسور را به طور کامل در آب و مواد شوینده غوطه‌ور نکنید، چون سنسور و کانکتور آن ضد آب نیستند.

⚠️ هشدار ⚠️

کابل الکتروکوترو و کابل SpO2 نباید به هم پیچیده شود.

⚠️ هشدار ⚠️

از به کار بردن سنسور SpO2 در آن دستی که کتتر شریانی و یا سرنگ وریدی وجود دارد، خودداری کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

پیش از شروع به مانیتورینگ پالس اکسی متراز صحت تنظیمات آن اطمینان حاصل نمایید.

⚠️ هشدار ⚠️

قبل از شروع مانیتورینگ SpO2 از صحت آشکار ساز اتصال کابل سنسور در مانیتور اطمینان حاصل کنید. کابل SpO2 را از سوکت مورد نظر خود جدا کنید و پیغام "SpO2 NO PROBE" نمایش داده می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

از هرگونه تغییر یا تعمیر اکسسوری‌های پالس اکسیمتر جداً خودداری فرمایید چون ممکن است به کاربر و یا تجهیزات آسیب برسد. در صورت نیاز با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. چنانچه هر تغییر یا اصلاحی روی اکسسوری‌ها صورت گیرد، گارانتی آن از اعتبار ساقط می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

خطر انفجار: از پالس اکسیمتری در حضور گازهای بیهوشی قابل اشتعال یا سایر مواد اشتعال زا در ترکیب با هوا، محیط‌های غنی از اکسیژن یا اکسید نیتروژن استفاده نکنید.

⚠️ هشدار ⚠️

برای محافظت از شوک الکتریکی، قبل از حمام بیمار آن را به طور کامل از سنسور و مانیتور جدا کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر به مقادیر اندازه گیری شده توسط پالس اکسیمتری شک کردید، در ابتدا علائم حیاتی بیمار را با وسایل جایگزین چک کنید و سپس عملکرد صحیح پالس اکسیمتری را بررسی کنید.

⚠ هشدار ⚠

پالس اکسیمتری یک مانیتور آپنه^۱ نیست.

⚠ هشدار ⚠

از پالس اکسیمتری نباید برای آنالیز آریتمی‌های قلبی استفاده کرد.

⚠ هشدار ⚠

سیستم پالس اکسیمتری ممکن است عدد SpO2 را در مجاورت Hb-Co و Hb – Met مایع‌های رنگی شیمیایی، بالاتر از حد معمول تخمین زند.

⚠ هشدار ⚠

منبع نورهای محیطی شدید مانند لامپ‌های اتاق عمل (بخصوص آن دسته از منبع‌های نوری گزنون)، لامپ‌های بیلیروبین، لامپ‌های فلورسنت، لامپ‌های گرم‌کننده مادون قرمز و نور مستقیم آفتاب بر عملکرد سنسور SpO2 و دقیق اندازه گیری آن تأثیر نامطلوب بگذارد. در صورت استفاده از سنسورهای رینبو، از کاور ضد نور ماسیمو استفاده نمایید.

⚠ احتیاط ⚠

زمانی که بیمار تحت درمان فتوودینامیک است ممکن است حساس به منابع نوری باشد. پالس اکسیمتری فقط باید تحت نظارت بالینی دقیق و برای مدت کوتاهی جهت به حداقل رساندن مداخله با درمان فتوودینامیک استفاده شود.

⚠ احتیاط ⚠

اگر هنگام پرتوافکنی تمام بدن، از پالس اکسیمتری استفاده می‌کنید، سنسورهای پالس اکسیمتری را خارج از محل پرتو افکنی قرار دهید. اگر سنسورهای پالس اکسیمتری در معرض پرتو قرار گیرد، اعداد قرائت شده از روی پالس اکسیمتری امکان دارد درست نباشد یا مقادیر پارامترها را صفر نشان دهد.

¹Apnea

! احتیاط

برای اینکه مطمئن شوید محدوده های آلارم برای بیمار مورد نظر مناسب است، هر بار قبل از شروع به استفاده از پالس اکسیمتری، محدوده ها را چک کنید.

! احتیاط

تغییرات در اندازه گیری هموگلوبین ممکن است زیاد بوده و ممکن است تحت تاثیر روش نمونه گیری و یا شرایط فیزیولوژیکی بیمار قرار گیرد. هر نتیجه ایی که با وضعیت بالینی بیمار تناقص داشته باشد باید تکرار شود و یا وضعیت بیمار با داده های دیگر بررسی شود. نمونه های خون باید با تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز گردد تا در مورد شرایط بیمار بهتر بتوان تصمیم گیری کرد.

نکته :

ماژول SpO2 مقدار عددی پارامترها را هر یک ثانیه به هنگام می کند.

نکته :

اندازه گیری SpO2 و NIBP را به طور همزمان در یک دست نباید انجام داد. زیرا به علت عدم عملکرد عادی جریان خون در طول اندازه گیری NIBP مقدار عددی SpO2 نمی تواند به درستی محاسبه شود.

رنج اندازه گیری SpO2 و PR در ماژول SpO2 MASIMO مطابق زیر است.

پارامتر	رنج اندازه گیری
SpO2	0 – 100%
Pulse Rate	25 – 240 bpm


در صورتیکه ماژول Rainbow از نوع SpO2 MASIMO باشد نیز رنج اندازه گیری پارامترهای آن مطابق جدول زیر می باشد.

پارامتر	范畴 اندازه‌گیری
SpMet	0.0 – 99.9%
SpCO	0.0 – 99%
SpHb	0.0 – 25.0 g/dL
SpOC	0.0 – 35.0 ml /dL
Perfusion Index	0.0 – 20%
PVI	0 – 100%

موادی که در ساخت سنسورهای SpO2 مورد استفاده قرار می‌گیرند، غیرسمی هستند.

اندازه‌گیری SpO2

۱. مانیتور را روشن کنید.
۲. سنسور را به محل مناسب در انگشت بیمار متصل کنید. (شکل ۶-۴ بهترین حالت اتصال)
۳. سنسور را به کابل رابط وصل کنید و سپس آن را به سوکت مخصوص SpO2 در سمت چپ سیستم وصل کنید.



شکل ۶-۴ قرار گیری سنسور SpO2

: نکته

طمئن شوید که ناخن پنجره نوری را می‌پوشاند.
سیم سنسور باید همیشه بالای انگشت قرار گیرد.

: نکته

عدد SpO2 همیشه در فضای ثابتی در ناحیه مربوط به SpO2 قرار می‌گیرد، عدد ضربان نبض (PR) نیز در پنجره پارامتر SpO2 در کنار عدد SpO2 نشان داده می‌شود اما در هنگام تنظیم PR نمایش داده می‌شود و از پنجره ECG در محل PR نمایش داده می‌شود و از پنجره SpO2 حذف می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

محدودیت‌های اندازه‌گیری

الف) دقت اندازه‌گیری کلیه پارامترهای مازول SpO₂، تحت تأثیر عوامل زیر ممکن است کاهاش -

یابد:

- اتصال غیر صحیح سنسور به عضو مورد نظر
- افزایش سطح مت هموگلوبین^۱ یا کربوکسی هموگلوبین^۲: افزایش سطح مت هموگلوبین یا کربوکسی هموگلوبین ممکن است در حالتیکه SpO₂ به ظاهر طبیعی است، اتفاق بیافتد. زمانی که مشکوک به سطح بالای مت هموگلوبین یا کربوکسی هموگلوبین هستید، آنالیز آزمایشگاهی (CO-Oximetry) از نمونه های خون باید انجام شود.
- تزریق مواد رنگی قلبی عروقی مانند indocyanine green , methylen blue
- پرفیوژن کم در عروق شریانی
- حرکت زیاد بیمار
- در صورت وجود عوامل خارجی روی ناخن، مانند: لак و یا برق ناخن، ناخن مصنوعی و یا ناخن کاشت شده و غیره
- کم خونی شدید
- افزایش سطح بیلیروبین^۳
- کاهش یا افزایش دمای سنسور (بهترین دمای عملکردی ۴۲°C تا ۲۸°C)
- استفاده همزمان از دستگاه الکترو کوترو و الکترو شوک
- تشعشعات زیاده از حد (بالاتر از 5000 Lumens/Square meter)
- نبض وریدی
- پیچش و کشش کابل
- قرارگیری سنسور در محلی که کاف فشار خون، کتر شریانی و یا تزریق داخل وریدی انجام می‌شود.

^۱ MetHb

^۲ COHb

^۳ Bilirubin

- از دستگاه پالس اکسیمتری بطور همزمان با دستگاه MRI و یا در محیط MRI استفاده نکنید. زیرا استفاده از پالس اکسیمتر در میدان‌های مغناطیسی القایی ناشی از MRI می‌تواند باعث ایجاد سوختگی گردد.

ب) دقیق اندازه‌گیری پارامترهای SpCO و SpMet, ممکن است تحت تأثیر عوامل زیر کاهش یابد:

- سطح غیر طبیعی هموگلوبین
- کاهش سطح اکسیژن اشباع شریانی شامل هیپوکسمی ناشی از ارتفاع^۱
- افزایش سطح بیلیروبین کل^۲

ج) دقیق اندازه‌گیری پارامترهای SpOC و SpHb, ممکن است تحت تأثیر عوامل زیر کاهش یابد:

- افزایش سطح PaO₂
- کاهش سطح اکسیژن اشباع شریانی
- افزایش سطح کربوکسی هموگلوبین
- افزایش سطح مت هموگلوبین
- هموگلوبینوپاتی و اختلالات سنتز مانند تالاسمی, Hb c, Hb s, sickle cell (سلول داسی شکل) و غیره.

- بیماری Vasospastic مانند پدیده رینود^۲
- افزایش ارتفاع
- بیماری عروق محیطی
- بیماری کبدی
- تداخلات ناشی از تابش EMI

^۱Total bilirubin

^۲Raynaud's

⚠️ هشدار ⚠️

مواد مداخله کننده: ماده حاجب یا هر ماده حاوی رنگهایی که، رنگ خون را تغییر می دهند، ممکن است سبب شود که اعداد خوانده شده درست نباشد.

⚠️ هشدار ⚠️

SpHb و SpO₂ Spco SbMet به صورت تجربی در افراد داوطلب بزرگسال سالم با سطوح کربوکسی هموگلوبین (COHb) و مت هموگلوبین (MetHb) نرمال کالیبره شده اند.

⚠️ احتیاط ⚠️

اگر مقدار SpO₂ نشانگر هیپوکسیمی باشد، برای اطمینان از شرایط بیمار، باید نتایج آزمایش خون نیز بررسی گردد.

⚠️ احتیاط ⚠️

اگر پیغام "SpO₂ LOW PERFUSION" به طور مداوم نمایش داده می شود، محل سنسور را جابجا نمایید. در این حین، بیمار را ارزیابی نموده و در صورت نیاز وضعیت اکسیژن را با وسائل دیگر بررسی کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

مانیتورینگ پیوسته و طولانی SpO₂ باعث ایجاد تغییر غیر قابل پیش‌بینی پوستی مانند حساسیت غیر عادی، تاول، پوسیدگی و غیره می‌شود. چک کردن محل قرارگیری سنسور بخصوص برای کودکان و افرادی که دارای پرفیوژن کم هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار محل سنسور را چک کنید و آن را حرکت دهید. برای برخی از بیماران لازم است تا این چک کردن‌ها بیشتر صورت پذیرد.

⚠️ هشدار ⚠️

استفاده نامناسب از سنسورها مثلاً بستن سنسور با چسب به انگشت ممکن است باعث آسیب بافت-ها شود.

⚠ هشدار ⚠

کوتاه بودن سیگنال نبض ممکن است به دلایل زیر اتفاق بیفتد:


وقتی بیمار دچار ایست قلبی شود.

وقتی بیمار دارای فشار خون پایین و یا اتساع عضلانی شدید و کم خونی شدید باشد و یا دمای بدن بیمار خیلی پایین باشد.

یک انسداد شریانی در مجاورت سنسور وجود داشته باشد.


SpO2 WINDOW ۲-۶

در پنجره پارامتر SpO2 موارد زیر نشان داده می شود:



شکل ۶-۵ پنجره پارامتر SpO2

صفحه نمایش مخصوص پارامترهای SpO2 (RAINBOW) پنجره پارامتر زیر است:



شکل ۶-۶ پنجره پارامترهای RAINBOW

پنجره SpO2 WINDOW به صورت زیر می باشد:

SPO2 WINDOW	
AVERAGE TIME	: 8
SPO2 PLETH SWEEP	: 25 mm/s
ALARM LEVEL	: 1
SPO2 ALARM	: OFF
SPO2 LIMIT	: 80 99
ALARM RECORD:	OFF
EXIT	

شکل ۶-۶ SpO2 WINDOW

AVERAGE TIME

انتخاب های قابل دسترس ۲-۴ ، ۱۰ ، ۸ ، ۴-۶ ، ۱۲ ، ۱۴ و ۱۶ می باشد.

SpO2 PLETH SWEEP

انتخاب های قابل دسترس ۱۲/۵ mm/s و ۲۵ mm/s می باشد.

ALARM LEVEL

انتخاب های قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس ترین نوع آلام است.

SpO2 ALARM

با انتخاب "ON" تمام نشانه های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت  در بخش مربوط به پارامتر SpO2 نمایش داده می شود.

SpO2 LIMIT

آلام SpO2 زمانی که اکسیژن اشباع خون (SpO2) از حد بالا و پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می شود. (حداکثر: ۱۰۰ و حداقل: ۱ با Step: 1)

ALARM RECORD

مراجعه به فصل رکوردر

SpO2 SENSITIVITY MODE

این بخش فقط در مازول Masimo قابل تنظیم می باشد.

انتخاب های قابل دسترس "APOD" ، "NORMAL" و "MAX" می باشد.

NORMAL : از آنجایی که محاسبه پرفیوژن به اطلاعات سیگنال وابسته است، آستانه پرفیوژن دارای مقادیر مختلفی می باشد. برای دستیابی به این هدف در نرم افزار مازول، یک الگوریتم هوشمند منحصر به فرد وجود دارد، که حد پایین پرفیوژن را با توجه به کیفیت سیگنال پلتیسموگرافی بین ۰.۵٪ تا ۰.۰۲٪ تنظیم می کند. در این مد بهترین ترکیب عملکردی مازول از نظر حساسیت شکل موج و تشخیص پراب در انگشت ایجاد می شود. استفاده از این مد برای اکثر بیماران توصیه می شود.

MAX : پزشکان برای بعضی از بیماران خود، نیاز دارند که حد آستانه پرفیوژن در کل زمان مانیتورینگ در پایین ترین حد خود (0.02٪) قرار داشته باشد و ترجیح می دهند که در این شرایط از آشکار سازی جدا شدن پراب از انگشت صرف نظر شود. این شرایط با تنظیم SpO2 SENS MODE بر روی MAX امکان پذیر است. این

مد برای بیماران با شرایط بسیار حاد توصیه می‌شود. مد MAX طوری طراحی شده است که حتی اطلاعات بیمارانی که دارای سیگنال بسیار ضعیفی هستند، را نیز تفسیر می‌کند و نمایش می‌دهد. این مد در حین عمل جراحی و در طول زمانی که پزشک در کنار بیمار است، توصیه می‌شود. با انتخاب این مد پیغام "SpO2 MAX" به رنگ زرد بر روی صفحه به نمایش در می‌آید.


⚠️ هشدار ⚠️

هنگام استفاده از مد MAX، ممکن است تشخیص Sensor off (آشکارسازی جدا شدن پراب از انگشت) با مشکل مواجه شود. در این شرایط ممکن است سنسور از دست بیمار جدا شود، و به دلیل نویز محیطی مانند نور، لرزش و حرکت، احتمال نمایش سیگنال و مقدار پارامتر بصورت نادرست وجود دارد.

: به دلیل این که در این مد سیستم دارای کمترین حساسیت نسبت به تغییرات سیگنال است در صورتی که بیمار دارای پرفیوژن پایین باشد، استفاده از این مد توصیه نمی‌شود. این مد برای بیمارانی که دارای ریسک بالای جدا شدن پраб هستند، مانند کودکان و یا بیماران نا آرام توصیه می‌شود.
با انتخاب این مد پیغام "SpO2 APOD MODE" به رنگ زرد بر روی صفحه به نمایش در می‌آید.

RAINBOW ALARMS

در پنجره SpO2/MASIMO ALARM WINDOW که به صورت شکل ۸-۶ می‌باشد می‌توان محدوده آلام‌های PI، SpHb و SpMet، SpCO، SpOC، PVI، PI را نیز تغییر داد.



شکل ۸-۶ SpO2/MASIMO ALARM WINDOW

محدوده آلام پارامترهای Rainbow به صورت زیر می‌باشد:

پارامتر	محدوده آلام
PI	حد پایین (۰,۱ - حد بالا) ~ ۰,۰
	حد بالا (۰,۱ ~ ۱۹,۰ + حد پایین)
PVI	حد پایین (۱ - حد بالا) ~ ۱
	حد بالا (۱ + حد پایین) ~ ۹۹
SpCO	حد پایین (۱ - حد بالا) ~ ۱
	حد بالا (۱ + حد پایین) ~ ۹۹
SpMet	حد پایین (۰,۵ - حد بالا) ~ ۰,۵
	حد بالا (۰,۵ ~ ۹۹,۵ + حد پایین)
SpHb	حد پایین (۰,۱ - حد بالا) ~ ۰,۵
	حد بالا (۰,۱ ~ ۲۴,۵ + حد پایین)
SpOC	حد پایین (۱ - حد بالا) ~ ۱
	حد بالا (۱ + حد پایین) ~ ۳۴

۳-۶ پیغام‌های آلام SpO2 و پارامترهای Rainbow

الف) آلام‌های فیزیولوژیکی

هنگامی که عدد PR و SpO2 از محدوده تعیین شده تجاوز کند، آلام اتفاق می‌افتد.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
% SpO2 HIGH	مقدار SpO2 از حد بالای تعیین شده	مقدار SpO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام بیشتر است. نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
% SpO2 LOW	مقدار SpO2 از حد پایین تعیین شده	مقدار SpO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام کمتر است. نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PR HIGH	مقدار PR از حد بالای تعیین شده	مقدار PR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام بیشتر است. نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PR LOW	مقدار PR از حد پایین تعیین شده	مقدار PR چشمک می‌زند. نשانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام کمتر است. نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

اگر ماذول SpO2 MASIMO از نوع Rainbow باشد، هنگامی که عدد مربوط به هر یک از پارامترهای Rainbow از محدوده مجاز تجاوز کند، آلام مربوط به آن پارامتر اتفاق می‌افتد.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
PI HIGH	مقدار PI از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار PI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PI LOW	مقدار PI از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار PI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PVI HIGH	مقدار PVI از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار PVI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PVI LOW	مقدار PVI از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار PVI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpOC HIGH	مقدار SpOC از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpOC و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpOC LOW	مقدار SpOC از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpOC و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpCO HIGH	مقدار SpCO از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpCO و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpCO LOW	مقدار SpCO از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpCO و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpMet HIGH	مقدار SpMet از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpMet و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpMet LOW	مقدار SpMet از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpMet و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpHb HIGH	مقدار SpHb از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpHb و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpHb LOW	مقدار SpHb از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpHb و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

ب) آلارمهای تکنیکی

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SpO2 NO CABLE	کابل SpO2 به صورت مطمئن شوید که کابل SpO2 به طور صحیح به مانیتور متصل نیست.	SpO2 به صورت مطمئن شوید که کابل SpO2 به طور صحیح به مانیتور متصل نشده است.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
SpO2 REPLACE CABLE	تاریخ مصرف کابل SpO2 به اتمام رسیده است.	کابل SpO2 باید تعویض گردد.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
SpO2 CABLE DEFECT	۱- کابل SpO2 صدمه دیده است. ۲- از کابل SpO2 مناسب استفاده نشده است.	۱- مطمئن شوید که کابل SpO2 به طور صحیح به مانیتور متصل شده است. ۲- سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، کابل SpO2 را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
SpO2 NO SENSOR	سنسور SpO2 به صورت صحیح به سیستم متصل نیست.	سنسور SpO2 به طور صحیح به کابل رابط متصل شده است.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
SpO2 REPLACE SENSOR	تاریخ مصرف سنسور SpO2 به اتمام رسیده است.	سنسور SpO2 باید تعویض گردد.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
SpO2 SENSOR DEFECT	۱- سنسور SpO2 صدمه دیده است. ۲- از سنسور SpO2 مناسب استفاده نشده است.	۱- مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به مانیتور متصل شده است. ۲- سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، سنسور SpO2 را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
SpO2 SENSOR OFF	۱- ابتدا سنسور را از بیمار جدا کنید. ۲- سنسور را به طور مناسب به بیمار متصل نموده و مجدداً آن را به کابل و یا مانیتور متصل نمایید.	۱- سنسور SpO2 از انگشت بیمار جدا شده نموده و مجدداً وصل نمایید. ۲- سنسور را به طور مناسب به بیمار متصل نموده و مجدداً آن را به کابل و یا مانیتور متصل نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.

آلام	علت و قوع	راه حل	توضیحات
SpO2 NO AD SENSOR	۳-سنسور صدمه دیده است.	۳. سنسور را تعویض نمایید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف‌نظر می‌شود.
SpO2 REPLACE AD SENSOR	این پیغام در مواردی که از سنسور یکبار مصرف استفاده می‌گردد رخ می‌دهد و نشان دهنده عدم اتصال صحیح قسمت چسبی سنسور به کابل رابط می‌باشد.	مطمئن شوید که سنسور چسبی SpO2 به طور مناسب به کابل SpO2 متصل شده است.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف‌نظر می‌شود.
SpO2 AD SENSOR DEFECT	۱ این پیغام در مواردی که از سنسور یکبار مصرف استفاده می‌گردد رخ می‌دهد و نشان دهنده یکی از موارد زیر است: ۱- سنسور چسبی صدمه دیده است. ۲- از سنسور چسبی مناسب استفاده نشده است.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 ماسیمو به طور صحیح به سیستم متصل شده است. ۲. سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، سنسور چسبی را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف‌نظر می‌شود.
SpO2 AMBIENT LIGHT	ممکن است، نور محیطی شدید نظیر لامپ‌های آتاق عمل یا نور خورشید باعث کاهش دقت و یا عدم اندازه گیری صحیح SpO2 می‌گردد	در صورت استفاده از سنسور رینبو از با استفاده از کاور ضد نور ماسیمو سنسور را بپوشانید..	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. آلام زمانی که "ON", SPO2ALARM است، قابلیت فعال شدن دارد. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.
SpO2 RAINBOW HARDWARE FAIL	مشکل در مژول SpO2	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. اگر پیغام دوباره نمایش داده شد، با خدمات پس ازفروش تماس بگیرید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.

آلام	علت و قوع	راه حل	توضیحات
SpO2 PROBE DEFECT	عدم کارکرد صحیح سنسور و یا کابل رابط.	عملکرد سنسور و کابل رابط را به صورت جداگانه چک نمایید. در صورت مشاهده مشکل در یک و یا هر دو، قسمت معیوب را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می ماند.
SpO2 SENSOR CHECK CONNECTION	ارتباط سنسور با سیستم به درستی برقرار نمی باشد.	اتصالات سنسور به کابل و کابل با مانیتور را چک نمایید، در صورت نیاز سنسور و یا کابل را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می ماند.
SpO2 LOW SIGNAL IQ	مقدار SpO2 اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. شرایط بیمار را ارزیابی نمایید. ۲. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۳. محل سنسور را جابجا کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SpO2 LOW PR CONFIDENCE	مقدار ضربان قلب اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SpO2 LOW PI CONFIDENCE	مقدار PI اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SpO2 LOW PVI CONFIDENCE	مقدار PVI اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SpO2 LOW SPOC CONFIDENCE	مقدار SpOC اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.

فصل ۶: SpO2 و پارامترهای Rainbow

توضیحات	راه حل	علت وقوع	آلام
آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	مقدیر SpCO اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی‌باشد.	SpO2 LOW SPCO CONFIDENCE
آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	مقدیر SpMet اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی‌باشد.	SpO2 LOW SPMET CONFIDENCE
آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید..	مقدیر SpHb اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی‌باشد.	SpO2 LOW SpHb CONFIDENCE

بعد از اعمال راه حل های فوق اگر پیغامها دوباره نمایش داده شد، ممکن است پرتاب صدمه دیده باشد. بنابراین لازم است برای اطلاعات بیشتر با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

ج) پیغام ها

توضیحات	راه حل	علت وقوع	پیغام
مقدار پارامتر نمایش داده می‌شود.		تاریخ مصرف کابل SpO2 در حال اتمام است.	SpO2 CABLE NEAR EXP
مقدار پارامتر نمایش داده می‌شود.		تاریخ مصرف سنسور SpO2 در حال اتمام است	SpO2 SENSOR NEAR EXP
مقدار پارامتر نمایش داده می‌شود.		تاریخ مصرف سنسور چسبی SpO2 در حال اتمام است.	SpO2 AD SENSOR NEAR EXP
در صورت مشاهده این پیغام بیش از ۳۰ ثانیه، سنسور را از انگشت جدا کرده و دوباره متصل نمایید. در صورت برطرف نشدن مشکل، محل دیگری را برای اتصال سنسور انتخاب نمایید.		ماژول در حال جستجو برای دریافت سیگнал مناسب می‌باشد.	SpO2 SEARCH

SpO2 SIGNAL WEAK	دامنه سیگنال SpO2 خیلی ضعیف و غیر قابل آشکار سازی است.	مقدار پارامتر نمایش محل سنسور را عوض کنید. داده میشود.
SpO2 DEMO MODE RUN	SpO2 در مد نسخه نمایشی (Demo) است.	
SpO2 ONLY MODE	اندازه گیری پارامترهای رینبو امکان پذیر نمی باشد (به دلیل ازدیاد نور محیط و یا پوست تیره رنگ بیمار).	مقدار پارامتر نمایش جهت کاهش نور محیطی از کاور ضد نور ماسیمو استفاده نمایید داده میشود.

۴-۶ تمیز کردن پراب SpO2



قبل از تمیز کردن پраб آن را از بیمار و مانیتور جدا کنید.

از یک پارچه نرم مرطوب به ایزو پروپیل الکل ۷۰٪ برای تمیز کردن پраб استفاده کنید و سپس آن را با یک پارچه خشک کنید.



از استریل کردن پраб و کابل بیمار به وسیله اتوکلاو، تشعشع و یا اتیلن اکساید خودداری کنید.



برای جلوگیری از صدمه زدن به پраб، از غوطه ور کردن پраб در هر نوع مایعی خودداری کنید.

فصل ۷، مانیتورینگ NIBP

۲

۱-۷ اطلاعات کلی

۱۰

NIBP WINDOW ۲-۷

۱۵

۳-۷ پیغامهای آنالرم NIBP

۱۷

۴-۷ تمیز کردن کاف NIBP


۱۷

۵-۷ لیست سوالات متداول در رابطه با NIBP

۱-۷ اطلاعات کلی

NIBP یک روش اندازه‌گیری غیرتهاجمی فشار خون است که بر اساس اسیلومتریک عمل می‌کند. در ابتدا کافتا فشاری بالاتر از فشار سیستول باد می‌شود؛ به نحوی که جریان خون عبوری از رگ متوقف شود. سپس فشار کاف را آهسته و به صورت پله‌ای کاهش می‌دهند تا زمانی که فشار بیمار مشخص شود. پس از آن فشار کاف را به صورت کامل تخلیه می‌کنند.

در طول کاهش فشار، تعدادی پالس بدست می‌آید که نمودار دامنه‌ی پالس‌ها بر حسب فشار کاف در زمان تشخیص پالس، رسم می‌شود. این نمودار، مشخص کننده‌ی پروفایل پالس‌های بیمار است و مقدار حداکثر دامنه‌ی نمودار، نشان‌دهنده‌ی فشار (max amplitude pressure) MAP است. با در نظر گرفتن دو آستانه برای دامنه‌ی پالس‌ها، مقادیر فشارهای سیستول و دیاستول بدست می‌آید. این آستانه‌ها براساس مجموعه داده‌ای شامل تعداد زیادی اندازه‌گیری که در مقایسه با فشار IBP به دست آمده، در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در بیماران با فشار خیلی بالا، این احتمال وجود دارد که اعداد سیستول و دیاستول به دست آمده، دقت پایین‌تری نسبت به افراد با فشار نرمال داشته باشند. این محدودیت منحصر به مانیتور سعادت نمی‌باشد و شامل تمامی مانیتورهایی که برای اندازه‌گیری NIBP از روش اسیلومتریک استفاده می‌کنند، می‌شود.




شکل ۱-۷ نحوه تغییرات فشار کاف در طول اندازه‌گیری

مجموعه‌ای از تست‌های جامع و وسیع داخلی و کلینیکی بر روی افراد مختلف با استفاده از مازول NIBP سعادت انجام شده و فشار اندازه گیری شده با فشار IPB و فشار اندازه گیری شده توسط دستگاه‌های معتبر موجود در بازار مقایسه شده است. نتایج این تست‌ها نشانگر اندازه گیری قابل اعتماد مازول NIBP سعادت می‌باشد. همچنین مازول NIBP سعادت با استاندارد BS ISO 81060-2:2009 هستند که نشان‌دهنده‌ی کیفیت بالای آن‌ها می‌باشد.

همچنین سیستم NIBP بر طبق استاندارد EN 1060-1 طراحی شده است.

مراحل آماده‌سازی سیستم و کاف، برای اندازه گیری فشار:

- ۱- پس از وصل کردن شلنگ به سیستم، سیستم را روشن کنید.
- ۲- کاف را به بازو یا پای بیمار وصل کنید (طبق شکل ۲-۷) و سپس دستورات زیر را اجرا کنید:
 - مطمئن شوید که کاف خالی از باد است.
 - کاف با اندازه‌ی مناسب را انتخاب کنید. انتخاب سایز کوچک کاف سبب افزایش فشار اندازه گیری شده و انتخاب سایز بزرگ کاف سبب کاهش فشار اندازه گیری و در نتیجه کاهش دقیق می‌گردد.
 - طول بخشی از کاف که باد می‌شود، بایستی تقریباً ۸۰ درصد دور بازو و پهنه‌ی آن تقریباً ۴۰ درصد دور بازوی بیمار باشد.
 - کاف بر روی لباس بیمار بسته نشده باشد.
 - کاف حدود 2.5cm بالاتر از آرنج بسته شود.
 - کاف و شریان هم‌راستا باشند.
 - عضوی که فشار آن را اندازه می‌گیریم، باید هم‌سطح با قلب بیمار قرار گرفته باشد.
 - مطمئن شوید که کاف به طور محکم به عضو بسته شده باشد، اگر کاف خیلی سفت بسته شده باشد، باعث تغییر رنگ و حساسیت بافت می‌شود.



شکل ۲-۷ روش بستن کاف

- ۳- کاف را به شیلنگ وصل کنید.
- ۴- مد نوع بیمار را حتماً انتخاب کنید. برای این کار از منو SETUP در پنجره HOME WINDOW PATIENT CAT را چک کنید. در این بخش سه مد مدنوزاد (از زمان تولد تا سه سالگی)، کودک (از سه تا دوازده سال) و بزرگسال (بالای دوازده سال) جهت انتخاب وجود دارد.
- ۵- مد اندازه‌گیری را در پنجره NIBP WINDOW انتخاب کنید که می‌تواند اتوماتیک، دستی و یا stat باشد. در مددستی MANUAL، فقط یک اندازه‌گیری انجام می‌شود.
- در مدد AUTO، اندازه‌گیری به صورت متناوب انجام می‌شود و شما می‌توانید فاصله‌های زمانی ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ دقیقه و ۹۰ ساعت را تنظیم کنید.
- در مدد STAT، در مدت ۵ دقیقه حداقل ۱۰ بار اندازه‌گیری انجام می‌شود که زمان بین دو فشارگیری ۳۰ ثانیه می‌باشد. و در صورت بروز هرگونه Error، عملیات فشارگیری متوقف می‌گردد.
- ۶- کلید START/STOP را در قسمت جلو سیستم برای شروع اندازه‌گیری فشار دهید.

نکاتی که در حین اندازه‌گیری NIBP بایستی مورد توجه قرار بگیرد:

- از آنجا که در اندازه‌گیری فشار خون، فشار پمپ کردن اولیه به فشار اندازه‌گیری شده قبلی وابسته است، بهتر است در زمان تعویض بیمار، مانیتور جهت حفظ راحتی بیمار و پاک کردن اطلاعات بیمار قبلی خاموش شود.
- پیش از خواندن فشار، بیمار بایستی پنج دقیقه استراحت کند.
- بین هر دو اندازه‌گیری بایستی پنج دقیقه فاصله باشد.
- در طول اندازه‌گیری فشار بیمار نباید صحبت کند.
- دست بیمار بایستی به نحوی قرار بگیرد که کاف هم‌سطح با قلب بیمار باشد و در طول اندازه‌گیری فشار حرکتی نداشته باشد.
- سایز کاف بایستی به درستی انتخاب شده باشد:

 - ۵ انتخاب سایز بسیار کوچک سبب افزایش فشار اندازه‌گیری شده می‌گردد.
 - ۵ انتخاب سایز بسیار بزرگ سبب کاهش فشار اندازه‌گیری شده می‌گردد.
 - مد اندازه‌گیری فشار در مانیتور بایستی به درستی انتخاب شود:

- در صورتی که برای کودک یا بزرگسال از مدد نوزاد استفاده شود، به دلیل محدودیت پمپ کردن در مدد نوزاد، ممکن است قادر به اندازه‌گیری نباشیم.
- اندازه‌گیری فشار برای کودکان در مدد بزرگسال سبب اعمال فشار زیاد می‌گردد و احتمال صدمه دیدن عضو وجود دارد و لذا بایستی هنگام اندازه‌گیری فشار کودکان، از صحت تنظیمات اطمینان حاصل کنیم.
- در صورتیکه بافت صدمه دیده و یا احتمال صدمه دیدن آن وجود دارد، اندازه‌گیری NIBP را انجام ندهید.

نکته:

■ مشکلی در استفاده از سیستم NIBP در مجاورت دستگاه الکتروکوتور وجود ندارد.

هشدار

کاف را به عضوی از بدن که بر روی آن کترورول اتصال داشت یا تزریق داخل وریدی انجام می‌شود، نبندید. این کار باعث صدمه دیدن بافت اطراف کترورول در حال تزریق می‌شود. همچنین باعث متوقف شدن تزریق در هنگام اندازه‌گیری فشار می‌شود.

هشدار

نباید کاف به بازوی سمتی که تحت جراحی **mastectomy** قرار گرفته بسته شود.

هشدار

فقط از کاف‌های اندازه‌گیری فشار خون مورد تأیید شرکت سازنده استفاده کنید. استفاده از کاف و شلنگ‌های دیگر در دقت اندازه‌گیری تأثیر منفی می‌گذارد.

هشدار

محل قرارگیری کاف و شرایط فیزیکی بیمار یکی از عوامل مؤثر در دقت اندازه‌گیری فشار خون می‌باشد.

⚠️ هشدار ⚠️

بر طبق استاندارد ایمنی برای جلوگیری از خطرات احتمالی از کانکتور Luer Lock استفاده نشده است. از کافهای NIBP با کانکتور Luer Lock استفاده نکنید، چرا که ممکن است به اشتباه به سیستم تزریق مایع ورودی وصل شده و به هوا اجازه دهد که به درون عروق خونی پمپ شود.

⚠️ هشدار ⚠️

در هنگام مانیتورینگ مطمئن شوید که شلنگ کاف کشیده یا پیچیده نشده و یا انسداد نداشته باشد.

⚠️ هشدار ⚠️

قبل از اندازه‌گیری، از صحت تنظیمات اطمینان حاصل نمایید. (نوزاد، کودک یا بزرگسال)

⚠️ هشدار ⚠️

حداکثر فشار باد شدن کاف برای بزرگسالان 290mmHg ، برای کودکان 240mmHg و برای نوزادان 145mmHg در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن محافظ مستقل کنترل فشار حداکثر نیز در داخل دستگاه پیش‌بینی شده است. ضمن آنکه حداکثر زمان تحت فشار بودن کاف در هر بار اندازه‌گیری به مدت ۲ دقیقه (۹۰ ثانیه در مد نوزاد) محدود شده است. با این حال لازم است کاربران توجه داشته باشند که اندازه‌گیری‌های متوالی و طولانی مدت می‌تواند منجر به آسیب‌های عصبی، عضلانی و یا صدمه‌های پوستی و اختلال در سیستم گردش خون شود، بنابراین باید ناحیه‌ای که کاف به آن بسته شده است به طور متناوب مورد بررسی قرار گیرد.

⚠️ هشدار ⚠️

امکان دارد استفاده از این مازول برای کلیه بیماران به ویژه بیماران دارای آریتمی، پره اکلامپسی (Preeclampsia)، بیماریهای خاص عروقی و بیماران باردار مناسب نباشد.

⚠ هشدار ⚠

در اندازه گیری فشار خون به ویژه برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

- بیمار در وضعیت راحتی قرار داشته باشد.
 - پاهای بیمار روی هم قرار نگرفته باشد.
 - پاهای روی زمین صاف قرار داشته باشد.
 - پشت و بازوی بیمار با تکیه گاه مناسبی در تماس باشد (مثلاً "به پشتی و دسته صندلی")
 - وسط کاف هم سطح با قلب باشد.
 - در طول اندازه گیری بیمار باید در وضعیتی آرام قرار داشته باشد و صحبت نکند.
- بهتر است بیمار ۵ دقیقه در وضعیت استراحت فوق باقی بماند سپس نخستین اندازه گیری انجام شود.

عملکردهای مختلف :

- ۱- برای شروع اندازه گیری دستی (MANUAL) کلید START/STOP را در قسمت جلویی سیستم فشار دهید.
- ۲- برای متوقف کردن اندازه گیری دستی (MANUAL) کلید START/STOP را در قسمت جلویی سیستم فشار دهید.
- ۳- برای شروع اتوماتیک اندازه گیری فشار از پنجره NIBP WINDOW ، فاصله های زمانی اندازه گیری فشار را تعیین کنید و سپس کلید START/STOP را در قسمت جلویی سیستم فشار دهید.

⚠ هشدار ⚠

اندازه گیری NIBP در مدت اتوماتیک به مدت طولانی باعث التهاب پوستی و مشکل عصبی در ناحیه ای از عضو که کاف بر روی آن بسته شده، می شود. قبل از مانیتورینگ بیمار، همیشه رنگ، گرما و حساسیت آن عضو که می خواهید کاف را بر روی آن ببندید چک کنید. اگر هر مسئله غیر عادی مشاهده شود، اندازه گیری فشار خون را متوقف کنید.

۴- برای شروع اندازه‌گیری فشار به صورت دستی وقتی در مد AUTO هستید، کلید START/STOP را در قسمت جلویی سیستم فشار دهید.

۵- برای خاتمه اندازه‌گیری فشار در مد اتوماتیک از پنجره NIBP WINDOW مد اندازه‌گیری را به مددستی (MANUAL) تغییر دهید.

۶- برای شروع اندازه‌گیری در مد STAT، کلید START/STOP را در قسمت جلویی سیستم فشار دهید.

هشدار

در صورتی که NIBP بر روی مد AUTO تنظیم شده باشد و کاف به دست بیمار متصل نباشد، در تعداد زیادی **NIBP LIST** weak cuff و یا **Loose cuff** دیده می‌شود. همچنین این تنظیم سبب فعالیت پمپ در مواردی می‌گردد که مورد نیاز نیست و عمر مازول کاهش می‌یابد.

هشدار

اندازه‌گیری NIBP در مد STAT به صورت متوالی و طولانی مدت منجر به آسیب‌های عصبی، عضلانی و یا صدمه‌های پوستی می‌شود.

نکته:

اگر به دقت اندازه‌گیری سیستم شک دارید، ابتدا علائم حیاتی بیمار را با وسائل دیگر چک کنید و سپس به چک کردن صحت اتصالات، کاف، شیلنگ و عملکرد سیستم بپردازید.

محدودیت‌های اندازه‌گیری:

برای شرایط مختلف بیماران، روش اندازه‌گیری اسیلومتریک دارای محدودیت‌هایی است. این روش اندازه‌گیری در جستجوی پالس‌های منظم فشار خون شریانی است. بعضی مواقع به خاطر شرایط خاص بیمار این آشکار سازی مشکل می‌شود و باعث می‌شود که مدت زمان اندازه‌گیری زیاد و گاهی نتیجه غیر واقعی شود. اپراتور باید آگاه باشد که شرایطی که در زیر ذکر خواهد شد، بر روی اندازه‌گیری تأثیر می‌گذارد و آن را طولانی و غیر واقعی می‌کند و حتی در برخی مواقع اندازه‌گیری را کاملاً غیر ممکن می‌سازد.

● حرکت بیمار

اگر بیمار در حال حرکت باشد و یا دچار لرز و یا تشنج باشد، اندازه‌گیری غیر قابل اطمینان و گاهی غیر ممکن است. این شرایط در آشکارسازی پالس فشار خون شریانی تداخل ایجاد می‌کند و در نتیجه مدت اندازه‌گیری طولانی تر خواهد شد.

● آریتمی‌های قلبی

وقتی بیمار دچار آریتمی قلبی شود، ضربان قلب نامنظم می‌شود و در نتیجه اندازه‌گیری غیرقابل اطمینان و گاهی غیر ممکن می‌شود.

● ماشین قلب و ریه

اگر ماشین قلب و ریه به بیمار وصل باشد، اندازه‌گیری فشار غیر ممکن است.

● تغییرات فشار


اگر فشار خون بیمار در مدت زمان کوتاهی به طور سریع تغییر کند، اندازه‌گیری فشار غیرقابل اطمینان و گاهی غیر ممکن خواهد شد.

● شوک سخت


اگر بیمار دچار شوک خیلی شدید شود و یا دمای بدنش خیلی پایین باشد (hypothermia)، اندازه‌گیری به دلیل کاهش پالس‌های شریانی غیرقابل اطمینان می‌شود.

● ضربان قلب غیر طبیعی

اندازه‌گیری در ضربان‌های قلبی زیر 40 bpm و بالای 240 bpm غیر قابل انجام است.

NIBP WINDOW ۲-۷


در صفحات بدون IBP (در مد PR Only RESP, CO₂) مقدار PR هم در این پنجره نمایش داده می شود:



شکل ۴-۷ پنجره پارامتر NIBP در صفحات بدون IBP

رنج اندازه گیری ضربان قلب توسط مژول NIBP بین 40 تا 240 BPM است.

پنجره NIBP به صورت زیر نمایش داده می شود:



شکل ۵-۷ NIBP WINDOW

NIBP UNIT ■

برای تعیین واحد اندازه‌گیری است (انتخاب‌ها mmHg یا KPa)

ALARM LEVEL ■

انتخاب‌های قابل دسترس ۱ و ۲ است. سطح ۱ با اهمیت‌ترین نوع آلارم است.

NIBP ALARM ■

با انتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلارم مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلارم و روشن شدن نشانگر آلارم فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلارم غیر فعال شده و علامت "  " در بخش مربوط به پارامتر NIBP نمایش داده می‌شود.

NIBP SYS LIMIT ■

آلارم SYS زمانی که مقدار فشار سیستولیک از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند فعال می‌شود.

(بزرگسال: حداکثر: ۲۵۵ وحداقل: ۳۰ ،

کودک: حداکثر: ۲۴۰ وحداقل: ۳۰ ،

نوزاد: حداکثر: ۱۳۵ وحداقل: ۳۰)

NIBP DIA LIMIT ■

آلارم DIA زمانی که مقدار فشار دیاستولیک از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند فعال می‌شود.

(بزرگسال: حداکثر: ۲۲۰ وحداقل: ۱۵ ،

کودک: حداکثر: ۲۲۰ وحداقل: ۱۵ ،

نوزاد: حداکثر: ۱۱۰ وحداقل: ۱۵)

NIBP MAP LIMIT ■

آلارم MAP زمانی که مقدار فشار متوسط شریانی از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند فعال می‌شود.

(بزرگسال: حداکثر: ۲۳۵ وحداقل: ۲۰ ،

کودک: حداکثر: ۲۳۰ وحداقل: ۲۰ ،

نوزاد: حداکثر: ۱۲۵ وحداقل: ۲۰)

STAT \ AUTO \ MANUAL ■

سه حالت اندازه‌گیری قابل انتخاب وجود دارد: STAT, MANUAL و AUTO. در حالت MANUAL فقط یک اندازه‌گیری انجام می‌شود. اما در حالت AUTO بعد از اولین اندازه‌گیری، اندازه‌گیری‌های دیگر با فاصله زمانی خاص که تنظیم شده است، تکرار می‌شود. فاصله‌های زمانی قابل تنظیم ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰ دقیقه و ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰ ساعت می‌باشند. در حالت STAT نیز در مدت ۵ دقیقه حداقل ۱۰ بار اندازه‌گیری انجام می‌شود که زمان بین دو فشارگیری ۳۰ ثانیه می‌باشد و در صورت بروز هرگونه Error، عملیات فشارگیری متوقف می‌گردد.

< MODULE START >

برای شروع اندازه‌گیری NIBP

< MODULE STOP >

برای متوقف کردن اندازه‌گیری NIBP

< MODULE RESET >

برای تنظیم حداقل فشار اولیه کاف در 150mmHg برای بزرگسالان، 140mmHg برای کودکان و 85mmHg برای نوزادان

NIBP LIST ■

سیستم مانیتورینگ قابلیت ذخیره‌سازی مقادیر ۵۰۰ NIBP اندازه‌گیری شده گذشته را دارد. بر روی "NIBP" از پنجره NIBP WINDOW کلیک کنید تا نتیجه و ساعت اندازه‌گیری‌های گذشته را به صورت شکل ۶-۷ مشاهده کنید.

NIBP / NIBP LIST WINDOW						
NIBP	DATE	TIME	SYS	DIA	(MAP)	PULSE
03	08-02	14:49	112	73	86	86
02	08-02	14:47	105	74	84	86
01	08-02	14:44	114	75	87	85

شکل ۶-۷ HOME/NIBP LIST WINDOW

با کلیک بر روی اولین قسمت از سمت چپ این پنجره قادر خواهد بود تا اطلاعات ذخیره شده مورد نظر خود را انتخاب کنید.

با کلیک بر روی "UP-DOWN" به صفحه قبلی و بعدی اندازه‌گیری‌ها دسترسی خواهد داشت.

با کلیک بر روی "DELETE" در این پنجره اطلاعات مورد نظر خود را حذف کنید.

با کلیک بر روی "RECORD" می‌توان از پنجره NIBP LIST رکورد گرفت.

■ MODULE CHECK ■

با کلیک بر روی آن، بعد از ۵ ثانیه تاخیر وارد منوی مربوطه خواهد شد و به پارامترهای "MODULE" "NIBP LEAKAGE" ، "NIBP MANOMETER" ، "SELFTEST" و "MODULE STOP" دسترسی پیدا می‌کنید.

سه قسمت زیر فقط توسط پرسنل آموزش دیده و کادر فنی مجاز انجام می‌شود.

■ NIBP MANOMETER ■

کاف را دور سیلندر صلب ببندید. فشارسنج جیوه‌ای مرجع و پمپ بادی را به وسیله کانکتور T شکل و شیلنگ به مانیتور وصل کنید. مانیتور را در حالت NIBP MANOMETER قرار دهید و سیستم فشار سنج جیوه‌ای را تا 0mmHg ، 50mmHg ، 200mmHg را طور جداگانه به وسیله پمپ باد کنید. تفاوت بین فشار مشاهده شده روی فشار سنج جیوه‌ای مرجع و فشار نشان داده شده توسط مانیتور نباید از ± 3 mmHg بیشتر باشد.

NIBP LEAKAGE ■

کاف را دور سیلندر با اندازه مناسب ببندید. (محیط کاف استفاده شده باید بیش از ۷٪ از دور سیلندر بزرگتر باشد.) مانیتور را در حالت NIBP LEAKAGE قرار دهید. مانیتور کاف را تا ۲۰۰ mmHg باد می‌کند و کاف را به مدت ۲۰ ثانیه در همین فشار نگه می‌دارد. اگر نتیجه آزمایش نشتی مناسب بود پیغام "NIBP LEAKAGE" نمایش داده می‌شود.

MODULE SELFTEST ■

هدف کلی از انجام عمل Self Test ، چک کردن کلی وضعیت ماژول NIBP از جمله عملکرد سنسورها و ولوهای می باشد.

NIBP ۳-۷ پیغام‌های آلام

(الف) آلام‌های فیزیولوژیکی

وقتی که فشارهای SYS, DIA و MAP از محدوده‌های تعیین شده تجاوز کند، آلام فعال می‌شود.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
NIBP SYS HIGH	پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام تجاوز کرده باشد.	فشار سیستولیک از محدوده تعیین شده نشانگر آلام چشمک می‌زند.	فعال می‌شود مقدار SYS چشمک می‌زند.
NIBP SYS LOW	پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام تجاوز کرده باشد.	فشار سیستولیک پایین تر از حد تعیین شده باشد.	فعال می‌شود مقدار SYS چشمک می‌زند.
NIBP DIA HIGH	پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام تجاوز کرده باشد.	فشار دیاستولیک از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	فعال می‌شود مقدار DIA چشمک می‌زند.
NIBP DIA LOW	پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام شده کمتر باشد.	فشار دیاستولیک از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	فعال می‌شود مقدار DIA چشمک می‌زند.
NIBP MAP HIGH	پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام شده تجاوز کرده باشد.	فشار متوسط شریانی از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	فعال می‌شود مقدار MAP چشمک می‌زند.
NIBP MAP LOW	پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام تعیین شده باشد.	فشار متوسط شریانی پایین تر از حد تعیین شده باشد.	فعال می‌شود مقدار MAP چشمک می‌زند.

ب) آلارمهای تکنیکی

آلارم	علت
SELF-TEST FAILED	مشکل در سخت افزار NIBP
NIBP LOOSE CUFF	کاف به طور کامل بسته نشده و یا اصلاً کافی بسته نشده است
NIBP MODE ERROR	به جای مدنوزاد مدبزرگسال انتخاب شده است در حالیکه کاف نوزاد بسته شده، و یا در راههای هوایی انسداد اتفاق افتاده است.
NIBP AIR LEAK	نشست هوا در کاف، شیلنگ و یا کانکتور.
NIBP AIR PRESSURE ERROR	مقدار فشار نامتعادل است مثلاً شیلنگ پیچیده شده
NIBP SIGNAL WEAK	سیگنال بیمار به علت بستن خیلی شل کاف ضعیف است و یا خود بیمار دارای سیگنال ضعیفی است.
NIBP RANGE EXCEED	فشار اندازه گیری شده از 255mmHg برای بزرگسالان و 135mmHg برای نوزادان تجاوز کرده است.
NIBP EXCESSIVE MOTION	حرکت بازو، سیگنال نویزی و یا پالس نامنظم (مثلاً در آریتمی ها) باعث نمایش این پیغام می شود.
NIBP OVER PRESSURE SENSED	فشار اندازه گیری شده از حد تعیین شده مورد تحمل نرم افزاری 290 mmHg برای بزرگسال، 240mmHg برای کودکان و 145 mmHg برای نوزادان تجاوز کرده باشد.
NIBP SIGNAL SATURATED	حرکت و نویز زیاد باعث اشتباع تقویت کننده ها شده است.
NIBP PNEUMATIC LEAK	نشست هوا در هنگام تست نشته
NIBP TIME OUT	زمان اندازه گیری از ۳ دقیقه (۲ دقیقه برای مازول CAS) برای بزرگسال و کودک و یا ۹۰ ثانیه برای نوزادان تجاوز کرده است.
SYSTEM FAILURE	اشکالی در پمپ، D/A نمونه بردار و ترنسد یوسرفشار و یا نرم افزار وجود دارد.
NIBP NO MODULE	ماژول NIBP در سیستم نصب نشده است.
NIBP LOW BATTERY	شارژ باتری سیستم به قدری کم است که قادر به اندازه گیری فشار NIBP نیست.
NIBP MODULE ERROR	در حین اندازه گیری فشار مشکلی پیش آمده است.

سطح آلام در پیغام های بالا در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می شود. با فشار دادن ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال تا تکرار مجدد آن صرف نظر می شود. SILENCE

ج) پیغام ها

پیغام	عملت
NIBP STOP PRESSED	کلید STOP در حین اندازه‌گیری فشار فشرده شده است.
NIBP LEAKAGE O.K	تست نشتی با موفقیت انجام شد.

۴-۷ NIBP تمیز کردن کاف

■ تمیز کردن

برای تمیز کردن کاف‌هایی که یک بار مصرف نیستند، می‌توان از دستمال مرطوب به الکل ۷۰٪ و یا مواد سفید کننده ۵٪ استفاده کرد. همچنین می‌توان آن را با آب صابون با دمای حداقل 60°C کاملاً شستشو داد.

■ ضد عفونی کردن

برای کاف‌های غیر یک بار مصرف می‌توان از مواد ضد عفونی کننده گلوتاردهیدی استفاده کرد. استفاده طولانی مدت از این مواد ضد عفونی کننده باعث تغییر رنگ کاف و نوشته‌های روی آن می‌شود.

- لیست سوالات متداول در رابطه با NIBP -

۱- چرا گاهی اوقات مانیتور مجدداً کاف را پمپ می‌کند؟ (Reinflate)

- مانیتور به صورت پیش‌فرض برای اندازه گیری اول تا فشار ۱۵۰ mmHg پمپ می‌کند و برای اندازه گیری‌های بعدی نیز تا ۳۰ mmHg بالاتر از فشار موفق اندازه گیری شده‌ی قبلی پمپ می‌کند. اگر فشار بیمار در اولین اندازه گیری بالاتر از ۱۵۰ mmHg باشد و یا در اندازه گیری‌های بعدی، بیش از ۳۰ mmHg افزایش پیدا کند، برای اندازه گیری فشار نیاز به پمپ مجدد پیدا می‌کند.

- اگر حرکتی در حین اندازه گیری رخ دهد؛ سایز کاف مناسب نباشد یا نشتی داشته باشیم، شلنگ‌ها به طور کامل به رکتوس وصل نشده باشند یا مانیتور مشکل داشته باشد نیز ممکن است پمپ مجدد (Reinflate) رخ دهد.

۲- آیا سیمولاتور برای تعیین دقیق مازول NIBP می‌تواند به کار رود یا خیر؟

- معیارهای محاسبه‌ی فشار سیستول و دیاستول در مازول‌های NIBP مختلف یکسان نیست و نباید انتظار داشت یک سیمولاتور با مازول‌های مختلف عدد یکسانی دهد ولی نتایج به دست آمده از یک مانیتور می‌بایست تکرارپذیر باشد.
- ۳- عوامل تاثیرگذار روی دقت فشارخون خوانده شده توسط دستگاه چیست؟
- حرکت بیمار: اگر بیمار حرکت‌هایی مانند لرزش دست، تشنج و یا خم و باز کردن دستی که کاف روی آن بسته شده است را داشته باشد، جهت یافتن پالس مناسب، زمان اندازه‌گیری فشار طولانی‌تر می‌شود و ممکن است برای پیدا کردن نیاز به پمپ مجدد (Reinflate) پیدا کند (حداکثر سه بار پمپ شدن مجدد). همچنین نهایتاً ممکن است منجر به عدم اندازه‌گیری و پیغام خطای NIBP EXCESSIVE MOTION شود و یا اینکه اندازه‌گیری با دقت پایین انجام گردد.
- فشار خون‌های خیلی پایین: زمانی که فشار خون افراد خیلی کم شود -مانند حالتی که بیمار در شوک می‌باشد- دامنه‌ی پالس‌ها نیز کم می‌شود. درنتیجه آشکارسازی آن‌ها مشکل شده و ممکن است نتوانیم فشار را اندازه‌گیری کنیم.
- فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و سایر آریتمی‌ها: پالس‌ها از نظر زمان رخداد پالس یا دامنه، دچار مشکل می‌شوند که این امر سبب افزایش طول پله و زمان اندازه‌گیری فشار می‌شود. در مواردی هم پمپ مجدد (Reinflate) و یا حتی عدم اندازه‌گیری داریم. در صورت انجام اندازه‌گیری هم دقت ممکن است کاهش یابد و نمی‌توان اعتمادی به عدد گزارش شده داشت.
- سایز کاف: بایستی به نسبت ۲,۵ برابر دور بازو تعیین شود. در غیر اینصورت ممکن است باعث کم شدن دقت فشار و حتی عدم اندازه‌گیری شود.
- ۴- دستگاه هرچند وقت یکبار باید کالیبره شود؟
- بهتر است سالی یکبار کالیبراسیون دستگاه چک شود و در صورت نیاز، دستگاه کالیبره گردد.
- ۵- بازه‌ی سنی افراد برای استفاده از مدهای مختلف دستگاه چگونه است؟
- از زمان تولد تا سه سالگی: Neonate، از سه سالگی تا دوازده سالگی: Pediatric، دوازده سال به بالا: Adult
- ۶- آیا می‌توانیم از کافی که مربوط به شرکت سازنده‌ی مانیتور نیست، استفاده کنیم یا خیر؟
- خیر، این کار توصیه نمی‌شود و ممکن است روی دقت اندازه‌گیری فشار تاثیر منفی بگذارد.
- ۷- با زدن کلید NIBP Start روی مانیتور، مازول شروع به اندازه‌گیری فشار نمی‌کند؛ چه کنیم؟
- آیا بلافصله بعد از روشن کردن مانیتور دکمه‌ی Start زده شده است؟ در اینصورت مانیتور را خاموش روشن کنید؛ یک دقیقه صبر کنید تا مانیتور آماده به کار شود و سپس دوباره امتحان کنید.

- به منوی NIBP بروید و به صورت دستی بر روی گزینه **Module Start** کلیک کنید تا از صحت عملکرد کلید **NIBP Start** مطمئن شوید.
- دقت شود که با فشردن کلید **NIBP Start**, دستگاه پیغام آلام **NIBP Low Battery** می‌دهد یا خیر؟ در صورت نمایش این پیغام، اتصالات کابل برق را بررسی نمایید.
- در غیر اینصورت با شرکت سازنده تماس بگیرید.
- مژول قادر به اندازه‌گیری فشار بیمار نیست و بر روی صفحه کاراکتر ؟ نمایش داده می‌شود. در این حالت ممکن است هریک از خطاهای زیر رخ داده باشد.
- **انتخاب مد اندازه‌گیری نادرست:** از انتخاب مد اندازه‌گیری صحیح برای بیمار مطمئن شوید. به عنوان مثال اگر برای کودک یا بزرگسال از مد نوزاد استفاده کرده باشد، احتمال عدم اندازه‌گیری وجود دارد.
- **انتخاب سایز نادرست کاف:** اگر سایز کاف به درستی انتخاب نشده باشد، احتمال عدم اندازه‌گیری وجود دارد. مثلا در صورتی که سایز کاف از سایز مناسب بزرگتر باشد، به دلیل تضعیف پالس‌های بیمار، امکان عدم اندازه‌گیری وجود دارد.
- **حرکت بیمار:** در حین اندازه‌گیری فشار، بیمار بایستی حرکت نداشته و از صحبت کردن و خنده خودداری کند. هرگونه حرکتی می‌تواند بر روی دقت اندازه‌گیری تأثیر بگذارد و در شرایطی منجر به عدم اندازه‌گیری شود.
- **شرایط بیمار:** برخی از بیماری‌ها مانند آریتمی قلبی سبب ایجاد ناهمانگی در بین پالس‌های بیمار می‌شود و در شرایطی می‌تواند منجر به عدم اندازه‌گیری شود.

فصل ۸، مانیتورینگ TEMP

۱-۸ اطلاعات عمومی

TEMP WINDOW ۲-۸

۳-۸ پیغامهای آنالوگ

۴-۸ تمیز کردن و نگهداری سنسور TEMP

۱-۸ اطلاعات عمومی

اندازه‌گیری دمای بدن بیمار به وسیله پرابی که دارای مقاومت متغیر با دما (ترمیستور) است، انجام می‌شود. مقدار این مقاومت به طور پیوسته توسط مانیتور اندازه‌گیری و دمای مناسب با آن نشان داده می‌شود. مانیتور بیمار دارای دو نوع مختلف از پراب دما می‌باشد، یک پراب برای اندازه‌گیری دمای rectal / esophageal و دیگری برای اندازه‌گیری دمای پوستی.

مشخصات :

$0\text{--}50^{\circ}\text{C}$	范畴 اندازه‌گیری و آلام
$\pm 0\text{--}2^{\circ}\text{C}$	دقیق
	تأخير زمانی
برای پراب ۵۰ ثانیه	Rectal/esophageal
برای پراب ۲۰ ثانیه	Skin

سیستم مانیتورینگ دارای قابلیت اندازه‌گیری دمای دو نقطه به طور همزمان و مقایسه آن‌ها با هم با استفاده از دو پراب TEMP می‌باشد.

صحت دماهای اندازه‌گیری شده توسط یک مقاومت مرجع داخل دستگاه که روی دمای 37.1°C کالیبره شده، هر دقیقه یکبار چک می‌شود.

پراب TEMP را به مانیتور وصل کنید.

پراب TEMP را به محل مورد نظر بر روی بدن بیمار وصل کنید.
مانیتور را روشن کنید.

بازرسی و کالیبراسیون

قبل از هر بار استفاده، سلامت ظاهری پراب TEMP را از جهت هر گونه ترک خوردگی، شکستگی و یا حفره بررسی کنید. اگر هر گونه مشکلی در سلامت ظاهری پراب‌ها مشاهده کردید، پراب را از سیستم جدا کنید و طبق قوانین بیمارستان جهت معده کردن پراب اقدام نمایید. هنگام استفاده ابراتور باید از مناسب بودن نوع پراب و انعطاف‌پذیری کافی آن برای حالت RECTAL و دهانی (esophageal) اطمینان حاصل کند.

پراب TEMP برای هر بار استفاده به کالیبراسیون احتیاج ندارد. اما برای اطمینان از عملکرد و سلامت پراب بازدیدهای ماهانه توسط پرسنل بیمارستان توصیه می‌شود.

پراب را به مانیتور وصل کنید و با حرکت دادن آن بررسی کنید که اتصال کوتاه و یا اتصال باز در پراب وجود نداشته باشد. و همچنین بررسی کنید که دما به طور مستمر نمایش داده می‌شود و اعداد نمایش داده شده خیلی عجیب نباشد. که این علائم همه نشان‌دهنده صدمه دیدن پراب است. دقیق پراب بر اساس مستندات ارائه شده توسط سازنده پراب در طول عمر مفید پراب ثابت است و از رنج اعلام شده تجاوز نمی‌کند.

هشدار

از پرابهای دمای مورد تأیید شرکت سازنده استفاده کنید. پرابهای دمای دیگر ممکن است باعث عدم عملکرد مناسب سیستم شود.

: نکته

برای اندازه‌گیری دما مطمئن شوید که سمت فلزی پراب با بدن تماس داشته باشد.

هشدار

استفاده همزمان دستگاه الکتروکوتور با پراب دما می‌تواند باعث ایجاد سوختگی بیمار شود. در صورت امکان قبل از فعال کردن دستگاه کوتور و یا منبع RF دیگر، پراب را از بدن بیمار دور کنید. اگر استفاده از اندازه‌گیری دما همزمان با دستگاه الکتروکوتور لازم است، برای کاهش خطر سوختگی تا حد امکان محل اندازه‌گیری دما را از مسیر جریان RF به پلیت بازگشتی دور کنید.

هشدار

اگر پراب دما تحت فشار قرار داشته باشد، باعث صدمه مکانیکی آن می‌شود.

هشدار


هر دو سال یکبار و یا طبق برنامه دوره‌ای بیمارستان سیستم اندازه‌گیری دما باید کالیبره شود. برای این منظور (کالیبراسیون) با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

: نکته

طول عمر پраб دما یک سال می‌باشد و در صورتی که از پраб به خوبی استفاده شود دقیق مورد نظر در بیش از یک سال نیز حفظ می‌شود.

TEMP WINDOW ۲-۸

در پنجره پارامتر TEMP موارد زیر نشان داده می شود:



شکل ۱-۸ پنجره پارامتر TEMP

پنجره TEMP WINDOW به صورت زیر است :

TEMP WINDOW			
UNIT	:	C	T1 LIMIT : 35.0
ALARM LEVEL	:	1	T2 LIMIT : 36.0
TEMP ALARM	:	OFF	DT LIMIT : 1.0
			ALARM RECORD: OFF
			EXIT

شکل ۲-۸ TEMP WINDOW

UNIT

برای تعیین واحد اندازه‌گیری دما می باشد. انتخاب‌های قابل دسترس درجه سانتیگراد (°C) و درجه فارنهایت (°F) می باشد.

ALARM LEVEL

انتخاب‌های قابل دسترس " ۱ " و " ۲ " است . سطح " ۱ " مهم‌ترین نوع آلام است.

TEMP ALARM

بالانتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت "⚠️" در بخش مربوط به پارامتر TEMP نمایش داده می‌شود.

T1 LIMIT

آلام T1 زمانی که مقدار درجه حرارت کanal ۱ از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند فعال می‌شود. (حداکثر: ۵۰,۰ وحدات : ۰,۰)

T2 LIMIT

آلام T2 زمانی که مقدار درجه حرارت کanal ۲ از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند فعال می‌شود. (حداکثر: ۵۰,۰ وحدات : ۰,۰)

DT LIMIT

آلام DT زمانی که تفاضل بین کanal ۱ و کanal ۲ از حد بالا و پایین تنظیم شده تجاوز کند فعال می‌شود. (حداکثر: ۵۰,۰ وحدات : ۰,۰)

T1: کanal یک دما.

T2: کanal دو دما.

DT: تفاضل بین T1 و T2

۳-۸ پیغام‌های آلام TEMP

آلام زمانی اتفاق می‌افتد که آلام "TEMP", "ON" باشد و دما از محدوده مجاز تجاوز کند.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
T1 HIGH	دماهی اندازه‌گیری شده از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار T1 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام	فعال می‌شود نمایش داده می‌شود.
T1 LOW	دماهی اندازه‌گیری شده از حد تعیین شده باشد.	مقدار T1 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام	فعال می‌شود

نمایش داده می‌شود.

			مقدار T2 چشمک می‌زند.
T2 HIGH	دماهی اندازه‌گیری شده از محدوده تعیین نشانگر آلام چشمک می‌زند.	فعال می‌شود	پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام شده تجاوز کرده باشد.
T2 LOW	دماهی اندازه‌گیری شده پایین تر از حد تعیین شده باشد.	فعال می‌شود	مقدار T2 چشمک می‌زند.
DT HIGH	اختلاف دماهی دو کanal از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	فعال می‌شود	نیازمند چشمک می‌زند.
DT LOW	اختلاف دماهی دو کanal پایین تر از حد تعیین شده باشد.	فعال می‌شود	مقدار DT چشمک می‌زند.

۴-۸ تمیز کردن و نگهداری سنسور TEMP

قبل از تمیز کردن پراب دما، سنسور را از بیمار و دستگاه جدا کنید.

نکته:

سنسور دما در هنگام فروش استریل نیست.

تمیز کردن

برای تمیز کردن پراب از سمت نوک سنسور در دست نگه داشته و کابل را به سمت کانکتور پاک کنید. کشش و فشار زیاد به کابل باعث خرابی پوسته کابل و قطع شدن اتصالات داخلی و در نهایت صدمه دیدن سنسور می-گردد. خم شدن مداوم لیدوایرها در حین استفاده و تمیز کاری نیز می‌تواند منجر به قطع اتصالات داخلی شود. از تماس سنسور با موادی مانند اتر، کتون و حلال‌های استری جلوگیری کنید. تماس طولانی در الکل یا حلال-های آلی، محلول‌های پاک کننده یا محلول‌های قلیایی می‌تواند قابلیت انعطاف پراب را از بین ببرد.

⚠️ هشدار

کانکتور پراب نباید در آب غوطه‌ور شود.

ضد عفونی کردن

با شستن پراب به وسیله ایزوپروپانول ۷۰٪، دی‌آلدهید (سایدکس) و یا هیپوکلورید سدیم (مواد سفید کننده ۱:۱) پراب را ضد عفونی کنید. بعد از شستشو، پراب باید به طور کامل با آب شسته شود. غوطه‌ور کردن پراب در مواد شوینده برای مدت کوتاه مشکلی ندارد. شرکت سازنده کنترل عفونت به وسیله این مواد شیمیایی را تضمین نمی‌کند. برای اطلاعات کافی در این مورد به بخش کنترل عفونت بیمارستان مراجعه کنید.

⚠️ هشدار

سنسورهای دما را هرگز در آب جوش قرار ندهید.

نگهداری از سنسور

وقتی از سنسور دما استفاده نمی‌کنید، سنسور را به آرامی جمع کنید و در دمای اتاق نگهداری کنید. از پیچیدن آن دور مانیتور خودداری کنید. این کار باعث صدمه دیدن سنسور می‌شود.

* فصل ۹، مانیتورینگ (IBP)

۱-۹ اطلاعات کلی

IBP WINDOW ۲-۹

۳-۹ پیغامهای آنالوگ IBP

۴-۹ تمیز کردن ترنسیدیوسر IBP

۱-۹ اطلاعات کلی

مشخصات :

رنج اندازه‌گیری و نمایش (برای همه برچسب‌ها) -۵۰ ~ ۳۰۰ (mmHg)

رنج آلام

-۵۰ ~ ۳۰۰ (mmHg)	IBP
-۵۰ ~ ۳۰۰ (mmHg)	ART
-۵۰ ~ ۳۰۰ (mmHg)	LVP
-۵۰ ~ ۱۲۰ (mmHg)	PAP
-۵۰ ~ ۱۰۰ (mmHg)	RVP
-۵۰ ~ ۱۰۰ (mmHg)	CVP
-۵۰ ~ ۱۰۰ (mmHg)	LAP
-۵۰ ~ ۱۰۰ (mmHg)	RAP
-۴۰ ~ ۱۰۰ (mmHg)	ICP
۱(mmHg)	قابلیت تفکیک
۲ (mmHg) ±٪ ۲ و یا	دقت

نحوه مخفف IBP Invasive Blood Pressure است. سیستم مانیتور قابلیت اندازه‌گیری مستقیم فشار خون سیستولی (SYS)، دیاستولی (DIA) و متوسط (MEAN) را در دو کanal دارد و همچنین می‌تواند تغییرات این فشارها را نمایش دهد.



در هنگام استفاده از این دستگاه اپراتور باید از تماس با قسمت‌های فلزی دستگاه خودداری کند.



وقتی از سیستم الکتروکوتر همزمان با IBP استفاده می‌شود، برای جلوگیری از سوختگی بیمار ترنسدیوسر و کابل نباید با قسمت‌های هادی الکتروکوتر در تماس باشد.

⚠️ هشدار ⚠️

از استریل کردن و استفاده مجدد ترنس迪وسرهای IBP یکبار مصرف خودداری کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

قبل از استفاده از DOME از سالم بودن بسته‌بندی (به جهت استریل بودن) و معتبر بودن تاریخ مصرف آن اطمینان حاصل کنید.

نکته:

فقط از ترنس迪وسرهای فشار ذکر شده در [فصل اکسیسوري](#) استفاده کنید.

ترنس迪وسرهای IBP طوری طراحی شده‌اند که قابلیت حفاظت در برابر شوک‌های الکتریکی (بخصوص برای جریان‌های نشتی مجاز) و دستگاه الکترو شوک را دارند. این ترنس迪وسرهای قابل استفاده در اتاق عمل هستند. در هنگام استفاده از الکتروشوک شکل موج IBP ممکن است به طور موقتی خراب شود.

⚠️ هشدار ⚠️

از کابل و ترنس迪وسر IBP که بسته‌بندی و یا خود آن صدمه دیده است استفاده نکنید و آن را به فروشنده مرجع کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

قبل از شروع مانیتورینگ IBP، سیستم آشکار ساز وجود کابل و ترنس迪وسر را چک کنید. کابل ترنس迪وسر را از کانکتور کanal یک جدا کنید، پیغام خطای "IBP NO SENSOR" نمایش داده می-شود و آلام صوتی سطح ۲ فعال می‌شود. کanal دوم نیز باید چنین باشد.

مرحله آماده‌سازی برای اندازه‌گیری IBP (شکل ۱-۹)

- ۱- کابل ترنس迪وسر را به کانکتور مورد نظر خود در سیستم وصل کنید.
- ۲- مایع نرمال سالین را با فشار درون شیلنگ و ترنس迪وسر بفرستید و مطمئن شوید که حباب هوا درون شیلنگ وجود ندارد.
- ۳- کاتتر را به شیلنگ وصل کنید و مطمئن شوید که درون کاتتر و ترنس迪وسر، هوا وجود ندارد.

⚠️ هشدار ⚠️


اگر حباب هوا درون شیلنگ فشار و یا ترنسدیوسر وجود دارد، باید مایع را درون سیستم بفرستید تا حباب‌ها کاملاً از مسیر بیرون بروند.

۴- ترنسدیوسر را در محلی هم سطح قلب بیمار قرار دهید.

۵- مطمئن شوید که نام Label را مناسب انتخاب کرده‌اید. (برای جزیيات بیشتر به بخش بعد مراجعه کنید).

۶- ترنسدیوسر را Zero کنید. برای جزیيات بیشتر به بخش بعد مراجعه کنید.

۷- هر بار که ترنسدیوسر عوض شد و یا زمانی که نسبت به دقت مانیتور مطمئن نیستید، مانیتور را با فشار مرجع کالیبره کنید. (برای جزیيات بیشتر به بخش بعد مراجعه کنید)



شکل ۱-۹ IBP MONITORING

- Normal Salin with Heparin -(1)
 Drip Chamber -(2)
 valve -(3)
 Distal End To Patient -(4)
 3 way stopcock -(5)
 Pressure Transducer -(6)
 Pressure Transducer Interface Cable -(7)

IBP WINDOW ۲-۹

در پنجره پارامتر IBP موارد زیر نشان داده می شود:



پنجره IBP WINDOW به صورت زیر می باشد:

IBP WINDOW		
IBP1 UNIT	: mmHg	< ADJUST SCALE >
IBP1 LABEL	: IBP	ALWAYS AUTO SCALE :OFF
IBP2 UNIT	: mmHg	IBP ALARM >>
IBP2 LABEL	: IBP	IBP SCALE >>
IBP SWEEP	: 12.5 mm/s	IBP ZERO >>
IBP GRID	: OFF	IBP CALIB >>
IBP FILTER	: 22 Hz	SIGNAL SELECTION : IBP1,2 EXIT

شکل ۳-۹ IBP WINDOW

IBP1/IBP2/IBP3/IBP4 UNIT

انتخابهای قابل دسترس برای واحد اندازه‌گیری cmH₂O , mmHg , KPa است.

نکته: برای دسترسی به PUMP PAGE در اتاق عمل قلب باز باید مسیر زیر را انتخاب نمود:
HOME/SETUP WINDOW /MAIN DISPLAY/PUMP PAGE
 برای اطلاعات بیشتر به بخش صفحات مختلف نمایشی در فصل پیکربندی مراجعه نمایید.

نکته:
 IBP3 و IBP4 فقط در سیستم ALBORZ B9 فعال می باشد.

IBP1/IBP2/IBP3/IBP4 LABEL

متناسب با محل اندازه‌گیری IBP ، لیبل (Label) مناسب باید انتخاب شود. لیبل‌های قابل دسترس برای فشار عبارت است از:

Label	توضیح
IBP	فشار خون تهاجمی
ART	فشار خون شریانی
LVP	فشار بطن چپ
PAP	فشار شریان ریوی
RVP	فشار بطن راست
CVP	فشار سیاهرگ اصلی
LAP	فشار دهلیز چپ
RAP	فشار دهلیز راست
ICP	فشار داخل جمجمه

⚠ هشدار ⚠

با توجه به لیبل انتخاب شده، الگوریتم اندازه‌گیری IBP تغییر می‌کند. بنابراین با انتخاب لیبل نامناسب، ممکن است دقت اندازه‌گیری کاهش یابد.

⚠ هشدار ⚠

هنگام استفاده از PUMP PAGE باید لیبل CVP بر روی IBP تنظیم شده باشد.

IBP SWEEP

انتخاب‌های قابل دسترس برای IBP SWEEP ۲۵mm/s و ۱۲/۵ mm/s، ۶ mm/s، ۳ mm/s می‌باشد.

IBP GRID

با انتخاب ON ناحیه مربوط به نمایش هر سیگنال IBP به وسیله نقطه چین‌های سفید رنگ به ۵ قسمت مساوی تقسیم می‌شود.

IBP FILTER

برای وضوح و جزئیات بیشتری از شکل موج از سه نوع فیلتر استفاده می‌شود: 22Hz, 16Hz, 8Hz. برای حالت نرمال و بیشتر محیط‌های بالینی استفاده از این فیلتر توصیه می‌شود. این نوع فیلتر بیشترین دقیقیت اندازه‌گیری را در میان فیلترها دارد.

در شرایطی که سیگنال کمی نویزی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 8Hz: برای کاهش نویز و تداخلات دستگاه الکتروکوتوتر و همچنین زمانی که سیستم دارای نویز بالایی است و یا زمین هم پتانسیل کننده ندارد، استفاده از این نوع فیلتر توصیه می‌شود. در این وضعیت احتمال کاهش دقیقیت اندازه‌گیری وجود دارد.

ADJUST SCALE

با انتخاب <ADJUST SCALE> در پنجره IBP WINDOW سه خط چین مقیاس به طور اتوماتیک در بهترین وضع قرار می‌گیرد. مقیاس‌ها طوری تنظیم می‌شوند که سیگنال IBP حداقل ۸۰٪ از ناحیه مربوط به شکل موج IBP را اشغال کند.

ALWAYS AUTO SCALE


در صورت روشن کردن گزینه AUTO SCALE برای مازول IBP توسط کارخانه سازنده، گزینه‌ی ALWAYS AUTO SCALE در منوی IBP قابل مشاهده می‌باشد و با "ON" کردن این گزینه، محدوده نمایش سیگنال به طور خودکار، مرتبا تنظیم می‌شود. در این حالت مقادیر مربوط به Scale های High و Low و sign نمایش داده نمی‌شود. این گزینه در مواردی که تغییرات فشار زیاد بوده و سیگنال فشار از محدوده انتخابی کاربر خارج می‌شود، می‌تواند کاربرد داشته باشد. به این ترتیب بدون نیاز به تنظیم کاربر، اگر سیگنال از محدوده نمایشی خارج شد، ظرف چند ثانیه محدوده نمایشی طوری تنظیم می‌شود که سیگنال قابل مشاهده باشد. اگر کاربر علاقمند به مشاهده مقادیر Scale باشد، باید گزینه ALWAYS AUTO SCALE را غیر فعال "OFF" کند. به این ترتیب می‌تواند به صورت دستی و یا با استفاده از گزینه ADJUAST SCALE محدوده‌ها را تنظیم کند.

نکته:

- وقتی گزینه **ALWAYS AUTO SCALE** توسط کاربر ON شود:
- مقادیر نمایش داده شده برای Scale ها (SIGN, LOW, HIGH) نمایش داده نمی شوند.
 - خط وسط SIGN در محدوده Low و High مربوط به کanal IBP قرار می گیرد.
 - گزینه های **IBP SCALE** و **AUTO SCALE** غیر فعال می شوند.
- با غیر فعال شدن گزینه **ALWAYS AUTO SCALE** تمامی شرایط به حالت قبل باز میگردند.

ALARM

بر روی "IBP ALARM" از پنجره IBP WINDOW کلیک کنید تا منو زیر باز شود :



شکل ۴-۹ IBP/ALARM WINDOW

IBP1/ IBP2/IBP3/IBP4 ALARM

با انتخاب "ON" تمام نشانه های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت "⚠" در بخش مربوط به پارامتر IBP نمایش داده می شود.

IBP1/ IBP2/IBP3/IBP4 ALARM LEVEL

انتخاب های قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس ترین نوع آلام است.

IBP ALARM RECORD

به فصل رکوردر مراجعه شود

SYS ALM

آلارم SYS زمانی که مقدار فشار سیستولیک از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند، فعال می‌شود.

DIA ALM

آلارم DIA زمانی که مقدار فشار دیاستولیک از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند، فعال می‌شود.

MEAN ALM

آلارم MEAN زمانی که مقدار فشار میانگین شریانی از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند، فعال می‌شود.


نکته:

محدوده‌های بالا و پایین آلام سیستولی و دیاستولی و متوسط برای تمامی لیل‌ها در جدول زیر آمده است. توجه شود که فقط دارای فشار متوسط هستند. بنابراین محدوده‌های برای این لیل‌ها آلام فقط برای حالت متوسط قابل تنظیم است. زمانی که مقادیر از محدوده‌های مجاز تجاوز کند، آلام فعال می‌شود.

Label	Min Alarm Limit (mmHg)	Max Alarm Limit (mmHg)	Step (mmHg)
IBP	-50	300	5
ART	-50	300	5
LVP	-50	300	5
PAP	-50	120	1
RVP	-50	100	1
CVP	-50	100	1
LAP	-50	100	1
RAP	-50	100	1
ICP	-40	100	1

IBP SCALE

بر روی "IBP SCALE"" از پنجره IBP WINDOW کلیک کنید تا منو زیر باز شود:




شکل ۵-۹ IBP/ SCALE WINDOW

در ناحیه مربوط به شکل موج IBP سه خط چین وجود دارد که به ترتیب از بالا به پایین مربوط به حد بالای مقیاس (High limit scale) نشانگر (SIGN) و حد پایین مقیاس (Low Limit Scale) می‌باشد، که مقادیر مربوط به این سه خط چین به طور دستی و یا به صورت اتوماتیک قابل تنظیم است. با هر بار چرخش کلید روتاری، حد بالا و پایین مقیاس، برای برچسب‌های LVP, ART, IBP, RVP, LAP, CVP, RAP, ICP, PAP و RAP، به اندازه پنج واحد تغییر می‌کند. نشانگر برای تمامی برچسب‌های یک واحد تغییر می‌کند.

IBP ZERO

با انتخاب IBP ZERO >> از پنجره زیر باز می‌شود:



شکل ۶-۹ IBP/ZERO WINDOW

: نکته

قبل از هر بار مانیتورینگ و حداقل یک بار در روز بعد از قطع و وصل ترانس迪وسر حتماً سیستم را Zero کنید.

کردن ترنسdiyosr: Zero

- ۱ ترنسdiyosr باید هم سطح با قلب قرار داشته باشد.
- ۲ شیر سه طرفه stopcock را از طرف بیمار قطع کنید.
- ۳ قبل از شروع عمل Zeroing ترنسdiyosr را به سمت فشار هوا قرار دهید.
- ۴ برای شروع عمل Zero کردن برای هر کانال < IBP1/ IBP2 Zero > را انتخاب کنید.
- پیغام "PLEASE WAIT" در طول عمل Zeroing نمایش داده می‌شود. وقتی عمل Zeroing با موفقیت تمام شد، پیغام " IBP1/ IBP2 ZERO OK " ظاهر می‌شود.
- زمان آخرين Zero کردن ، ذخیره و در جای مورد نظر نمایش داده می‌شود.
- ۵ حال شما می‌توانید شیر سه طرفه (stopcock) از سمت هوا جدا و به سمت بیمار باز کنید.

پیغام‌های زیر در پنجره مربوط به ZERO WINDOW نمایش داده می‌شود:

" IBP1/ IBP2 NO SENSOR , UNABLE TO ZERO"

اطمینان شوید که ترنسdiyosr سیستم متصل است و سپس عمل ZERO کردن را شروع کنید.

" IBP1/ IBP2 OVERANGE ,FAILED ZEROING"


اطمینان شوید که شیر سه طرفه (stopcock) به سمت هوا است و اگر این مشکل ادامه پیدا کرد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

" IBP1/ IBP2 UNSTABLE PRESSURE,UNABLE TO ZERO"


اطمینان شوید که شیر سه طرفه (stopcock) (حتماً) به سمت هوا باشد. ممکن است که سیستم شیلنگ به طور تصادفی در حین عمل Zeroing ضربه خورده باشد، اگر مشکل همچنان ادامه پیدا کرد، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

IBP CALIB

با کلیک بر روی >> IBP CALIB از پنجره IBP WINDOW ، بعد از ۵ ثانیه تاخیر منوی زیر باز شود:



شکل ۷-۹ IBP/CALIB WINDOW



شکل ۸-۹ IBP CALIBRATION

Hydrargyrum Pressure Meter -(1)

3-way Connector -(2)

3-way stopcock -(3)

Pressure Transducer -(4)

Pressure Transducer Interface Cable-(5)

کالیبراسیون به وسیله فشار سنج مرجع بعد از هر بار تعویض ترنسدیوسر و یا هر زمان که از دقت سیستم مطمئن نیستید، باید توسط مهندسین پزشکی بیمارستان انجام شود.

هدف از انجام عمل کالیبراسیون اطمینان از دقت اندازه‌گیری سیستم و تطابق سیستم با ترنسدیوسر مورد استفاده است.

قبل از شروع کالیبراسیون با فشار سنج مرجع حتماً یک بار عمل Zero را انجام دهید.

هشدار

هرگز عمل کالیبراسیون را در حین مانیتور کردن بیمار انجام ندهید.

کالیبره کردن ترنسدیوسر:

- ۱- سیستم شیلنگ را به فشار سنج وصل کنید.
- ۲- مطمئن شوید که سیستم کاملاً از بیمار جدا است.
- ۳- کانکتور سه طرفه را به شیر سه طرفه وصل کنید.
- ۴- شیر سه طرفه باید به سمت فشارسنج مرجع باز باشد.
- ۵- فشار در فشار سنج را تا عدد تنظیم شده در پنجره CALIB WINDOW بالا ببرید.
- ۶- >-< CAL در پنجره CALIB WINDOW را انتخاب کنید.
- ۷- روتاری را برای شروع عمل کالیبراسیون فشار دهید.

در طول عمل کالیبراسیون پیغام " PLEASE WAIT " نمایش داده می‌شود بعد از پایان عمل کالیبراسیون، با موفقیت پیغام " IBP1/ IBP2 CALIBRATE OK " نمایش داده می‌شود زمان آخرین کالیبراسیون ذخیره و در محل مورد نظر خود ذخیره می‌شود.

پیغام‌های زیر ممکن است در پنجره CALIB WINDOW نمایش داده شود:

" IBP1/ IBP2 NO SENSOR , UNABLE TO CALIBRATE "

مطمئن شوید که ترنسدیوسر سیستم متصل است و سپس عمل کالیبراسیون کردن را شروع کنید.

" IBP1/IBP2 OVERANGE, UNABLE TO CALIBRATE "

فشار تنظیم شده در منو و فشار سنج را چک کنید که آیا برابر هستند. اگر این مشکل ادامه پیدا کرد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

"IBP1/IBP2 UNSTABLE PRESSURE, UNABLE TO CALIBRATE"

مطمئن شوید که ترنسدیوسر به بیمار متصل نیست و همچنین ممکن است که سیستم شیلنگ به طور تصادفی تحت ضربه باشد، اگر مشکل همچنان ادامه پیدا کرد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۸- کانکتور اضافی و فشارسنج را از سیستم جدا کنید.

نکته:

در صورت استفاده از ترنسدیوسر MEDEX برای کالیبراسیون از روش زیر نیز می‌توان استفاده کرد:

بر روی <CALIB> از پنجره IBP WINDOW کلیک کنید تا پنجره‌ای نظیر شکل (۷-۹) باز شود: IBP 1 و IBP 2 را روی ۱۰۰ mmHg تنظیم کرده و به مدت ۱۰ ثانیه دکمه روی ترنسدیوسر را فشار دهید.

SIGNAL SELECTION

این گزینه فقط در صفحه ای نمایش داده می شود که در آن هر چهار کanal IBP وجود داشته باشد.(این گزینه فقط در سیستم ALBORZ B9 فعال می باشد)
با انتخاب ”IBP1,2“ برای این گزینه سیگنالهای IBP1 و IBP2 نشان داده می شوند و در صورت انتخاب ”IBP3,4“ سیگنالهای IBP3 و IBP4 نشان داده می شوند.

ART CATH. DISCONNECT ALM

اگر در طول اندازه گیری فشار ، کاتتر از بیمار جدا شود شرایط زیر بوجود می آید :

- افت شدید فشار اتفاق می افتد.

- سیگنال IBP استاتیک شده و عدد MEAN کمتر از 10mmHg می شود.

- نمایش عملکرد قلب متوقف شده و سیگنال به شکل خط صاف در می آید.

در این حالت ، در طول حداقل ۱۰ ثانیه آلامی با عنوان IBP CATHETER DISCONNECT با سطح یک در بدسايد فعال می شود .

شرایط فعال شدن آلام به این صورت می باشد که لیبل های مازول بروی ART یا IBP تنظیم شده و گزینه ART CATH . DISCONNECT فعال (ON) شود .

IBP WINDOW		
IBP1 UNIT	:	mmHG < AUTO SCALE >
IBP1 LABEL	:	IBP IBP ALARM >>
IBP2 UNIT	:	mmHG ART CATH. DISCONNECT ALM : OFF
IBP2 LABEL	:	IBP IBP SCALE >>
IBP SWEEP	:	25 mm/s IBP ZERO >>
IBP GRID	:	OFF IBP CALIB >>
IBP FILTER	:	22 Hz SIGNAL SELECTION : IBP1,2
		EXIT

IBP WINDOW - (a)

IBP3,4 WINDOW		
IBP3 UNIT	:	mmHG < AUTO SCALE >
IBP3 LABEL	:	IBP IBP3,4 ALARM >>
IBP4 UNIT	:	mmHG ART CATH. DISCONNECT ALM : OFF
IBP4 LABEL	:	IBP IBP3,4 SCALE >>
IBP SWEEP	:	25 mm/s IBP3,4 ZERO >>
IBP GRID	:	OFF IBP3,4 CALIB >>
IBP FILTER	:	22 Hz SIGNAL SELECTION : IBP3,4
		EXIT

IBP WINDOW - (b) شکل

۳-۹ پیغام‌های آلام IBP

الف) آلام‌های فیزیولوژیکی

وقتی که فشارهای (SYS,DIA,MEAN) از حد تعیین شده تجاوز کند، آلام اتفاق می‌افتد.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
IBP SYS HIGH	فشار سیستولیک از حد بالای تعیین پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح شده بیشتر است.	مقدار SYS چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. فعال می‌شود.	آلام نمایش داده می‌شود.
IBP SYS LOW	فشار سیستولیک از حد پایین تعیین پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح شده کمتر است.	مقدار SYS چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. فعال می‌شود.	آلام نمایش داده می‌شود.
IBP DIA HIGH	فشار دیاستولیک از حد بالای تعیین پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح شده بیشتر است.	مقدار DIA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. فعال می‌شود.	آلام نمایش داده می‌شود.
IBP DIA LOW	فشار دیاستولیک از حد پایین تعیین پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح شده کمتر است.	مقدار DIA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. فعال می‌شود.	آلام نمایش داده می‌شود.
IBP MEAN HIGH	فشار MEAN از حد بالای تعیین شده پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح بیشتر است.	مقدار MEAN چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. فعال می‌شود.	آلام نمایش داده می‌شود.
IBP MEAN LOW	فشار MEAN از حد پایین تعیین شده پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح کمتر است.	مقدار MEAN چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. فعال می‌شود.	آلام نمایش داده می‌شود.

ب) آلارمهای تکنیکی

آلام	علت	راه حل	توضیحات
IBP1/IBP2 NO SENSOR	ترنسدیوسر IBP در کانال ۱ یا ۲ متصل نیست.	چک کنید که آیا ترنسدیوسر متصل است. زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می شود.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می شود.
IBP1/IBP2 STATIC PRESSURE	این شرایط زمانی اتفاق می افتد که تفاوت حداقل و حداقل مقادیر فشار در سیگنال های ضربانی (فقط برچسب های IBP , LVP و RVP , PAP , ART) کمتر از 3mmHg باشد. در این شرایط فقط فشار MEAN به نمایش در می آید. این پیغام به دلایل زیر می تواند بوجود بیاید: شرایط فیزیولوژیکی بیمار مانند آسیستول شیر سه طرفه ترنسدیوسر به سمت بیمار قطع است. نوک کاتتر ، در کنار دیواره رگ گیر گرده است. لخته خون در نوک کاتتر ایجاد شده است.	شرایط بیمار را بررسی کنید و اقدامات درمانی لازم را بر روی او انجام دهید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد شیر سه طرفه (stopcock) از سمت هوا جدا و به سمت بیمار باز کنید. دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می شود.
IBP1/IBP2 CATHETER DISCONNECT	کاتتر در حین اندازه گیری از بیمار جدا شده است. این شرایط زمانی اتفاق می افتد که در حین اندازه گیری(فقط برچسب های IBP , ART) کاتتر از دست بیمار جدا شود، که افت فشار شدید اتفاق می افتد، در این حالت سیگنال IBP استاتیک شده و عدد MEAN کمتر از 10mmHg می شود.	اتصال کاتتر به بیمار را بررسی کنید و اقدامات درمانی لازم را بر روی او انجام دهید.	آلام سطح ۱. پیغام با زمینه قرمز رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ شیر سه طرفه (stopcock) از سمت بیمار جدا شده است به علت عمل zeroing ، شتشوی مسیر یا نمونه گیری خون می شود.

ج) پیغام ها

پیغام	علت	راه حل	توضیحات
IBP1/IBP2 ADJUST SCALE	سیگنال IBP در کانال ۱ یا ۲ برای مدت ۵ ثانیه از رنج نمایش خارج شده است.	کلید <AUTOSCALE> را در پنجره IBP WINDOW فشار دهید	
IBP1/IBP2 SEARCH	نرم افزار نمی تواند سیگنال IBP را به دلیل ضعیف بودن و یا پالسی نبودن پردازش نماید.	از اتصال صحیح و رعایت اقدامات لازم جهت مانیتورینگ IBP اطمینان حاصل کنید. وضعیت بیمار را چک کنید و در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام دهید.	

۴-۹ تمیز کردن ترنسدیوسر IBP

با استفاده از یک پارچه مرطوب و محلول پاک کننده، خون و سایر اجسام خارجی که روی سطح ترنسدیوسر است را تمیز کنید. ترنسدیوسر را در محلول غوطه‌ور نکنید و آن را با آب به طور کامل از ابتدا تا انتهای شست و شو دهید.

نکته:

Dome و یا ترنسدیوسرهای یک بار مصرف نباید استریل و دوباره استفاده شود.

نکته:

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در خصوص معدوم کردن Dome و ترنسدیوسرهای یک بار مصرف باید طبق مقررات مربوطه عمل گردد.



ترنسدیوسر IBP را در اتوکلاو قرار ندهید و آن را با ETO استریل نکنید.

* (mainstream) GAS مانیتورینگ فصل ۱۰

۱	اطلاعات کلی (۱-۱۰)
۲	اساس اندازه گیری
۳	MAC (Minimum Alveolar Concentration)
۴	آدپتور راه هوایی (Airway Adapter)
۵	مراحل آماده سازی برای مانیتورینگ Multi-gas
۶	نصب پراب IRMA
۷	چک کردن با گاز نمونه
۸	چک کردن قبل از استفاده
۹	GAS WINDOW (۱۰-۲)
۱۰	ZEROING
۱۱	GAS آلام (۱۰-۳) پیغامهای
۱۲	IRMA پراب تمیز کردن (۱۰-۴)

۱-۱۰) اطلاعات کلی

مانیتور علائم حیاتی برای اندازه‌گیری گازها از روش Mainstream استفاده می‌کند. آنالیزور گاز IRMA (mainstream) به مدار تنفسی بیمار متصل می‌شود تا گازهای دمی و بازدمی بیماران بزرگسال، کودک و نوزاد را در حین بیهوشی، بهبود و مراقبت تنفسی مانیتور کند. این آنالیزور ممکن است در بخش مراقبت‌های حین بیهوشی، اتاق عمل، بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، و اتاق بیمار استفاده شود. همچنین، IRMA (CO₂) در بخش مراقبت‌های اورژانس و آمبولانس‌های جاده‌ای قابل استفاده است.

این سنسور به صورت‌های مختلفی برای کاربری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و اتاق عمل (OR) به بازار عرضه می‌شود. غلظت گازهای دی اکسیدکربن (CO₂)، اکسید نیتروژن (N₂O)، هالوتان (HAL)، انفلوران (ENF)، ایزوفلوران (ISO)، سووفلوران (SEV) و دسفلوران (DES) با ترکیب‌های مختلف به وسیله پارامترهای اشتراقی مانند نرخ تنفس، شکل موج و توزیع گازهای دمی و بازدمی قابل تشخیص می‌باشد.

ترکیب‌های مختلف پراب به صورت زیر می‌باشد:

CO₂ only sensor: CO₂

AX+ sensor: CO₂, N₂O, DES, SEV, ENF, ISO, HAL, MAC

قابلیت تشخیص اتوماتیک گازهای بیهوشی



پراب IRMA فقط باید توسط افراد آموزش دیده و آشنا به دفترچه راهنمای سیستم استفاده گردد.



پراب IRMA یک وسیله کمکی برای ارزیابی وضعیت بیمار می‌باشد. برای اطمینان بیشتر باید همواره در کنار آن از علایم و نشانه‌های بالینی بیمار نیز استفاده شود.



از ایجاد هر گونه تغییر در سیستم IRMA جداً خودداری فرمایید.

ترکیب IRMA و مانیتور علائم حیاتی با هم به عنوان یک سیستم پزشکی محسوب می‌شود.

اساس اندازه گیری

سر سنسور IRMA که دارای بخش های نوری برای اندازه گیری کلیه گازها است بر روی آدپتور راه هوایی قرار می گیرد. محل قرار گیری آدپتور راه هوایی، بین انتهای تراشه و بخش Y شکل مدار تنفسی می باشد. مانیتورینگ پیوسته گازهای تنفسی، با گذشتن گازهای تنفسی از بین پنجره های آدپتور (XTP) و اندازه گیری میزان جذب نور در طیف مادون قرمز انجام می شود. پنجره XTP شفاف به نور، در محدوده طول موج های مورد نظر است. آنها به طور خاص با استفاده از آخرین پیشرفت ها در تکنولوژی مواد به ارائه یک پنجره جهت به حداقل رساندن تاثیر بخار آب در انتقال نور طراحی شده است.

به منظور تشخیص نوع گاز و غلظت آن، جذب ۹ طول موج مختلف در طیف مادون قرمز اندازه گیری می شود. اندازه گیری N_2O , CO_2 و گازهای بیهودگی در مخلوط گازهای تنفسی بر پایه این حقیقت است که گازهای مختلف نور مادون قرمز را در طول موج های خاصی جذب می کنند. برای شناسایی میزان و نوع گاز بیهودگی در مخلوط گاز ها از محاسبات ماتریسی استفاده می شود. این پراب دارای پردازشگری است که به طور پیوسته با استفاده از اندازه گیری میزان جذب نور مادون قرمز، غلظت N_2O , CO_2 و گازهای بیهودگی را محاسبه می کند.

(برای اطلاعات بیشتر در مورد اساس اندازه گیری سنسور IRMA به Appendix V مراجعه کنید).

پارامترهای قابل اندازه گیری توسط سنسور IRMA عبارت است از EtAA, Et N_2O , Et CO_2 (میزان انتهای حجم جاری این گازها Fraction) و FiAA, Fi N_2O , Fi CO_2 (میزان درصد دمی این گازها FiFraction) و نرخ تنفسی از طریق راههای هوایی MAC و AWRR (Inspiratory) می باشد.

مقادیر Et و Fi بعد از یک تنفس نشان داده می شود و مقدار میانگین تنفس مرتبا به روز می شود. هنگامیکه نرخ تنفس از ۸۰ bpm تجاوز کند، مقادیر Et برای گازهای بیهودگی و گاز N_2O معمولاً مطابق با فرمول $ET=80*Etnom/RR$ به کمتر از مقدار نامی کاهش می یابد.

مقدار Et CO_2 برای تمامی نرخ های تنفس که کمتر از ۱۵۰ bpm است در محدوده های مشخص خواهد بود (IRMA CO2 و IRMA AX+).

MAC (Minimum Alveolar Concentration)

مفهومی است که به منظور مقایسه توانایی گازهای بیهودی به کار می‌رود، به عبارت ساده‌تر غلظتی از گاز بیهودی در ریه‌های افراد مورد مطالعه که هنگام تحریکات جراحی از بروز واکنش نسبت به این تحریکات (درد) در ۵۰٪ افراد مذکور جلوگیری کند.

مقدار MAC را می‌توان با استفاده از میزان گاز انتهای بازدم مطابق با فرمول زیر محاسبه کرده و نمایش داد:

$$MAC = \%ET(AA_1)/X(AA_1) + \%ET(AA_2)/X(AA_2) + \%ET(N_2O)/100$$

X(AA): HAL=0.75%, ENF=1.7%, ISO=1.15%, SEV=2.05%, DES=6.0%

نکته:

سن بیمار همچون سایر عوامل فردی در محاسبات بالا در نظر گرفته نمی‌شود. میزان غلظت گاز بیهودی ثانویه در انتهای بازدم (EtAA2) تنها برای پرابهای IRMA AX+ موجود است.

آداپتور راه هوایی (Airway Adapter)

آداپتور راه هوایی یک بار مصرف و غیر قابل استریل است و برای دو کاربرد بزرگسال/خردسال و نوزاد هر کدام آداپتور جداگانه‌ای وجود دارد. آداپتورهای نوزاد طوری طراحی شده است که حجم فضای مرده را به حداقل می‌رساند و می‌توان از آن حتی برای بیماران بسیار کوچک استفاده کرد.



شکل ۱-۱۰ آداپتورهای هوایی: مدل بزرگسال/کودک و مدل نوزاد

⚠️ هشدار ⚠️

به هیچ عنوان از آداپتورهای بزرگسال برای نوزادان استفاده نکنید، به دلیل اینکه آداپتورهای بزرگسال ۶ میلی لیتر فضای مرده به مدار تنفسی بیمار اضافه می‌کند.

⚠️ هشدار ⚠️

به هیچ عنوان از آداتورهای نوزادان برای بزرگسالان استفاده نکنید، به دلیل اینکه آداتورهای نوزاد مقاومت زیادی را در برابر جریان هوا به مدار تنفسی بیمار اضافه می‌کند.

⚠️ هشدار ⚠️

از آداتورها در صورتی که آداتور و یا بسته بندی آن صدمه دیده اند به هیچ عنوان استفاده نکنید و آن را به محل خریداری شده برگردانید.

⚠️ هشدار ⚠️

از آداتور راه هوایی IRMA به همراه اسپری تنفسی (MDI)^۱ یا دستگاه‌های پزشکی تولید کننده بخار^۲ استفاده نکنید. این کار باعث تحت تأثیر قرار گرفتن انتقال نور در پنجره‌های آداتور راه هوایی می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

در صورتی که چگالی درون آداتور راه هوایی بالا رود و متراکم شود باید تعویض گردد.


⚠️ هشدار ⚠️

فقط از آداتورهای IRMA توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید. استفاده از آداتورهای دیگر ممکن است باعث اختلال در صحت عملکرد سنسور می‌شود. (برای جزئیات بیشتر به فصل اکسسوری‌ها مراجعه کنید).

metered dose inhalers^۱
nebulized medications^۲

مراحل آماده سازی برای مانیتورینگ Multi-gas

۱. پراب IRMA را به کانکتور آن در پلیت بغل سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی وصل کنید و سیستم را روشن کنید.
۲. آداپتور راه هوایی IRMA را به محل آن در پراب IRMA وصل کنید، طوری که صدای کلیک شنیده شود که نشان دهنده نصب درست آداپتور است.




شکل ۲-۱۰ a. مرحله دوم آماده سازی

۳. بر اساس مدل IRMA، اقدامات زیر را انجام دهید:


IRMA AX+	IRMA CO2
<ul style="list-style-type: none"> • حداقل ۳۰ ثانیه صبر کنید. • عملیات Zeroing انجام شود. 	<ul style="list-style-type: none"> • حداقل ۱۰ ثانیه صبر کنید. • در صورتیکه عدد ۰٪ نمایش داده نشد یا پیغام مبنی بر دقیق نامشخص نمایش داده شد باید عملیات Zeroing انجام شود.

۴. نشانگر سبز روی پراب IRMA روشن می‌شود که نشان دهنده آماده بودن برای کار است.




شکل ۲-۱۰ b. مرحله چهارم آماده سازی

۵. یک سر آداپتور IRMA (رابط نری ۱۵ میلیمتری) را به بخش Y شکل مدار تنفسی وصل کنید.




شکل ۲-۱۰ c. مرحله پنجم آماده سازی

۶. سمت دیگر آدپتور IRMA (رابط مادگی ۱۵ میلیمتری) را به لوله تراشه بیمار وصل کنید.



شکل ۲-۱۰ d. مرحله ششم آماده سازی

توصیه می‌شود از HME (Heat Moisture Exchanger) بین لوله تراشه و پراب استفاده شود. با استفاده از HME در جلوی پраб IRMA موجب محافظت آدپتور راههای هوایی در برابر ترشحات و اثرات بخار آب می‌شود و نیاز به تعویض آدپتور را کاهش می‌دهد و همچنین، این امکان را به اپراتور می‌دهد که پраб را در هر حالتی که می‌خواهد نصب کند.



شکل ۲-۱۰ e. استفاده از HME

۷. در صورتی که برای محافظت پраб از HME استفاده نمی‌کنید، همیشه جهت قرارگیری پраб در هنگام اندازه‌گیری باید طوری باشد که نشانگر روی پраб به سمت بالا قرار گیرد.



شکل ۲-۱۰. مرحله هفتم آماده‌سازی

⚠️ هشدار ⚠️

برای جلوگیری از جمع شدن ترشحات و رطوبت در پنجره‌های آداپتور، پراب IRMA را به صورت عمودی قرار دهید بطوری که نشانگر روی پراب به سمت بالا قرار گیرد.

⚠️ هشدار ⚠️

آداپتور IRMA را بین لوله تراشه و آداپتور زانویی قرار ندهید، این حالت باعث جمع شدن ترشحات بیمار و انسداد پنجره‌های آداپتور، و در تهایت منجر به عملکرد نادرست آداپتور خواهد شد.

⚠️ هشدار ⚠️

به دلیل جلوگیری از انتقال آلودگی، از قطعات یکبار مصرف مجدد استفاده نشود.

⚠️ هشدار ⚠️

آداپتورهای یک بار مصرف نباید برای بیش از یک بیمار استفاده شود. آداپتورهای استفاده شده باید طبق قوانین محلی در مورد آلودگی‌های بیولوژیکی ضایعات معده شوند.

نصب پراب IRMA

هنگام اتصال پراب ایرما به مدار تنفسی نوزادان این نکته حائز اهمیت است که از تماس مستقیم پراب ایرما و بدن نوزاد جلوگیری شود چرا که احتمال بالا رفتن دمای سطح پраб IRMA وجود دارد.

⚠️ هشدار ⚠️

پراب ایرما برای تماس با بدن بیمار در نظر گرفته نشده است.

⚠️ هشدار ⚠️

هنگام اتصال پراب ایرما به مدار تنفسی نوزادان این نکته حائز اهمیت است که از تماس مستقیم پراب ایرما و بدن نوزاد جلوگیری شود. چنانچه به هر دلیل پراب ایرما در تماس مستقیم با بخشی از بدن نوزاد است باید بین پراب ایرما و بدن نوزاد مواد عایق قرار داده شود.

⚠️ هشدار ⚠️

وجود موبایل و تجهیزات مربوط به ارتباطات RF در اندازه‌گیری تأثیر می‌گذارد. برای اطمینان از صحت اندازه‌گیری، سنسور IRMA را در محیط دور از تشعشعات الکترو مغناطیسی مورد استفاده قرار دهید.

⚠️ هشدار ⚠️

پراب IRMA برای استفاده در محیط MRI طراحی نشده است.

⚠️ هشدار ⚠️

استفاده از تجهیزات برقی جراحی با فرکانس بالا (مانند دستگاه‌های کوتр جراحی) در مجاورت با IRMA و مانیتور ممکن است سبب تداخل در اندازه‌گیری‌ها شود.

نکته:

هرگز کابل سنسور IRMA را نکشید.

نکته:

از پراب IRMA خارج از شرایط محیطی قید شده در فصل مشخصات فنی استفاده نکنید.

چک کردن با گاز نمونه

در فواصل زمانی منظمی صحت اندازه‌گیری سنسور IRMA باید با یک گاز مرجع یا دستگاه مرجع مقایسه شود و دقت آن مورد بازبینی قرار بگیرد. پیشنهاد می‌شود هر سال این کار فقط توسط پرسنل مجاز و آموزش دیده شرکت سازنده انجام گیرد.

چک کردن قبل از استفاده

قبل از استفاده از سیستم از صحت اتصالات مدار بیمار مثلاً اتصال پراب IRMA به آدپتور اطمینان حاصل کنید. قبل از استفاده، داخل سنسور تنفس کنید و از صحت عدد نمایش داده شده و عدم جمع شدن گاز بین سر سنسور IRMA و پنجره‌های XTP مطمئن شوید. با دیدن شکل موج مناسب در صفحه نمایش اتصالات مدار تنفسی کاملاً برقرار است.

⚠️ هشدار

از این دستگاه در مجاورت گازهای بیهوشی اشتعال‌زا نباید استفاده شود.

⚠️ هشدار

قبل از هر گونه تفسیری از روی شکل موج و مقادیر خوانده شده باید از صحت عملکرد پраб Multi-gas اطمینان حاصل کنید. انسداد نسبی راه هوایی با آب باعث اعوجاج در شکل موج می‌شود. همچنین نشتی در راه هوایی می‌تواند باعث کاهش مقادیر عددی Multi-gas شود. بنابراین قبل از مانیتورینگ سیستم را کاملاً چک کنید.

⚠️ هشدار


قبل از شروع مانیتورینگ GAS از صحت عملکرد آشکارساز اتصال IRMA مطمئن شوید. سنسور CO2 NO SENSOR را از کانکتور آن جدا کنید، پیغام "CO2 NO SENSOR" باید نمایش داده شود.

نکته:

برای اطلاع از جزئیات عملکرد مازول APPENDIX V به فصل مشخصات فنی و IRMA مراجعه کنید.


GAS WINDOW (۲-۱۰)

در پنجره پارامتر CO₂ موارد زیر نشان داده می شود:



شکل ۳-۱۰ پنجره پارامتر CO₂

در صورت استفاده از سنسور Multi-Gas پنجره پارامتر GAS به صورت زیر است:



شکل ۴-۱۰ پنجره پارامتر GAS

نکته:

با اتصال پراب کپنوگرافی Masimo Sweden AB به مانیتور، ابتدا نوع سنسور بررسی می شود سپس نام آن (ISA یا IRMA) جلوی سیگنال CO₂ نوشته می شود.

نکته:

سیستم به صورت پیش فرض با منوی Gas برای سنسور IRMA بالا می آید. در صورتی که در منوی GAS قرار داشته باشیم و پراب ISA به سیستم متصل شود، با یکبار کلیک بر روی EXIT وارد شدن مجدد به آن می توان تغییرات منو برای سنسور ISA را مشاهده نمود.

پنجره کپنوگرافی برای سنسور Mainstream در مدهای مختلف به صورت زیر می باشد:

Co2 WINDOW	
Co2 UNIT	: mmHg
SIGNAL SWEEP	: 6 mm/s
SIGNAL SCALE	: 100 mmHg
WORK MODE	: MEASURE
CAPNO/RESP	: CAPNO
FILL SIGNAL	: OFF
ALARM >>	
ZERO >>	
EXIT	

(a) پنجره CO₂(ONLY) در مد CO₂ WINDOW

GAS WINDOW	
Co2 UNIT	: mmHg
SIGNAL SWEEP	: 6 mm/s
SIGNAL SCALE	: 100 mmHg
WAVEFORM	: Co2
COMPENSATE	: 21% O ₂
GAS UNIT	: %V
AGENT	: AUTO
WORK MODE	: MEASURE
GAS/RESP	: GAS
FILL SIGNAL	: OFF
Co2 ALARM >>	
GAS ALARM >>	
ZERO >>	
EXIT	

(b) پنجره GAS WINDOW در مد AX+

شکل ۱۰-۵ پنجره کپنوگرافی برای سنسور Mainstream در مدهای مختلف

CO2 UNIT ■

از این قسمت برای تنظیم واحد اندازه‌گیری CO2 استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس mmHg، KPa در واحد درصد حجمی (%V) بیانگر مقدار EtCO2 به صورت درصدی از فشار جو می‌باشد که با تقسیم مقدار EtCO2 بر حسب mmHg بر فشار جو به دست می‌آید.

$$\frac{P_{EtCO2(mmHg)}}{p_{Barometric(mmHg)}} = EtCO2(\%V)$$

$$\frac{133.322 \times P_{EtCO2(mmHg)}}{1000} = EtCO2(KPa)$$

SIGNAL SWEEP ■

از این قسمت برای تنظیم سرعت نمایش سیگنال‌های Multi-gas استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس ۲۵ mm/s، ۱۲/۵ mm/s، ۶ mm/s، ۳ mm/s می‌باشد.

SIGNAL SCALE ■

بسته به نوع شکل موجی که توسط اپراتور انتخاب شده است، جدول زیر برای SIGNAL SCALE در دسترس خواهد بود:

CO2 Waveform Scale	N2O Waveform Scale	AA Waveform Scale
0-50 mmHg, 0-6% 0-100 mmHg, 0-10% 0-200 mmHg, 0-20% V <AUTOSCALE>	0-50% 0-100% <AUTOSCALE>	1,2,3,5,10,20% <AUTOSCALE>

با انتخاب AUTOSCALE سیستم به طور اتوماتیک بهترین نوع SCALE را انتخاب می‌کند.

WAVEFORM ■

با این تنظیم اپراتور می‌تواند انتخاب کند کدام شکل موج Multi-gas بر روی صفحه نمایش را داده شود. انتخاب‌های در دسترس برای شکل موج CO2، N2O، AA و می‌باشند.

نکته: اگر GAS در سیستم فعال شود، Waveform در منو نمایش داده می‌شود.

COMPENSATE ■

وجود اکسیژن و اکسید نیتروژن در اندازه گیری CO₂ تداخل ایجاد می‌کنند. این حالت به صورت تداخل طیفی شناخته می‌شود و باید جبران سازی شود.

گاز N₂O در همه انواع سنسور IRMA اندازه گیری و به طور اتوماتیک جبران سازی می‌شود. و تنها در صورتیکه پراب (IRMA II) (CO₂) به مانیتور وصل شود باید میزان غلظت گاز N₂O، برای سنسور ارسال شود که انتخاب‌های قابل دسترس برای 0-100% N₂O، N₂O COMPENSATE می‌باشد.

GAS UNIT ■

برای تنظیم واحد اندازه گیری برای گازهای N₂O و AA (DES, HAL, ISO, ENF, SEV) مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب‌های قابل دسترس KPa و % می‌باشد.

AGENT ■

در حالت (IRMA AX+), سیستم به طور اتوماتیک نوع گاز بیهوده را تشخیص می‌دهد. در این تنظیم عبارت "AUTO" در منو به نمایش در می‌آید و قابل تغییر نمی‌باشد.

نکته:

در حالت (IRMA AX+), اگر توزیع گاز بیهوده از آستانه تشخیص سنسور بیشتر نباشد، عبارت "AA?" به جای نام گاز بیهوده در پنجره Multi-gas به نمایش در می‌آید.

نکته:

در حالت (IRMA AX+), اگر مخلوط دو گاز بیهوده در راه هوایی بیمار وجود داشته باشد و غلظت این گازها از محدوده‌های آستانه قابل تشخیص سنسور بیشتر باشد، پیغام "AGENT" در فضای پیغام‌های خطاب به نمایش در می‌آید.

WORK MODE ■

از این قسمت برای تنظیم مد اندازه گیری استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس "standby" و "measure" می‌باشد. حالت پیش فرض (Default) در سیستم، مد "measure" می‌باشد. برای استفاده از مانیتورینگ گازها مد "measure" را انتخاب کنید. در مد "standby" با قطع مانیتورینگ Multi-gas، توان مصرفی کاهش و عمر مفید منبع مادون قرمز و ماژول IRMA افزایش می‌یابد.

نکته:

توصیه می‌شود وقتی از مانیتورینگ Multi-gas استفاده نمی‌کنید، سنسور را از سیستم جدا کنید.

نکته:

در صورتی که بعد از اتصال سنسور IRMA، مانیتور به مدت ۳۰ دقیقه سیگنال CO₂ دریافت نکند، به منظور کاهش توان مصرفی و افزایش عمر مفید منبع IR و سنسور IRMA، سنسور به طور اتوماتیک غیر فعال می‌شود و به مد Standby می‌رود.

نکته:

اگر به مدت ۱۰ دقیقه بعد از اتصال سنسور به مانیتور آداپتور به سنسور متصل نباشد، مانیتور به طور اتوماتیک سنسور را به مد Standby می‌برد.

نکته:

برای استفاده مجدد از سنسور IRMA با وارد شدن به منو Multi-gas به طور دستی سیستم را به مد measure ببرید.

GAS / RESP ■

با این انتخاب تعیین می‌کنیم که ارزیابی تنفسی از طریق مازول "Multi-gas" و یا مازول "RESP" انجام گردد. انتخاب‌های قابل دسترس "GAS" و "RESP" می‌باشد، وقتی که "RESP" انتخاب می‌شود، سیستم مازول Multi-gas را به مد Standby می‌برد و پارامترها و شکل موج RESP نمایش داده می‌شود.

نکته:


در صورتیکه فقط مازول CO₂ فعال باشد، نام منو CAPNO/RESP نمایش داده خواهد شد. در غیر اینصورت، GAS/RESP نمایش داده می‌شود.

FILL SIGNAL ■

با انتخاب "ON" شکل موج به صورت توپر به نمایش در می‌آید.

CO2 ALARM ■

برروی "CO2 ALARM" از پنجره GAS WINDOW کلیک کنید تا منوی زیر باز شود :



شکل ۶-۱۰ CO2 / ALARM WINDOW

CO2 ALARM •

بالانتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلام را مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت "⚠" در بخش مربوط به پارامتر Multi-gas نمایش داده می‌شود.

ALARM LEVEL •

انتخاب‌های قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس‌ترین نوع آلام است.

EtCo2 LIMIT •

آلارم زمانی فعال می‌شود، که مقدار CO2 انتهای بازدم از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند. (محدوده 0.4~13% step 0.1%) مقدار پیش فرض برای حد بالا 6.5% و برای حد پایین 2.6% می‌باشد.

FiCo2 HIGH •

آلارم زمانی فعال می‌شود که مقدار CO2 دمی از حد بالای تنظیم شده، تجاوز کند. (محدوده 0.4~13% step 0.1%) مقدار پیش فرض برای حد بالا 1.3% می‌باشد.

AWRR LIMIT •

آلارم AWRR زمانی فعال می‌شود که مقدار نرخ تنفس در راه هوایی از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند. (محدوده ۱- 120BrPM)


30 BrPM	کودکان/بزرگسالان	مقدار پیش فرض برای محدوده بالا :
60 BrPM	نوزاد	
5 BrPM	کودکان/بزرگسالان	مقدار پیش فرض برای محدوده پایین :
15 BrPM	نوزاد	

APNEA LIMIT •

برای تنظیم استاندارد قضاوت در زمان ایست تنفسی (APNEA) می‌باشد. که از ۲۰ تا ۶۰ ثانیه و قابل تنظیم است و با هر چرخش به اندازه ۵ واحد زیاد و کم می‌شود. با انتخاب "OFF"، آلام غیرفعال خواهد شد.

GAS ALARM ■

برروی "GAS ALARM" از پنجره GAS WINDOW کلیک کنید تا منوی زیر باز شود :



شكل ۷-۱۰ GAS /ALARM WINDOW

AA ALARM و N2O ALARM •

با انتخاب "ON" برای هریک از گزینه‌های فوق، تمام نشانه‌های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیرفعال شده و علامت "⚠" در بخش مربوط به پارامتر Multi-gas نمایش داده می‌شود.

ALARM LEVEL •

انتخاب‌های قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس‌ترین نوع آلام است.

EtN₂O LIMIT •

آلارم زمانی که مقدار N₂O انتهای بازدم از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز‌کند، فعال می‌شود.
(حدوده ۱~۱۰۰% step: ۱% و ۱~۳۵% step: ۱%) مقدار پیش فرض برای حد بالا ۷۵% و برای حد پایین ۳۵% می‌باشد.

FiN₂O LIMIT •

آلارم زمانی که مقدار N₂O دمی از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز‌کند، فعال می‌شود.
(حدوده ۸۲~۱% step: ۱% و ۱~۳۵% step: ۱%) مقدار پیش فرض برای حد بالا ۷۵% و برای حد پایین ۳۵% می‌باشد.

EtAA LIMIT •

آلارم زمانی که مقدار گاز بیهوشی انتهای بازدم از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز‌کند، فعال می‌شود.

FiAA LIMIT •

آلارم زمانی که مقدار گاز بیهوشی دمی از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز‌کند، فعال می‌شود.


نکته:

هر گاز بیهوشی دارای رنج آلام و Default متفاوت می‌باشد که عبارت است از:

Anesthesia agent	Alarm range	Step	Alarm limit default
HAL	0.1~5%	0.1%	0.5~1.5%
DES	0.1~18%	0.1%	5~10%
ISO	0.1~5%	0.1%	0.8~2%
SEV	0.1~8%	0.1%	1~3%
ENF	0.1~5%	0.1%	0.5~1.5%

Zeroing ■

برروی "ZERO" از پنجره GAS WINDOW کلیک کنید تا منو زیر باز شود:



شکل ۸-۱۰ GAS /ZERO WINDOW

به منظور اندازه‌گیری با دقت بالای پراب ایرما لازم است موارد ذیل را رعایت کنید.

عملیات ZEROING با تعویض آدپتور IRMA و بدون اتصال آن به مدار تنفسی بیمار و با کمک مانیتور انجام می‌شود.

توجه داشته باشید که پیش یا در حین عملیات Zeroing از هرگونه تنفس نزدیک آدپتور خودداری شود. جهت عملیات موفق Zeroing وجود هوای محیط در آدپتور بسیار مهم است. در صورت مشاهده آلام "CO2 ZERO REFERENCE CALIB REQUIRED" باید عملیات Zeroing مجدد تکرار شود.

همیشه بعد از Zeroing پراب، چک کردن قبل از استفاده را انجام دهید.



اجرای ناصحیح منجر به اندازه‌گیری ناصحیح می‌شود.

نکته:

در صورت جدا بودن آدپتور از پراب IRMA وجود ندارد و در منوی مربوطه پیغام CO2 NO ADAPTER نمایش داده می‌شود.

پراب‌های IRMA CO2

عملیات ZEROING فقط در زمانی که افستی در مقادیر خوانده شده دیده شود و یا پیغام خطای CO2 “ACCURACY INVALID, PLEASE ZERO” به نمایش دربیاید، باید انجام شود.

پس از روشن نمودن، ۱۰ ثانیه صبر کنید تا پراب (CO2) IRMA گرم شده و سپس Zeroing را انجام دهید.

پس از تعویض آداپتور، حداقل ۱۰ ثانیه صبر کنید تا پراب (CO2) IRMA گرم شود و سپس فرمان مرجع Zero را اعمال کنید.

پراب‌های IRMA AX+

عملیات ZEROING هر زمان که آداپتور IRMA تعویض شود یا افستی در مقادیر خوانده شده دیده شود و یا پیغام خطای CO2 “ACCURACY INVALID, PLEASE ZERO” به نمایش دربیاید، باید انجام شود.

پس از روشن نمودن و پس از تعویض آداپتور و قبل از شروع عملیات Zeroing ۳۰ ثانیه صبر کنید تا پراب (AX+) IRMA گرم شود. در طول LED Zeroing سبز رنگ روی پراب حدوداً به مدت ۵ ثانیه به حالت چشمکزن درمی‌آید.

در صورتی که کلید ZERO قبل از سپری شدن این زمان زده شود، عملیات ZEROING انجام نخواهد شد و پیغام “CO2 UNABLE TO ZERO, SENSOR WARMING UP” نمایش داده خواهد شد.

۳-۱۰) پیغام‌های آلام GAS

الف) آلام‌های فیزیولوژیکی

وقتی که مقدار پارامترهای مربوط به GAS از محدوده‌های مجاز تجاوز کند، آلام اتفاق می‌افتد:

آلام	زمان و قوع	آلام دیداری	آلام صوتی
AWRR HIGH	مقدار نرخ تنفس از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار AWRR چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
AWRR LOW	مقدار نرخ تنفس از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار AWRR چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtCo2 HIGH	مقدار CO2 انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtCo2 چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtCo2 LOW	مقدار CO2 انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtCo2 چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiCo2 HIGH	مقدار CO2 دمی از حد تعیین شده تجاوز کند..	مقدار FiCo2 چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
CO2 RESP APNEA	برای مدت زمان خاص هیچ تنفسی انجام نشده است.	نشانگ آلام چشمک می‌زند. "CO2 RESP APNEA" پیغام با زمینه قرمز چشمک می‌زند.	فعال می‌شود.
EtN2O HIGH	مقدار N2O انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtN2O چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtN2O LOW	مقدار N2O انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtN2O چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.

FiN2O HIGH	مقدار N2O دمی از حد بالای مجاز تجاوز کند.	مقدار FiN2O چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiN2O LOW	مقدار N2O دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiN2O چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtAA HIGH	مقدار AA انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtAA چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtAA LOW	مقدار AA انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtAA چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiAA HIGH	مقدار AA دمی از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiAA چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiAA LOW	مقدار AA دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiAA چشمک می‌زند. نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.

ب) آلارمهای تکنیکی

آلام	علت	راه حل	توضیحات
CO2 SYSTEM FAULT # 1,2,3,4	اشکال در سنسور	سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید. در صورتی که پیغام دوباره نمایش داده شد، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
CO2 REPLACE ADAPTER	کاهش سیگنال IR	آداپتور را عوض کنید.	آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و صدای آلام برای مدت ۱۲ ثانیه غیرفعال می‌شود.
CO2 NO ADAPTER	آداپتور به سنسور متصل نیست.	آداپتور را به سنسور متصل کنید.	آلارم سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
CO2 INVALID	میزان CO2 از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
N2O INVALID	میزان N2O از رنج دقت سیستم خارج شده است	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
AGENT INVALID	میزان گاز بیهوده از رنج دقت سیستم خارج شده است	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.

توضیحات	راه حل	علت	آلارم
آلارم سطح ۳، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.		- صحبت تشخیص و میزان گاز بیهوشی قابل اطمینان نیست. - بیش از ۲ گاز بیهوشی در مدار تنفسی وجود دارد. - غلظت بالایی از محلول‌ها، مواد پاک کننده یا دیگر گازهای مزاحم در مدار تنفسی وجود دارد.	AGENT UNRELIABLE
آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	میزان گازهای بیهوشی از رنج دقت سیستم خارج شده است	CO2 ACCUTACY INVALID, PLEASE ZERO
آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می‌شود.	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	فشار محیط از رنج عملکردی سیستم خارج شده است.	CO2 INVALID AMBIENT PRESSURE
آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می‌شود.	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	دمای داخلی از رنج عملکردی سیستم خارج شده است..	CO2 INVALID AMBIENT TEMPERATURE
آلارم سطح ۳، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.	سنسور را به سیستم وصل کنید، اگر پیغام همچنان نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	سنسور از سیستم جدا شده است	CO2 NO SENSOR
آلارم سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می‌شود.	عملیات ZEROING اتوماتیک در محیطی که CO2 کمتر از ۰.۸۰٪ V اندازه‌گیری پایین است.	مقدار CO2 بیشتر از ۸۰۰ PPM (0.80٪ V) است و دقت اندازه‌گیری پایین است.	CO2 ZERO REFERENCE CALIB REQUIRED

ج) پیغام ها

پیغام	علت	راه حل	توضیحات
CO2 SENSOR STANDBY MODE	به صورتی دستی سیستم وارد مد standby شده باشد و یا هیچ تنفسی برای مدت 30 دقیقه آشکار نشده باشد و یا مقدار EtCo ₂ برای مدت 30 دقیقه از 4mmHg کمتر باشد و یا مانیتور به مدت ۱۰ دقیقه آداپتور IRMA را شناسایی نکند.	با وارد شدن به منو GAS و تنظیم WORK MODE سیستم از حالت STANDBY خارج می شود.	
CO2 UNABLE TO ZERO, SENSOR WARMING UP	کلید ZERO قبل از سپری شدن 30 ثانیه زمان زده شود، عملیات ZEROING انجام نخواهد شد.		

حالات مختلف نشانگر روی پراب IRMA:

نور سبز ثابت	سیستم در شرایط نرمال یا آماده به کار قرار دارد.
نور سبز چشمک زن	سیستم در حال عملیات Zeroing است.
نور آبی ثابت ^۱	وجود گازهای بیهوده
نور قرمز ثابت	مشکل در سنسور
نور قرمز چشمک زن	آداپتور را چک کنید.

^۱: فقط برای پرابهای IRMA (AX+) کاربرد دارد.

۴-۱۰) تمیز کردن پراب IRMA

پраб IRMA باید توسط پارچه آغشته به اتانول و یا ایزوپروپیل حداکثر ۷۰٪ تمیز شود.

⚠️ هشدار ⚠️

سنسور و آداپتور IRMA قابل استریل نیستند. هرگز آنها را در اتوکلاو قرار ندهید. قرار دادن آنها در اتوکلاو باعث آسیب رساندن به آنها می شود.

⚠️ هشدار ⚠️

از استریل کردن پраб ایرما یا غوطه وری آن در مایعات جدا خودداری کنید.

* (Sidestream) GAS فصل ۱۱، مانیتورینگ

- ۱۱-۱) اطلاعات کلی ۲
- ۱۱-۲) شیلنگ نمونه برداری گروه (NOMOLINE SAMPLING LINE FAMILY) NOMOLINE ۴
- ۱۱-۳) تغییض شیلنگ نمونه برداری NOMOLINE ۷
- ۱۱-۴) مراحل آماده سازی برای مانیتورینگ MULTI-GAS ۸
- ۱۱-۵) چک کردن قبل از استفاده ۱۱
- ۱۱-۶) عملیات ZEROING ۱۲
- ۱۱-۷) GAS WINDOW (۷-۱۱) ۱۳
- ۱۱-۸) پیغامهای آنلام (GAS (SIDESTREAM) ۲۲
- ۱۱-۹) تمیز کردن سیستم ISA ۲۸
- ۱۱-۱۰) نگهداری سیستم ISA ۲۹

۱۱-۱) اطلاعات کلی

با مانیتورینگ Gas یک شکل موج پیوسته از غلظت گاز در راههای هوایی، در واحد زمان ترسیم می‌شود، این شکل موج برای پژوهش امکان ارزیابی کیفیت تبادل گاز در ریه‌ها، سلامت راههای هوایی بیمار، صحبت عملکرد فعالیت‌های قلبی-ریوی و صحبت عملکرد دستگاه ونتیلاتور را فراهم می‌کند. مانیتور علائم حیاتی برای اندازه-گیری گازها از روش sidestream استفاده می‌کند.

در محصولات گروه ISA سه نوع تحلیل کننده (آنالیزور) وجود دارد که عبارتند از:

ISA CO₂, ISA AX+ and ISA OR+

این آنالیزورها با اتصال به مانیتور علائم حیاتی امکان پایش و مانیتورینگ نرخ تنفس و گازهای تنفسی زیر را فراهم کرده است:

ISA CO₂: CO₂

ISA AX+: CO₂, N₂O, Halothane (HAL), Enflurane (ENF), Isoflurane (ISO), Sevoflurane (SEV) and Desflurane (DES)

ISA OR+: CO₂, O₂, N₂O, Halothane (HAL), Enflurane (ENF), Isoflurane (ISO), Sevoflurane (SEV) and Desflurane (DES)

آنالیزورهای ISA CO₂, ISA AX+ and ISA OR+ به منظور اتصال به مدار تنفسی بیمار، برای مانیتور کردن گازهای دمی و بازدمی در طول بیهوشی، ریکاوری و مراقبت‌های تنفسی طراحی شده است. این آنالیزورها ممکن است در اتاق عمل، بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و یا اتاق بیمار استفاده شود. آنالیزور ISA CO₂ در آمبولانس‌های جاده‌ای قابل استفاده است. تمام این موارد برای نوزادان، اطفال و بزرگسالان قابل تنظیم می‌باشند.

محصولات گروه Nomoline برای دستگاه‌هایی که دارای تکنولوژی اندازه‌گیری گاز ISA ماسیمو هستند قابل استفاده می‌باشد و با کمک آنها، امکان اندازه‌گیری نرخ تنفس، گازهای تنفسی و بیهوشی برای نوزادان، اطفال و بزرگسالان فراهم شده است. آن‌ها هم بصورت یکبار مصرف و هم چند بار مصرف جهت نمونه برداری گاز و/یا انتقال اکسیژن وجود دارند و باید توسط متخصصان بالینی در محیط‌های درمانی از جمله محیط‌های سیار استفاده گردد.

⚠️ هشدار ⚠️

این دستگاه فقط بايد توسط افراد متخصص آموزش دیده و آشنا به دفترچه راهنمای سیستم استفاده گردد.

⚠️ هشدار ⚠️

آنالیزور گاز جانبی (ISA) یک وسیله کمکی برای ارزیابی وضعیت بیمار می‌باشد. برای اطمینان بیشتر باید همواره در کنار آن از علائم و نشانه‌های بالینی بیمار نیز استفاده شود.

نکته:

آنالیزور گاز (Sidestream) ISA فقط باید به دستگاه‌های پزشکی مورد تایید شرکت Masimo Sweden AB متصل شود.

ترکیب ISA و مانیتور علائم حیاتی با هم به عنوان یک سیستم پزشکی محسوب می‌شود.

► اساس اندازه گیری

مانیتورینگ گازها بر اساس روش جذب مادون قرمز (IR) عمل می‌کند. به طور معمول از روش اسپکتروسکوپی برای اندازه گیری توزیع مولکول‌هایی که نور مادون قرمز را جذب می‌کنند، استفاده می‌شود. از آنجایی که جذب IR متناسب با توزیع مولکول‌های گاز می‌باشد، توزیع گاز از روی مقایسه با مقدار جذب IR بدست می‌آید. برای سنسور ISA AX+/OR+، به منظور تشخیص نوع گاز و توزیع آن، جذب ۹ طول موج مختلف در نور مادون قرمز اندازه گیری می‌شود.

اندازه گیری CO₂, N₂O و گازهای بیهودی در مخلوط گازهای تنفسی بر پایه این حقیقت است که گازهای مختلف نور مادون قرمز را در طول موج‌های خاصی جذب می‌کنند. تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی توسط آنالیزور گازهای ISA صورت می‌گیرد از این رو اندازه گیری جذب نور مادون قرمز توسط گاز از طریق یک طیف سنج مادون قرمز به طور مداوم انجام می‌شود.

برای شناسایی میزان و نوع گاز بیهودی در مخلوط گازها از محاسبات ماتریسی استفاده می‌شود. این پرای دارای پردازشگری است که به طور پیوسته با استفاده از اندازه گیری میزان جذب نور مادون قرمز، غلظت CO₂, N₂O و گازهای بیهودی را محاسبه می‌کند. نرخ جریان نمونه برداری برای همه کاربردهای آنالیزور ISA، 50±10 sml/min می‌باشد.

پارامترهای قابل اندازه‌گیری توسط سنسور ISA عبارت است از: FiAA, FiN2O, FiCO2 (میزان غلظت این گازها در انتهای بازدم End Tidal EtAA, EtN2O, EtCO2) و (میزان درصد دمی این گازها Fraction Inspiratory AWRR) و MAC.

مقدار Fi و Et بعد از یک تنفس نشان داده می‌شود و مقدار میانگین تنفس مرتباً بروز می‌شود. جزئیات بیشتر در بخش مشخصات فنی آورده شده است.

نکته:

کمتر از ۱۰ ثانیه طول می‌کشد تا شکل موج گاز نمایش داده شود و یک دقیقه طول می‌کشد تا دقت اندازه‌گیری و دیگر شرایط عملکردی سیستم مطابق با مشخصات فنی ذکر شده در این دفترچه شود.

MAC (Minimum Alveolar Concentration)

مفهومی است که به منظور مقایسه توانایی گازهای بیهوشی به کار می‌رود، به عبارت ساده‌تر غلظتی از گاز بیهوشی در ریه افراد است که هنگام تحریکات جراحی از بروز واکنش نسبت به این تحریکات در ۵۰٪ افراد جلوگیری می‌کند.

مقدار MAC را می‌توان با استفاده از میزان غلظت گاز در انتهای بازدم (ET) مطابق با فرمول زیر محاسبه کرده و نمایش داد:

$$MAC = \% ET(AA_1)/X(AA_1) + \% ET(AA_2)/X(AA_2) + \% ET(N2O)/100$$

X(AA): HAL=0.75%, ENF=1.7%, ISO=1.15%, SEV=2.05%, DES=6.0%


نکته:

سن بیمار همچون سایر عوامل فردی در محاسبات بالا در نظر گرفته نمی‌شود. میزان غلظت گاز انتهای بازدم برای گاز بیهوشی ثانویه (AA2) تنها برای پراب ISA (Multigas) موجود است.

۱۱-۲) شیلنگ نمونه برداری گروه Nomoline (Nomoline Sampling Line Family)

اندازه‌گیری CO2 بیماران بزرگسال، کودک و نوزاد از طریق نمونه برداری از مدار تنفسی از طریق شیلنگ نمونه برداری Nomoline 50 sml /min در نرخ صورت می‌گیرد.


شیلنگ‌های نمونه برداری گروه Nomoline بعنوان بخش منحصر به فرد و جدا کننده آب (بدون رطوبت) است که رسوب آب را حذف می‌کند. همچنین، در بخش (NOMO) یک فیلتر باکتری قرار دارد تا از نفوذ ناخواسته آب و آلودگی محافظت کند. تا زمانیکه شیلنگ نمونه برداری به آنالیزور ISA متصل نشده باشد، سنسور در حالت Standby می‌ماند و به محض اتصال شیلنگ نمونه برداری، سنسور ISA روشن می‌شود و در حالت اندازه‌گیری قرار می‌گیرد و شروع به ارائه اطلاعات می‌کند. شیلنگ نمونه برداری Nomoline با تنوع زیادی (به صورت یکبار مصرف یا چند بار مصرف) در دسترس هم بیمارانی که در مسیر تنفسشان لوله گذاری شده و هم بیمارانی که تنفس خود به خود دارند است.



شکل ۱-۱۱ مجموعه آداپتور راه هوایی یکبار مصرف Nomoline جایگزینی است برای استفاده ترکیبی از آداپتور چند بار مصرف و Nomoline الحاقی یکبار مصرف / آداپتور T شکل

نکته:

سیستم ISA برای استفاده با Water trap طراحی نشده است. آداپتور Nomoline (CAT no 108220) ممکن است با دیگر شیلنگ‌های نمونه برداری و cannula ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. آداپتور Nomoline ممکن است با شیلنگ‌های نمونه برداری خانواده Nomoline زمانی عملکرد بهینه و اندازه‌گیری طفأً توجه داشته باشد که شیلنگ‌های نمونه برداری خانواده Nomoline زمانی عملکرد بهینه و اندازه‌گیری قابل اطمینان خواهند داشت که از آنالیزور ISA استفاده شود. برای مثال، زمانی که به مدار تنفسی وصل می‌شود، آداپتور T شکل ماسیمو یک نقطه مرکزی در گاز نمونه ایجاد می‌کند تا ریسک انسداد شیلنگ نمونه برداری به حداقل ممکن کاهش یابد. (به تصویر زیر توجه کنید)



شکل ۲-۱۱ برای کنترل بهینه آب، همیشه از آداپتورهای T شکل که نمونه‌گیری از مرکز آداپتور صورت می‌گیرد استفاده کنید (مانند شکل بالا چپ).

هشدارها و نکات مربوط به شیلنگ نمونه برداری



فقط از آداتپورهای راه هوایی T شکل که نمونه‌گیری از مرکز آن صورت می‌گیرد استفاده شود.



به هیچ عنوان از آداتپورهای T شکل برای نوزادان استفاده نکنید، به دلیل اینکه ۷ ml فضای مرده به مدار تنفسی بیمار اضافه می‌کند.



هرگز از فشار منفی (توسط سرنگ) به Nomoline جهت خارج کردن آب‌های رسوب کرده استفاده نکنید.



فشار قوی مثبت یا منفی در مدار تنفسی بیمار ممکن است روی جریان نمونه اثر بگذارد.



فشار قوی مکش برای تمیز کردن ممکن است روی جریان نمونه اثر بگذارد.



هرگز آنالیزور ISA را با شیلنگ نمونه برداری بلند نکنید چونکه ممکن است از ISA جدا شود و روی بیمار بیافتد.

نکته:

استفاده کردن از لوله‌ها یا cannula‌های نمونه با قطر داخلی بیشتر از ۱ میلیمتر زمان پاسخ‌دهی کلی سیستم ISA را افزایش می‌دهد.

۱۱-۳) تعویض شیلنگ نمونه برداری Nomoline

شیلنگ نمونه برداری باید با توجه به عملکرد بالینی که شیلنگ نمونه برداری مسدود می‌شود جایگزین شود. انسداد زمانی رخ می‌دهد که آب، ترشحات، و ... از مدار تنفسی بالا باید در حدی که ISA نتواند جریان نمونه 50 sml/min را عادی نگهدارد. این شرایط با چشمک زدن نشانگر قرمز رنگ کانکتور ورودی گاز و همچنین نمایش پیغام مربوطه به کاربر اعلام می‌شود.

وقتی Nomoline را تعویض کردید، صبر کنید تا زمانیکه نشانگر سر کانکتور گاز سبز رنگ شود. این لحظه آنالیزور ISA برای استفاده آماده است.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر کانکتور ورودی شیلنگ نمونه برداری شروع به چشمک زدن نشانگر قرمز رنگ کرد، یا پیغام "Check sampling line" در مانیتور نمایش داده شد باید شیلنگ نمونه برداری تعویض گردد.

⚠️ هشدار ⚠️

در صورتی که شیلنگ نمونه برداری و یا بسته بندی آن صدمه دیده است به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید و آن را به محل خریداری شده برگردانید.

⚠️ هشدار ⚠️

فقط از شیلنگ های نمونه برداری ISA توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید. استفاده از شیلنگهای دیگر باعث اختلال در صحت عملکرد سنسور می‌شود. (برای جزئیات بیشتر به فصل اکسسوری ها مراجعه کنید).

⚠️ هشدار ⚠️

در صورتی که شیلنگ نمونه برداری برای مدت طولانی به بیمار متصل بود، باید هر دو هفته یکبار یا هر موقع پیغام Sampling line clogged مشاهده گردید، تعویض شود. (هر کدام زودتر محقق شد)

⚠️ هشدار ⚠️

به هیچ عنوان از شیلنگ‌های نمونه برداری نوزادان برای بزرگسالان استفاده نکنید، به دلیل اینکه شیلنگ‌های نمونه برداری نوزاد مقاومت زیادی را در برابر جریان هوا به مدار تنفسی بیمار اضافه می‌کند.

شیلنگ‌های نمونه برداری نوزاد طوری طراحی شده است که حجم فضای مرده را به حداقل می‌رساند و می‌توان از آن حتی برای بیماران بسیار کوچک استفاده کرد.

۱۱-۴) مراحل آماده سازی برای مانیتورینگ Multi-gas

۱. از اتصال محکم کابل واسط آنالیزور ISA به کانکتور آن در سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی اطمینان حاصل کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

به هیچ عنوان از آنالیزور ISA در صورتیکه بدن آن آسیب دیده باشد استفاده نکنید.

⚠️ هشدار ⚠️

هرگز آنالیزور ISA را در محلی که احتمال دارد بر روی بیمار بیافتد نصب نکنید.

نکته:

آنالیزور ISA را محکم نصب کنید تا از صدمه به آن جلوگیری شود.

⚠️ هشدار ⚠️

دقت کنید که مسیر قرار گیری شیلنگ نمونه برداری به گونه‌ای باشد که ریسک پیچیدن آن به دور بیمار یا خفگی کاهش یابد.

⚠️ هشدار ⚠️

آنالیزور ISA را با اسپری تنفسی (MDI) یا دستگاه‌های پزشکی تولید کننده بخار (Nebulizer) استفاده نکنید چون ممکن است باعث انسداد فیلتر باکتری شود.

نکته:

از آنالیزور ISA خارج از شرایط محیطی قید شده در فصل مشخصات فنی استفاده نکنید.

هشدار

وجود موبایل و تجهیزات مربوط به ارتباطات RF در اندازه‌گیری تأثیر می‌گذارد. برای اطمینان از صحت اندازه‌گیری، پراب ISA را در محیط دور از تشعشعات الکترو مغناطیسی مورد استفاده قرار دهید.

هشدار

آنالیزور ISA برای استفاده در محیط MRI طراحی نشده است، لذا در طول تصویربرداری MRI، باید آن را به بیرون از اتاق MRI منتقل کنید.

هشدار

استفاده از تجهیزات برقی جراحی با فرکانس بالا (مانند دستگاه‌های کوتجراحی) در مجاورت با ISA و مانیتور ممکن است سبب تداخل در اندازه‌گیری‌ها شود.

۲. شیلنگ نمونه‌برداری Nomoline را به محل آن در کانکتور آنالیزور ISA وصل کنید، طوری که صدای کلیک شنیده شود که نشان‌دهنده نصب درست شیلنگ است.

هشدار

به هیچ عنوان از آداسپور راه هوایی Nomoline نوزاد برای بیماران بزرگسال یا کودک استفاده نکنید.

هشدار

در صورتی که از گاز N₂O یا گازهای بیهوشی استفاده می‌شود حتماً باید از شیلنگ‌های نمونه برداری مخصوص گازهای بیهوشی استفاده گردد.


⚠️ هشدار ⚠️

به دلیل خطر انتقال آلودگی، شیلنگ نمونه برداری یک بار مصرف نباید برای بیش از یک بیمار استفاده شود.

۳. در زمان استفاده از گازهای N_2O و یا گازهای بیهوشی بمنظور جلوگیری از آلودگی اتاق عمل، پورت خروجی گاز نمونه برداری را به یک سیستم تمیز کننده وصل کرده و یا اینکه گاز را دوباره به مدار تنفسی بیمار باز گردانید.

⚠️ هشدار ⚠️

در صورت تنفس مجدد گاز نمونه برداری شده، همیشه باید از یک فیلتر باکتری بر روی پورت خروجی گاز جهت جلوگیری از عفونت بیمار استفاده گردد.




⚠️ هشدار ⚠️

گازهای خروجی بهتر است به مدار تنفسی بیمار یا سیستم تمیز کننده برگردد.

۴. مانیتور علائم حیاتی را روشن کنید.

۵. نشانگر سبز رنگ نشاندهنده آماده بودن آنالیزور ISA برای استفاده است.



شکل ۱۱-۳ مرحله ۵ از فرآیند آماده سازی

۶. کنترل مواردی که در بخش "چک کردن قبل از استفاده" (بخش ۱۱-۵) قید شده ضروری است.

۱۱-۵) چک کردن قبل از استفاده

قبل از اتصال شیلنگ نمونه برداری به مدار تنفسی، مراحل زیر را انجام دهید تا از صحت اتصالات مدار بیمار اطمینان حاصل کنید.

۱. شیلنگ نمونه برداری را به محل آن در سنسور ISA وصل کنید.
۲. نشانگر سبز روی سنسور ISA روشن می شود که نشان دهنده آماده بودن سنسور برای کار است.
۳. برای مدل سنسور ISA OR+، چک کنید O_2 اندازه گیری شده بر روی مانیتور 21 vol\% باشد.
۴. داخل شیلنگ نمونه برداری تنفس کنید و از صحت عدد CO_2 و شکل موج نمایش داده شده در مانیتور اطمینان حاصل کنید.
۵. با سر انگشت خود راه شیلنگ نمونه برداری را مسدود کرده و ۱۰ ثانیه صبر کنید.
۶. چک کنید که پیغام مسدود شدن بر روی صفحه نمایش داده شود و نشانگر روی سنسور ISA به رنگ قرمز چشمکزن در آید.
۷. (در صورت امکان) از اتصال محکم شیلنگ نمونه برداری به مدار تنفسی بیمار اطمینان حاصل کنید.

نکته:

به علت وجود جبران سازی داخلی فشار جو، تغییرات در فشار جو تأثیری در دقت اندازه گیری نمی گذارد.

نکته:

تغییرات فشار جو تا 10 KPa هیچ تأثیری در دقت اندازه گیری نمی گذارد.



از این دستگاه در مجاورت گازهای بیهوشی اشتعال زا نباید استفاده شود.



قبل از هر گونه تفسیری از روی شکل موج و مقدار $EtCo_2$ باید از صحت عملکرد سیستم کپنوگرافی اطمینان حاصل کنید. آلدگی مانیتور با ترشحات و انسداد قسمتی از شیلنگ نمونه برداری به وسیله آب باعث اعوجاج در شکل موج CO_2 می شود. نشی در شیلنگ نمونه برداری باعث کاهش مقدار $EtCo_2$ می شود. بنابراین قبل از مانیتورینگ، سیستم را کاملاً چک کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر گاز نمونه برداری شده به سیستم تنفسی بیمار برگردد، احتمال ایجاد عفونت وجود دارد.

⚠️ هشدار ⚠️

از قرار دادن مانیتور با مازول کپنوگرافی Sidestream، در معرض ضربه و لرزش خودداری کنید.

نکته: هرگز کابل سنسور ISA را نکشید.

⚠️ هشدار ⚠️

قبل از شروع مانیتورینگ CO2 یا GAS از صحت عملکرد آشکارساز اتصال سنسور ISA مطمئن شوید. سنسور ISA را از محل آن قطع کنید، پیغام "CO2 NO SENSOR" باید نمایش داده شود.

نکته: برای اطلاع از جزئیات عملکرد مازول ISA به APPENDIX VI مراجعه کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

قرار دادن مانیتور پایین تر از بیمار باعث آسان شدن حرکت آب و ترشحات به سمت سیستم و در نتیجه انسداد فیلترها می‌شود. توصیه می‌شود، سیستم در محلی بالاتر از بیمار نگهداری شود. این کار باعث جلوگیری از حرکت آب و ترشحات به سمت مانیتور و در نتیجه بالا بردن طول عمر فیلترها می‌گردد.

۶-۱۱) عملیات Zeroing

آنالیزور گاز ISA باید یک سطح مرجع صفر برای اندازه گیری CO2 و N2O و گازهای بیهوده داشته باشد که به این فرایند کالیبراسیون، Zero کردن کفته می‌شود.

عمل Zeroing با نمونه گیری گاز از هوای محیط به جای مدار تنفسی صورت گیرد. Zeroing اتوماتیک در هر ۲۴ ساعت ۱ تا ۳ بار انجام می‌شود و برای پراب ISA(CO2) کمتر از ۳ ثانیه و برای پраб ISA(Multi gas) کمتر از ۱۰ ثانیه طول می‌کشد.

"ZEROING IN PROGRESS"، شکل موج گاز، به صورت خط صاف و پیغام "Zeroing اتمام عمل" پس از نمایش داده می‌شود.

اگر در حین فرآیند Zeroing گاز خروجی ISA به مدار تنفسی بیمار برگرد، سطح این گاز با سطح گاز نقطه نمونه برداری شده متفاوت خداهد بود.


⚠ هشدار ⚠

از آنجایی که یک موفق احتیاج به وجود هوای محیط (O_2 ٪ ۲۱ و CO_2 ٪ ۰۰) دارد، اطمینان حاصل کنید که پراب ISA در مکانی واقع شده که تهویه کافی وجود دارد. از تنفس کردن نزدیک پراب ISA قبل و در هنگام Zeroing خودداری کنید.

نکته: برای اتصال سنسور ISA به پایه سرم می‌توانید از گیره‌های مخصوص این کار که توسط شرکت طراحی شده است، استفاده کنید.


GAS WINDOW (۷-۱۱)

در پنجره پارامتر CO_2 موارد زیر نشان داده می‌شود:



شکل ۱۱-۴ پنجره پارامتر CO_2

در صورت استفاده از سنسور Multi-Gas پنجره پارامتر GAS به صورت زیر است:



شکل ۱۱-۵ پنجره پارامتر GAS


نکته:

با اتصال پراب کپنوجرافی Masimo Sweden AB به مانیتور، ابتدا نوع سنسور بررسی می‌شود سپس نام آن (ISA یا IRMA) جلوی سیگنال CO2 نوشته می‌شود.

نکته:

سیستم به صورت پیش فرض با منوی Gas برای سنسور IRMA بالا می‌آید. در صورتی که در منوی GAS قرار داشته باشیم و پراب ISA به سیستم متصل شود، با یکبار کلیک بر روی EXIT وارد شدن مجدد به آن می‌توان تغییرات منو برای سنسور ISA را مشاهده نمود.


پنجره کپنوجرافی برای سنسور Sidestream در مدهای مختلف به صورت زیر می‌باشد:



(a) پنجره CO2 ONLY در مد CO2 WINDOW

GAS WINDOW			
CO2 UNIT	: mmHg	WORK MODE	: MEASURE
SIGNAL SWEEP	: 6 mm/s	GAS/RESP	: GAS
SIGNAL SCALE	: 100 mmHg	FILL SIGNAL	: OFF
WAVEFORM	: CO2	CO2 ALARM >>	
COMPENSATE	: 21% O2	GAS ALARM >>	
GAS UNIT	: %V		
AGENT	: AUTO		
EXIT			

(b) پنجره GAS WINDOW در مد AX+



c) پنجره GAS WINDOW در مد OR+

شکل ۱۱-۶ پنجره کپنوگرافی برای سنسور Sidestream در مدهای مختلف

■ Co2 UNIT ■

از این قسمت برای تنظیم واحد اندازه‌گیری CO_2 استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس mmHg , KPa ، و V است. در واحد درصد حجمی ($\% \text{V}$) بیانگر مقدار EtCO_2 به صورت درصدی از فشار جو می‌باشد که با تقسیم مقدار EtCO_2 بر حسب mmHg بر فشار جو به دست می‌آید.

$$\text{EtCO}_2(\% \text{V}) = \frac{P_{\text{EtCO}_2(\text{mmHg})}}{p_{\text{Barometric}(\text{mmHg})}}$$

$$\text{EtCO}_2(\text{KPa}) = \frac{133.322 \times P_{\text{EtCO}_2(\text{mmHg})}}{1000}$$

■ SIGNAL SWEEP ■

از این قسمت برای تنظیم سرعت نمایش سیگنال‌های Multi-gas استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس 3 mm/s , 6 mm/s , $12/5 \text{ mm/s}$ و 25 mm/s می‌باشد.

■ SIGNAL SCALE ■

بسته به نوع شکل موجی که توسط اپراتور انتخاب شده است، جدول زیر برای SIGNAL SCALE در دسترس خواهد بود:

CO2 Waveform Scale	O2 Waveform Scale	N2O Waveform Scale	AA Waveform Scale
0-50 mmHg , 0-6% 0-100 mmHg , 0-10% 0-200 mmHg , 0-20% V <AUTOSCALE>	0-50% 0-100% <AUTOSCALE>	0-50% 0-100% <AUTOSCALE>	1,2,3,5,10,20% <AUTOSCALE>

با انتخاب AUTOSCALE سیستم به طور اتوماتیک بهترین نوع SCALE را انتخاب می‌کند.

WAVEFORM ■

با این تنظیم اپراتور می‌تواند نوع شکل موج Multi-gas بر روی صفحه نمایش را انتخاب کند. انتخاب‌های در دسترس برای شکل موج CO₂, N₂O, O₂ و AA می‌باشند.

O2 COMPENSATE ■

وجود اکسیژن در اندازه‌گیری CO₂ تداخل ایجاد می‌کنند. این حالت به صورت تداخل طیفی شناخته می‌شود و باید جبران‌سازی شود.

جبران سازی تأثیر اکسیژن نیز برای همه انواع سنسور ISA که دارای سنسور O₂ هستند به طور اتوماتیک انجام می‌شود. زمانی که سنسور اکسیژن نداشته باشد، برای مثال زمانی که اندازه‌گیری اکسیژن به وسیله تجهیزات دیگری چون ماشین بیهوده‌ی و یا ونتیلاتور انجام می‌شود، میزان توزیع اکسیژن جاری بیمار باید به سنسور ارسال شود.

انتخاب‌های قابل دسترس در حالتی که سنسور اکسیژن وجود ندارد، OFF و 100%O₂ می‌باشد. در صورتی که سیستم دارای سنسور اکسیژن باشد، این انتخاب به AUTO تبدیل می‌شود و قابل تغییر نمی‌باشد.

N2O COMPENSATE ■

وجود اکسید نیتروژن نیز در اندازه‌گیری CO₂ تداخل ایجاد می‌کنند. این حالت به صورت تداخل طیفی شناخته می‌شود و باید جبران‌سازی شود.

گاز N₂O در سنسورهای (AX+/OR+) ISA اندازه‌گیری و به طور اتوماتیک جبران‌سازی می‌شود. بنابراین باید میزان توزیع گاز N₂O، فقط برای سنسور (CO₂) ISA ارسال شود که انتخاب‌های قابل دسترس 0-100%N₂O می‌باشد.

نکته :

این گزینه فقط در حالتی که سنسور (CO₂) ISA به سیستم وصل شده باشد در منوی مربوطه نمایش داده می‌شود. و در مدهای ISA AX+/OR+ این گزینه از منو حذف می‌شود. بعبارت دیگر برای حالت (CO₂) ISA منوی IRMA (CO₂) است به اضافه گزینه . **N2O COMPENSATE**

GAS UNIT ■

برای تنظیم واحد اندازه‌گیری برای گازهای O₂, N₂O و AA(DES,HAL,ISO,ENF,SEV) مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب‌های قابل دسترس KPa و V % می‌باشد.

AGENT ■

در حالت IS AX+/OR+، سیستم به طور اتوماتیک نوع گاز بیهوده را تشخیص می‌دهد. در این تنظیم عبارت "AUTO" در منو به نمایش در می‌آید و قابل تغییر نمی‌باشد.

نکته :

در حالت ISA OR+، اگر غلظت گاز بیهوده از آستانه تشخیص سنسور بیشتر نباشد، عبارت "AA?" به جای نام گاز بیهوده Multi-gas به نمایش در می‌آید.

نکته :

در حالت OR+ ISA، اگر مخلوط دو گاز بیهوده در راههای هوایی بیمار وجود داشته باشد و غلظت این گازها از محدوده‌های آستانه قابل تشخیص سنسور بیشتر باشد، پیغام "AGENT" در فضای پیغام‌های خطابه نمایش در می‌آید.

WORK MODE ■

از این قسمت برای تنظیم مد اندازه‌گیری استفاده می‌شود. انتخاب‌های قابل دسترس "measure" و "standby" می‌باشد. حالت پیش‌فرض (Default) در سیستم، مد "measure" می‌باشد. برای استفاده از مانیتورینگ گازها مد "standby" را انتخاب کنید. در مد "standby" با قطع مانیتورینگ Multi-gas، توان مصرفی کاهش و عمر مفید منبع مادون قرمز و ماژول ISA افزایش می‌یابد.

نکته :

توصیه می‌شود وقتی از مانیتورینگ Multi-gas استفاده نمی‌کنید، سنسور را از سیستم جدا کنید.

نکته:

در صورتی که بعد از اتصال سنسور ISA، مانیتور به مدت ۳۰ دقیقه سیگنال CO2 دریافت نکند، به منظور کاهش توان مصرفی و افزایش عمر مفید منبع IR و سنسور ISA، سنسور به طور اتوماتیک غیر فعال می‌شود و به مد Standby می‌رود.

نکته:

تا زمانیکه شیلنگ نمونهبرداری به سنسور ISA متصل نشده باشد، سنسور در حالت Standby میماند و به محض اتصال شیلنگ نمونهبرداری، سنسور ISA روشن میشود و در حالت اندازهگیری قرار میگیرد.

نکته:

برای استفاده مجدد از سنسور ISA با وارد شدن به منو Gas به طور دستی سیستم را به مد measure ببرید.

GAS / RESP ■


با این انتخاب تعیین میکنیم که ارزیابی تنفسی از طریق مازول "Multi-gas" و یا مازول "RESP" انجام گردد. انتخاب‌های قابل دسترس "GAS" و "RESP" میباشد، وقتی که "RESP" انتخاب میشود، سیستم مازول Multi-gas را به مد Standby میبرد و پارامترها و شکل موج RESP نمایش داده میشود.

FILL SIGNAL ■

با انتخاب "ON" شکل موج به صورت توپر به نمایش در میآید.

CO2 ALARM ■

برروی "CO2 ALARM" از پنجره GAS WINDOW کلیک کنید تا منوی زیر باز شود:



شكل ۱۱ CO2/ ALARM WINDOW ۷-۱۱

CO2 ALARM •

بالانتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت "  " در بخش مربوط به پارامتر Multi-gas نمایش داده می‌شود.

ALARM LEVEL •

انتخاب‌های قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس‌ترین نوع آلام است.

EtCo2 LIMIT •

آلام زمانی فعال می‌شود، که مقدار CO2 انتهای بازدم از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند. (محدوده ۰.۴~۱۳%V و ۰.۱%V) مقدار پیش فرض برای حد بالا ۶.۵%V و برای حد پایین ۲.۶%V می‌باشد.

FiCo2 HIGH •

آلام زمانی فعال می‌شود که مقدار CO2 دمی از حد بالای تنظیم شده، تجاوز کند. (محدوده ۰.۴~۱۳%V و ۰.۱%V) مقدار پیش فرض برای حد بالا ۱.۳%V می‌باشد.

AWRR LIMIT •

آلام AWRR زمانی فعال می‌شود که مقدار نرخ تنفس در راههای هوایی از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند. (محدوده ۱- ۱۲۰BrPM)

30 BrPM	کودکان/بزرگسالان	مقدار پیش فرض برای محدوده بالا :
60 BrPM	نوزاد	
5 BrPM	کودکان/بزرگسالان	مقدار پیش فرض برای محدوده پایین :
15 BrPM	نوزاد	

APNEA LIMIT •

برای تنظیم استاندارد قضاوت در زمان ایست تنفسی (APNEA) می‌باشد. که از ۲۰ تا ۶۰ ثانیه و OFF قابل تنظیم است و با هر چرخش به اندازه ۵ واحد زیاد و کم می‌شود.

GAS ALARM ■

برروی "GAS ALARM" از پنجره GAS WINDOW کلیک کنید تا منوی زیر باز شود :

GAS / ALARM WINDOW					
N2O ALARM	: ON		EtN2O LIMIT	: 35	 75
AA ALARM	: ON		FiN2O LIMIT	: 35	 75
O2 ALARM	: ON		EtAA LIMIT	: 0.5	 1.5
ALARM LEVEL	: 1		FiAA LIMIT	: 0.5	 1.5
			EtO2 LIMIT	: 50	 100
			FiO2 LIMIT	: 50	 100
					EXIT

شکل ۱۱ GAS /ALARM WINDOW ۸-۱۱

O2 ALARM و AA ALARM ، N2O ALARM •

با انتخاب "ON" برای هریک از گزینه های فوق، تمام نشانه های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه های وقوع آلام غیر فعال شده و علامت  در بخش مربوط به پارامتر Multi-gas نمایش داده می شود.

ALARM LEVEL •

انتخاب های قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس ترین نوع آلام است.

EtN2O LIMIT •

آلام EtN2O زمانی که مقدار N2O انتهای بازدم از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می شود. (محدوده ۱~100% V step: 1% V و ۷۵% V برای حد بالا و ۳۵% V برای حد پایین)

FiN2O LIMIT •

آلام FiN2O زمانی که مقدار N2O دمی از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می شود. (محدوده ۱~82% V step: 1% V و ۷۵% V برای حد بالا و ۳۵% V برای حد پایین)

EtAA LIMIT •

آلام EtAA زمانی که مقدار گاز بیهوده ای انتهای بازدم از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می شود.

FiAA LIMIT •

آلام FiAA زمانی که مقدار گاز بیهوده ای دمی از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می شود.

نکته:

هر گاز بیهوشی دارای محدوده آلام و Default متفاوت می‌باشد که عبارت است از:

Anesthesia agent	Alarm range	Step	Alarm limit default
HAL	0.1~5%	0.1%	0.5~1.5%
DES	0.1~18%	0.1%	5~10%
ISO	0.1~5%	0.1%	0.8~2%
SEV	0.1~8%	0.1%	1~3%
ENF	0.1~5%	0.1%	0.5~1.5%

EtO₂ LIMIT •

آلام EtO₂ زمانی که مقدار O₂ انتهای بازدم از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می‌شود. (محدوده V_{O2} 18~105% و step: 1% V) مقدار پیش فرض برای حد بالا 100% و برای حد پایین 50% می‌باشد.

FiO₂ LIMIT •

آلام FiO₂ زمانی که مقدار O₂ دمی از حد بالا و یا پایین تنظیم شده تجاوز کند، فعال می‌شود. (محدوده V_{FiO2} 18~105% و step: 1% V) مقدار پیش فرض برای حد بالا 100% و برای حد پایین 50% می‌باشد.

۸-۱۱) پیغام‌های آلام (Gas (Sidestream))

الف) آلام‌های فیزیولوژیکی

وقتی که مقدار پارامترهای مربوط به GAS از محدوده‌های مجاز تجاوز کند، آلام اتفاق می‌افتد:

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
AWRR HIGH	مقدار نرخ تنفس از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار AWRR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
AWRR LOW	مقدار نرخ تنفس از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار AWRR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtCo2 HIGH	مقدار CO2 انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtCo2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtCo2 LOW	مقدار CO2 انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtCo2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiCo2 HIGH	مقدار CO2 دمی از حد تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiCo2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
CO2 RESP APNEA	برای مدت زمان خاص هیچ تنفسی انجام نشده است.	نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام "CO2 RESP APNEA" با زمینه قرمز چشمک می‌زند.	فعال می‌شود.
EtN2O HIGH	مقدار N2O انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtN2O LOW	مقدار N2O انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
FiN2O HIGH	مقدار N2O دمی از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiN2O LOW	مقدار N2O دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtAA HIGH	مقدار AA انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtAA LOW	مقدار AA انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiAA HIGH	مقدار AA دمی از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
FiAA LOW	مقدار AA دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
EtO2 HIGH	مقدار O2 انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtO2 LOW	مقدار O2 انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiO2 HIGH	مقدار O2 دمی از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
FiO2 LOW	مقدار O2 دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiO2 چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلارم نمایش داده می شود.	فعال می شود.
FiO2 Too Low	مقدار FiO2 از 18 % کمتر باشد	مقدار FiO2 چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. آلارم سطح ۱ با پیغام رنگ زمینه قرمز نمایش داده می شود.	فعال می شود.

ب) آلارمهای تکنیکی

آلام	علت	راه حل	توضیحات
CO2 SYSTEM FAULT #1,2,3,4	اشکال در سنسور	سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید. در صورتی پیغام دوباره نمایش داده شد ، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
CHECK SAMPLING LINE	کاهش سیگنال IR	شیلنگ نمونه برداری را عوض کنید.	آلارم سطح ۳ ، پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SAMPLING LINE CLOGGED	شیلنگ نمونه برداری مسدود شده است.	انسداد را برطرف کنید. اگر برطرف نشد شیلنگ نمونه برداری را عوض کنید.	آلارم سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می شود.
CO2 INVALID	میزان CO2 از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
O2 INVALID	میزان O2 از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
N2O INVALID	میزان N2O از رنج دقت سیستم خارج شده است	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
AGENT INVALID	میزان گاز بههوشی از رنج دقت سیستم خارج شده است	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
AGENT MIXTURE	در حالت ISA OR+ ، مخلوط دو گاز بههوشی در راههای هوایی بیمار وجود دارد و توزیع این گازها از محدوده های آستانه قابل تشخیص سنسور بیشتر است.		آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می شود.

توضیحات	راه حل	علت	آلام
آلارم سطح ۳ ، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلارم غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.		- صحت تشخیص و میزان گاز بیهوشی قابل اطمینان نیست. - بیش از ۲ گاز بیهوشی در مدار تنفسی وجود دارد. - تراکم بالایی از محلول‌ها، مواد پاک‌کننده یا دیگر گازهای مزاحم در مدار تنفسی وجود دارد.	AGENT UNRELIABLE
آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلارم غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	میزان گازهای بیهوشی از رنج دقت سیستم خارج شده است	CO2 ACCUTACY INVALID, PLEASE ZERO
آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلارم برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می‌شود.	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	فشار محیط از رنج عملکردی سیستم خارج شده است.	CO2 INVALID AMBIENT PRESSURE
آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلارم برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می‌شود.	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	دماهی داخلی از رنج عملکردی سیستم خارج شده است..	CO2 INVALID AMBIENT TEMPERATURE
آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلارم غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.	سنسور O2 جدید را جایگزین کنید.	عمر مفید سنسور O2 سپری شده و باید تعویض شود.	REPLACE O2 SENSOR
آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE آلارم برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می‌شود.	سنسور O2 جدید را جایگزین کنید.	سنسور O2 از کار افتاده است.	O2 SENSOR ERROR

توضیحات	راه حل	علت	آلام
آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.	کالیبراسیون با هوای محیط باید انجام شود.	این پیغام زمانی نمایش داده اینکه شیلنگ نمونه برداری از سنسور جدا شود، استفاده شده باشد و یا دمای عملکردی برای سنسور اکسیژن تغییر کرده باشد.	O2 SPAN CALIB REQUIRED
آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.	باید عملیات اتوماتیک Zeroing CO2 در محیطی انجام شود که آن از ۰.۰۸% V درست باشد.	این پیغام زمانی نمایش داده می‌شود که میزان CO2 محیط از ۸۰۰ PPM (0.08% V) بیشتر باشد که در این حالت دقیق اندازه‌گیری مناسب نیست.	CO2 ZERO REFERENCE CALIB REQUIRED
آلارم سطح ۳ ، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف-نظر می‌شود.	سنسور را به سیستم وصل کنید، اگر پیغام همچنان نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	سنسور از سیستم جدا شده است	CO2 NO SENSOR

ج) پیغام ها

پیغام	علت	راه حل	توضیحات
CO2 SENSOR STANDBY MODE	به صورتی دستی سیستم وارد مდ شده باشد و یا هیچ تفسی برای مدت 30 دقیقه آشکار نشده باشد و یا مقدار EtCo2 برای مدت 30 دقیقه از 4mmHg کمتر باشد و یا شیلنگ نمونه برداری متصل نشده باشد.	با وارد شدن به منو GAS و تنظیم WORK MODE بر روی سیستم از STANDBY خارج می شود.	
ZEROING IN PROGRESS	انجام عمل ZEROING		پس از اتمام عمل Zeroing، سیگنال گاز، به صورت خط صاف و این پیغام نمایش داده می شود.

حالات مختلف نشانگر روی سنسور ISA:

سیستم در شرایط نرمال یا آماده به کار قرار دارد.	نور سبز ثابت
سیستم در حال انجام عمل Zeroing است.	نور سبز چشمک زن
وجود گازهای بیهوده	نور آبی چشمک زن
مشکل در سنسور	نور قرمز ثابت
شیلنگ نمونه برداری را چک کنید.	نور قرمز چشمک زن

۱۱-۹) تمیز کردن سیستم ISA

برای تمیز کردن آنالیزور ISA و آداتپر Nomoline از پارچه آغشته به اتانول و یا ایزوپروپیل الکل حداقل ۷۰٪ استفاده شود.

در هنگام تمیز کردن باید شیلنگ نمونه برداری Nomoline ISA به سنسور ISA متصل باشد تا از ورود گرد و غبار و مایعات به آنالیزور ISA جلوگیری شود.



هرگز آنالیزور ISA را استریل یا غوطه ور در مایعات نکنید.



هرگز شیلنگ نمونه برداری Nomoline را استریل یا غوطه ور در مایعات نکنید.

 هشدار 

سیستم ISA (سنسور و شیلنگ نمونه برداری) قابل استریل نیست. هرگز شیلنگ نمونه برداری را در اتوکلاو قرار ندهید چون ممکن است باعث آسیب رساندن به آن شود.

ISA نگهداری سیستم ۱۰-۱۱

 هشدار 

از هر گونه تغییر سیستم ISA بدون اجازه از افراد مجاز شرکت سازنده جداً خودداری فرمایید. در صورت هر گونه اعمال تغییری، لازم است تست‌ها و بررسی‌های مناسبی بمنظور اطمینان از عملکرد ایمن آن انجام گردد.

 هشدار 

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، انهدام شیلنگ نمونه برداری Nomoline باید طبق مقررات محلی انجام شود.

* (BFA) بیهوشی عمق مانیتورینگ فصل ۱۲

- ۱۲-۱ اطلاعات عمومی
- ۹ ۱۲-۲ سیستم مانیتورینگ BFA
- ۹ ۱۲-۳ مازول BFA ۱-۲-۱۲
- ۱۰ ۱۲-۴ مازول BFA در مانیتور علائم حیاتی ۲-۲-۱۲
- ۱۴ ۱۲-۵ پیغامهای آلام و عیب یابی BFA
- ۱۷ ۱۲-۶ تمیز کردن و نگهداری مازول BFA

۱-۱۲ اطلاعات عمومی

سال هاست متخصصان بیهوشی از مشخصه های همودینامیک و ظاهری بیمار از قبیل ضربان قلب، فشار خون، ریزش اشک، تغییرات چهره، قطر مردمک، تعرق و گاهی بررسی وضعیت بیمار از طریق اعمال تحریکات مختلف و تجربیات شخصی جهت برآورد سطح هوشیاری بیمار استفاده می کنند. همچنین دستگاه هایی چون کاپنوگراف و پالس اکسیمتری اطلاعاتی در این زمینه به پژوهشکار می دهد. اما هیچ کدام از این پارامترها مستقیماً با سطح هوشیاری (consciousness) در ارتباط نیستند. از اینرو پژوهشکاران مجبورند که از اندازه گیری های غیرمستقیم جهت اعمال دوز مناسب برای هر بیمار استفاده کنند تا بیمار درد حین عمل جراحی را حس نکند. استانداردهایی نیز جهت تعیین دوز موردنیاز وجود دارد. به عنوان مثال یکی از این استانداردها بر اساس نیاز یک مرد میانسال تهیه شده است. این استانداردها الزاماً برای سایر بیماران از جمله زنان و بیمارانی با سنین مختلف و افرادی که دارای بیماری های ناشناخته و خطرناک هستند، مناسب نمی باشد.

موارد بسیار رایجی وجود دارد که بیمار دوز دارویی بیش از حد لزوم دریافت کرده که علاوه بر زیان اقتصادی منجر به ریکاوری بلندمدت و اغلب همراه با تهوع شده است.

حالت دردناک تر و البته نادرتر وضعیتی است که در آن بیمار داروی کمی دریافت نموده و هنوز کاملاً قوه ادرار ک خود را از دست نداده اما به دلیل تزریق داروی های شل کننده قادر به انجام هیچ عکس العملی در طول جراحی نیست در این شرایط بیمار تصویر مبهمنی از آنچه در طول عمل در اطرافش می گذرد دارد. و این کار می تواند سبب بروز عواقب عاطفی طولانی مدت و شوک های روانی بعدی گردد. اغلب اینگونه بیماران تا چند روز بعد از عمل چار کابوس می شوند.

به همین دلیل تلاش های زیادی جهت استفاده از سیگنال های حیاتی بیمار در تعیین سطح هوشیاری به عمل آمده است هدف از این تلاش ها دستیابی به معیاری است که به کمک آن بتوان دوز دارویی موردنیاز هر بیمار را بدون توجه به سن، جنس و خصوصیات فیزیولوژیک تخمین زد.

ماژول ارزیابی عملکرد مغزی (BFA: Brain Function Assessment) یک وسیله غیر تهاجمی برای استفاده افراد متخصص و آموزش دیده است که در بخش های مختلف بیمارستان برای اندازه گیری سطح هوشیاری بیمار (BFI: Brain Function Index) (LOC: Level of Consciousness) به کار می رود. برای این منظور از شاخص (BFA) هیچ گونه تفسیری بر روی شاخص ها انجام نمی دهد و فقط شاخص های مورد نظر را نمایش می دهد. هر گونه بررسی و تفسیری بر روی اطلاعات نمایش داده شده بر عهده پژوهشکار می باشد.

در حقیقت این سیستم وسیله ای است که با استخراج اطلاعات سیگنال های مغزی، میزان هوشیاری بیمارانی که داروهای آرامبخش و یا بیهوشی مصرف کرده اند را مانیتور می کند.

اساس اندازه‌گیری

با کمک یک تقویت‌کننده ابزاری که دارای قابلیت بسیار بالای حذف نویز مد مشترک (CMRR) می‌باشد، سیگنال‌های EEG پیوسته از بیمار گرفته و تقویت می‌شود. همچنین الگوریتم‌های خاصی برای حذف تأثیر آرتیفیکت‌ها در محاسبه شاخص BFI در سیستم وجود دارد.

اساس اندازه‌گیری BFI بر پایه آنالیز محتوای فرکانسی و فاز سیگنال‌های EEG است. این سیستم همچنین میزان (BS: Burst Suppression) را در هر پریود پنجاه ثانیه‌ای شکل موج EEG تخمین می‌زند. این کمیت میزان همواری و سکوت سیگنال EEG در بیهوشی عمیق را نشان می‌دهد. همچنین پارامترهای (EMG: Electromyography) (SQI: Signal Quality Index) و عمق بیهوشی BFA اندازه‌گیری می‌شود.

BFI شاخص

عدد BFI در رنج صفر تا ۱۰۰ می‌باشد به طوری که صفر نشان‌دهنده یک موج EEG صاف و هموار است و ۱۰۰ فعالیت سیگنال EEG را در حالت بیداری نشان می‌دهد. رنج BFI در حالت بیهوشی مناسب، بین ۴۰ تا ۶۰ می‌باشد. مقادیر جدول زیر اعداد تقریبی هستند که بر اساس میزان متوسط رفتار بیماران در برابر داروی بیهوشی تهیه شده است. جدول زیر رابطه بین BFI و حالات کلینیکی بیمار را نشان می‌دهد.

BFI	Clinical state
۸۰-۱۰۰	بیداری (Awake)
۶۰-۸۰	بیهوشی سبک و یا حالت آرامش (Light/Moderate sedation)
۴۰-۶۰	محدوده مناسب بیهوشی برای عمل جراحی (General Anesthesia)
۲۰-۴۰	بیهوشی عمیق که در بیشتر مواقع با صافی و همواری شکل موج EEG همراه است. (Deep Hypnotic State).
۰-۲۰	بیهوشی بسیار عمیق (نzdیک به کما) با الگوی غالب BS که در بیشتر مواقع شکل موج سیگنال EEG ایزوالکتریک (خنثی) می‌باشد. (Burst Suppression)

EMG

فعالیت‌های عضلات صورت و یا سیگنال‌های الکترومایوگرام بر روی عدد BFI تأثیر می‌گذارد. مانیتور EMG دارای یک فیلتر EMG است که بیشتر انرژی‌های تأثیرگذار بر روی فعالیت EMG را حذف می‌کند. عدد EMG سطح انرژی EMG را در باند فرکانسی 30-47 HZ به صورت لگاریتمی از صفر تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد. فعالیت EMG معمولاً زمانی وجود دارد که بیمار بیدار است. زمانی که بیمار بیهوش است، فعالیت EMG به دلایل زیر می‌تواند افزایش پیدا کند:

- عکس العمل به یک تحريك دردناک حین جراحی
- در حالت استراحت نبودن عضلات
- سختی عضلات به علت مصرف داروهای مخدرات‌سکین دهنده دردهای شدید.
- وجود میدان الکتریکی خارجی بزرگ در اطراف، مانند دستگاه الکتروکوتور

عدد EMG باید متناباً چک شود. بخصوص زمانی که افزایش ناگهانی در عدد BFI دیده می‌شود. اگر افزایش عدد BFI با افزایش فعالیت عضلانی همراه باشد، خطر احتمالی تأثیر EMG می‌تواند وجود داشته باشد. وقتی این حالت اتفاق می‌افتد، باید به تحريکات دریافت شده از بیمار، در حین جراحی توجه خاصی کرد. برای داشتن بیهوشی بدون تأثیر EMG، دادن داروهای مسدودکننده عصبی عضلانی (Neuromuscular Blocking Agent) باعث کاهش عدد BFI می‌شود. از زمانی که بیمار داروی مسدودکننده عصبی-عضلانی دریافت کرده است، حرکات بیمار، نمی‌تواند به عنوان نشانه‌ای از برانگیختگی و تحريك بیمار در نظر گرفته شود. در این شرایط عدد BFI می‌تواند به عنوان، یک وسیله با ارزش برای مدیریت بیهوشی مورد استفاده قرار گیرد.

BS

مانیتور BFA درصد هموار بودن سیگنال EEG در ۵۰ ثانیه گذشته را محاسبه می‌کند که این عدد نشانگر سطوح عمیق بیهوشی است. عدد $BS\% = 20$ به این معنا است که سیگنال EEG در ۲۰ درصد از ۵۰ ثانیه گذشته، خنثی (iso-electric) و هموار بوده است. در بیهوشی‌های معمولی و سبک، عدد BS برابر صفر است و با عمیق‌تر شدن بیهوشی این عدد بالا می‌رود. در مواردی که بیمار به کما نزدیک می‌شود، BS معمولاً بالای ۷۵٪ است.

SQI

در سیستم یک الگوریتم حذف آرتیفیکت وجود دارد که با وجود این الگوریتم، از داشتن سیگنال EEG بدون نویز می‌توان اطمینان حاصل کرد. زمانی که نویز بیش از حد معمول، وجود داشته باشد، کیفیت سیگنال کاهش می‌یابد و درنتیجه آن بر روی شکل موج آشفتگی مشاهده می‌شود. الگوریتم حذف آرتیفیکت بخصوص در زمان بیداری و هنگام پلک زدن و یا حرکت دادن بیمار و نیز هنگام استفاده از دستگاه‌هایی که تداخل خارجی ایجاد

می‌کنند عمل می‌کند. در حقیقت عدد SQI بیان می‌دارد که عدد نمایش داده شده به عنوان ضریب هوشیاری بیمار (BFI) تا چه حد قابل اعتماد است. عدد SQI برابر با ۱۰۰، نشان‌دهنده کیفیت بالای سیگنال است.

⚠️ هشدار ⚠️

مانیتور BFA برای بیماران با ناهنجاری‌های شدید عصبی و یا بیماران کمتر از ۲ سال سن نمی‌تواند اعداد دقیقی را گزارش کند.

⚠️ هشدار ⚠️

مانیتور BFA برای بیماران با وزن کمتر از ۷۰٪ و یا بیشتر از ۱۳۰٪ وزن طبیعی و یا بیمارانی که داروهای حرک روان که دارای الكل است مصرف کرده‌اند، نمی‌تواند اعداد دقیقی گزارش دهد.

⚠️ هشدار ⚠️

استفاده از دستگاه پیس میکر می‌تواند بر روی سیگنال EEG تداخل ایجاد کند و عدد BFI را بالاتر از حد نمایش دهد.

⚠️ هشدار ⚠️

سیگنال EEG ترسیمی، جنبه‌ی تشخیصی نداشته و نمی‌توان از آن در ارزیابی وضعیت بالینی بیمار استفاده نمود. از این سیگنال تنها به منظور ارزیابی کیفیت اتصال الکترودها به بیمار استفاده می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

از مانیتور BFA به همراه دستگاه الکتروشوک قلبی استفاده نکنید. کابل بیمار در برابر شوک محافظت نشده است.

نکته:

تجهیزانی که انرژی فرکانس بالا ساطع می‌کنند (مانند دستگاه الکتروکوتور، رادیویی قابل حمل و تلفن همراه) می‌توانند بر روی سیگنال EEG اختلال ایجاد کند. در صورت مشاهده این حالت، مانیتور BFA را از میدان این تداخلات دور کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

در هنگامی که از مانیتور BFA به همراه دستگاه الکتروکوتور استفاده می‌شود، برای کاوش ریسک سوختگی بیمار، سنسورهای مغزی (Neuro sensor) نباید بین محل جراحی و الکترود بازگشتنی الکتروکوتور قرار داشته باشد.

⚠️ هشدار ⚠️

از این دستگاه در مجاورت گازهای بیهوشی اشتعال زا نباید استفاده شود.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر مانیتور BFA به همراه سایر تجهیزات پزشکی به بیمار متصل باشد، جریان نشتنی کلی ممکن است افزایش یابد و باعث صدمات احتمالی به بیمار شود.

⚠️ هشدار ⚠️

قسمت‌های هادی سنسورهای مغزی (Neuro sensors) نباید با قسمت‌های هادی که به ارت وصل است، تماس پیدا کند.

⚠️ هشدار ⚠️

از مانیتور BFA به همراه سایر پارامترهای مانیتورینگ و همچنین علائم بالینی بیمار استفاده کنید. با این کار تعادل داروی بیهوشی و میزان بیهوشی بیمار تضمین می‌شود.

⚠️ هشدار ⚠️

هیچ‌گاه بدنه BFA را باز نکنید. هیچ قسمت قابل تعمیری برای اپراتور وجود ندارد. سیستم باید توسط افراد آموزش دیده باز گردد. در صورت باز کردن سیستم امکان برق گرفتگی و آسیب جدی به شخص، همچنین صدمه دیدن دستگاه وجود دارد.

آمده‌سازی پوست و قراردهی سنسورها

برای اطمینان از پایین بودن امپدانس سنسور، توصیه می‌شود پوست را به وسیله محلول آب و صابون ملایم تمیز کنید.

نکته:


استفاده از الکل برای تمیز کردن پوست توصیه نمی‌شود. به دلیل اینکه لایه نازکی از الکل روی پوست باقی می‌ماند و امپدانس سنسور بالا می‌رود. اگر الکل استفاده شده است، ۳۰ ثانیه صبر کنید تا اثر آن خشک شود.

نکته:

عملکرد مانیتور BFA زمانی قابل تأیید است که از سنسورهای توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده شود.

بوسیله گاز استریل آغشته به مقدار کمی ژل تمیز کننده پوست، با ملایمت بر روی پوست خشک بکشید بطوري که لایه های غیر هادی پوست از بین بروند. سپس توسط پارچه‌ای خشک و یا یک گاز استریل دیگر پوست را از وجود ژل تمیز کننده پاک نمایید.

سنسورهای مغزی (Neuro sensor) را طبق شکل ۱-۱۲ به بیمار وصل کنید. پردازش‌های به عمل آمده بر روی سیگنال، نشان می‌دهد که تغییر محل سنسورها به اندازه ۲ سانتیمتر (0.78inch) تأثیر خاصی بر روی شاخص بیهوشی نمی‌گذارد. به هر حال توصیه می‌شود سنسورها در نواحی از جمجمه که فیبرهای ماهیچه‌ای کمتری وجود دارد قرار داده شود تا سیگنالی با کیفیت بهتر داشته باشیم.



شکل ۱-۱۲ روش صحیح نصب سنسورهای مغزی

الکترود سفید (۱): وسط پیشانی

الکترود سبز (۲) : سمت چپ پیشانی

الکترود سیاه (۳) : گیجگاه

نکته:

- مطمئن شوید که هیچ قسمتی از سنسورهای مغزی (Neuro sensor) با قسمت‌های هادی که به ارت و یا زمین وصل هستند، در تماس نباشد.
- اگر التهاب و یا علامت غیرعادی بر روی پوست در محل سنسورها دیده شد، سنسورها را از بیمار جدا کنید.
- هر ۲۴ ساعت یکبار سنسورهای مغزی را تعویض و سلامت پوست را بررسی کنید.



سنسورهای مغزی (Neuro sensor) یکبار مصرف هستند و نباید برای بیش از یک بیمار مورد استفاده قرار گیرند. قبل از استفاده به تاریخ انقضای آن حتماً توجه کنید.

نکته:

بعد از اینکه سنسورهای مغزی بر روی پوست محکم شد، طبق کد رنگی گفته شده، الکترودهای کابل را به سنسور موردنظر وصل کنید.


نکته:

در شکل ۱-۱۲ سنسورها در سمت چپ پیشانی قرار گرفته اند. قرارگیری سنسورها در سمت راست نیز قابل قبول است.

نکته:


استفاده از مازول BFA در جراحی‌های ناحیه سر و صورت ممکن است از دقت اندازه گیری کافی برخوردار نباشد.

شکل زیر چگونگی استفاده از سنسورها را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۱۲ روش صحیح استفاده از سنسورهای مغزی

بعد از باز کردن بسته بندی سنسورهای مغزی، بسته بندی را از محل پارگی به صورت زیر ببندید. اگر بعد از باز کردن بسته بندی این کار انجام نشود، سنسورها به زودی غیرقابل استفاده خواهند شد.



شکل ۳-۱۲ روشن صحیح نگهداری از سنسورهای مغزی در بسته بندی همراه

۲-۱۲ سیستم مانیتورینگ BFA

برای نمایش و ثبت پارامترهای عمق بیهوشی بر روی مانیتور علائم حیاتی، وجود مژول BFA الزامی می‌باشد. مژول BFA از طریق یک کابل واسطه، اطلاعات عمق بیهوشی را به مانیتور علائم حیاتی منتقل می‌کند و مانیتور علائم حیاتی این اطلاعات را نمایش می‌دهد. همچنین تغذیه مورد نیاز مژول نیز از طریق مانیتور تأمین می‌گردد.

۱-۱۲ مژول BFA




شکل ۴-۱۲ مژول BFA

کلیدها و نشانگرهای مازول BFA

نشانگر Power : زمانی که مازول BFA به مانیتور متصل گردد روشن می‌شود و تا قطع نشدن ارتباط در این وضعیت باقی می‌ماند. (شکل ۵-۱۲ ①)

نشانگر Alarm : در صورت نمایش آلام BFA ELECTRODE ALARM بر روی مانیتور (ناشی از اتصال نا مناسب سنسورهای مغزی)، این نشانگر نیز بر روی مازول با فرکانس ۱ هرتز روشن خاموش می‌گردد. (شکل ۵-۱۲ ②)

کلید امپدانس: در صورت فشردن این کلید عملیات اندازه‌گیری امپدانس انجام می‌پذیرد (شکل ۵-۱۲ ③) و نشانگر مربوط به آن بر روی مازول به مدت یک ثانیه به صورت چشمک زن در می‌آید. (شکل ۵-۱۲ ④)



شکل ۵-۱۲ کلیدها و نشانگرهای مازول BFA

۱۲-۲-۲ مازول BFA در مانیتور علائم حیاتی

مراحل راه اندازی مازول BFA :

۱. مازول BFA را از طریق اتصال به مانیتور روشن کنید.
۲. کابل بیمار را به مازول BFA متصل کنید.

⚠ هشدار ⚠

به دلیل این که کابل بیمار بسیار ظریف است، مواظب باشید کابل بیمار در معرض کشیدگی قرار نگیرد.

⚠ هشدار ⚠

از کابل BFA مورد تأیید شرکت سازنده استفاده کنید. کابل‌های دیگر ممکن است باعث عدم عملکرد مناسب سیستم شود.


⚠ هشدار ⚠

کابل‌های صدمه دیده BFA را به هیچ عنوان تعمیر نکنید و آن‌ها را برای واحد خدمات پس از فروش شرکت ارسال کنید. در صورت تعمیر، شرکت هیچ مسئولیتی در مورد دقت اندازه‌گیری نمی‌پذیرد.

۳. ارتباط، برقرار شده و شما می‌توانید پارامترهای مختلف شامل %EMG%, %SQI%, %BS%, %BFI% و همچنین سیگنال EEG را بر روی مانیتور علائم حیاتی مشاهده کنید (در حدود ۲۰ ثانیه ابتدایی تنها سیگنال در مانیتور نمایش داده می‌شود و سایر پارامترها پس از این مدت به نمایش در می‌آیند).

نمایش BFA در مانیتور علائم حیاتی

کلید روتاری را بچرخانید. زمانی که مکان نما در ناحیه مربوط به BFA قرار دارد، کلید روتاری را فشار دهید پنجره شکل زیر به نمایش درمی آید که آن را BFA large page می نامیم.



شکل ۶-۱۲ BFA Large Page

پنجره BFA Large Page صفحه خاصی است که برای نمایش BFA طراحی شده است به طوری که جزئیات اطلاعات مربوط به پارامتر BFA به وضوح دیده شود علاوه بر آن تنظیمات مربوط به BFA نیز در این صفحه انجام می شود.

- برای فعال یا غیرفعال کردن نمایش Trend پارامتر BS ، بر روی اولین گزینه از سمت چپ کلیک کنید. با هربار کلیک نمایش BS فعال یا غیرفعال می شود.
- برای فعال یا غیرفعال کردن نمایش Trend پارامتر SQI ، بر روی دومین گزینه از سمت چپ کلیک کنید. با هربار کلیک نمایش SQI فعال یا غیرفعال می شود.
- برای فعال یا غیرفعال کردن نمایش Trend پارامتر EMG ، بر روی سومین گزینه از سمت چپ کلیک کنید. با هربار کلیک نمایش EMG فعال یا غیرفعال می شود.

نکته:

موبوبت به پارامتر BFI همیشه بر روی صفحه نمایش داده می شود و اپراتور نمی تواند آن را غیرفعال کند.

■ برای انتخاب بازه زمانی نمایش Trend پارامترهای BFA بر روی چهارمین گزینه از چپ کلیک کنید. انتخاب های قابل دسترس، ۱۵ و ۳۰ دقیقه و ۱، ۲ و ۴ ساعت می باشد.

در صفحه BFA Large Page تا زمانی که خط کرسر حرکت داده است، با هربار کلیک بر روی بازه زمانی، محور X به اندازه بازه زمانی انتخاب شده تا زمان حال تغییر می کند. با اولین تغییری که در محل کرسر ایجاد می شود، با تغییر بازه زمانی محور X به اندازه بازه زمانی نسبت به خط کرسر zoom out , zoom in می شود.

■ برای دسترسی به مقادیر عددی پارامترها در زمانهای خاصی از Trend می توان از خط کرسر استفاده کرد. به این صورت که با کلیک بر روی پنجمین گزینه از چپ و چرخاندن روتاری در حالتی که بازه زمانی بر روی ۱۵ و ۳۰ دقیقه و ۱ ساعت و ۲ ساعت تنظیم شده، زمان خاصی که خط کرسر به آن اشاره می کند، تغییر می کند. پارامترهای عددی مرتبط با زمان اشاره شده توسط کرسر در سمت راست BFA Large Page با رنگ مربوط به خود نمایش داده می شوند.

■ با کلیک بر روی “◀▶” (ششمین گزینه از چپ) زمان ابتدا و انتهای محور X تنظیم می شود با هربار کلیک بر روی “◀▶”， محور X ها (به اندازه بازه زمانی تنظیم شده در چهارمین گزینه از چپ) به عقب برمی گردند.

■ برای تعویض گین شکل موج EEG بر روی EEG GAIN (هفتمین گزینه از چپ) کلیک کنید. اندازه محور Y های شکل موج EEG متناسب با آن تغییر می کند. انتخاب های قابل دسترس 25uV و 50uV تا 250uV با تغییر 50uV می باشد.

■ برای فعال یا غیرفعال کردن آلارم محدوده های BFI بر روی “BFA ALM ON or OFF” کلیک کنید. با انتخاب ”ON“ تمام نشانه های وقوع آلارم مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلارم و روشن شدن نشانگر آلارم فعال می شود. با انتخاب ”OFF“ تمام نشانه های وقوع آلارم غیرفعال شده و علامت  در بخش مربوط به پارامتر BFA نمایش داده می شود.

■ با کلیک بر روی دهمین گزینه از چپ می توان محدوده بالا و پایین آلارم را تنظیم کرد.
(default: min: 35,max: 60)

نکته:

آلام محدوده های BFI همیشه با سطح ۲ فعال می شود.

نکته:

هر تغییری که در تنظیمات BFA Large Page انجام می شود به صفحه اصلی BFA نیز انتقال پیدا می کند.

نکته:

با مشاهده تغییرات ناگهانی و نامعقول شاخص SQI یا BFI ، کاربر باید اقدام به اندازه گیری دستی امپدانس نماید.

۳-۱۲ پیغام های آلام BFA و عیب یابی

آلام محدوده برای پارامتر BFA به صورت زیر می باشد:

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
BFI HIGH	مقدار شاخص عمق بیهوشی از حد بالای مجاز تجاوز	مقدار BFI چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه زرد نمایش داده کند.	فعال می شود.
BFI LOW	مقدار شاخص عمق بیهوشی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار BFI چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه زرد نمایش داده کمتر باشد.	فعال می شود.

پیغام‌های مربوط به BFA بر روی مانیتور علائم حیاتی به صورت زیر می‌باشد:

پیغام	علت	راه حل
BFA ELECTRODE ALARM	محل قرارگیری سنسورهای مغزی یا اتصالات آن ممکن است مشکل داشته باشد. یا امپدانس سنسورها از $10K\Omega$ بیشتر باشد. وجود دستگاه‌های فرکانس بالا نیز می‌تواند یکی از دلایل نمایش این پیغام خطا باشد.	سنسورها و اتصالاتشان را چک کنید. کابل بیمار را چک کنید اگر وصل نیست آن را وصل کنید و اگر مشکل دارد آن را تعویض کنید. چک کنید که آیا همه سنسورها وصل هستند و اتصالاتشان مناسب است. سنسورهای مشکل دار را عوض کنید. پوست را طبق روش گفته شده در این منوال در قسمت "آماده-سازی پوست و قراردهی سنسورها" تمیز و آماده کنید
BFA SQI LOW	اگر امپدانس سنسورهای سفید و سیاه از $1k\Omega$ بیشتر شود، عدد SQI به تدریج کاهش پیدا می‌کند. آرتیفیکت‌های ناشی از دستگاه‌های فرکانس بالا و EMG شروع به کار کرده است. در صورت امکان دستگاه‌های توزیع کننده فرکانس بالا از سنسورها دور نگه دارید. زمین و ارت سیستم‌های توزیع کننده را چک کنید.	سنسورها و درستی اتصال کابل‌ها را چک کنید. آیا در نزدیکی سنسورها دستگاه مکانیکی یا الکتریکی که عمل فرکانس بالایی انجام می‌دهد (مثل دستگاه Patient warmer) شروع به کار کرده است. در صورت امکان دستگاه‌های توزیع کننده فرکانس بالا از سنسورها دور نگه دارید. زمین و ارت سیستم‌های توزیع کننده را چک کنید.
BFA IMPEDANCE HIGH	اگر امپدانس سنسورها از $5K\Omega$ بیشتر باشد SQI% و EMG%,BS%,BFI% اعداد نمایش داده نمی‌شود.	چک کنید که سنسورهای مغزی خشک نباشند. چک کنید که پوست به خوبی تمیز شده باشد. پوست را طبق روش گفته شده در این منوال در قسمت "آماده-سازی پوست و قراردهی سنسورها" تمیز و آماده کنید
BFA LINK OFF	ماژول BFA خاموش است.	ارتباط ماژول با مانیتور را از طریق کابل واسطه برقرار نمایید.

در هنگام نمایش پیغام‌های بالا آلام با سطح ۳ فعال می‌شود و با فشردن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.

عیب‌یابی:

- مازول BFA پس از اتصال به مانیتور روش نمی‌شود.
- کابل ارتباطی مازول با مانیتور را بررسی نمایید.
- اگر مشکل همچنان برطرف نشد، با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

- عدد BFI از رنج مورد انتظار شما بالاتر است.
- سیستم ماشین بیهوشی شامل قسمت‌های IV-line و قسمت تنظیم‌کننده دوز داروی بیهوشی (vaporizer) را چک کنید.
- بعضی از بیماران برای اینکه به حد بیهوشی موردنظر برسند به دوز بیشتری از داروی بیهوشی نیازمند هستند.
- دوز دارو برای مرحله نگهداری در بیهوشی (maintenance) کافی نیست، درنتیجه عدد BFI در حین تحریکات دردناک بالا می‌رود.

- عدد BFI متناسب با EMG افزایش پیدا می‌کند.
- اگر فعالیت عضلات صورت و الکترومایوگرافی در سطح بالایی باشد، بر روی میزان BFI تأثیر می‌گذارد و باعث بالا بردن BFI می‌شود. در صورت وقوع این حالت، باید به عکس‌العمل‌های بیمار در برابر تحریکات حین عمل توجه کرد. وقتی بیمار بیهوش است، افزایش فعالیت EMG به دلیل عکس‌العمل به تحریکات دردناک در حین جراحی، در حالت استراحت نبودن عضلات و سفتی عضلات (به دلیل مصرف داروهای مخدر برای تخفیف درد opioids) بوجود می‌آید.
- برای داشتن بیهوشی که تحت تأثیر EMG نباشد، استفاده از داروهای مسدود کننده عصبی عضلانی (شل کننده‌ها) میزان BFI را کاهش می‌دهد.

۴-۱۲ تمیز کردن و نگهداری مازول BFA

برای تمیز کردن مازول BFA و کابل بیمار به موارد زیر دقت کنید:

۱- از مواد شویندهای که دارای آمونیاک و یا استون هستند، استفاده نکنید.

۲- بیشتر مواد شوینده در هنگام استفاده باید رقیق شوند.

۳- برای تمیز کردن از وسایل زبر مانند پارچه فلزی یا سیم ظرفشویی خودداری کنید.

۴- مواد شوینده باقی مانده را خشک نمایید.

نکته :

مازول BFA را به وسیله اتانول بیمارستانی تمیز و سپس به وسیله یک دستمال خشک کنید.

انبارش

محل انبارش باید تمیز و خشک باشد. در صورت امکان از بسته بندی اولیه دستگاه استفاده شود.

⚠️ هشدار !

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست درخصوص معدوم کردن مازول BFA و لوازم جانبی مربوط به آن باید طبق مقررات مربوطه عمل گردد.

نگهداری

برای اطمینان از این که مانیتور در بهترین شرایط نگهداری می‌شود، مانیتور باید تمیز نگهداری شود و کلیه نکات مربوط به نگهداری سیستم رعایت شود. هیچ قسمت قابل تعمیری در سیستم وجود ندارد و همه تعمیرات باید توسط سازنده انجام گیرد.

نکته :

اگر مانیتور از ارتفاع افتاد و صدمه دید و یا در مجاورت دمای خیلی بالا و رطوبت فوق العاده قرار گرفت، برای اطمینان از صحت عملکرد در اولین فرصت مازول را به خدمات پس از فروش شرکت تحويل دهید.

نکته:

قبل و بعد از زمانی که سیستم برای مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، سیستم را به طور کامل تمیز کنید.

نکته:

در صورتی که مازول ضربه خورد و یا به شدت تکان خورد نباید از آن استفاده کرد و برای اطمینان از صحت عملکرد، باید مازول را به خدمات پس از فروش شرکت تحويل داده شود.

فصل ۱۳، مانیتورینگ ST

۲

۱-۱۳ اطلاعات عمومی

۴


ST ANALYSIS WINDOW ۲-۱۳

۶

۳-۱۳ پیغامهای آنلاین

۱-۱۳ اطلاعات عمومی

جابجایی سگمنت ST به سمت بالا و یا پایین سطح ایزو الکتریک، انحراف ST نامیده می‌شود. برای اندازه‌گیری این انحراف، نقطه ایزوالکتریک (ISO point) با نقطه ST (ST point) مقایسه می‌شود. نقطه ایزوالکتریک سطح صفر ولتاژ (هیچ فعالیت الکتریکی در آن وجود ندارد) را مشخص می‌کند که موقعیت آن به صورت پیش فرض ۸۰ms قبل از موج R است. نقطه ST بر روی سگمنت ST بین نقطه J و موج T می‌باشد که موقعیت آن به صورت پیش فرض ۱۱۰ms بعد از موج R می‌باشد. شکل زیر یک کمپلکس QRS نمونه را نشان می‌دهد:



شکل ۱-۱۳ اساس اندازه گیری ST

عدد ST نمایش داده شده، فاصله عمودی بین دو نقطه اندازه گیری ISO و ST در هر ضربان ECG می‌باشد. الگوریتم ST ، کمپلکس‌های QRS که به عنوان ضربان‌های نرمال طبقه بندی شده‌اند را بررسی می‌کند (آشکارسازی و طبقه بندی ضربان‌ها به وسیله الگوریتم تشخیص آریتمی فراهم می‌شود) و ضربان‌هایی که منشاء بطنی دارند را حذف می‌کند. با ترکیب ویژگی‌های ضربان‌های نرمال، یک کمپلکس QRS متوسط‌گیری شده ایجاد می‌کند. انحراف سگمنت ST از این طریق محاسبه می‌شود.

با استفاده از مانیتورینگ تغییرات سگمنت ST می‌توان شدت و مدت زمان ایسکمی عضله قلبی را برای بیماران بزرگسال نشان داد. از آنجاییکه گاهی ایسکمی عضله قلبی بدون هیچ نشانه یا دردی اتفاق می‌افتد، مانیتورینگ پیوسته انحراف سگمنت ST می‌تواند سریع‌ترین هشدار برای اعلام وقوع این ایسکمی باشد.

نکته:

مانیتورینگ ST برای بزرگسال و کودکان قابل استفاده است. استفاده از این مانیتورینگ برای نوزادان توصیه نمی‌شود.

نکته:

اگر در ۵۰ ضربان ECG گذشته بیمار، حداقل ۵ کمپلکس نرمال وجود نداشته باشد، عدد ST نمایش داده نخواهد شد.

نکته:

لید مورد استفاده برای HR، Pace، Arr، ST Trace اول نمایش داده شده و در منوی ECG قابل تنظیم می‌باشد.

نکته:


جهت اطمینان از صحت آنالیز انحراف سگمنت ST توصیه می‌شود فیلتر Extended انتخاب شود.

مانیتورینگ ST به صورت پیش فرض غیرفعال است. در صورت نیاز به مانیتورینگ ST، با وارد شدن به منو مربوطه می‌توان آن را فعال کرد.

در هنگامی که مانیتورینگ ST فعال است، مقادیر عددی ST، ذخیره می‌شوند و با وارد شدن به منو TREND می‌توان این مقادیر را مشاهده کرد.

نکته:

واحد اندازه‌گیری ST، mV می‌باشد.




شکل ۲-۱۳ عدد ST در بخش مربوط به پارامترهای ECG

محدوده اندازه‌گیری سگمنت ST بین -2.0 mV تا $+2.0 \text{ mV}$ می‌باشد.
منفی بودن عدد ST نشان‌دهنده انحراف به سمت پایین سگمنت ST و مثبت بودن آن نشان‌دهنده انحراف به سمت بالای سگمنت ST می‌باشد.

ST ANALYSIS WINDOW ۲-۱۳

برروی ST ANALYSIS WINDOW از پنجره ECG WINDOW کلیک کنید ، منو زیر باز می‌شود:



شکل ۲-۱۳ ECG/ST ANALYSIS WINDOW

ST ANALYSIS ■

با استفاده از این تنظیم می‌توان مانیتورینگ ST را فعال یا غیرفعال کرد. مانیتورینگ ST در حالت پیش فرض OFF می‌باشد. زمانی که مانیتورینگ ST غیرفعال است، "ST OFF" در بخش مربوط به پارامترهای ECG نمایش داده می‌شود.

ST ALARM ■

با انتخاب "ON" تمام نشانه‌های وقوع آلام مانند چشمک زدن پارامترها، صدای آلام و روشن شدن نشانگر آلام فعال می‌شود. با انتخاب "OFF" تمام نشانه‌های وقوع آلام غیرفعال شده و علامت  در بخش مربوط به پارامتر ST نمایش داده می‌شود.

ALARM LEVEL

انتخاب های قابل دسترس "۱" و "۲" است سطح "۱" حساس ترین نوع آلام است.

ST LIMIT ■

زمانی که عدد سگمنت ST از حد بالا و پایین تنظیم شده، تجاوز کند، آلام ST فعال می‌شود.
(حدوده تغییرات : 2.0~+2.0 - با فاصله 0.1)
مقدار پیش فرض برای حد بالا +0.2 و برای حد پایین -0.2 می‌باشد.

EVENT DURATION ■

با استفاده از این تنظیم می‌توان مدت زمانی را تعیین کرد که در این مدت، شرایط آلام ST بر روی شکل موج ECG برقرار بوده، تا آلام فعال شود. انتخاب‌های قابل دسترس OFF, 60s, 45s, 30s, 15s می‌باشد. حالت پیش فرض OFF است که در این شرایط به محض خارج شدن عدد ST از محدوده تنظیم شده، آلام فعال می‌شود.

ST RELEARN ■

با کلیک بر روی این قسمت عملیات یادگیری (Learning) شروع می‌شود و پیغام "RELEARN" در بخش مربوط به نمایش پیغام‌ها مشاهده می‌شود که حدوداً ۲۰ ثانیه به طول می‌انجامد.

در حین عملیات یادگیری (Learning) مراحل زیر انجام می‌شود:

- متوسط کمپلکس QRS موجود در پنجره DEFAULT POINT پاک می‌شود.
- با انجام عملیات یادگیری، الگوی جدید کمپلکس QRS معین می‌شود.
- کمپلکس جدید تعیین شده در پنجره DEFAULT POINT نمایش داده می‌شود.

نکته:

با انتخاب **ECG/ARR ANALYSIS** در پنجره **ARR RELEARN** می‌توان عملیات یادگیری (Learning) را انجام داد و پیغام "RELEARN" در بخش مربوط به نمایش پیغام‌ها مشاهده می‌شود.

نکته:

هر زمان که یکی از کارهای زیر انجام شود، مانیتور به صورت خود به خودی شروع به یادگیری مجدد الگوی مرجع می‌کند: (در صورتی که "ST ANALYSIS:ON" و هیچ آلام سخت‌افزاری برای ECG وجود نداشته باشد. مانند **(CHECK LEAD)**


- روشن کردن مانیتور
- اتصال کابل ECG
- تغییر لید ECG
- انتخاب "NEW" در پنجره "HOME/PATIENT INFORMATION"

نکته:

در پنجره **TREND**، یک خط زرد رنگ عمودی به همراه بر چسب "LRN" بر روی پارامتر ST زمانی که عملیات یادگیری انجام شده است، را مشخص می‌کند.

DEFAULT POINT ■

با انتخاب "DEFAULT POINT" از ST ANALYSIS WINDOW پنجره زیر باز می‌شود:
از این پنجره برای تنظیم موقعیت نقاط اندازه‌گیری ISO و ST استفاده می‌شود. با تغییر نقاط اندازه‌گیری ISO و ST، مقدار انحراف ST متناسب با نقاط جدید، مجدداً محاسبه می‌شود.



شكل ۱۳ ECG/ST ANALYSIS/DEFAULT WINDOW

طبق شکل بالا، در پنجره DEFAULT الگوی کمپلکس QRS غالب نمایش داده می‌شود. دو خط عمودی مکان نقاط ISO و ST را نشان می‌دهد.

ISO: برای نمایش نقطه مرجع جهت تحلیل ST . (مقدار پیش فرض: 80ms)

ST: برای نمایش نقطه اندازه‌گیری جهت تحلیل ST . (مقدار پیش فرض: 110ms)

(محدوده تغییرات: 5ms ~ 400ms با فاصله 5ms)

پیک موج R ، نقطه مرجع برای اندازه‌گیری ST می‌باشد.

نکته:

بهتر است، قبل از هر بار مانیتورینگ ST و بعد از اتمام عملیات یادگیری، نقاط اندازه‌گیری ISO، ST مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.

نکته:

عملأً برای تعیین صحیح نقاط اندازه‌گیری ISO و ST نیاز به ارزیابی دقیق کلینیکی وجود دارد.

نکته:

اگر شکل سیگنال ECG یا عدد HR بیمار به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کند، نقاط اندازه‌گیری ST باید مجدداً تنظیم شود.

در صورتی الگوی QRS نرمال تشکیل نشده باشد، یک خط افقی در پنجره دیده خواهد شد. همچنین در صورتی که مانیتورینگ ST غیر فعال باشد، پیغام "ST ANALYSIS KEY IS OFF" در این پنجره ظاهر می‌شود. شما می‌توانید با انتخاب ISO یا ST و سپس چرخاندن کلید روتاری به سمت چپ و یا راست محل ISO و ST را تنظیم کنید. بعد از رسیدن به نقطه مطلوب با کلیک بر روی آن این انتخاب را ثبت کنید.

نکته:

کمپلکس‌های QRS غیرعادی در آنالیز ST در نظر گرفته نمی‌شود.

نکته:

زمانی که Pace فعال است (برای بیمارانی که از پیس میکر استفاده می‌کنند) و یا در حین عملیات یادگیری (Learning) در پنجره DEFAULT POINT هیچ شکل موجی نمایش داده نمی‌شود و فقط دو خط مربوط به ISO و ST دیده می‌شود. در این شرایط عدد ST اندازه-گیری نمی‌شود.

نکته:

یک خط قرمز رنگ عمودی به همراه بر چسب "CHG" بر روی پارامتر ST در پنجره زمانی که نقاط اندازه‌گیری ISO یا ST تغییر کرده‌اند را مشخص می‌کند.

۳-۱۳ پیغام‌های آلام ST

وقتی که مقدار عددی ST از محدوده‌های تعیین شده تجاوز کند، آلام اتفاق می‌افتد:

آلام	زمان وقوع	آلارم دیداری	آلارم صوتی
ST HIGH	مقدار عددی ST از حد بالای تعیین شده نشانگر آلام چشمک می‌زند.	عدد ST چشمک می‌زند.	فعال می‌شود.
ST LOW	مقدار عددی ST از حد پایین تعیین شده نشانگر آلام چشمک می‌زند.	عدد ST چشمک می‌زند.	فعال می‌شود.

پیغام‌های مربوط به ST شامل موارد زیر می‌باشد:

پیغام	علت	راه حل
ST OUT OF RANGE HIGH	عدد ST +1mV, ST بیشتر از حد بالای محدوده اندازه‌گیری ، محاسبه شده است.	- محل نقاط ST و ISO را چک کنید. - مشکل بیمار را بررسی کنید و اقدامات کلینیکی لازم را به عمل آورید.
ST OUT OF RANGE LOW	عدد ST -1mV, ST کمتر از حد پایین محدوده اندازه‌گیری، محاسبه شده است.	- محل نقاط ST و ISO را چک کنید. - مشکل بیمار را بررسی کنید و اقدامات کلینیکی لازم را به عمل آورید.

سطح آلام برای پیغام‌های مربوط به ST در پنجره ST WINDOW تنظیم می‌شود. با فشردن کلید ALARM SILENCE ، رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت 120s مسکوت می‌شود.

فصل ۱۴، مانیتورینگ آریتمی

۲

۱-۱۴ اطلاعات کلی

۶

ARR ANALYSIS WINDOW ۲-۱۴

۱-۱۴ اطلاعات کلی

به هرگونه اختلال و بی‌نظمی در ریتم و شکل (morphology) سیگنال قلبی آریتمی گفته می‌شود. ثبات ریتم قلبی تأثیر مستقیمی در پمپ شدن خون و بروز ده قلبی دارد.

نگه داشتن بروز ده قلبی در شرایط مناسب برای پرفیوژن ارگان‌ها و بقاء انسان بسیار حیاتی می‌باشد. وجود آریتمی می‌تواند باعث کاهش بروز ده قلبی شود. بنابراین تشخیص دقیق و سریع آریتمی‌ها دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

متخصصین می‌توانند از مانیتور آریتمی برای ارزیابی شرایط بیمار (مانند ضربان قلب، تعداد PVC در دقیقه و ریتم و ضربان‌های اکتوپیک) استفاده کنند و درمان مناسبی را برای بیمار تجویز کنند.

نکته:

زمانی که مانیتورینگ آریتمی فعال است، عدد ضربان قلب (HR) به وسیله نرم‌افزار آریتمی محاسبه می‌شود.

نکته:

در این سیستم قابلیت اندازه‌گیری ۱۳ آریتمی وجود دارد.

نکته:

مانیتورینگ آریتمی برای بیماران بزرگسال و کودکان قابل استفاده می‌باشد و استفاده از آن برای نوزادان توصیه نمی‌شود.

نکته:

لید مورد استفاده برای HR, Pace, Arr, ST Trace اول نمایش داده شده و در منوی ECG قابل تنظیم می‌باشد.



مانیتور آریتمی فقط باید توسط افراد آموزش دیده و آشنا به دفترچه سیستم استفاده گردد.

⚠️ هشدار ⚠️

مانیتورینگ آریتمی یک وسیله کمکی برای ارزیابی وضعیت بیمار می‌باشد. برای اطمینان بیشتر باید همواره در کنار آن از علایم و نشانه‌های بالینی بیمار نیز استفاده شود.

نکته:

برای داشتن بهترین دقیق نرم‌افزار آریتمی توصیه می‌شود که از لید‌های I یا II استفاده شود.

اساس الگوریتم آشکارسازی آریتمی

اساس الگوریتم تشخیص آریتمی بر پایه قوائد تطبیق الگوها است. (الگو به مجموعه‌ای از ضربان‌های منطبق بر هم گفته می‌شود که دارای شکل یکسانی می‌باشند). این الگوریتم در ابتدا کمپلکس‌های QRS را آشکار کرده سپس الگوهای مختلف را ایجاد می‌کند و در نهایت برحسب هر ضربان مشخص می‌شود. این الگوریتم به سه بخش آشکارسازی، طبقه‌بندی و برحسب‌گذاری تقسیم می‌شود:

الگوریتم آشکارسازی: کمپلکس QRS را از روی شکل موج ECG استخراج می‌کند.

الگوریتم طبقه‌بندی: الگوهایی با کمپلکس‌های QRS شبیه به هم تشکیل می‌دهد. در واقع ضربان‌هایی که شکل مشابهی دارند در یک الگوی یکسان قرار می‌گیرند. در حین فاز یادگیری یک مجموعه اولیه از الگوهای QRS ساخته می‌شود سپس، مانیتور یک الگوی مرجع بر پایه الگوی نرمال غالب ایجاد می‌کند. زمانی که یک کمپلکس QRS جدید آشکار شود، آن کمپلکس با شکل موج همه الگوهایی که تاکنون ایجاد شده اند مورد مقایسه قرار می‌گیرد. اگر ضربان با هیچ‌کدام از الگوها تطبیق پیدا نکند، خود یک الگوی جدید ایجاد می‌کند و این الگو به مجموعه الگوها اضافه می‌شود.

الگوریتم برحسب‌گذاری: همه الگوها را تحلیل می‌کند و هر الگو و ضربان متعلق به آن با یکی از اسمی ضربان نرمال، ضربان بطنی و ضربان ناشناخته برحسب‌گذاری می‌شود. با این فرایند، مانیتور می‌تواند موقعیت یک آریتمی را تأیید کند.

به موازات این عملیات، الگوریتم دیگری برای تشخیص فیبریلاسیون بطنی وجود دارد که اساس آن بر پایه تحلیل شکل موج است. همچنین با استفاده از پارامترهای بدست آمده از بخش‌های قبلی و تحلیل فواصل زمانی R-R، آریتمی AFIB تشخیص داده خواهد شد. حداقل یک دقیقه پس از موقعیت AFIB، آلام مربوطه اعلام و زمان موقعیت آن در Trend ذخیره می‌شود.

طبقه‌بندی ریتم و ضربان‌ها


طبقه‌بندی هر ضربان (Beat Classification) ، بر پایه تحلیل ضربان‌های مجزا می‌باشد. در صورتی که ویژگی‌های ضربان جدید، بر الگوهای نرمال منطبق نباشد، این ضربان به عنوان ضربان زودرس و یا ناشناخته طبقه‌بندی می‌شود. مانیتور از همه ضربان‌ها برای محاسبه عدد HR استفاده می‌کند و ضربان‌های ناشناخته را در طبقه‌بندی آریتمی‌ها حذف می‌کند.

طبقه‌بندی ریتم ضربان‌ها (Rhythm classification) بر پایه تحلیل توالی ضربان‌هاست. مانیتور توالی دوازده ضربان گذشته را با توالی ذخیره شده در مانیتور مقایسه می‌کند. اگر همزمان دو یا تعداد بیشتری آریتمی آشکار شود، آلام مانیتور با توجه به اولویت آریتمی فعال می‌شود.

جدول زیر آریتمی‌های قابل تشخیص در سیستم مانیتورینگ موجود را توصیف می‌کند:

نوع آریتمی	زمان وقوع
ECG ASYSTOLE	۵ ثانیه می‌گذرد بدون اینکه یک کمپلکس QRS معتبر آشکار شود.
VFIB ARRHYTHMIA	Ventricular Fibrillation : الگوریتم یک شکل موج سینوسی با ویژگیهای فیریلاسیون تشخیص می‌دهد. (بعضی از VTAC های خاص دارای شکل موج سینوسی شبیه به VFIB هستند. به علت شباهت این شکل موج‌ها، مانیتور ممکن است این نوع VTAC را به عنوان VFIB طبقه‌بندی کند.)
VTAC ARRHYTHMIA	: N یا تعداد بیشتری PVC متوالی در فاصله زمانی $T = (60 * (N-1)) / R$ آشکار شود، که N به عنوان تعداد PVC و R به عنوان نرخ VTAC تعریف شده است.
RUN ARRHYTHMIA	: ۳ تا-۱ PVC متوالی با نرخ ضربان بزرگتر از نرخ VTAC تنظیم شده
AVIR ARRHYTHMIA	Accelerated Idioventricular Rhythm : بیشتر از ۳ تا PVC متوالی با نرخ ضربان کمتر از نرخ VTAC تنظیم شده
COUPLET ARRHYTHMIA	PVC، PVC، PVC، PVC، نرمال، نرمال: دنباله ضربان‌ها با الگوی نرمال
BIGEMINY ARRHYTHMIA	PVC، PVC، PVC، PVC، نرمال: دنباله ضربان‌ها با الگوی نرمال
TRIGEMINY ARRHYTHMIA	PVC، PVC، PVC، نرمال، نرمال، نرمال: دنباله ضربان‌ها با الگوی نرمال
TACHY ARRHYTHMIA	Sinus Tachycardia : نرخ ضربان بزرگتر از نرخ تنظیم شده. وقوع یک ضربان غیر نرمال، ترتیب ضربان‌های نرمال را به هم می‌زند و آنالیز از ابتدا شروع می‌شود.
BRADY ARRHYTHMIA	Sinus Bradycardia : نرخ ضربان کمتر از نرخ تنظیم شده. وقوع یک ضربان غیر نرمال، ترتیب ضربان‌های نرمال را به هم می‌زند و آنالیز از ابتدا شروع می‌شود.
AFIB ARRHYTHMIA	Atrial Fibrillation : تغییرات نامنظم فاصله کمپلکس‌های QRS متوالی در یک بازه زمانی
PAUS ARRHYTHMIA	Pause : فاصله ۲ موج R متوالی جدید ۲/۱ برابر متوسط فاصله دو موج R در ضربان‌های قبلی باشد.
FREQUENT PVCs	تعداد PVC‌ها در دقیقه از آستانه تنظیم شده در بخش count از پنجره ARR SETUP بیشتر شود.

ضریبان زودرس بطنی (Premature Ventricular Contraction : PVC) به انتشار یک ایمپالس نابجا از کانون بطنی قبل از یک ضربان نرمال گفته می‌شود. عدد PVC در صفحه مربوط به پارامترهای ECG به نمایش در می‌آید و هر ۵ ثانیه یک بار به هنگام می‌شود. در هنگامی که مانیتورینگ آریتمی فعال است، مقدار عددی فعلی PVCs، هر ۲۰ ثانیه ذخیره می‌شود و با وارد شدن به منو TREND می‌توان آن را مشاهده کرد.




شکل ۱-۱۴ عدد PVC در بخش مربوط به پارامترهای ECG

نکته:

در صورتی که PACE:ON باشد، (برای بیمارانی که دارای پیس میکر هستند) سیستم نمی‌تواند آریتمی‌های مربوط به PVC را آشکار کند.

ARR ANALYSIS WINDOW ۲-۱۴

بر روی "ARR ANALYSIS" از پنجره ECG WINDOW کلیک کنید، منو زیر باز می‌شود:



شکل ۲-۱۴ ECG/ARR ANALYSIS WINDOW

ARR MONITOR

از این تنظیم برای فعال یا غیرفعال کردن مانیتورینگ آریتمی استفاده می‌شود. در حالت پیش فرض مانیتورینگ آریتمی "OFF" است. زمانی که مانیتورینگ آریتمی غیرفعال است، "PVCs OFF" در بخش مربوط به پارامترهای ECG به نمایش درمی‌آید.

ARR SETUP


بر روی "ARR SETUP" از پنجره ARR ANALYSIS کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود:



شکل ۳-۱۴ ECG/ARR ANALYSIS/ ARR SETUP WINDOW

جدول ARR SETUP، به شما این اجازه را می‌دهد که مانیتورینگ آریتمی را با توجه به نیازمندی‌های بیمار خاص خود تنظیم کنید. نام کلیه آریتمی‌های قابل تشخیص دردو ستون با ویژگی‌های مانیتورینگ آریتمی در این جدول آمده است. تنظیماتی که برای آریتمی‌های خاص کاربرد ندارند، با خط تیره مشخص شده‌اند در حالی که تنظیماتی که برای آریتمی‌های خاص قابل تغییر نمی‌باشند، در صفحه به صورت کم‌رنگ‌تر دیده می‌شود. (تنظیمات پیش‌فرض مربوط به آریتمی‌ها مطابق شکل ۳-۱۴ می‌باشد).

با کلیک بر روی آریتمی مورد نظر وارد پنجره ECG/ARR/SETUP/CHANGE WINDOW در شکل ۴-۱۴ شده و تغییرات مربوط به آن آریتمی را میتوان انجام داد.



شکل ۴-۱۴ ECG/ARR / SETUP/CHANGE WINDOW

پس از انجام تغییرات در پارامترها بر روی EXIT کلیک کرده و خارج شوید.

ALARM LEVEL

انتخاب‌های قابل دسترس برای تنظیم سطح آلام برای هر آریتمی خاص 2,1 OFF, 2,1 می‌باشد.
(برای اطلاعات بیشتر در مورد سطوح آلام به فصل آلام مراجعه کنید.)

نکته:

سطح آلام برای آریتمی‌های "VTAC" ، "VFIB" و "ASYSTOLE" قابل تنظیم نمی‌باشد و همیشه در سطح "1" فعال می‌شود.

RATE

تنظیم این پارامتر به همراه COUNT ، زمان وقوع یک آریتمی خاص را تعیین می‌کند.
برای آریتمی‌های "TRIGEMINY" ، "BIGEMINY" ، "COUPLET" ، "VFIB" ، "ASYSTOLE" قابل تنظیم نمی‌باشد.
، "FREQUENT PVCs" و "PAUSE" ، "AFIB" عدد RATE مربوط به آریتمی‌های "RUN" و "AIVR" از تنظیمات RATE آریتمی "VTAC" گرفته می‌شود و در پنجره قابل تنظیم نمی‌باشد.

نوع آریتمی	محدوده قابل تنظیم برای RATE
VTAC	10-100 با فاصله 10
RUN	مانند نرخ VTAC
AIVR	$< VTAC_{rate}^{-1}$
TACHY	100-100 با فاصله 10
BRADY	30-105 با فاصله 5

COUNT

تنظیم این پارامتر به همراه RATE زمان وقوع یک آریتمی خاص را تعیین می‌کند. برای آریتمی‌های ”TRIGEMINY” ، ”BIGEMINY” ، ”COUPLET” ، ”VFIB” ، ”ASYSTOLE” ، ”PAUSE” و ”AFIB” ، ”BRADY” ، ”TACHY” برای آریتمی ”AIVR” نیز COUNT قابل تنظیم نمی‌باشد.

نوع آریتمی	محدوده قابل تنظیم برای COUNT
VTAC	1 با فاصله 5-12
RUN	1 با فاصله $\frac{1}{\text{count}}$ تا 3
FREQUENT PVCs	1 با فاصله 1-15

ARCHIVE

با این تنظیم می‌توان تعیین کرد که بعد از وقوع یک آریتمی خاص، آریتمی و اطلاعات مربوط به آن ذخیره شود، به طور اتوماتیک بر روی کاغذ رکورددگیری شود و یا اینکه ذخیره‌سازی و رکورددگیری همزمان انجام شود. برای مشاهده آریتمی‌های ذخیره شده، به پنجره ARR EVENT RECALL مراجعه شود.

STR: آریتمی موردنظر در صورت وقوع، ذخیره می‌شود.

REC: در صورت وقوع آریتمی موردنظر، به صورت اتوماتیک رکورددگیری انجام شود.

STR/REC: در صورت وقوع آریتمی موردنظر، ذخیره سازی و رکورددگیری همزمان انجام می‌شود.

OFF: در صورت وقوع آریتمی موردنظر، ذخیره سازی و رکورددگیری صورت نمی‌گیرد.

ALL ALM LEVEL

با استفاده از این تنظیم، سطح آلام همه انواع آریتمی‌ها به صورت یکسان تنظیم می‌شود و یا همه همزمان غیرفعال می‌شوند.

ALL ARCHIVE

با استفاده از این تنظیم، شرط ARCHIVE مربوط به همه انواع آریتمی یکسان می‌شود.

ARR EVENT RECALL

بر روی ”ARR ANALYSIS“ از پنجره ”ARR EVENT RECALL“ کلیک کنید، منو زیر باز می‌شود:

ECG/ARR ANALYSIS/ARR EVENT RECALL WINDOW			
ARRHYTHMIA	DATE	TIME	1/1
BIGEMINY	05/04/2007	11:20:10	
ASYSTOLE	05/04/2006	14:10:05	
VFIB	10/04/2006	09:50:06	
VTAC	12/01/2007	10:00:50	

UP-DOWN  WAVE DEL/UNDEL RECORD EXIT

شکل ۱۴ ECG/ARR ANALYSIS/ ARR EVENT RECALL WINDOW ۵-۱۴

در این پنجره قابلیت ذخیره سازی و بررسی حداکثر ۱۵۰ آریتمی گذشته بیمار وجود دارد.

نکته:

اگر آریتمی اتفاق بیفتد و ادامه پیدا کند یکبار در پنجره **ECG/ARR ANALYSIS/ ARR EVENT RECALL WINDOW** ذخیره می شود ولی اگر برای مدتی قطع شود و مجدداً "اتفاق بیفتد، دوباره ذخیره می گردد.

برای مشاهده لیست آریتمی ها در صفحات مختلف:

در هر صفحه "ARR EVENT RECALL" قابلیت مشاهده حداکثر هشت رخداد آریتمی به طور همزمان وجود دارد. زمانی که بیش از هشت آریتمی وجود داشته باشد، آریتمی ها در صفحات مختلف، ذخیره و قبل بررسی می باشند. بر روی "UP-DOWN" (اولین مورد از چپ) کلیک کنید تا بتوانید به صفحات مختلف آریتمی ها دسترسی داشته باشید.

برای انتخاب یک آریتمی ذخیره شده:

دومین مورد از چپ را کلیک کنید، تا آریتمی مورد نظر در لیست را انتخاب کنید.

برای حذف کردن یک آریتمی ذخیره شده:


چهارمین مورد از چپ را کلیک کنید تا مشخص کنید قصد حذف کردن کدام یک از آریتمی‌های ذخیره شده را دارید. با کلیک بر روی ”DEL/UNDEL“، آریتمی انتخاب شده، تغییر رنگ می‌دهد و با خارج شدن از پنجره ”ARR EVENT RECALL“ آریتمی مورد نظر کلاً از صفحه حذف می‌شود.

نکته:

قبل از خارج شدن از پنجره با قرار دادن مکان نما بر روی آریتمی انتخاب شده و زدن مجدد کلید ”DEL/UNDEL“ می‌توان از حذف آریتمی انتخاب شده صرف نظر کرد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر یک آریتمی:

بر روی سومین مورد از چپ کلیک کنید، پنجره زیر باز می‌شود:



شکل ۶-۱۴ ECG/ARR ANALYSIS/ARR EVENT RECALL/WAVE WINDOW

در این پنجره شکل موج و زمان رخداد آریتمی انتخاب شده، همچنین مقادیر پارامترهای مختلف حیاتی بیمار در زمان وقوع آریتمی نمایش داده می‌شود.

UP-DOWN

با کلیک بر روی این قسمت، این امکان فراهم می‌شود که بین صفحات مختلف حرکت کرده تا شکل موج و پارامترهای مربوط به رخدادهای آریتمی مختلف، بررسی شود.

RECORD

با کلیک بر روی این قسمت، امکان رکوردنگی برای سیگنال آریتمی فراهم می‌شود. در صورتیکه در پنجره HOME/RECORDER WINDOW تنظیمات به صورت RECORDER باشد، از سیگنال آریتمی به MANUAL RECORD TIME:10Sec و SWEEP:25mm/s مدت ۲۰ ثانیه رکورد گرفته می‌شود، این رکورد از ۱۰ ثانیه قبل از وقوع آریتمی تا ۱۰ ثانیه پس از آن می‌باشد.

ARR RELEARN

با کلیک بر روی "ARR RELEARN" عملیات یادگیری شروع می‌شود. و پیغام "RELEARN" در بخش مربوط به پیغام‌ها به نمایش درمی‌آید.

نکته:

با انتخاب MST RELEARN0 در پنجره ECG/ST ANALYSIS نیز می‌توان عملیات یادگیری (Learning) را انجام داد.

نکته:

در بیشتر مواقع عملیات یادگیری در حدود ۲۰ ثانیه طول می‌کشد.

نکته:

اگر مانیتور نتواند در مدت ۲۰ ثانیه تعداد ۶ ضربان مشابه پیدا کند، عملیات یادگیری ادامه پیدا می‌کند و پیغام "RELEARN" تا زمانی که شرایط قابل قبول ایجاد نشود بر روی صفحه نمایش باقی می‌ماند.

نکته:

در حین فاز یادگیری، کلیه آلام‌های مربوط به آریتمی‌ها، همچنین ذخیره‌سازی اطلاعات در Trend غیرفعال می‌شود.

نکته:

قبل از شروع عملیات یادگیری، کیفیت سیگنال ECG را بررسی کنید و مطمئن شوید که شکل موج ECG بیمار دارای شرایط نرمال می‌باشد.

نکته:

هر زمان که یکی از کارهای زیر انجام شود، مانیتور به صورت خود به خودی شروع به یادگیری مجدد الگوی مرجع می‌کند: (در صورتی که ”ARR ANALYSIS:ON“ و هیچ آلام سخت‌افزاری برای ECG وجود نداشته باشد. مانند (CHECK LEAD

- روشن کردن مانیتور
- اتصال کابل ECG
- تغییر لید ECG
- انتخاب ”NEW“ در پنجره ”HOME/PATIENT INFORMATION“

نکته:

توصیه می‌شود هر گاه یکی از شرایط زیر اتفاق بیافتد عمل learing انجام شود:

- یک لید قطع و وصل شود و یا محل الکترود ها تغییر کند.
- ۸ ساعت از آخرین Learning گذشته باشد.
- در شکل موج ECG بیمار تغییر قابل توجهی دیده شود.

*(C.O) فصل ۱۵، مانیتورینگ

۲

۱-۱۵ اطلاعات کلی

۶

CARDIAC OUTPUT MENU ۲-۱۵

۱۰

۳-۱۵ پیغامهای مربوط به

۱۱

۴-۱۵ تمیز کردن کابل CO

۱-۱۵ اطلاعات کلی


برون ده قلب (CARDIAC OUTPUT) مقدار خونی است که در هر دقیقه توسط هر بطن وارد سیستم جریان خون می شود. واحد اندازه گیری آن لیتر بر دقیقه است.

با توجه به اینکه که عملکرد اساسی قلب رفع نیازهای متابولیک بافت‌های بدن از طریق انتقال میزان کافی خون حاوی اکسیژن می باشد، بنابراین اندازه گیری برون ده قلبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اندازه گیری برون ده قلبی در مانیتورهای سعادت به روش Right Heart Thermodilution انجام می شود. این روش به عنوان استاندارد طلایی (Gold Standard) اندازه گیری CO شناخته می شود.

اندازه گیری C.O. با استفاده از روش Right Heart Thermodilution

در این روش کاتتری (pulmonary artery catheter (PAC)) به داخل قلب بیمار هدایت می شود به نحوی که خروجی مایع تزریقی آن در دهلیز راست قرار گرفته و مقاومت گرمایی تعییه شده برای اندازه گیری دما در سر سرخرگ ریوی قرار گیرد. پس از جایگیری مناسب کاتتر، یک مایع سرد با حجم و دمای مشخص در دهلیز راست تزریق می شود. این مایع در بطن راست با خون مخلوط شده و باعث تغییر دمای خون می شود. این تغییر دما توسط مقاومت گرمایی تعییه شده، اندازه گیری می شود.

با تزریق مایع سرد، دمای خون ابتدا کاهش پیدا کرده سپس به آرامی افزایش پیدا کرده و به حالت اول خود بر می گردد. هر چقدر برون ده قلبی کمتر باشد، مایع تزریقی بیشتر دمای خون را پایین می آورد. از سطح زیر منحنی تغییرات دما برای اندازه گیری CO استفاده می شود. معمولاً این منحنی به صورت معکوس شده به کاربر نمایش داده می شود، مانند آنچه در شکل ۱-۱۵ دیده می شود.



شکل ۱-۱۵ نمونه منحنی تغییرات دما پس از تزریق مایع تزریقی (توجه شود که جهت به سمت بالا منحنی کاهش دما را نشان می دهد)


نکته:

تزریق مایع باید با سرعت یکنواختی انجام شود.

⚠ هشدار ⚠

انجام اندازه‌گیری CO باید توسط افراد متخصص انجام شود.


عدد محاسبه شده برای CO از نحوه تزریق مایع تأثیر می‌پذیرد. همان‌طور که گفته شد منحنی نرمال برای تغییرات دما در ابتدا به آرامی افزایش یافته و سپس به حالت اول بر می‌گردد (شکل ۲-۱۵-الف). سایر منحنی‌ها نمونه‌هایی از بروند ده قلبی بالا، پایین و تزریق آهسته و طولانی را نشان می‌دهند. معمولاً برای اطمینان از نتیجه حاصل شده برای CO به روش Thermodilution، عمل تزریق مایع و اندازه‌گیری CO چند بار انجام شده و از میانگین مقادیر محاسبه شده برای تصمیم‌گیری‌های درمانی استفاده می‌کنند.



شکل ۲-۱۵ نمونه‌ای از منحنی‌های تغییر دما در اندازه‌گیری CO

RH C.O. آماده‌سازی جهت اندازه‌گیری

۱. کاتتر توسط فرد متخصص در این امر وارد قلب شده و در جای مناسب قرار گیرد. (جهت پیشگیری از خارج شدن ناخواسته کاتتر CO قوانین و استانداردهای بیمارستان مربوطه را رعایت کنید).
۲. سر دیگر کاتتر به کابل مخصوص CO شرکت SAADAT وصل شود.
۳. کابل CO شرکت SAADAT به کانکتور مربوطه در دیواره کناری مونیتور SAADAT وصل شود.
۴. سرم و محلول یخی (مایع تزریقی با دمای صفر درجه) را آماده داشته باشید.



شکل ۱۵-۳ آماده سازی جهت اندازه گیری CO.

⚠ هشدار ⚠

ماژول CO دمای مایع تزریقی را صفر در نظر گرفته و CO را محاسبه می کند. در صورت صفر نبودن دمای مایع تزریقی، نتایج همراه با خطا خواهد بود.

⚠ هشدار ⚠

فقط از اکسسوری های تعیین شده در این دفترچه راهنمای استفاده کنید.

⚠ هشدار ⚠

از عدم تماس اکسسوری ها با قسمت های رسانا اطمینان حاصل کنید.

نکته :

در شرایطی که وضعیت بیمار Stable نباشد اندازه‌گیری غیر قابل اطمینان و گاهی غیرممکن است.

⚠ هشدار ⚠

از اندازه‌گیری CO در حین استفاده از دستگاه الکتروکوتور استفاده نشود.

⚠ هشدار ⚠

کاتتر یک بار مصرف نباید برای بیش از یک بیمار استفاده شود.

نکته :

قبل از استفاده از کاتتر، از سالم بودن بسته‌بندی آن اطمینان حاصل کنید.

نکته :


قبل از استفاده از کاتتر، از سالم بودن بالون سر کاتتر با یک بار بادکردن آن اطمینان حاصل کنید.

نکته :

قبل از استفاده از کاتتر، از سالم بودن مسیر مایع تزریقی با یک بار تزریق مایع از سر مخصوص تزریق، اطمینان حاصل کنید.

CARDIAC OUTPUT MENU ۲-۱۵

بر روی CARDIAC OUTPUT در پنجره HOME MENU کلیک کنید، پنجره نشان داده شده در شکل ۲-۱۵ باز می‌شود.



شکل ۴-۱۵ HOME/CARDIAC OUTPUT MENU

اگر کابل و کاتتر CO به درستی به مونیتور وصل نشده باشند، پیام No Cable در بالای صفحه ظاهر خواهد شد. پس از اتصال کابل مربوطه اگر پیام Noisy Baseline ظاهر شود، به معنی آماده نبودن سیستم برای آغاز اندازه-گیری است. اگر این پیام پس از مدتی حذف نشده و همچنان نمایش داده شود، به معنی عدم جایگیری مناسب کاتتر بوده و یا دستگاه دیگری مانند الکتروکوتور در حال استفاده بوده و باعث ایجاد نویز می‌شود. در صورت ظاهر شدن پیغام Ready For Measurement دستگاه آماده آغاز اندازه-گیری است.

پس از اتصال کاتتر، دمای خون در کنار TBlood در این پنجره نمایش داده می‌شود. اگر دمای اندازه-گیری شده خارج محدوده ۲۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد باشد، در این مکان پیغام Out Of Range نمایش داده می‌شود. در این حالت امکان آغاز اندازه-گیری وجود ندارد.

START ▶

پس از انجام تنظیمات، جهت انجام یک اندازه-گیری جدید پس از ظاهر شدن پیغام Ready for Measurement کلید Start را انتخاب کرده و سپس با مشاهده پیغام Inject Now محلول را تزریق کنید. در طول اندازه-گیری منحنی Thermodilution نمایش داده می‌شود و در زمان محاسبه CO پیغام CALCULATING در بالای منحنی ظاهر می‌شود. در پایان اندازه-گیری مقدار CO محاسبه شده به نمایش در می‌آید. اگر شکل منحنی


نامناسب تشخیص داده شود (به دلیل تزریق نا مناسب و یا وجود نویز) در کنار عدد محاسبه شده، علامت سؤالی ظاهر خواهد شد. منحنی Thermodilution و عدد محاسبه شده و زمان انجام اندازه گیری در یکی از ۵ پنجره اندازه گیری در پنجره EDIT ذخیره می شود. در حین اندازه گیری با فشردن کلید STOP اندازه گیری متوقف می شود.

نکته:

تغییرات ناگهانی در دمای خون سرخرگ ریوی مانند تغییرات حاصل از حرکت بیمار یا تزریق دارو ممکن است باعث محاسبه CO شود. برای جلوگیری از منحنی هایی که به اشتباه تشخیص داده شده اند، بهتر است بلا فاصله پس از ظاهر شدن پیام Inject Now مایع را تزریق کنید.

■ EDIT ■

با انتخاب EDIT از پنجره شکل ۱۵-۵ باز HOME/CARDIAC OUTPUT MENU پنجره شکل ۱۵-۵ باز می شود.



شکل ۱۵-۵ HOME/CARDIAC/EDIT WINDOW

این پنجره، ۵ اندازه گیری اخیر انجام شده با زمان اندازه گیری و شکل منحنی و مقدار CO محاسبه شده را نشان می دهد. میانگین CO های اندازه گیری شده در پایین صفحه نمایش داده می شود. پزشک می تواند با مشاهده

اندازه‌گیری‌های انجام شده، موارد نا صحیح را حذف کرده و میانگین مقادیر باقیمانده را مشاهده کند. در صورتی که بیش از ۵ اندازه گیری انجام شود و همه آن‌ها پذیرش شوند، با ذخیره ششمین منحنی اولین اندازه گیری به طور اتوماتیک حذف خواهد شد.

SCROLL •

برای انتخاب یک منحنی پس از کلیک بر روی SCROLL کادر قرمز را بر روی منحنی مورد نظر حرکت داده و اینتر کنید.

DELETE •


با زدن DELETE منحنی انتخاب شده که کادر قرمز روی آن قرار گرفته پاک می‌شود.

DELETE ALL •

با فشردن این کلید همه منحنی‌های ذخیره شده پاک می‌شود.

SETUP ■

قبل از آغاز به اندازه‌گیری باید تنظیمات در منوی SETUP انجام شود. با انتخاب SETUP از پنجره HOME/CARDIAC OUTPUT MENU شکل ۶-۱۵ باز می‌شود.



شکل ۶-۱۵ HOME/CARDIAC/SETUP WINDOW

Measurement Mode •

اندازه‌گیری CO در مد MANUAL صورت می‌گیرد. به این ترتیب که پس از آماده شدن برای تزریق مایع، برای شروع هر اندازه گیری کلید START در CARDIAC OUTPUT MENU باید فشرده شود.

Catheter Type •

کاتتر مورد استفاده را از گزینه‌های موجود انتخاب کنید. گزینه‌های قابل انتخاب کاتترهای 131HF7 و 139HF75P شرکت Edwards هستند. گزینه دیگری به عنوان Simulator، برای کار با سیمولاتور با تعبیه شده است. Comp. Con. برابر با 0.542.

Comp. Con. •

ضریب Computation Constant ضریبی است که با توجه به نوع کاتتر انتخاب شده، تغییر می‌کند. این ضریب ممکن است برای کاتترهای مختلف متفاوت باشد. از آن جا که این ضریب به صورت مستقیم در محاسبه CO تأثیر دارد، از صحت نوع کاتتر انتخاب شده اطمینان حاصل فرمایید.

تنظیمات انجام شده پس از خروج از صفحه SETUP در صفحه اصلی (CARDIAC OUTPUT MENU) ظاهر می‌شود تا در صورت اشتباه وارد شدن مقادیر اصلاح شوند.

۳-۱۵ پیغام‌های مربوط به C.O.

پیغام	توضیحات
No Cable	کابل کاتتر وصل نشده است.
Ready for measurement	آماده بودن شرایط برای آغاز اندازه‌گیری و انتظار دریافت فرمان آغاز (فشردن کلید start) از طرف کاربر
Noisy Baseline	نویزی بودن سیگنال - آماده نبودن برای اندازه‌گیری (اگر این پیام پس از مدتی حذف نشود، نشان دهنده جایگیری نامناسب کاتتر است. از جایگیری مناسب کاتتر اطمینان حاصل کنید)
Start pressed when not ready please wait	اگر قبل از زمانی که پیغام Ready for measurement ظاهر شود کلید start فشرده شود، اندازه گیری جدید آغاز نشده و این پیام ظاهر می‌شود. برای آغاز اندازه گیری تا ظاهر شدن پیام Ready for measurement منتظر بمانید.
Inject now	تزریق مایع آغاز شود
Not injected in the expected time	مایع تزریقی برای مدت طولانی پس از اعلام آمادگی برای تزریق (فشردن کلید start) تزریق نشده است.
Minimum not detected in the expected time calculating	قله منحنی در محدوده زمانی قابل انتظار تشخیص داده نشده است. در حال محاسبه CO
Curve end not detected!	انتهای منحنی در محدوده زمانی قابل انتظار تشخیص داده نشده است.
Minimum and End Not Confirmed-Noisy Curve	منحنی تشخیص داده شده به شدت نویزی است در نتیجه با فرض این که تشخیص صحیح نیست به محاسبه CO ادامه داده نمی‌شود.
Done! Check edit menu or oldest curve is replaced!	پنجره های مربوط به ۵ اندازه گیری اخیر پر شده است. برای مشاهده میانگین اندازه گیری ها و حذف و انتخاب آن ها به صفحه Edit مراجعه کنید. در غیر این صورت با فشردن کلید start و آغاز اندازه گیری جدید، قدیمی ترین اندازه گیری پاک می‌شود.

۴-۱۵ تمیز کردن کابل CO

قبل از تمیز کردن کابل را از مانیتور جدا کنید. از یک پارچه نرم مرطوب به ایزو پروپیل الکل ۷۰٪ برای تمیز کردن کابل استفاده کنید و سپس آن را با یک پارچه خشک کنید.



از استریل کردن کابل CO به وسیله اتوکلاو، تشعشع و یا اتیلن اکساید خودداری کنید.



برای جلوگیری از صدمه زدن به کابل، از غوطه ور کردن کابل در هر نوع مایعی خودداری کنید.

نکته:

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در خصوص معدوم کردن کاتتر های یک بار مصرف باید طبق مقررات مربوط به بیمارستان عمل گردد.

* فصل ۱۶، رکوردر*

۱-۱۶ اطلاعات کلی

۲-۱۶ انواع رکورددگیری

۳-۱۵ پیغامهای عملیاتی و وضعیتی رکوردر

۴-۱۶ کاغذ رکوردر

۵-۱۶ پیغامهای آلام رکوردر

۶-۱۶ تمیز کردن رکوردر

۱-۱۶ اطلاعات کلی

سیستم مانیتور علائم حیاتی دارای قابلیت اضافه کردن (optional) رکوردر حرارتی SAADAT می‌باشد.

قابلیت‌های رکورددگیری در سیستم:

سرعت رکورددگیری قابل انتخاب بین 6 mm/s ، $12/5 \text{ mm/s}$ و 25 mm/s

حداکثر ۳ کanal رکورددگیری از شکل موج

قابلیت رکورددگیری به صورت real time یا حالت freeze

رکورددگیری اتوماتیک با فاصله‌های زمانی قابل تنظیم

قابلیت تنظیم رکورددگیری اتوماتیک در هنگام وقوع آلام

قابلیت ایجاد تأخیر در رکورددگیری دستی

۲-۱۶ انواع رکورددگیری

رکورددگیری پیوسته real time از شکل موج

رکورددگیری ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ثانیه‌ای real time از شکل موج

رکورددگیری اتوماتیک به مدت ۱۰ ثانیه از شکل موج

رکورددگیری از پارامترها در زمان وقوع آلام

رکورددگیری از شکل موج ثابت شده (Freeze)

رکورددگیری از پارامترهای عددی

رکورددگیری از TREND

رکورددگیری از NIBP LIST

رکورددگیری از ARR EVENT LIST

رکورددگیری از ARR WAVE

رکورددگیری از پارامترهای عددی

با انتخاب OFF برای هر دو شکل موج در پنجره رکوردر می‌توان از پارامترهای عددی به تنها یکی رکورد گرفت.

رکورددگیری دستی

دارای انواع پیوسته (continuous) و ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ثانیه‌ای است که در منوی رکوردر قابل تنظیم است.

مد پیوسته:

با فشردن کلید "REC/STOP" در پنل جلو سیستم، رکوردگیری از ۵ ثانیه قبل شروع می‌شود و تا زمانی که کلید "REC/STOP" دوباره فشرده نشود، رکوردگیری ادامه پیدا می‌کند.

مد ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ثانیه‌ای:

با فشردن کلید "REC/STOP" در پنل جلو سیستم، رکوردگیری real time از ۵ ثانیه قبل شروع می‌شود و بعد از گذشتن ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ ثانیه به طور اتوماتیک رکوردگیری قطع می‌شود.

رکوردگیری اتوماتیک

مانیتور به فاصله‌های زمانی تنظیم شده در منوی رکوردر قسمت "PERIODIC INTERVAL" ، به مدت ۱۰ ثانیه رکوردگیری می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به بخش ۷-۲ مراجعه کنید.

رکوردگیری از آلام (ALARM RECORD)

در هنگامی که این قابلیت فعال باشد، به محض وقوع آلام سیستم به طور اتوماتیک شروع به رکوردگیری می‌کند. این رکوردگیری زمانی اتفاق می‌افتد که مقادیر عددی پارامترها از محدوده‌های تنظیم شده خارج شود و یا آریتمی اتفاق بیافتد. هنگام وقوع آلام از مقادیر عددی پارامترها رکورد گرفته می‌شود و در کنار عامل وقوع آلام یک فلاش برای نشان دادن عامل آلام نمایش داده می‌شود.

در هنگامی که آلام مربوط به پارامترهای ECG اتفاق می‌افتد، رکوردر علاوه بر پارامترهای عددی به مدت ۲۰ ثانیه از شکل موج ECG نیز رکورد می‌گیرد.

زمانی که سیستم دارای رکوردر باشد، قابلیت فعال یا غیر فعال کردن ALARM REC علاوه بر منو HOME\RECODER WINDOW در منوهای مربوط به هر پارامتر نیز وجود دارد.

رکوردگیری از شکل موج‌های ثابت شده (Freeze)

سیستم قابلیت رکوردگیری از سیگنال‌ها و پارامترهای عددی مربوط به آن‌ها در حالت freeze به مدت ۲۰ ثانیه را دارد. در این حالت شما می‌توانید شکل موج مورد نظر را ثابت کرده و از آن‌ها رکوردگیری کنید.

رکوردگیری از TREND

سیستم قابلیت رکوردگیری از نمودار TREND و مقادیر عددی مربوط به آن را دارد. با فشردن "RECORD" از پنجره TREND WINDOW رکوردگیری آغاز می‌گردد.

رکورددگیری از NIBP LIST

سیستم دارای قابلیت رکورددگیری از NIBP LIST می‌باشد.
با فشردن "RECORD" از پنجره NIBP LIST WINDOW رکورددگیری آغاز می‌گردد.

رکورددگیری از ARR EVENT LIST

سیستم دارای قابلیت رکورددگیری از ARR EVENT LIST می‌باشد. با فشردن "RECORD" از پنجره ARR EVENT LIST WINDOW رکورددگیری آغاز می‌گردد.

رکورددگیری از ARR WAVEFORM

سیستم می‌تواند از شکل موج‌های آریتمی‌های ذخیره شده در پنجره ARR EVENT RECAL/WAVE WINDOW رکورددگیری کند. با فشردن "RECORD" از پنجره Rکورددگیری آغاز می‌گردد.

۱۵-۳ پیغام‌های عملیاتی و وضعیتی رکوردر

اطلاعات قابل مشاهده بر روی کاغذ رکوردر:

انواع رکوردگیری

MANUAL RECORD

PERIODIC RECORD

(نام پارامتر عامل آلام)

FREEZE RECORD

(نام پارامتر) TREND RECORD

NIBP LIST RECORD

ARR EVENT LIST RECORD

ARR WAVEFORM RECORD

NIBP LIST RECORD

تاریخ و ساعت رکوردگیری

شماره تخت

نام بیمار، ID بیمار، جنس، وزن، قد و تاریخ تولد

نام پارامتر و مقدار آن

سرعت رکوردگیری

لید، گین و فیلتر ECG و یا لید RESP بر روی شکل موج مربوط به آن

نام بیمارستان و بخش مربوط به آن

نام دکتر

۱۶-۴ کاغذ رکوردر

فقط باید از کاغذ سفید رکوردر حساس به حرارت ۵۷ میلیمتری برای رکوردر SAADAT استفاده شود.

نکته:

فقط از کاغذهای رکوردر حساس به حرارت توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید، در غیر این صورت ممکن است کیفیت رکوردگیری ضعیف شود و یا هد حرارتی صدمه ببیند.

نکته:

هرگز از کاغذ رکوردر های گرید دار استفاده نکنید.

نکته:

استفاده از کاغذهای رکوردری که در انتهای رول آن از چسب برای نگه داشتن استفاده شده است، توصیه نمی‌شود. در صورت اجبار برای استفاده از این نوع کاغذ، تا جای ممکن قبل از رسیدن به انتهای کاغذ جدید را جایگزین کنید.

⚠ هشدار ⚠

هد حرارتی در حین رکوردگیری و بعد از آن بسیار داغ است و دست زدن به آن باعث صدماتی چون سوختگی می‌شود.

جازدن کاغذ:


کلیدی که بر روی کیس رکوردر قرار دارد، فشار دهید.
رول کاغذ رکوردر را در محل خود قرار دهید به طوری که قسمت حساس به حرارت کاغذ در مجاورت هد حرارتی قرار گیرد.
در رکوردر را ببندید.

نکته:

سطح حساس به حرارت کاغذ رکوردر باید در مجاورت هد حرارتی قرار گیرد. از نصب صحیح کاغذ اطمینان حاصل نمایید.



a. روش نادرست



b. روش درست

شکل ۱-۱۶ ۱- قراردهی کاغذ رکوردر

نکته:

در صورتی که بر روی آشکارساز وجود کاغذ، جسم خارجی وجود داشته باشد، نمی‌تواند درست عمل کند. بنابراین در صورت مشاهده جسم خارجی بر روی سنسور آن را تمیز کنید.



در هنگامی که رکوردر در حال کار است، کاغذ رکوردر با سرعت ثابتی خارج می‌شود. با کشیدن کاغذ، رکوردر صدمه می‌بیند.

نکته:

در صورتی که کاغذ جمع شده است، هرگز کاغذ را با فشار بیرون نکشید. در رکوردر را باز کنید و کاغذ را در بیاورید.

نکته:

در هنگام داخل کردن کاغذ رکوردر مواظب باشید که هد حرارتی صدمه نبیند. از دست زدن به هد حرارتی خودداری کنید.

نکته:

توصیه می‌شود از کاغذهایی که دارای علامت‌های رنگی جهت هشدار برای نزدیک شدن به اتمام می‌باشد، استفاده شود. در غیر این صورت کاربر باید قبل از رکوردگیری از کافی بودن میزان کاغذ اطمینان حاصل نماید.

۱۶-۵ پیغام‌های آلام رکوردر

پیغام	علت وقوع	راه حل
Rec. Software Error	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل با اشکال نرم افزاری خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.	
Recorder Fault	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با اشکال سخت افزاری. خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.	
Rec Door Open	در رکوردر باز است.	در رکوردر را ببندید.
Rec Paper Out	کاغذ رکوردر تمام شده است.	رول کاغذ رکوردر جدید در سیستم قرار بدهید.
Printhead Hight Temp	دمای هد حرارتی بسیار بالا است.	برای چند دقیقه رکوردگیری نکنید.
Printhead Hight Vol	ولتاژ هد حرارتی بالا است.	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.
Printhead Low Vol	ولتاژ هد حرارتی پایین است.	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.
Time out Error	رکوردر نمی‌تواند رکورد بگیرد.	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

پیغام‌های آلام رکوردر دارای آلام سطح ۲ هستند و با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شوند. با فشار دادن کلید رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال Alarm Silence می‌شود.

۱۶-۶ تمیز کردن رکوردر

وجود پودر کاغذ و یا جسم خارجی بر روی هد حرارتی و غلطک کیفیت رکورددگیری را کاهش می‌دهد. با استفاده از پارچه آغشته به الکل، هد و غلطک را تمیز کنید و صبر کنید تا کاملاً خشک شود، سپس در رکوردر را ببندید.

⚠ هشدار ⚠

از تمیز کردن رکوردر بلا فاصله بعد از رکورددگیری به دلیل داغ شدن هد و محیط اطراف آن خودداری کنید.

: نکته

برای تمیز کردن رکوردر از کاغذ سنباده و یا اجسام تیز استفاده نکنید.

فصل ۱۷ ایمنی بیمار

سیستم مانیتور علائم حیاتی بر اساس الزامات استانداردهای ایمنی بین المللی برای دستگاههای الکتریکی پزشکی طراحی شده است. این سیستم دارای قسمت های کاربردی Float است. بدین معنی که مدار بیمار از سایر قسمت ها ایزووله می باشد. ضمناً "درباره تاثیرات ناشی از الکتروکوتور و الکتروشوک محافظت شده است. اگر از الکترودهای مناسب و به روش گفته شده در دفترچه استفاده شود، سیستم بعد از اعمال شوک به بیمار، حداقل بعد از ۱۰ ثانیه به شرایط عادی برمی گردد.

توضیحات مربوط به نمادهای مورد استفاده در دفترچه راهنمای و سیستم

نماد	توضیحات
	این علامت نشان دهنده این است که قبل از استفاده از دستگاه حتماً دفترچه راهنمای آن را به دقت مطالعه کنید و به نکات هشدار دهنده آن توجه کنید.
	این علامت طبق الزامات استاندارد IEC60601-1 برای قسمت های کاربردی متصل به بیمار از نوع CF و محافظت شده در مقابل تاثیرات ناشی از استفاده همزمان با الکتروشوک می باشدند.
	این علامت طبق الزامات استاندارد IEC60601-1 برای قسمت های کاربردی متصل به بیمار از نوع BF و محافظت شده در مقابل تاثیرات ناشی از استفاده همزمان با الکتروشوک می باشند.
	وجود این علامت در کنار کانکتور بیمار نشان می دهد که بخشی از حفاظت در برابر تاثیرات ناشی از الکتروشوک، در اکسسوری متصل به بیمار در نظر گرفته شده است و بنابراین باید تنها از اکسسوریهای مورد تایید استفاده شود.
	این علامت نشان دهنده این است که انهدام تجهیزات باید با رعایت الزامات محیط زیستی صورت گیرد.
100-240 VAC 0.9-0.4 A 50/60 Hz	منبع تغذیه AC
	فیوز سریع ۳A
S/N	شماره سریال سیستم

تاریخ تولید سیستم	
اطلاعات مربوط به شرکت سازنده	
اطلاعات مربوط به نمایندگی مجاز در اروپا	
سیستم زمین هم پتانسیل کننده.	

⚠️ هشدار ⚠️

در هنگام استفاده از الکتروشوک بیمار، تخت و سیستم هایی که به بیمار متصل است را لمس نکنید.

دستور العمل زیر را اجرا کنید تا از ایمنی نصب اطمینان حاصل نمایید.

محیطی که سیستم در آن مورد استفاده قرار می گیرد باید از لرزش، گردوخاک، وجود گازهای خورنده و قابل اشتعال، دما و رطوبت بالا مبرا باشد.

سیستم طوری طراحی شده است که در دمای بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد به خوبی کار می کند. هنگامی که دمای محیط از این محدوده ها تجاوز می کند، بر روی دقت اندازه گیری مانیتور تأثیر نامطلوب می گذارد و ممکن است به مدارهای الکتریکی و مازول ها آسیب برسد.

زمین کردن مانیتور

برای ایمنی بیمار و پرسنل باید سیستم زمین شود. سیستم مانیتور دارای یک کابل سه شاخه قابل جدا شدن از سیستم است. که یکی از سیم های آن، سیستم را به زمین خط برق (زمین حفاظتی) وصل می کند. اگر پریز سه شاخه در دسترس نباشد، با افراد فنی بیمارستان مشورت کنید. اگر از زمین حفاظتی به طور کامل اطمینان ندارید، از دستگاه بدون برق و با کمک باتری و یا ورودی DC استفاده کنید.

زمین هم پتانسیل کننده

به دلیل اینکه به منظور حفاظت از سیستم زمین کردن آن به وسیله کابل برق اصلی انجام شده است، سیستم دارای حفاظت کلاس یک (Class I) می باشد. برای آزمایشات داخل که بر روی قلب و مغز انجام می شود، سیستم مانیتور باید به طور جداگانه با زمین هم پتانسیل شونده اتصال داشته باشد. یک طرف کابل هم پتانسیل کننده به جک زمین هم پتانسیل کننده در پشت سیستم و طرف دیگر به سیستم هم پتانسیل کننده وصل می شود. اگر یک مشکل در سیستم های زمین حفاظتی اتفاق بیافتد، زمین هم پتانسیل کننده، حفاظت سیستم را حفظ می کند. آزمایشات خاصی بر روی قلب و مغز فقط در مکان های پزشکی که دارای زمین هم پتانسیل کننده هستند، انجام می شود. هر بار قبل از استفاده چک کنید، که آیا سیستم در شرایط کاری مناسب قرار دارد.

⚠️ هشدار ⚠️

در صورت استفاده از سیستم در مجاورت گاز های بیهوده اشتعال زا، امکان انفجار وجود دارد.

فصل ۱۸، شروع کار

- ۱-۱۸ جعبه را باز کنید و محتویات آن را چک کنید.
- ۲-۱۸ فیوز باتری را در محل خود قرار دهید.
- ۳-۱۸ کابل برق را به سیستم متصل کنید.
- ۴-۱۸ مانیتور را روشن کنید.
- ۵-۱۸ سنسورهای بیمار را وصل کنید.

۱۸-۱ جعبه را باز کنید و محتویات آن را چک کنید.

بسته‌بندی را باز کنید. مانیتور و لوازم جانبی آن را با دقت در بیاورید. جعبه را برای انبارداری و یا حمل و نقل در آینده نگه دارید.

چک کنید که هیچ‌گونه صدمه مکانیکی در آن مشاهده نشود.

چک کنید که همه لوازم جانبی و کابل برق موجود باشد.

اگر مشکلی مشاهده شد بلافاصله با توزیع کننده تماس بگیرید.

۱۸-۲ فیوز باتری را در محل خود قرار دهید.

هنگامی که از سیستم برای اولین بار استفاده می‌کنید، ابتدا فیوز را در محل خود، در پنل پشت سیستم قرار دهید.

۱۸-۳ کابل برق را به سیستم متصل کنید.

طمئن شوید که برق AC که استفاده می‌کنید 240 V AC و $50/60\text{ HZ}$ باشد.

یک سر کابل مورد نظر را به محل آن بر روی سیستم علائم حیاتی و طرف دیگر آن را به پریز برق ارت دار متصل کنید.

نکته :

طمئن شوید که نشانگر باتری روشن می‌شود. اگر نشانگر باتری روشن نشد، تغذیه برق محلی و اتصال کابل برق را چک کنید. اگر این مشکل همچنان ادامه پیدا کرد، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۱۸-۴ مانیتور را روشن کنید.

کلید POWER را برای روشن کردن مانیتور فشار دهید. در همان زمان صدای بوقی شنیده می‌شود و نشانگر زرد و قرمز همزمان مدتی روشن می‌شوند. بعد از سپری شدن ۳۰ ثانیه یا بیشتر و انجام تست‌های داخلی توسط مانیتور صفحه نمایش مشاهده می‌شود و شما می‌توانید مانیتورینگ حالت عادی را شروع کنید.

- قبل از شروع مانیتورینگ باید تنظیمات زیر صورت گیرد:
- وارد کردن اطلاعات بیمار جدید (برای اطلاعات بیشتر به فصل پیکربندی قسمت PATIENT INFORMATION مراجعه شود.)
 - انتخاب مدل بیمار (Adult/Neonate/Pediatric) قبل از اندازه گیری NIBP
 - صدای آلرم
 - محدوده آلرم
 - عملیات Zeroing قبل از اندازه گیری IBP (برای اطلاعات بیشتر به فصل IBP مراجعه شود.)
 - تنظیمات پالس اکسیمتری (برای اطلاعات بیشتر به فصل SpO2 مراجعه شود.)
 - تنظیمات Resp (برای اطلاعات بیشتر به فصل RESP مراجعه شود.)

نکته :

عملکرد همه مازول‌های مانیتور را چک کنید و از صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

اگر نشانه و یا پیغامی بر روی مانیتور مشاهده کردید که ممکن است به علت خرابی سیستم باشد، تا اطمینان از رفع مشکل هرگز از آن سیستم برای مانیتور کردن بیمار استفاده نکنید.

۱۸-۵ سنسورهای بیمار را وصل کنید.

لوازم جانبی مورد نیاز رابه مانیتور و بیمار وصل کنید.

نکته:

برای اطلاعات در مورد اتصال درست لوازم جانبی به بخش مربوط به هر مازول مراجعه کنید.

Contents

CLASSIFICATION	1
General	1
ECG	1
ANALOG OUTPUT	2
ARRHYTHMIA ANALYSIS	2
ST ANALYSIS.....	2
NIBP	2
SpO2 (Masimo Rainbow Set)	3
TEMPERATURE(2 Channel).....	4
RESPIRATION	4
IBP	4
Multi-gas, Mainstream (MASIMO SWEDEN AB)	4
Multi-gas, Sidestream (MASIMO SWEDEN AB)	7
BFA (Brain Function Assesment)	9
Cardiac Output.....	10
Recorder	10
DRUG CALCULATE	10
ALARM.....	10
ALARM RECALL	10
BED to BED	10
TREND.....	10
INPUT/OUTPUT	10
Internal Battery	11
Physical Specification.....	11
ENVIRONMENTAL.....	11

CLASSIFICATION			
Protection against electroshock	Class I, Type CF for all modules (except Multi-gas, NIBP and BFA modules that are BF) (based on IEC 60601-1).		
Protection	Against Electro surgery and Defibrillator (Except BFA)		
Mode of operation	Continues operation equipment		
Harmful Liquid Proof Degree	IPX1		
Method of disinfection	Refer to each module's chapters and chapter Care & Cleaning for detail.		
Safety of anesthetic mixture	Not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.		

General

Display			
Alborz B9	TFT/LED COLOR	1366 × 768	18.5"
Waveforms	ECG, SpO2, IBP1, IBP2, RESP/GAS, EEG (Freezable), C.O.		
Numeric Parameters	HR, PVCs, ST, SpO2, PR, NIBP (SYS, DIA, MAP), IBP1(SYS,DIA,MAP), IBP2(SYS,DIA,MAP), RR, T1, T2, DT, EtCo2, FiCo2, AWRR, EtN2O, FiN2O, EtO2, FiO2, EtAA, FiAA, BFI, BS%, EMG%, SQI%, C.O, Alarm Limits.		
Operation Method	Membrane/Keys and rotary knob, Touch Screen		
AC Power	100 - 240 VAC, 50/60 Hz , Ip: 0.9 – 0.4 A		

ECG

Lead & Wire Options					
Selectable: 3 ,5 or 12 Leads	Selectable: 3 ,5 or 10 Wires				
3 ECG Leads I, II, III	3 Lead wires ECG Cable				
5 Leads ECG: I,II,III,V,aVR,aVF,aVL	5 Lead wires ECG Cable				
12 Leads ECG : I,II,III, aVR,aVF,aVL , V1,V2, V3, V4, V5. V6	10 Lead wires ECG Cable				
Dynamic Range	± 5 mV				
Lead Off Current	< 90 nA				
Gain	4, 2, 1, 1/2, 1/4, Auto				
Calibration	1mV, 0.5 sec				
Filters	"MONITOR"	0.5 - 24 Hz			
	"NORMAL"	0.5 - 40 Hz			
	"EXTENDED"	0.05-100 Hz			
CMRR	> 98 dB				
Internal Noise	< 30 μ V RTI				
Input Impedance	> 5 M				
QRS Detection	Duration	40 to 120 msec			
	Amplitude	0.25 to 5 mV	for Adult/Pediatric		
		0.2 to 5 mV	for Neonate		
Heart Rate Range	15 - 300 BPM	for adult/Pediatric			
	15 - 350 BPM	for neonate			
Accuracy	$\pm 1\%$ or 2 BPM				
Tall T-Wave	Reject up to 1.2 mV Amp.				
Pacer Detection/Rejection	Duration	0.1 - 2 msec			

	Amp	± 2 to ± 700 mV (Without over/undershoot)
	Reject from heart rate counter	
	Re-insert into ECG to display on screen	
	Ineffective pace rejection	HR:0, Pace: 60 HR:60, Pace:60 HR:30, Pace:80
		Beside rejection of atrial paces preceed ventricular paces by 150 or 250 ms
Protection	Defibrillator and Electrosurgery	

ANALOG OUTPUT

Signals	ECG	
Maximum delay	30 ms	
Output range	± 5 V	
Signal gain	1000 (1V/mV)	
Gain accuracy	± 20 mV	
Maximum offset	± 50 mV	
ECG bandwidth	“MONITOR”	0.5 - 24 Hz
	“NORMAL”	0.5 - 40 Hz
	“EXTENDED”	0.05-100 Hz
Pacemaker pulses	Amplitude:	5 V (nominal)
	Duration:	5 ms
ECG range	-5 to 5 mV	
Output impedance	249 \pm 5%	
Data rate	400 samples/sec	

ARRHYTHMIA ANALYSIS

Type	ASYS, VFIB, VTAC, RUN, AIVR, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, TACHY, BRADY, AFIB, PAUS, FREQUENT PVCs
Learning	Rapid Learning: only 20 seconds required for recognition of dominant rhythm.
Method	Real time arrhythmia detection with innovative feature.
Memory	Capability of storing the latest 150 ARR event (waveform and Parameters)

ST ANALYSIS

Display resolution	0.01 mV
Measurement Range	-2mv to +2mv
Alarm Range	-2mv to +2mv
Features	User Adjustable Isoelectric and ST point trending of ST values
Update period	5 Sec.

NIBP

Measurement method	Oscillometric		
Measurement mode	Manual/Automatic/Stat		
Measurement time	20-25 sec (excluding cuff inflation time)		
Measurement Range	Adult	SYS	30 ~ 255 mmHg
		DIA	15 ~ 220 mmHg
		MAP	20 ~ 235 mmHg
	Neonate	SYS	30 ~ 135 mmHg
		DIA	15 ~ 110 mmHg
		MAP	20 ~ 125 mmHg

	Pediatric	SYS	30 ~ 240mmHg
		DIA	15 ~ 220 mmHg
		MAP	20 ~ 230mmHg
Pressure Transducer accuracy	± 3 mmHg full range		
Initial Inflation Target	Adult : 150 mmHg Pediatric: 140mmHg Neonate: 85 mmHg		
Memory	500 Records		

SpO2 (Masimo Rainbow Set)

SpO2 Parameters	SpO2,PI,PR		
Method SpO2	2 Wavelengths of light used		
Rainbow parameters	SpOC SpCO SpMet SpHb PVI		
Method Rainbow	7+Wavelengths of light used		
Range	SpO2	0 – 100 %	
	SpMet	0 – 99.9 %	
	SpCO	0 – 99 %	
	SpHb	0 – 25.0 g/dL	
	SpOC	0 – 35.0 ml/dL	
	PR	25 – 240 bpm	
	PI	0 – 20.0 %	
	PVI	0 – 100 %	
Accuracy	Oxygen Saturation		
	No motion conditions	Adult/Pediatric	$\pm 2\%$ (SpO2 70 ~ 100%)
		Neonate	$\pm 3\%$ (SpO2 70 ~ 100%)
	Motion conditions	Adult/Pediatric/Neonate	$\pm 3\%$ (SpO2 70 ~ 100%)
	Low perfusion conditions	Adult/Pediatric/Neonate	$\pm 2\%$ (SpO2 70 ~ 100%)
	Pulse Rate		
	No motion conditions	Adult/Pediatric/Neonate	± 3 bpm (PR 25 ~ 240)
	Motion conditions	Adult/Pediatric/Neonate	± 5 bpm (PR 25 ~ 240)
	Low perfusion conditions	Adult/Pediatric/Neonate	± 5 bpm (PR 25 ~ 240)
	Carboxyhemoglobin Saturation		
	Carboxyhemoglobin Saturation	Adult/Pediatric	$\pm 3\%$ (1 - 40)
	Methemoglobin Saturation		
	Methemoglobin Saturation	Adult/Pediatric/Neonate	$\pm 1\%$ (1 – 15)
	Total Hemoglobin	Adult/Pediatric	± 1 g/dL (8 – 17) g/dL
Resolution	SpO2	1 %	
	SpCO	1.0 %	
	SpMet	0.1 %	
	SpHb	0.1 g/dL	
	PI	0.1%	
	PVI	1%	
	SpOC	0.1 ml/dL	

	PR	1 BPM
Please note that pulse-oximetry method (SpO2) is compared to laboratory spectroscopy of sample blood (SaO2). This method measures precision of SpO2 measurement using statistical analysis. Therefore, measurement precision is reliable for at least two third of measurements.		
TEMPERATURE(2 Channel)		
Probe Type	YSI 400 Compatible	
Range	0 - 50 °C	
Accuracy	± 0.2 °C	
RESPIRATION		
Method	Impedance	
Base Resistance	250 -1250 Ohm	
Dynamic Range	0.2 - 2 Ohm	
Breath Rate Range	0 - 253 BrPM	
Accuracy	±2% or 2 BrPM	
IBP		
Channel	2 (UP to 4)	
Measurement Range	SYS	-50 ~ 300 mmHg
	DIA	-50 ~ 300 mmHg
	MAP	-50 ~ 300 mmHg
Pressure Filter	8Hz, 16Hz,22Hz selectable	
Press Sensor Sensitivity	5 µV / V / mmHg	
Press Sensor Impedance	300 ~ 2500 Ohm	
Resolution	1 mmHg	
Accuracy	2 % or 2mmHg (each one is greater) without transducer	
IBP Auto Scale		
Pump Page		
Multi-gas, Mainstream (MASIMO SWEDEN AB)		
IRMA CO2	CO2	
IRMA AX+	CO2, N2O, primary and secondary agents (HAL, ISO, ENF, SEV, DES)	
Gas /CO2 Interface	Connector and S/W Interface Driver, Applicable for All Gas and CO2 Modules.	
Description	Extremely compact infrared mainstream multigas probe available in two parameter configurations.	
Cable length	2.5 m ±0.1 m	
Recovery time after defibrillator test	Unaffected	
Drift of measurement accuracy	No drift	
Surface temperature (at ambient temp. 23°C)	IRMA CO2	Max 39°C / 102°F
	IRMA AX+	Max 46°C / 115°F
Interface	Modified RS-232 serial interface operating at 9600 bps.	
Airway adapters	Disposable adult/pediatric: - Adds less than 6 ml deadspace. - Pressure drop less than 0.3 cm H2O @ 30 LPM.	
	Disposable infant: - Adds less than 1 ml deadspace. - Pressure drop less than 1.3 cm H2O @ 10 LPM.	
	(Infant Airway Adapter recommended for Tracheal Tube ID size = 4 mm)	
Degree of protection against harmful ingress of water or particulate matter	IP44	
Method of sterilization	The IRMA system contains no sterile parts.	

Mode of operation	CONTINUOUS OPERATION			
Data output				
Breath detection	Adaptive threshold, minimum 1 vol% change in CO2 concentration.			
Respiration rate ¹	0–150 ±1 bpm. The respiration rate is displayed after three breaths and the average value is updated every breath.			
Fi and ET²				
Fi and ET are displayed after one breath and have a continually updated breath average.				
The following methods are used to calculate end-tidal (ET) values:				
-CO2: The highest concentration of CO2 during one breathing cycle with a weight function applied to favor values closer to the end of the cycle.				
-N2O and anesthetic agents: The momentary gas concentration at the time point where ETCO2 is detected.				
ET-values for anaesthetic agents and N2O (IRMA AX+) will typically decrease below nominal value when respiration rate exceeds 80 bpm. The maximum decrease is described by the formula $ET = 80 * ET_{nom}/RR$.				
ETCO2 will be within specification for all respiration rates up to 150 bpm (IRMA AX+ and IRMA CO2)				
Automatic agent identification	IRMA AX+: Primary and secondary agent.			
Gas Analyzer				
Probe	2-9 channel NDIR type gas analyzer measuring at 4-10 µm. Pressure, temperature and full spectral interference correction.			
Calibration	Zeroing recommended when changing Airway adapter (IRMA AX+) No span calibration required for the IR bench.			
Warm-up time	IRMA CO2: < 10 seconds (concentrations reported and full accuracy) IRMA AX+: < 20 seconds (concentrations reported, automatic agent identification enabled and full accuracy)			
Rise time ³ (@ 10 l/min)	CO2 90 ms N2O 300 ms HAL, ISO, ENF, SEV, DES 300ms			
Primary agent threshold	0.15 vol%. When an agent is identified, concentrations will be reported even below 0.15 vol% as long as apnea is not detected.			
Secondary agent threshold	0.2 vol% +10% of total agent concentration			
Agent identification time	<20 seconds. (Typically < 10 seconds)			
Total system response time ⁴	< 1 second			
Accuracy - standard conditions				
The following accuracy specifications are valid for dry single gases at 22 ± 5 °C and 1013 ± 40 hPa				
Gas	Range	Accuracy		
CO2	0 to 15 vol%	±(0.2 vol% +2% of reading)		
N2O	0 to 100 vol%	±(2 vol% +2% of reading)		
HAL,ISO,ENF	0 to 8 vol%	±(0.15 vol% +5% of reading)		
SEV	0 to 10 vol%	±(0.15 vol% +5% of reading)		
DES	0 to 22 vol%	±(0.15 vol% +5% of reading)		
Accuracy - all condition				
The following accuracy specifications are valid for all specified environmental conditions except for interference specified in the table "Interfering gas effects" and the section "Effects from water vapor partial pressure on gas readings" below.				
Gas	Accuracy			
CO2	±(0.3 kPa + 4% of reading)			
N2O	±(2 kPa + 5% of reading)			
Agents ⁵	±(0.2 kPa + 10% of reading)			
Gas concentration conversion				

¹ Measured at I/E ratio 1:1 using breath simulator according to EN ISO 80601-2-55 fig. 201.101.

² Measured at I/E ratio 1:1 using breath simulator according to EN ISO 80601-2-55 fig. 201.101.

³ Measured @ 10 l/min with gas concentration steps corresponding to 30% of total measuring range for each gas.

⁴ Measured according to EN ISO 80601-2-55.

⁵ The accuracy specification for IRMA AX+ is not valid if more than two agents are present in the gas mixture. If more than two agents are present, an alarm will be set.

Gas concentration is reported in units of volume percent. The concentration is defined as:

$$\% \text{ gas} = \frac{(\text{Partial pressure of gas component})}{(\text{Total pressure of gas mixture})} * 100$$

The total pressure of the gas mixture is estimated by measuring the actual atmospheric pressure in the IRMA probe.

Effects from water vapor partial pressure on gas readings

The effects of water vapor are illustrated by the examples in the following table. The two columns to the right show the relative error in displayed concentrations when adding or removing water vapor from the gas mixture, and referencing the measurement to dry gas conditions at actual temperature and pressure (ATPD) or saturated conditions at body temperature (BTPS).

Temp [C]	RH [%]	P [hPa]	H2O part.pres. [hPa]	errrel [%]	errrel ATPD [%]	errrel [%] BTPS
10	20	1013	2	0	-0.2	+6.0
20	20	1013	5	0	-0.5	+5.7
25	0	1013	0 (ATPD)	0	0	+6.2
25	23	1013	7.3	0	-0.7	+5.5
25	50	1013	16	0	-1.6	+4.6
30	80	1013	42	0	-4.1	+2.0
37	100	1013	63 (BTPS)	0	-6.2	0
37	100	700	63	0	-9.0	-2.8

The table illustrates that the gas concentrations in the alveoli, where the breathing gas is saturated with water vapor at body temperature (BTPS), are 6.2% lower than the corresponding concentrations in the same gas mixture after removal of all water vapor (ATPD).

Interfering gas effects

Gas or vapour	Gas level	CO2		Agents	N2O
		IRMA CO2	IRMA AX+		
N2O-note4)	60 vol%	- note1&2)	- note1&2)	- note1)	- note1)
HAL-note4)	4 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
ENF, ISO, SEV-note4)	5 vol%	+8% of reading-note3)	- note 1)	- note1)	- note1)
DES-note4)	15 vol%	+12% of reading-note3)	- note 1)	- note1)	- note1)
Xe (Xenon)-note4)	80 vol%	-10% of reading-note3)	- note1)	- note1)	- note1)
He (Helium)-note4)	50 vol%	-6% of reading-note3)	- note1)	- note1)	- note1)
Metered doses inhaler propellants-note4)	Not for use with metered dose inhaler propellants				
C2H5OH (Ethanol)-note4)	0.3 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
C3H7OH (Isopropanol)-note4)	0.5 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
CH3COCH3 (Acetone)-note4)	1 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
CH4 (Methane) -note4)	3 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
CO (Carbon monoxide) -note5)	1 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
NO (Nitrogen monoxide)-note5)	0.02 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
O2-note 5)	100 vol%	- note1&2)	- note1&2)	- note1)	- note1)

Note 1 : Negligible interference, effect included in the specification “ Accuracy all conditions” above.

Note 2 : For probes not measuring N2O and/or O2 the concentrations shall be set from host according to the instructions. (IRMA CO2 measures neither N2O, nor O2. IRMA AX+ does not measure O2.)

Note 3 : Interference at indicated gas level. for example, 50 vol% Helium typically decreases the CO2 readings by 6%. This means that if measuring on a mixture containing 5.0 vol% CO2 and 50 vol% Helium, the measured CO2 concentration will typically be $(1-0.06) * 5.0 \text{ vol\%} = 4.7 \text{ vol\% CO}_2$.

Note 4 : According to the EN ISO 80601-2-55:2011 standard.

Note 5 : In addition to the EN ISO 80601-2-55:2011 standard.

Multi-gas, Sidestream (MASIMO SWEDEN AB)		
ISA CO2	CO2, CO2 waveform	
ISA AX+	CO2,O2, N2O, primary and secondary Agents (HAL, ISO, ENF, SEV, DES)	
ISA OR+	CO2,O2, N2O, primary and secondary Agents (HAL, ISO, ENF, SEV, DES)	
Gas /CO2 Interface	Connector and S/W Interface Driver, Applicable for All Gas and CO2 Modules.	
Description	Compact, low-flow sidestream gas analyzers with integrated pump, zeroing valve and flow controller.	
Ambient CO2	800 ppm (0.08 vol%)	
Recovery time after defibrillator test	Unaffected	
Water handling	Nomoline Family sampling lines with proprietary water removal tubing.	
Sampling flow rate	50 ± 10 sml/min ⁶	
Degree of protection against harmful ingress of water or particulate matter	IP44	
Method of sterilization	The ISA system contains no sterile parts.	
Mode of operation	CONTINUOUS OPERATION	
Degree of protection against electric shock	Nomoline Family sampling lines are classified as DEFIBRILLATION-PROOF TYPE BF APPLIED PART	
Data output		
Breath detection	Adaptive threshold, minimum 1 vol% change in CO2concentration.	
Respiration rate ⁷	0 to 150 ± 1 breaths/min (or BrPM)	
Fi and ET ⁸	<p>Fi and ET are displayed after one breath and have a continually updated breath average.</p> <p>The following methods are used to calculate end-tidal (ET) values:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CO2: The highest concentration of CO2 during one breathing cycle with a weight function applied to favor values closer to the end of the cycle. -O2: The highest/lowest concentration of O2during the expiratory phase (depending on whether ETO2 is higher or lower than FiO2 -N2O and anesthetic agents: The momentary gas concentration at the time point where ETCO2 is detected. <p>ET will typically decrease below nominal value (ETnom) when respiration rate (RR) exceeds the RR threshold (RRth) according to the following formulas:</p>	
ISA CO2	ET=ETnom×(125/RR) for RRth >125	
CO2		
ISA OR+/AX+		
CO2	ET=ETnom× $\sqrt{(70 / RR)}$ for RRth >70	
N2O, O2, DES, ENF, ISO, SEV	ET=ETnom× $\sqrt{(50 / RR)}$ for RRth >50	
HAL	ET=ETnom× $\sqrt{(35 / RR)}$ for RRth >35	
Automatic agent identification	ISA OR+/AX+: primary and secondary agent.	
Gas analyzer		
Sensor head	<p>2 to 9 channel NDIR type gas analyzer measuring at 4 to 10 µm.</p> <p>Data acquisition rate 10 kHz (sample rate 20 Hz / channel).</p> <p>O2 measurements by Servomex's paramagnetic sensor.</p>	
Calibration	No span calibration is required for the IR bench. An automatic zeroing is performed 1 to 3 times per day.	
Compensation	ISA CO2	Automatic compensation for pressure and temperature. Manual compensation for broadening effects on CO2.
	ISA OR+/AX+	Automatic compensation for pressure, temperature and broadening effects on CO2.
Warm-up time	ISA CO2:	<10 seconds (concentrations reported and full accuracy)
	ISA OR+/AX	+: <20 seconds (concentrations reported, automatic agent identification enabled and full accuracy)
Rise time ⁹	CO2	≤ 200 ms(≤ 300 ms for ISA OR+/AX+)

⁶ Volumetric flow rate of air corrected to standardized conditions of temperature and pressure.

⁷ Measured at I/E ratio 1:1 using breath simulator according to EN ISO 80601-2-55 fig. 201.101.

⁸ Measured at I/E ratio 1:1 using breath simulator according to EN ISO 80601-2-55 fig. 201.101.

⁹ Measured according to EN ISO 80601-2-55.

	N2O, O2, ENF, ISO, SEV, DES HAL	≤ 400 ms ≤ 500 ms		
Primary agent threshold (ISA OR+/AX+)	0.15 vol%. When an agent is identified, concentrations will be reported even below 0.15 vol%			
Secondary agent threshold (ISA OR+/AX+)	0.2 vol% +10% of total agent concentration			
Agent identification time (ISA OR+/AX+)	<20 seconds (typically <10 seconds)			
Total system response time ¹⁰	ISA CO2:	< 3 seconds		
	ISA OR+/AX+:	< 4 seconds (with 2m Nemoline Airway Adapter Set sampling line)		
Accuracy standard conditions				
The following accuracy specifications are valid with no drift for dry single gases at 22 ± 5 °C and 1013 ± 40 hPa:				
	Range ¹¹	Accuracy		
CO2	0 to 15 vol%	$\pm(0.2$ vol% +2% of reading)Unspecified		
	15 to 25 vol%			
N2O	0 to 100 vol%	$\pm(2$ vol% +2% of reading)		
HAL, ENF, ISO	0 to 8 vol%	$\pm(0.15$ vol% +5% of reading)Unspecified		
	8 to 25 vol%			
SEV	0 to 10 vol%	$\pm(0.15$ vol% +5% of reading)Unspecified		
	10 to 25 vol%			
DES	0 to 22 vol%	$\pm(0.15$ vol% +5% of reading)Unspecified		
	10 to 25 vol%			
O2	0 to 100 vol%	$\pm(1$ vol% +2% of reading)		
Accuracy - all conditions				
The following accuracy specifications are valid with no drift for all specified environmental conditions, except for interference from water vapor in the below section "Effects from water vapor partial pressure on gas readings".				
GAS	Accuracy			
CO2	$\pm(0.3$ kPa + 4% of reading)			
N2O	$\pm(2$ kPa + 5% of reading)			
Agents ¹²	$\pm(0.2$ kPa + 10% of reading)			
O2	$\pm(2$ kPa + 2% of reading)			
Effects from water vapor partial pressure on gas readings				
When the breathing gas flows through the sampling line, the gas temperature will adapt to the ambient temperature before reaching the gas analyzer. The measurement of all gases will always show the actual partial pressure at the current humidity level in the gas sample. As the NOMO section removes all condensed water, no water will reach the ISA gas analyzer. However at an ambient temperature of 37 °C and a breathing gas with a relative humidity of 95% the gas reading will typically be 6% lower than corresponding partial pressure after removal of all water.				
Interfering gas and vapor effects				

¹⁰ Measured according to EN ISO 80601-2-55.

¹¹ All gas concentrations are reported in units of volume percent and may be translated into mmHg or kPa by using the reported atmospheric pressure.

¹² The accuracy specification is not valid if more than two agents are present in the gas mixture. If more than two agents are present, an alarm will be set.

Gas or vapour	Gas level	CO2		Agents	N2O
		ISA CO2	ISA AX+/OR+		
N2O-note4)	60 vol%	- note2)	- note1)	- note1)	- note1)
HAL-note4)	4 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
ENF, ISO, SEV-note4)	5 vol%	+8% of reading-note3)	- note1)	- note1)	- note1)
DES-note4)	15 vol%	+12% of reading-note 3)	- note1)	- note1)	- note1)
Xe (Xenon)-note4)	80 vol%	-10% of reading-note3)		- note1)	- note1)
He (Helium)-note4)	50 vol%	-6% of reading-note3)		- note1)	- note1)
Metered doses inhaler propellants-note4)	Not for use with metered dose inhaler propellants				
C2H5OH (Ethanol)-note4)	0.3 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
C3H7OH (Isopropanol)-note4)	0.5 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
CH3COCH3 (Acetone)-note4)	1 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
CH4 (Methane)-note4)	3 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
CO (Carbon monoxide)-note5)	1 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
NO (Nitrogen monoxide)-note5)	0.02 vol%	- note1)	- note1)	- note1)	- note1)
O2-note5)	100 vol%	- note)	- note2)	- note1)	- note1)
Note 1 : Negligible interference, effect included in the specification " Accuracy all conditions" above.					
Note 2 : Negligible interference with N2O/O2concentrations correctly set, effect included in the specification " Accuracy all conditions" above.					
Note 3 : Interference at indicated gas level. For example, 50 vol% Helium typically decreases the CO2 readings by 6%. This means that if measuring on a mixture containing 5.0 vol% CO2and 50 vol% Helium, the actual measured CO2 concentration will typically be $(1-0.06) * 5.0 \text{ vol\%} = 4.7 \text{ vol\% CO}_2$.					
Note 4 : According to the EN ISO 80601-2-55:2011 standard.					
Note 5 : In addition to the EN ISO 80601-2-55:2011 standard.					

BFA (Brain Function Assessment)

BFA Interface	Required for Integrating BFA module and monitors
EEG sensitivity	$\pm 450\mu\text{V}$
Noise	$<2\mu\text{V}_{\text{p-p}} <0.4\mu\text{V RMS}, 0.25-250 \text{ Hz}$
CMRR	>140dB
Input impedance	>50M
Sample rate	1000 samples/sec(16 bits equivalent)
Brain Function Index (BFI)	0-100. Filter 1-47Hz, 1sec. update
EMG	0-100. Filter 30-47 Hz, 1 sec. update
BSR	0-100. Filter 2-47 Hz, 1 sec. update
Signal Quality Index (SQI)	0-100. 1 sec. update
EEG Waveform	$\pm 250\mu\text{V}$, user-adjustable, 5 sec
Alarms	Auditory and visual, user-adjustable limits
Artifact rejection	Automatic
Sensor impedance measurement	0-30kOhm / Manual-Automatic/ measurement current $0.06\mu\text{A}$
Power supply	5 VDC
Power Consumption	Less than 0.5 W
Weight	100 gr
Dimensions	111×64×25 mm
Classification	Class I, type BF, continuous use
Sensors	Ambu Neuro Sensors
Cable length	195 cm/ 77" with 35 cm/ 14" split
Memory	Data recording (96 hours)
Trend	BFI/EMG/SQI/BS, 10 sec. update
Environment - Operation	Temperature
	Rel humidity

	Altitude	-200~3000m		
Cardiac Output				
Method	Right Heart Thermodilution			
Range	0.5-18 l/min			
Resolution	0.01l/min			
Reproducibility	±3%			
Recorder				
Model	Internal Thermal Recorder SP58			
Channel	Up to 3 waveforms			
Printing Speed	6,12.5,25 mm/sec			
Paper Size	57mm by 59 foot roll			
DRUG CALCULATE				
To calculate the dose and time of medication				
ALARM				
Sources	Error messages, All other parameter limits			
Alarm On/Off	Selectable for all parameters			
Alert	Blinking on Display, Volume Selectable Audio Alarms, Light indicator			
ALARM RECALL				
Displaying occurred alarms along with ECG/SpO2/2IBP/RESP/GAS waveforms (20 recent alarm)				
BED to BED				
“Bed to Bed” function is intended to display information of one bedside connected to the central system on target bedside.				
TREND				
Sources	HR,PVCs,ST,AFIB,SpO2, RR, T1, T2, IBP1(SYS,DIA,MAP), IBP2(SYS,DIA,MAP), IBP3(SYS,DIA,MAP), IBP4(SYS,DIA,MAP), EtCo2,FiCo2,AWRR(sidestream, mainstream), EtN2O,FiN2O,EtO2,FiO2,EtAA,FiAA(ISO, DES, ENF, HAL, SEV)			
Trend Time Save	96 Hours			
Trend Time Interval	15, 30, 45 Min, 1, 2 and 4 Hours			
Resolution	1 sec			
OXY-CRG				
6 Parameters Trend				
INPUT/OUTPUT				
Network	TCP/IP Protocol Ethernet LAN with RJ45 Interface			
VGA Connection	VGA output with same page			

Internal Battery

Sealed Lead Acid, Rechargeable, 12 V, 3.3 AH				
Lithium Polymer: 11.1V,4.3AH				
Li-ION 2200: 11.1 V, 2.2 AH				
Li-ION 3500: 11.1 V, 3.5 AH				
System Model	Sealed Lead Acid		Lithium Polymer	
	Charge time	Usage (New & Full Charged)	Charge time	Usage (New & Full Charged)
Alborz B9	4 ~ 5 hours	Approximately 1:30 hours	8 ~ 9 hours	Approximately 4 hours
	Li-ION 2200		Li-ION 3500	
	Charge time	Usage (New & Full Charged)	Charge time	Usage (New & Full Charged)
	4 ~ 5 hours	Approximately 2 hours	4 ~ 5 hours	Approximately 3 hours

Basic monitoring configuration: Brightness is automatically set by system, ECG/Resp,SpO₂,TEMP measurements in Use, NIBP measurement every 15 minutes

Physical Specification

System Model	Dimension (Cm)	Weight (approximately)	
		With Lithium Polymer Battery	with Sealed Lead Acid Battery
Alborz B9	45(W) × 36(H) × 17(D)	6.9 Kg	7.8 Kg
		With Li-ION 2200	With Li-ION 3500
		6.1 Kg	6.1 Kg

ENVIRONMENTAL

Temperature	Operating:	5 to 40 °C
	Storage & Transport:	-25 to 60 °C
Humidity	Operating:	20-90 % (Noncondensing)
	Storage & Transport:	10-100 % (Noncondensing)
Altitude	-200 to 3000 m	

فصل ۲۰، لوازم جانبی

۱-۲۰ ECG

۲-۲۰ SPO2(MASIMO & RAINBOW)

۳-۲۰ TEMP

۴-۲۰ NIBP

۵-۲۰ IBP

۶-۲۰ (MAINSTREAM) GAS

۷-۲۰ (SIDESTREAM) GAS

۸-۲۰ BFA

۹-۲۰ C.O.

۱۰-۲۰ کابل برق سیستم

۱۱-۲۰ ECG

۱۲-۲۰ EEG

اطلاعات عمومی

در این بخش لیست کلیه لوازم جانبی مورد استفاده سیستم به همراه کد سفارش آن آمده است.

⚠️ هشدار ⚠️

لوازم جانبی ذکر شده در این بخش برای استفاده سیستم مانیتور علامت حیاتی توصیه می‌شود و شرکت سازنده مسئولیت هیچ گونه خطر احتمالی ناشی از استفاده از لوازم جانبی دیگر را قبول نمی‌کند.

⚠️ هشدار ⚠️

حفظات بیمار در برابر تاثیرات ناشی از دفیبریلاتور منوط به استفاده از اکسسوریهای مشخص شده در این فصل می‌باشد.

۱-۲۰ لوازم جانبی ECG

ECG PATIENT CABLE 3 WIRES	PART. #:10-003
ECG PATIENT CABLE 5 WIRES	PART. #:10-038
ECG PATIENT CABLE 10 WIRES	PART. #:10-066
ECG PATIENT CABLE - Neonate - FMT (E201-3000)	PART. #:10-055
ECG Lead Wire - Neonate	PART. #:03-122

۲-۲۰ لوازم جانبی SpO2(MASIMO & RAINBOW)

Adult Reusable Sensor, > 30 Kg, (LNCS DCI)	PART.#:18-045
SpO2 Disposable Sensor, <1 Kg, (LNCS NeoPt)	PART.#:18-046
SpO2 Disposable Sensor, <3 Kg or >40 Kg, (LNCS Neo)	PART.#:18-047
SpO2 Reusable Y- Sensor, > 1 Kg (LNCS)	PART.#:18-049
SpO2 Extension Cable, (Red LNC-10)	PART.#:18-060
SpO2 Reuseable Sensor,Finger/Toe, Adulat > 30 Kg, Red DCI-dc12	PART.#:18-055
SpO2 Extension Cable	PART.#:18-056
Rainbow R25 Sensor, Adult, Adhesive, >30Kg, (SpO2,SPCo,SPMet)	PART.#:18-062
Rainbow Resposable R2-25a Sensor, Disposable, Adult, >30Kg, (SpO2,SPHb,SPMet)	PART.#:18-063
Rainbow Resposable R2-25r Sensor, Reusable, Adult, >30Kg, (SpO2,SPHb,SPMet)	PART.#:18-064
Rainbow Resposable R2-20a Sensor, Disposable, Pediatric, 10-50KG, (SpO2,SPHb,SPMet)	PART.#:18-065
Rainbow Resposable R2-20r Sensor, Reusable, Pediatric, 10-50KG, (SpO2,SPHb,SPMet)	PART.#:18-066
Rainbow DC-3 SC 360, Reuseable, Adult, (SpO2,SpMet,SpHb)	PART.#:18-068
Rainbow DCI, Reuseable, Adult, (SpO2,SpCO,SpMet)	PART.#:18-069
M-LNCS DCI, Reuseable, Adult, (SpO2)	PART.#:18-070
Rainbow R1-20L Pulse Co-Oximeter Sensor, Disposable, Pediatric, (SPHb ,SpO2,SPMet)	PART.#:18-072
SpO2 Disposable Sensor, 3-20 Kg, (LNCS Inf)	PART.#:18-075
Ambient Shield Accessory for Rainbow Sensor	PART.#:18-067

۲۰-۳- TEMP لوازم جانبی

TEMP Probe, Skin, LAUNCH (98ME04GA634)
 TEMP Probe, Rectal, LAUNCH (98ME04GA635)

PART.#:10-083
 PART.#:10-084

۲۰-۴- NIBP لوازم جانبی

NIBP Infant Cuff, Tuff-Cuff (TCS0813)
 NIBP Infant Cuff, Ultra Check (US0814)
 NIBP Child Cuff, Tuff-Cuff (TCS1219)
 NIBP Child Cuff, Ultra Check (US1320)
 NIBP Small Adult Cuff, Tuff-Cuff (TCS1725)
 NIBP Adult Cuff, Ultra Check (US2635HP)
 NIBP Cuff Reusable – Neonate – Single M5301 Bladderless, Tube Length 20Cm
 NIBP Cuff Reusable – Infant – Single M5302 Bladderless, Tube Length 20Cm
 NIBP Cuff Reusable – Pediatric – Single M5303 Bladderless, Tube Length 20Cm
 NIBP Cuff Reusable – Adult – Single M5304 Bladderless, Tube Length 20Cm
 NIBP Cuff Reusable – Large Adult – Single M5305 Bladderless, Tube Length 20Cm
 NIBP Cuff Reusable – Thigh – Single M5306 Bladderless, Tube Length 20Cm
 NIBP Disposable Cuff, Neonate, 3-5.5cm, PRS (M5541-1#)
 NIBP Disposable Cuff, Neonate, 4-8cm, PRS (M5541-2#)
 NIBP Disposable Cuff, Neonate, 6-11cm, PRS (M5541-3#)
 NIBP Disposable Cuff, Neonate, 7-13cm, PRS (M5541-4#)
 PU Helical Bourdon Tube
 PU Legthing Tube (Gray)
 PU Legthing Tube (Black)

PART.#:13-033
 PART.#:13-051
 PART.#:13-034
 PART.#:13-052
 PART.#:13-035
 PART.#:13-050
 PART.#:13-077
 PART.#:13-078
 PART.#:13-079
 PART.#:13-080
 PART.#:13-081
 PART.#:13-082
 PART.#:13-085
 PART.#:13-086
 PART.#:13-087
 PART.#:13-088
 PART. #:13-075
 PART. #:13-073
 PART. #:13-097

۲۰-۵- IBP لوازم جانبی

IBP Transducer , MEDEX - .MX860/866 Novatrans
 IBP Disposable Dome – MEDEX - MX860/866 Novatrans Dome
 IBP Extension Cable – MEDEX - MX860/866 Novatrans Extension
 IBP Transducer, MEDEX (MX960P1 LogiCal)
 IBP Transducer, Dome, MEDEX (MX960XXP1)
 IBP Extension Cable – MEDEX - MX960 Logical Extension
 IBP Transducer Cable – TRUWAVE
 IBP Transducer , Disposable – RX only -PX260
 IBP Holder
 IBP Extension Cable, for MX960
 IBP Transducer kit, Disposable, iPex, Ref BKT-164ET
 IBP Cable, Ipex, P/N: BKT-164ET
 IBP Bracket for iPex Trancducer
 IBP Transducer Holder

PART.#:16-00 1
 PART.#:16-031
 PART. #:16-032
 PART. #:16-002
 PART. #:16-033
 PART. #:16-034
 PART.#: 16-037
 PART.#: 16-036
 PART.#:16-030
 PART. #:16-050
 PART #:16-046
 PART #:16-053
 PART #:16-047
 PART #:16-030

ICP Accessory

ICP-TEMP-Cable (Ref:094328) PART #:P23007
 NPS2 SpaceLabs for ICP (Ref:091715) PART #:P23008
 NEUROVENT-P-TEMP for ICP (Ref:094268) PART #:P23009

۲۰-۶ لوازم جانبی GAS (Mainstream)

IRMA CO2 only probe(2++)	PART. # 20-053
IRMA AX+ probe	PART. # 20-039
IRMA Disposable Airway Adapter without O2 port	PART. # 20-025
IRMA Disposable Airway Adapter for infant	PART. # 20-035
IRMA Adapter Cable	PART. # 20-027
Probe Holder for IRMA sensor	PART. # 20-043
IRMA & BFA Extension to IRMA Connector	PART. # 19-145

۲۰-۷ لوازم جانبی GAS (Sidestream)

ISA CO2 only probe	PART. # 20-046
ISA AX+ probe	PART. # 20-049
ISA OR+ probe	PART. # 20-052
Nomoline with luer lock connector. 2 m. Box of 25	PART. # 20-045
Clamp of ISA Module Holder	PART. # 20-055

or

VersaStream, CO2/Gas Airway Adapter Sampling Line, Adult / Pediatric (Ref. 4420827)	PART. # 20-077
VersaStream, CO2/Gas Airway Adapter Sampling Line, Infant (Ref. 4420828)	PART. # 20-078
VersaStream, CO2/Gas Sampling Line with Luer Lock Male (Ref. 4420829)	PART. # 20-079
(it uses with Sidestream Airway Adapter-Adault/Pediatric, part number:4420531)	

۲۰-۸ لوازم جانبی BFA

BFA Accessory Patient Cable, SAADAT	PART. # 22- 028
-------------------------------------	-----------------

۲۰-۹ لوازم جانبی C.O.

SAADAT CO Cable	PART. # 19-069
Intro-Flex , Percutaneous sheath Introducer – EDWARDS Lifesciences	PART. # 20-061
Swan-Ganz CCO/VIP , Thermodilution Catheter , EDWARDSDS Lifesciences	PART. # 20-062

۲۰-۱۰ کابل برق سیستم

AC Power Cable	PART. # 03-018
----------------	----------------

نکته:

استفاده از اکسسوریهای زیر پیشنهاد می شود، در غیر این صورت از اکسسوریهایی که CE یا گزارش تست زیست سازگاری (Biocompatibility) دارند باید استفاده شود.

۱۱-۲۰ ECG الکترود

Adults ECG Disposable Electrodes, FIAB Manufacturer
Pediatric ECG Disposable Electrodes, FIAB Manufacturer

REF: F9060
REF: F9060P

Or

Arbo H124SG, COVIDIEN Manufacturer

REF: 31.1245.21

۱۲-۲۰ EEG الکترود

Neuroline 720, AMBU Manufacturer

Part.#Neuroline720

فصل ۲۱، نگهداری و تمیز کردن دستگاه (PM)

۲

۱-۲۱ چک کردن سیستم

۳

۲-۲۱ تمیز کردن

۶

۳-۲۱ ضد عفونی کردن

۸

۴-۲۱ چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PREVENTION MAINTENANCE, PM)

۱-۲۱ چک کردن سیستم

قبل از استفاده از سیستم به نکات زیر توجه کنید:

چک کنید که هیچ‌گونه صدمه مکانیکی به سیستم و لوازم جانبی آن وارد نشده باشد.

چک کنید که کابل برق و لوازم جانبی به طور مناسب و محکم اتصال دارند.

چک کنید که کلیدها و مازول‌های سیستم به درستی کار می‌کند و در شرایط مناسب قرار دارند.

اگر هرگونه صدمه‌ای بر روی مانیتور دیده شد، مانیتورینگ بیمار را متوقف کنید و با بخش مهندسی پزشکی بیمارستان و یا خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

چک کردن کلی سیستم از جمله چک کردن ایمنی سیستم باید فقط توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. هر گونه چک کردنی که به باز کردن سیستم نیاز داشته باشد و یا در اینمی تأثیر می‌گذارد باید توسط خدمات پس از فروش انجام شود.

نکته :

توصیه می‌شود که سیستم، هر یک سال یکبار توسط شرکت سازنده کالیبره شود، ولی ۲ سال یکبار کالیبراسیون اجباری است.
عمر دستگاه ۱۰ سال میباشد.

بیمارستان نیز می‌تواند هر زمانی که به دقت و صحت دستگاه مشکوک است، درخواست کالیبراسیون را ارائه دهد.



اگر اپراتور بازدیدهای دوره‌ای بر روی سیستم را انجام ندهد ممکن است بعد از مدتی دقت سیستم کم شود و سلامتی بیمار را به خطر بیاندازد.

نکته :

برای استفاده از حداکثر عمر مفید باتری توصیه می‌شود که حداقل هر یک ماه یک بار مانیتور را فول شارژ کنید و سپس فقط با باتری از آن استفاده کنید، بعد از آن مانیتور را مجددًا شارژ کنید.

۲-۲۱ تمیز کردن

⚠ هشدار ⚠

قبل از تمیز کردن مانیتور و یا سنسورها از خاموش بودن سیستم و جدا بودن آن از برق شهر اطمینان حاصل کنید.

سیستم مانیتور باید دور از گرد و غبار نگهداری شود. توصیه می‌شود قفسه قرارگیری مانیتور و صفحه نمایش هر چند وقت یک بار تمیز شود. بهتر است شست و شوی قفسه توسط مواد شوینده‌ای مانند آب و صابون انجام شود.

به موارد زیر دقت کنید:

- ۱- از مواد شوینده‌ای که دارای آمونیاک و یا استون هستند، استفاده نکنید.
- ۲- بیشتر مواد شوینده در هنگام استفاده باید رقیق شود.
- ۳- برای تمیز کردن از وسایل زبر مانند پارچه فلزی یا سیم ظرفشویی خودداری کنید.
- ۴- مواطن باشید مواد شوینده داخل کیس سیستم نشود.
- ۵- مواد شوینده باقی مانده را خشک نمایید.

نکته :

مانیتور و سطح سنسورها را به وسیله اتانول بیمارستانی تمیز و سپس به وسیله یک دستمال خشک کنید.

به نکات زیر جهت تمیز کردن اکسسوری‌ها توجه کنید:

کابل ECG :

برای تمیز کردن کابل ECG باید از یک پارچه نرم مرطوب به آب صابون ملايم و یا مرطوب به ماده تمیز کننده شامل ۷۰٪ اتانول استفاده شود.

پراب : SpO₂

قبل از تمیز کردن پراب را از بیمار و مانیتور جدا کنید. از یک پارچه نرم مرطوب به ایزو پروپیل الکل ۷۰٪ برای تمیز کردن پراب استفاده کنید و سپس آن را با یک پارچه خشک کنید.

کاف : NIBP

برای تمیز کردن کافهایی که یک بار مصرف نیستند، می‌توان از دستمال مرطوب به الکل ۷۰٪ و یا مواد سفید کننده ۵٪ استفاده کرد. همچنین می‌توان آن را با آب صابون با دمای حداقل 60°C کاملاً شستشو داد.

پراب : TEMP

برای تمیز کردن پраб آن را از سمت نوک سنسور در دست نگه داشته و کابل را به سمت کانکتور پاک کنید. کشش و فشار زیاد به کابل باعث خرابی پوسته کابل و قطع شدن اتصالات داخلی و در نهایت صدمه دیدن سنسور می‌گردد. خم شدن مداوم لیدوایرها در حین استفاده و تمیز کاری نیز می‌تواند منجر به قطع اتصالات داخلی شود.

از تماس سنسور با موادی مانند اتر، کتون و حلال‌های استری جلوگیری کنید. تماس طولانی در الکل یا حلال‌های آلی، محلول‌های پاک کننده یا محلول‌های قلیایی می‌تواند قابلیت انعطاف پراب را از بین ببرد. کانکتور پраб نباید در مایعات غوطه‌ور شود.



سنسورهای دما را هرگز در آب جوش قرار ندهید.

ترنسدیوسر : IBP

با استفاده از یک پارچه مرطوب و محلول پاک کننده، خون و سایر اجسام خارجی که روی سطح ترنسدیوسر است را تمیز کنید. ترنسدیوسر را در محلول غوطه‌ور نکنید و آن را با آب به طور کامل از ابتدا تا انتهای شست و شو دهید.

سنسور IRMA

سنسور IRMA باید توسط پارچه آغشته به اتانول و یا ایزوپروپیل الکل تمیز شود.

سنسور ISA :

سنسور ISA باید در دوره‌های منظم، توسط پارچه آغشته به اتانول و یا ایزوپروپیل الکل ۷۰٪ تمیز شود. برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و مایعات از راه کانکتور سنسور ISA به درون آن، در هنگام تمیز کردن، شیلنگ نمونه‌برداری به کانکتور مربوط به آن روی سنسور ISA متصل باشد.

ماژول BFA :

برای تمیز کردن ماژول BFA و کابل بیمار به موارد زیر دقت کنید:

۱- از مواد شوینده‌ای که دارای آمونیاک و یا استون هستند، استفاده نکنید.

۲- بیشتر مواد شوینده در هنگام استفاده باید رقیق شود.

۳- برای تمیز کردن از وسایل زبر مانند پارچه فلزی یا سیم ظرفشویی خودداری کنید.

۴- مواد شوینده باقی مانده را خشک نمایید.

نکته:

ماژول BFA را به وسیله اتانول بیمارستانی تمیز و سپس به وسیله یک دستمال خشک کنید.

رکوردر:

وجود پودر کاغذ و یا جسم خارجی بر روی هد حرارتی و غلطک کیفیت رکورددگیری را کاهش می‌دهد. با استفاده از پارچه آغشته به الکل، هد و غلطک را تمیز کنید و صبر کنید تا کاملاً خشک شود، سپس در رکوردر را بیندید.



از تمیز کردن رکوردر بلافضله بعد از رکورددگیری به دلیل داغ شدن هد و محیط اطراف آن خودداری کنید.

۳-۲۱ ضد عفونی کردن

برای ضد عفونی کردن از مواد زیر می‌توان استفاده کرد:

هیدروژن پروکساید ۳٪

الکل ۷۰٪

ایزوپروپانول

انپروپانول

برای جلوگیری از صدمه به سیستم ضد عفونی کردن باید طبق برنامه دوره‌ای بیمارستان انجام شود.



از ETO برای ضد عفونی کردن مانیتور استفاده نکنید.

: نکته

شرکت سازنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تأثیر کنترل عفونت بیماری‌های عفونی توسط این مواد شیمیایی به عهده نمی‌گیرد. برای جزئیات بیشتر به افراد متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان خود مراجعه کنید.

به نکات زیر جهت ضد عفونی کردن اکسسوری‌ها توجه کنید:

کاف : NIBP

برای کاف‌های غیر یکبار مصرف می‌توان از مواد ضد عفونی کننده گلوتاردهیدی استفاده کرد. استفاده طولانی مدت از این مواد ضد عفونی کننده باعث تغییر رنگ کاف و نوشته‌های روی آن می‌شود.

پراب : TEMP

با شستن پراب به وسیله ایزوپروپانول ۷۰٪، دی‌آلدهید (سایدکس) و یا هیبیوکلورید سدیم (مواد سفید کننده ۱:۱۰) پراب را ضد عفونی کنید. بعد از شستشو، پراب باید به طور کامل با آب شسته شود. غوطه‌ور کردن پраб در مواد شوینده برای مدت کوتاه مشکلی ندارد. شرکت سازنده کنترل عفونت به وسیله این مواد شیمیایی را تضمین نمی‌کند. برای اطلاعات کافی در این مورد به بخش کنترل عفونت بیمارستان مراجعه کنید.

نکته:

تمیز کردن و ضد عفونی کردن مانیتور کمکی، باید طبق مانیتور علائم حیاتی انجام شود. توضیحات بیشتر در مورد تمیز کردن و ضد عفونی مربوط به اکسسوری‌ها در بخش مربوط به هر مازول مراجعه کنید.

توصیه می‌شود موارد زیر به صورت هفتگی چک شود:

- ۱) تمیز بودن دستگاه
- ۲) سلامت ظاهری سیستم (بدنه، صفحه نمایش، کلیدها و نشانگرها)
- ۳) سلامت ظاهری اکسسوری‌ها
- ۴) عملکرد اکسسوری‌ها
- ۵) کنترل اکسسوری‌های یکبار مصرف و اکسسوری‌های با تاریخ استفاده معین

توصیه می‌شود موارد زیر به صورت ماهیانه چک شود:

- ۱) کنترل لیبل کالیبراسیون (سیستم در تاریخ تعیین شده جهت کالیبراسیون به شرکت فرستاده شود)
- ۲) سلامت ظاهری سیستم
- ۳) تمیز بودن سیستم
- ۴) عملکرد کلیدها و نشانگرها سیستم
- ۵) سلامت ظاهری اکسسوری‌ها

۴-۲۱ چک لیست نگهداری پیشگیرانه (Prevention Maintenance, PM)

به جهت بررسی دوره ای چک لیست PM به شماره PL-F-24 که در زیر آورده شده، توسط مسئول مرکز درمانی تکمیل شود.

لازم به ذکر است که تست PM به هیچ وجه تضمینی جهت استمرار صحت دستگاه نبوده و فقط در لحظه تست، وضعیت آن دستگاه را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

صفحه						
شرکت پویندگان راه سعادت						
فرم (BED SIDE) PM						
شماره فرم:	شهر:	استان:	مدل دستگاه:	ردیف		
PL-F-24	مرکز درمانی:	شهر:	شماره سریال:			
شامل نمی شود	نا منطبق	منطبق	بازرگی و آزمون			
			عدم وجود شکستگی در کیس پشت و پنل	سلامت ظاهری	1	
			تمیز کردن، ضد عفونی مطابق دفترچه راهنمای			
			کارکرد صحیح کلید روتاری	روتاری	2	
			کارکرد صحیح KEY BOARD			3
			کارکرد صحیح TOUCH	TOUCH	4	
			نمایش صحیح سه بخش پارامتر، شکل موجها و اطلاعات			صفحه نمایش
			جدا کردن سیستم از برق شهری (چک کردن کارکرد باطری)	باطری	6	
			چک کردن فیوز سیستم			
			استفاده دوره ای از باطری			
			فعال سازی آلام	آلام	7	
			وضوح صدای آلام			
			کارکرد صحیح LED های آلام			
			بررسی حفظ تاریخ و ساعت	SET UP	8	
			بررسی کابل ECG (سلامت گیره ها، لیدوایرها و هود)			
			بررسی پارامترهای پنجره ECG (پیس میکر، صدای ضربان و ...)			
			تمیز کردن، ضد عفونی طبق دفترچه راهنمای	ECG	9	

شرکت پویندگان راه سعادت						صفحه
شماره فرم: PL-F-24			فرم (BED SIDE) PM			
بخش:		مرکز درمانی:	شهر:	استان:		
تاریخ اقدام:		تاریخ نصب:	شماره سریال:	مدل دستگاه:		
شامل نمی شود	نا منطبق	منطبق	بازرسی و آزمون			ردیف
			بررسی پارامترهای پنجره RESP	RESP	10	
			بررسی پراب TEMP (سالم بودن سنسور و ...)	TEMP	11	
			تمیز کردن، ضد عفونی طبق دفترچه راهنمای			
			بررسی پراب SpO2 (بررسی اکستنشن در صورت وجود)	SPO2	12	
			تنظیمات پنجره SpO2 (تنظیم MODE اندازه گیری و میزان حساسیت)			
			تمیز کردن، ضد عفونی طبق دفترچه راهنمای			
			بررسی شلنگ و کاف NIBP (عدم وجود نشتی)	NIBP	13	
			تنظیمات پنجره NIBP (تنظیم MODE بزرگسال، کودک و نوزاد واحد اندازه گیری، حالت اتوماتیک)			
			تمیز کردن، ضد عفونی طبق دفترچه راهنمای			
			شستشوی مسیر و انجام صحیح Zeroing	IBP	14	
			بررسی ترنسدیوسر و لوازم جانبی			
			تنظیمات پنجره AUTO SCALE IBP (واحد اندازه گیری ، فیلتر، و...)			
			تمیز کردن، ضد عفونی طبق دفترچه راهنمای	CAPNO	15	
			بررسی پراب ISA Sample line و CAPNO			
			بررسی پراب IRMA و آدپتور CAPNO			
			تنظیمات پنجره COMENSATE (واحد اندازه گیری و ...)	BFA	16	
			تمیز کردن، ضد عفونی طبق دفترچه راهنمای			
			بررسی نروسنسورها و دستگاه BFA			
			چک کردن تاریخ انقضاء نروسنسورها	BFA	16	
			بررسی LINK ارتباطی با بدساید (بررسی LED سیز رنگ)			
			تمیز کردن، ضد عفونی طبق دفترچه راهنمای			
			سایز مناسب کاغذ رکوردر	رکوردر	17	
			بسته بودن درب رکوردر به هنگام رکوردگیری			
			تنظیم پنجره رکوردر			
			چک کردن اتصال صحیح کابل به بدساید و سانترال	ارتباط با سانترال	18	

شرکت پویندگان راه سعادت				صفحه
فرم (BED SIDE) PM				
شماره فرم: PL-F-24		شهر:	استان:	
بخش:		مرکز درمانی:		
تاریخ اقدام:		تاریخ نصب:	شماره سریال:	مدل دستگاه:
شامل نمی شود	نا منطبق	منطبق	بازرسی و آزمون	ردیف
			مشاهده نشانگر شبکه در بدسايد و شکل موج و پارامترها در سانترال	
			بررسی صحت ارتباط بدسايد و سانترال	

قبول مردود :

توصیه کارشناس:

نام و امضاء کارشناس: : نام و امضاء مسئول

فصل ۲۲، عیب یابی و تعمیرات کلی سیستم

تعمیر بخش داخلی مانیتور فقط باید توسط افراد آموزش دیده و تأیید شده توسط شرکت سازنده انجام شود. در غیر این صورت شرکت سازنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خطرات احتمالی به مانیتور و بیمار قبول نمی‌کند. این بخش برای کمک به اپراتور برای حل مشکلات کوچک به علت عدم استفاده صحیح از مانیتور و یا خرابی لوازم جانبی است. وقتی که با هر کدام از این مشکل‌ها رو بروشدید، قبل از تماس با خدمات پس از فروش به توصیه‌های ذکر شده دقت کنید.

مشکل	دلایل ممکن	اقدامات لازم
مانیتور روشن نمی‌شود.		<ul style="list-style-type: none"> مسیر کابل برق را چک کنید. با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
سیستم با باتری نمی‌تواند کار کند.	<ul style="list-style-type: none"> باتری کاملاً شارژ نشده است. فیوز باتری مشکل دارد. غیره. 	<ul style="list-style-type: none"> با توجه به مدت شارژ، باتری شارژ گردد. از وجود فیوز اطمینان حاصل کنید. با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
شكل موج ECG نویزی است.	<ul style="list-style-type: none"> الکترودها به طور مناسب اتصال ندارد. اتصال ارت مشکل دارد. فیلتر ECG اشتباه انتخاب شده است. غیره. 	<ul style="list-style-type: none"> الکترودها و لیدها را چک کنید. ژل موجود بر روی چست لیدها را چک کنید و در صورت لزوم چست لیدها را تعویض کنید. ارت را چک کنید. فیلتر را به طور مناسب انتخاب کنید. با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
شكل موج ECG وجود ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> کابل ECG به درستی متصل نیست. کابل ECG مشکل دارد. لیدها والکترودها خوب قرار ندارد. غیره. 	<ul style="list-style-type: none"> اتصال کابل ECG را چک کنید درست باشد. لیدها و الکترودها را چک کنید. همه لیدها را به هم اتصال کوتاه کنید اگر کابل سالم باشد پیغام کنترل لیدها نمایش داده نمی‌شود. از الکترودهای خراب و قدیمی استفاده نکنید. با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
SPIKE شکل موج ECG دارای است.	<ul style="list-style-type: none"> اگر دریمارانی که پیس میکرند ندارند PACE: ON باشد، شکل موج ECG به عنوان PACE تلقی می‌شود. غیره. 	<ul style="list-style-type: none"> آشکار ساز Pace را در پنجره OFF, ECG کنید.
مشکل	دلایل ممکن	اقدامات لازم
مقدار HR نامناسب است.	<ul style="list-style-type: none"> سیگنال ECG نویزی است و مناسب نیست. غیره. 	<ul style="list-style-type: none"> الکترودها و لیدها را چک کنید. لیدها را در مانیتور عوض کنید تا بهترین شکل موج ECG نمایش پیداکند با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
سیگنال RESP وجود ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> الکترودها به طور مناسب متصل نیست. بیمار در حین اندازه‌گیری خیلی حرکت شکل موج خوب نیست. 	<ul style="list-style-type: none"> الکترودها و لیدها را چک کنید لید RESP را عوض کنید.

مقدار RR ناپایدار است.	می کند. • غیره	• بیمار را آرام کنید. • با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
T1, T2 غیر عادی.	• محل قرارگیری نامناسب است. • سنسور خراب است. • غیره	• سنسور را در محل مناسب قرار دهید. • پراب را عوض کنید. • با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
شکل موج SpO2 وجود ندارد. شکل موج SpO2 نویزی است.	• پراب SpO2 به طور نامناسب قرار گرفته است. • سنسور خراب است. • غیره.	• محل پراب و طرز قرارگیری آن را چک کنید. • توسط یک پراب سالم نمایش سیگنال را چک کنید در صورت لزوم جهت تعویض پراب با شرکت تماس بگیرید. • با خدمات پس از فروش تماس گیرید.
مقدار SpO2 نمایش داده نمی شود و یا غیر عادی است.	• بیمار در حین اندازه گیری خیلی حرکت می کند. • پراب به طور مناسب قرار نگرفته است. • غیره	• بیمار را آرام کنید. • محل پراب را عوض کنید. • با خدمات پس از فروش تماس گیرید.
کاف NIBP باد نمی شود.	• اتصال نامناسب شیلنگ هوا. • شیلنگ هوا پیچیده شده و یا انسداد دارد. • در کاف یا شیلنگ هوا نشتی وجود دارد. • غیره	• اتصالات را چک کنید. • شیلنگ هوا را چک کنید. • شیلنگ و کاف را عوض کنید. • با خدمات پس از فروش تماس گیرید.
مشکل	دلایل ممکن	اقدامات لازم
اندازه گیری NIBP انجام نمی شود. مقدار NIBP غیر عادی است.	• کاف و یا شیلنگ به سیستم متصل نیست. • محل قرارگیری کاف اشتباه است. • بیمار در حین اندازه گیری حرکت می کند. • با تری سیستم ضعیف است. • غیره	• کاف و شیلنگ را چک کنید. • محل کاف را عوض کنید. • بیمار را آرام کنید. • سیستم را به برق متصل کنید. • با خدمات پس از فروش تماس گیرید.
مقدار IBP غیر عادی است. سیگنال IBP نویزی است.	• قبل از استفاده عمل Zeroing انجام نشده است. • منبع نویزی در کنار سیستم و یا لوازم جانبی وجود دارد. • سنسور خراب است. • غیره	• عمل Zeroing را انجام دهید. • سیستم و کابل را از منبع نویز دور کنید. • سنسور را عوض کنید. • با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
پس از جاگذاری صحیح کاتتر به صورت مناسب انجام نشده	• جاگذاری کاتتر به صورت مناسب انجام نشده	• از جاگذاری صحیح کاتتر اطمینان حاصل

ready for measurement ظاهر نشده و پیغام baseline در صفحه می‌ماند.	عامل دیگری مانند الکتروکوتور سبب ایجاد نویز است. است.	پس از قطع استفاده از دستگاهی که سبب ایجاد نویز است، از مازول اندازه گیری CO استفاده شود.
عددی که برای CO گزارش می‌شود همراه با خطأ است.	<ul style="list-style-type: none"> از اکسسوری‌های توصیه شده شرکت استفاده نشده است. انتخاب نوع کاتتر در منوی تنظیمات CO به درستی انجام نشده است. <p>دماهای مایع تزریقی + درجه (محدوده ۵ تا -۵ درجه سانتیگراد) نبوده است.</p>	<ul style="list-style-type: none"> از اکسسوری‌های توصیه شده شرکت استفاده کنید. انتخاب نام صحیح کاتتر در منوی SetUp را بررسی کنید. <p>از صفر درجه بودن دماهای مایع تزریقی اطمینان حاصل کنید.</p>

چند توصیه جهت کاهش خطای در اندازه‌گیری‌ها :

NIBP •

هنگام اندازه‌گیری NIBP دقیق نمایید و انداده گیری بر روی mmHg تنظیم شده و اتصال کاف به بیمار مطابق روش دفترچه راهنمای انجام شده باشد. بیشترین علت عدم نمایش NIBP خرابی و یا نشتی کاف می‌باشد پس در صورت مشاهده مشکل بهترین کار استفاده از یک کاف سالم برای تست سیستم است همچنین اتصالات شلنگ NIBP را نیز چک کنید و از صحت اتصال آن مطمئن شوید. در صورت برطرف نشدن با شرکت تماس حاصل فرمایید.

نکته:

جهت اندازه‌گیری صحیح NIBP دقیق به تنظیم مد کاری دستگاه که بسته به بیمار NEONATE یا ADULT,PEDIATRIC می‌باشد بسیار مهم است همچنین در انتخاب کاف با سایز مناسب بسته به وزن و سن بیمار باید دقیق شود.

لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

۱. پس از ترخیص هر بیمار اطلاعات را پاک کرده و دستگاه را جهت بسته شدن بیمار جدید آماده کنید. خاموش کردن دستگاه در این فاصله توصیه می‌شود. پس از آرام شدن بیمار اقدام به اخذ فشار نمایید.

۲. هوای باقیمانده در کاف توسط پرستار با فشار کاملاً تخلیه گردد.

۳. توصیه می‌شود جهت اخذ فشار، بیمار به طور ساکن نشسته و پاها را روی تخت دراز نموده و از پشتی مناسب استفاده نمایید.

۴. قبل از اخذ فشار، ۵ دقیقه جهت رسیدن به آرامش به بیمار فرصت دهید.

۵. به هنگام اخذ فشار از صحبت کردن با بیمار پرهیز نمایید.

۶. لازم است پرستار دست بیمار را ثابت نگه دارد و کاف و دست بیمار را هم سطح قلب بیمار قرار دهد و از حرکت دست هنگام فشار گیری جلوگیری نمایید.

۷. کاف باید در بالای آرنج بسته شود.

۸. کاف باید به حدی محکم بسته شود که به راحتی نتوان ۲ انگشت دست را داخل آن نمود.

۹. محل کاف و شریان باید بطور صحیح تنظیم شده باشند.

۱۰. به هیچ وجه اقدام به اخذ فشار از روی لباس ننمایید.

۱۱. حتماً از سایز کاف مناسب برای بیمار استفاده گردد.

- اگر کاف خیلی کوچک باشد فشار خوانده شده بیش از مقدار واقعی خواهد بود.

- اگر کاف خیلی بزرگ باشد فشار خوانده شده کمتر از مقدار واقعی خواهد بود.

IBP •

نکته بسیار مهم در پارامتر IBP عدم وجود حباب در مسیر و همچنین DOME می‌باشد ابتدا این مطلب را کنترل نمایید. ضمناً در بسیاری موارد با تعویض DOME مشکل برطرف می‌شود لازم به ذکر است همان طور که می‌دانید DOME یک بار مصرف بوده و برای هر مریض حتماً باید تعویض گردد. انتخاب لیبل مناسب با توجه به ناحیه رگ گیری نیز مؤثر است لطفاً این پارامتر را نیز کنترل نمایید. در صورت برطرف نشدن ترانسدیوسر دستگاه را تعویض نمایید. (درصورت موجود بودن) اگر با کنترل تمام موارد بالا مشکل برطرف نشد با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

MULTI GAS •

در صورت بروز مشکل در نمایش CO₂ و یا گازهای بیهودی مهمترین عامل آداتور آن می‌باشد که برای هر بیمار باید تعویض گردد. اگر پس از تعویض آداتور مشکل رفع نشد مراتب را به شرکت اطلاع دهید. ضمناً عمل Zeroing کردن در دقت اندازه‌گیری بسیار مهم می‌باشد لطفاً مطابق دستورالعمل دفترچه راهنمای عمل را انجام دهید تا عدد نمایش داده شده دقیق باشد.

BFA •

در صورت مشاهده اشکال در نمایش BFA مهمترین علت عدم اتصال مناسب و صحیح نروسنسورها می‌باشد لطفاً محل چسباندن آن‌ها را تمیز نمایید و از نروسنسور جدید استفاده کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

• سانترال:

- در صورت مشاهده هرگونه مشکل در عملکرد سانترال از قبیل عدم نمایش صحیح سیگنال، تاج، رکوردر و غیره ابتدا سانترال را توسط دکمه پاور خاموش نموده پس از خاموش شدن کامل، سیستم را مجدداً روشن نمایید. در صورت برطرف نشدن مشکل، مراتب را به خدمات پس از فروش منتقل نمایید.
- در صورت عدم برقراری ارتباط با سانترال کابل ارتباطی را از سمت سانترال و بدساید چک کنید و از اتصال صحیح آن مطمئن شوید در صورت برطرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

- اطلاعات بیماران قبلی را حتماً بعد از ترخیص پاک نمایید.
- به یاد داشته باشید سایز کاغذ رکوردر 50 mm و در مدل سهند 58mm می‌باشد.

APPENDIX I

APPENDIX I LIST OF MONITOR PARAMETERS (SELECTIONS AND DEFAULTS)

Menu item	selection	Default
The parameters in ECG menu		
ECG LEAD	I,II,III,aVR,aVF,aVL,V1,V2,V3,V4,V5,V6	II
CABLE TYPE	3 Wires,5 Wires, 10 Wires	3 Wires
DISPLAY FORMAT	Cascade, 2Traces, 4Traces, 7Traces, 12Traces	Cascade
ECG GAIN	×0.25,×0.5,×1,×2,×4,AUTO	AUTO
ECG SWEEP	12.5,25,50mm/s	25
ECG FILTER	MONITOR,NORMAL,EXTENDED	NORMAL
HR AVERAGE	4,8,16SEC	8SEC
HR SOURCE	ECG,SpO2,IBP1,IBP2,AUTO	AUTO
BEAT VOLUME	1,2,3,4,5,6,7,OFF	1
PACE DETECT	ON,OFF	OFF
ECG CALIB	ON,OFF	OFF
ALARM LEVEL	1,2	1
HR ALARM	ON,OFF	OFF
HR HIGH ALARM	HR LOW ALARM +5 to 250	150Bpm
HR LOW ALARM	30 to HR HIGH ALARM -5	50Bpm
The parameters in RESP menu		
RESP LEAD.	RA-LA,RA-LL	RA-LA
RESP GAIN	×0.25,×0.5,×1,×2,×4	×1
RESP SWEEP	3,6,12.5,25mm/s	6mm/s
ALARM LEVEL	1,2	1
RR ALARM	ON ,OFF	OFF
RR HIGH ALARM	RR LOW ALARM +1 to 150	25Brpm
RR LOW ALARM	5 to RR HIGH ALARM -1	5Brpm
APNEA LIMIT	10 to 40S, OFF	10S
Menu item	selection	Default
The parameters in SpO2 menu		
AVERAGE TIME	2-4,4-6,8,10,12,14,16	8
SpO2 PLETH SWEEP	12.5,25mm/s	25mm/s
ALARM LEVEL	1,2	1
SpO2 ALARM	ON,OFF	OFF
SpO2 HIGH ALARM	SpO2 LOW ALARM +1 to 100 (with step 1)	100
SpO2 LOW ALARM	1 to SpO2 HIGH ALARM -1 (with step 1)	90
SpO2 SENSITVITY MODE	NORMAL , MAX , APOD	NORMAL
PI HIGH ALARM	PI LOW ALARM +0.1 to 19.0 (with step 0.1)	19.0
PI LOW ALARM	0.0 to PI HIGH ALARM -0.1 (with step 0.1)	0.0
PVI HIGH ALARM	PVI LOW ALARM +1 to 99 (with step 1)	99
PVI LOW ALARM	1 to PVI HIGH ALARM -1 (with step 1)	1
SpOC HIGH ALARM	SpOC LOW ALARM +1 to 34.0 (with step 1)	34.0
SpOC LOW ALARM	1.0 to SpOC HIGH ALARM -1 (with step 1)	1.0

APPENDIX I

SpCO HIGH ALARM	SpCO LOW ALARM +1 to 99.0 (with step 1)	10.0
SpCO LOW ALARM	1.0 to SpCO HIGH ALARM -1 (with step 1)	1.0
SpMet HIGH ALARM	SpMet LOW ALARM +0.5 to 99.5 (with step 0.5)	3.0
SpMet LOW ALARM	0.5 to SpMet HIGH ALARM -0.5 (with step 0.5)	0.5
SpHb HIGH ALARM	SpHb LOW ALARM +0.1 to 24.5 (with step 0.1)	17.0
SpHb LOW ALARM	0.5 to SpHb HIGH ALARM -0.1 (with step 0.1)	7.0
Menu item	selection	Default
The parameters in NIBP menu		
NIBP UNIT	mmHg , KPa	mmHg
ALARM LEVEL	1,2	1
NIBP ALARM	ON,OFF	OFF
SYS HIGH ALARM	Adult: SYS LOW ALARM +5 to 255 Neonate: SYS LOW ALARM +5 to 135 Pediatric: SYS LOW ALARM +5 to 240 (with step 5)	Adult: 160mmHg Neonate: 90mmHg Pediatric: 120mmHg
SYS LOW ALARM	Adult: 30 to SYS HIGH ALARM -5 Neonate: 30 to SYS HIGH ALARM -5 Pediatric: 30 to SYS HIGH ALARM -5 (with step 5)	Adult: 90mmHg Neonate: 40mmHg Pediatric: 70mmHg
DIA HIGH ALARM	Adult: DIA LOW ALARM +5 to 220 Neonate: DIA LOW ALARM +5 to 110 Pediatric: DIA LOW ALARM +5 to 220 (with step 5)	Adult: 90mmHg Neonate: 60mmHg Pediatric: 70mmHg
DIA LOW ALARM	Adult: 15 to DIA HIGH ALARM -5 Neonate: 15 to DIA HIGH ALARM -5 Pediatric: 15 to DIA HIGH ALARM -5 (with step 5)	Adult: 50mmHg Neonate: 20mmHg Pediatric: 40mmHg
MAP HIGH ALARM	Adult: MAP LOW ALARM +5 to 235 Neonate: MAP LOW ALARM +5 to 125 Pediatric: MAP LOW ALARM +5 to 230 (with step 5)	Adult: 110mmHg Neonate: 70mmHg Pediatric: 90mmHg
MAP LOW ALARM	Adult: 20 to MAP HIGH ALARM -5 Neonate: 20 to MAP HIGH ALARM -5 Pediatric: 20 to MAP HIGH ALARM -5 (with step 5)	Adult: 60mmHg Neonate: 25mmHg Pediatric: 50mmHg
AUTO/MANUAL	1min, 2min, 3min,5min,10min,15min,20min, 30min,45min, 60min, 90min, 2hr,4hr, 8hr, 12hr, 16hr, 20hr, 24hr,MANUAL, STAT	MANUAL
Menu item	selection	Default
The parameters in TEMP menu		
TEMP UNIT	°C,°F	°C
ALARM LEVEL	1,2	1
TEMP ALARM	ON ,OFF	OFF
T1 HIGH ALARM	T1 LOW ALARM +1 to 50	39
T1 LOW ALARM	0 to T1 HIGH ALARM -1	35
T2 HIGH ALARM	T2 LOW ALARM +1 to 50	40
T2 LOW ALARM	0 to T2 HIGH ALARM -1	36
DT HIGH ALARM	DT LOW ALARM +1 to 50	5

APPENDIX I

DT LOW ALARM	0 to DT HIGH ALARM -1	1.0
Menu item	selection	Default
The parameters in IBP menu		
IBP UNIT	mmHg , KPa,cmH2O	mmHg
IBP LABEL	IBP, ART, PAP, CVP, LAP, RAP, LVP, RVP,ICP	IBP
IBP SWEEP	3,6,12,5,25 mm/s	12.5 mm/s
IBP GRID	ON, OFF	OFF
IBP FILTER	8, 16, 22 Hz	16 Hz
ALWAYS AUTO SCALE	ON,OFF	OFF
IBP ALARM	ON,OFF	OFF
ART CATH. DISCONNECT ALM	ON , OFF	OFF
ALARM LEVEL	1,2	1
IBP HIGH ALARM	IBP LOW ALARM +5 to 300	SYS: 150 mmHg DIA: 100 mmHg MEAN: 115 mmHg
IBP LOW ALARM	-50to IBP HIGH ALARM -5	SYS: 80 mmHg DIA: 50 mmHg MEAN: 60 mmHg
ART HIGH ALARM	ART LOW ALARM +5 to 300	SYS: 150 mmHg DIA: 100 mmHg MEAN: 115 mmHg
ART LOW ALARM	-50to ART HIGH ALARM -5	SYS: 80 mmHg DIA: 50 mmHg MEAN: 60 mmHg
LVP HIGH ALARM	LVP LOW ALARM +5 to 300	SYS: 150 mmHg DIA: 20 mmHg MEAN: 80 mmHg
LVP LOW ALARM	-50 to LVP HIGH ALARM -5	SYS: 80 mmHg DIA: -5 mmHg MEAN: 20 mmHg
PAP HIGH ALARM	PAP LOW ALARM +1 to 120	SYS: 40 mmHg DIA: 20 mmHg MEAN: 30 mmHg
PAP LOW ALARM	-50 to PAP HIGH ALARM -1	SYS: 5 mmHg DIA: -5 mmHg MEAN: 0 mmHg
RVP HIGH ALARM	RVP LOW ALARM +1 to 100	SYS: 40 mmHg DIA: 15 mmHg MEAN: 30 mmHg
RVP LOW ALARM	-50 to RVP HIGH ALARM -1	SYS: 5mmHg DIA: -5 mmHg MEAN: 0 mmHg
CVP HIGH ALARM	CVP LOW ALARM +1 to 100	15 mmHg
CVP LOW ALARM	-50 to CVP HIGH ALARM -1	-5 mmHg

APPENDIX I

LAP HIGH ALARM	LAP LOW ALARM +1 to 100	20 mmHg
LAP LOW ALARM	-50 to LAP HIGH ALARM -1	-5 mmHg
RAP HIGH ALARM	RAP LOW ALARM +1 to 100	15 mmHg
RAP LOW ALARM	-50 to RAP HIGH ALARM -1	-5 mmHg
Menu item	selection	Default
ICP HIGH ALARM	ICP LOW ALARM +1 to 100	Adult: 10mmHg Neonate: 4mmHg Pediatric: 4mmHg
ICP LOW ALARM	-40 to ICP HIGH ALARM -1	0 mmHg
IBP SCALE		
IBP	HIGH	LOW +10 TO 300 (with step 10)
	LOW	-50 TO HIGH-10
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
ART	HIGH	LOW +10 TO 300 (with step 10)
	LOW	-50 TO HIGH-10
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
PAP	HIGH	LOW +5 TO 300 (with step 5)
	LOW	-50 TO HIGH-5
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
CVP	HIGH	LOW +5 TO 300 (with step 5)
	LOW	-50 TO HIGH-5
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
LAP	HIGH	LOW +5 TO 300 (with step 5)
	LOW	-50 TO HIGH-5
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
RAP	HIGH	LOW +5 TO 300 (with step 5)
	LOW	-50 TO HIGH-5
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
LVP	HIGH	LOW +10 TO 300 (with step 10)
	LOW	-50 TO HIGH-10
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
RVP	HIGH	LOW +5 TO 300 (with step 5)
	LOW	-50 TO HIGH-5
	SIGN	(HIGH+LOW)/2
ICP	HIGH	LOW +5 TO 100 (with step 5)
	LOW	-40 TO HIGH-5
	SIGN	(HIGH+LOW)/2

APPENDIX I

Menu item	selection	Default
The parameters in ARR menu		
ARR MONITOR	ON, OFF	OFF
ALARM LEVEL	ASYSTOLE	1
	VFIB	1
	VTAC	1
	RUN	1, 2, OFF
	AIVR	1, 2, OFF
	COUPLET	1, 2, OFF
	BIGEMINY	1, 2, OFF
	TRIGEMINY	1, 2, OFF
	TACHY	1, 2, OFF
	BRADY	1, 2, OFF
	AFIB	1, 2, OFF
	PAUS	1, 2, OFF
RATE	FREQUENT PVCs	1, 2, OFF
	VTAC	100 to 200 (with step 10)
	RUN	VTAC rate
	AIVR	<VTAC rate ⁻¹
	TACHY	100 to 200 (with step 10)
COUNT	BRADY	30 to 105 (with step 5)
	VTAC	5 to 12 (with step 1)
	RUN	3 to VTAC count ⁻¹ (with step 1)
	AIVR	-
ARCHIVE	FREQUENT PVCs	1 to 15 (with step 5)
	ASYSTOLE	STR, STR/REC, OFF, REC
	VFIB	STR, STR/REC, OFF, REC
	VTAC	STR, STR/REC, OFF, REC
	RUN	STR, STR/REC, OFF, REC
	AIVR	STR, STR/REC, OFF, REC
	COUPLET	STR, STR/REC, OFF, REC
	BIGEMINY	STR, STR/REC, OFF, REC
	TRIGEMINY	STR, STR/REC, OFF, REC
	TACHY	STR, STR/REC, OFF, REC
	BRADY	STR, STR/REC, OFF, REC
	AFIB	STR, STR/REC, OFF, REC
	PAUS	STR, STR/REC, OFF, REC
	FREQUENT PVCs	-

APPENDIX I

Menu item	Selection	Default
The parameters in ST menu		
ST ANALYSIS	ON, OFF	OFF
ST ALARM	ON, OFF	OFF
ALARM LEVEL	1, 2	1
ST LOW ALARM	-2 to ST HIGH ALARM -0.1	-0.2
ST HIGH ALARM	ST LOW ALARM +0.1 to 2	0.2
EVENT DURATION	15S, 30S, 45S, 60S, OFF	OFF

Menu item	selection	Default	
The Parameters in GAS WINDOW(Mainstream & Sidestream)			
CO2 UNIT	KPa ,%V ,mmHg	mmHg	
SIGNAL SWEEP	3mm/s, 6mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s	12.5mm/s	
SIGNAL SCALE	CO2	6%,10%,Auto scale	
	O2/N2O	0-50%,0-100%, Auto scale	
	AA	1,2,3,5,10,20%, Auto scale	
WAVEFORM (Mainstream)	CO2, N2O, AA	CO2	
WAVEFORM (Sidestream)	CO2, O2, N2O, AA	CO2	
O2 COMPENSATE	1-100 vol%, OFF	21% , AUTO	
N2O COMPENSATE	0-100 vol% (ONLY FOR ISA CO2, IRMA2 CO2)	0%	
GAS UNIT	KPa ,%V	%V	
AGENT	ISO,ENF,HAL,DES,SEV	HAL	
		AUTO (For IRMA(AX+) & ISA(OR+) & ISA(AX+))	
WORK MODE	MEASURE, STANDBY	MEASURE	
GAS/RESP	GAS, RESP	GAS	
FIIL SIGNAL	ON,OFF	OFF	
CO2 ALARM	ON,OFF	OFF	
N2O ALARM	ON,OFF	OFF	
AA ALARM	ON,OFF	OFF	
O2 ALARM	ON,OFF	OFF	
ALARM LEVEL	1,2	2	
APNEA ALARM	20s,25s,30s,35s,40s,45s,50s, 55s,60s, OFF	20s	
		ADULT/PED	NEONATE
AWRR LOW	1~(HIGH-1)	5 BrPM	15 BrPM
AWRR HIGH	(LOW+1) ~120	30 BrPM	60 BrPM
EtCo2 LOW	0.4~(HIGH-0.1) (%V)	2.6%V	
EtCo2 HIGH	(LOW+0.1)~13(%V)	6.5%V	
FiCo2 HIGH	0.4~ 13(%V)	1.3%V	

APPENDIX I

EtO2,FiO2 LOW (sidestream)	18~(HIGH-1) (% V)	50%
EtO2,FiO2 HIGH (sidestream)	(LOW+1)~105(% V)	100%
EtN2O ,FiN2O LOW	1~(HIGH-1) (% V)	35%
EtN2O HIGH	(LOW+1)~100(% V)	75%
FiN2O HIGH	(LOW+1)~82(% V)	75%
EtDES ,FiDES LOW	0.1~(HIGH-0.1) (% V)	5%
EtDES ,FiDES HIGH	(LOW+0.1)~18(% V)	10%
EtISO ,FiISO LOW	0.1~(HIGH-0.1) (% V)	0.8%
EtISO ,FiISO HIGH	(LOW+0.1)~5(% V)	2%
EtENF ,FiENF LOW	0.1~(HIGH-0.1) (% V)	0.5%
EtENF ,FiENF HIGH	(LOW+0.1)~5(% V)	1.5%
EtSEV ,FiSEV LOW	0.1~(HIGH-0.1) (% V)	1%
EtSEV ,FiSEV HIGH	(LOW+0.1)~8(% V)	3%
EtHAL ,FiHAL LOW	0.1~(HIGH-0.1) (% V)	0.5%
EtHAL ,FiHAL HIGH	(LOW+0.1)~5(% V)	1.5%
ZERO	Only for Mainstream	

Menu item	selection	Default
The Parameters in BFA WINDOW		
EEG Gain	25uV,50-250uV	100uV
BFA ALARM	ON,OFF	OFF
BFI LOW	1~(HIGH-1)	35%
BFI HIGH	(LOW+1)~100	60%
The Parameters in Cardiac Output WINDOW		
Catheter Type	131HF7,139HF75P,Simulator	131HF7
Temp_Scale	1,2,4	1
SYSTEM DEFUALT		
ALARM VOLUME	1,2,3,4,5,6,7	1
CALENDAR	SOLAR, CHRISTIAN	CHRISTIAN
PATIENT CAT.	ADUL,NEONATE,PEDIATRIC	ADULT
BED NUMBER	1..150	01
TOUCH SOUND	1, 2, 3, OFF	1
BACK LIGHT	1 to 8	18.5" Monitor: 7
		12" Monitor: 5
		10" Monitor: 3
		15" Monitor: 2
BED TO BED	DURATION :1,2,3,4,5	1 Min

APPENDIX I

Module Color		
ECG COLOR	Green	GREEN
IBP1 COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	LIGHT RED
IBP2 COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	LIGHT BLUE
IBP3 COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	DARK ORANGE
IBP4 COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	DARK CYAN
SpO2 COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	MAGENTA
CO2 COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	YELLOW
RESP COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	YELLOW
NIBP COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light	WHITE

APPENDIX I

	Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	
TEMP COLOR	White, Blue, Brown, Green, Red, Yellow, Cyan, Orange, Cream, Magenta, Light Brown, Light Green, Light Yellow, Light Red, Light Blue, Light Cyan, Light Orange, Light Magenta, Dark Orange, Dark Cyan	CYAN

فهرست پیغام ها و آلام ها

.....	آلام های تکنیکی
.....	آلام های تکنیکی سیستم
.....	آلام های تکنیکی ECG
.....	آلام های تکنیکی RESP
.....	آلام های تکنیکی SpO2
.....	آلام های تکنیکی NIBP
.....	آلام های تکنیکی IBP
.....	آلام های تکنیکی GAS (mainstream)
.....	آلام های تکنیکی GAS (sidestream)
.....	آلام های تکنیکی BFA
.....	آلام های تکنیکی ST
.....	آلام های تکنیکی رکوردر
.....	پیغام ها
..... پیغام های SpO2
..... پیغام های NIBP
..... پیغام های IBP
..... پیغام های GAS
..... پیغام های C.O.
.....	آلام های فیزیولوژیکی
..... آلام های فیزیولوژیکی ECG
..... آلام های فیزیولوژیکی RESP
..... آلام های فیزیولوژیکی SpO2
..... آلام های فیزیولوژیکی NIBP
..... آلام های فیزیولوژیکی TEMP
..... آلام های فیزیولوژیکی IBP
..... آلام های فیزیولوژیکی GAS (Mainstream & Sidestream)
..... آلام های فیزیولوژیکی BFA
..... آلام های فیزیولوژیکی ST
..... آلام های فیزیولوژیکی (ARRHYTHMIA) آریتمی

آلام های تکنیکی

آلام های تکنیکی سیستم			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
LOW BATTERY	کم بودن شارژ باتری	کابل برق را به سیستم متصل کنید.	آلام ابتداء نوع ۳ بوده و در صورت عدم اتصال کابل برق و کمتر شدن شارژ باتری آلام نوع ۲ و بعد آلام نوع ۱ ایجاد می شود

آلام های تکنیکی ECG			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
ECG NO CABLE	کابل ECG به سیستم متصل نیست.	کابل ECG را متصل کنید.	آلام نوع ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار کلید Alarm زمینه پیغام خاکستری و آلام Silence غیر فعال شده و از این مشکل تا اتصال مجدد کابل چشم پوشی می کند.
ECG CHECK LA,RA,LL	لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلام نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار کلید Silence زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.
ECG DEFECT	مشکل در مژول ECG	سیستم را روشن و خاموش کنید اگر این پیغام دوباره نمایش داده شد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	آلام نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار کلید Silence زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.
ECG CHECK RL OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید RL و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلام نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار کلید Silence زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.
ECG CHECK LL OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	طمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید LL و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلام نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار کلید Silence زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.

آلام های تکنیکی ECG

آلام	علت وقوع	راحل	توضیحات
ECG CHECK LA OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	مطمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید LA و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلام نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.
ECG CHECK RA OR ALL	لید ذکر شده در پیغام و یا سایر لیدها به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	مطمئن شوید که کلیه لیدها به خصوص لید RA و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلام نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.
ECG CHECK C (C2, C3, C4, C5, C6)	لید ذکر شده در پیغام به طور مناسب به بیمار متصل نیست.	مطمئن شوید که کلیه نشان داده در پیغام و کابل ECG به طور مناسب به بیمار وصل است.	آلام نوع ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از این اشکال صرف نظر می کند.

آلام های تکنیکی RESP

آلام	علت وقوع	راحل	توضیحات
RESP CHECK LEADS	لیدهای RESP به بدن بیمار اتصال مناسب ندارد.	مطمئن شوید که همه الکترودها به طور مناسب به بیمار متصل شده است.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. این آلام زمانی که "ON", Alarm با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از این اشکال صرف نظر می شود.

آلام های تکنیکی SpO2

آلام	علت وقوع	راحل	توضیحات
SPO2 NO CABLE	کابل SpO2 به صورت صحیح به سیستم مانیتورینگ بیمار متصل نیست.	مطمئن شوید که کابل SpO2 به طور صحیح به مانیتور متصل شده است.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.

آلام های تکنیکی SpO2

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SPO2 REPLACE CABLE	تاریخ مصرف کابل SpO2 به اتمام رسیده است.	کابل SpO2 را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می شود.
SPO2 CABLE DEFECT	۱- کابل SpO2 صدمه دیده است. ۲- از کابل SpO2 مناسب استفاده نشده است.	۱- مطمئن شوید که کابل SpO2 به طور صحیح به مانیتور متصل شده است. ۲- سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، کابل SpO2 را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می شود.
SPO2 NO SENSOR	سنسور SpO2 به صورت صحیح به سیستم متصل نیست.	مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به کابل رابط متصل شده است.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می شود.
SPO2 REPLACE SENSOR	تاریخ مصرف سنسور SpO2 به اتمام رسیده است.	سنسور SpO2 را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می شود.
SPO2 SENSOR DEFECT	۱- سنسور SpO2 صدمه دیده است. ۲- از سنسور SpO2 مناسب استفاده نشده است.	۱- مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به مانیتور متصل شده است. ۲- سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، سنسور SpO2 را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرفنظر می شود.

آلارم های تکنیکی SpO2

آلارم	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SPO2 SENSOR OFF	۱- سنسور SpO2 از انگشت بیمار جدا شده است. ۲- سنسور SpO2 به صورت صحیح به بیمار یا کابل متصل نشده است. ۳- سنسور صدمه دیده است.	۱- ابتدا سنسور را از بیمار جدا نموده و مجدداً وصل نمایید. ۲- سنسور را به طور مناسب به بیمار متصل نموده و مجدداً آن را به کابل و یا مانیتور متصل نمایید. ۳- سنسور را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.
SPO2 NO AD SENSOR	این پیغام در مواردی که از سنسور یکبار مصرف استفاده می‌گردد رخ می‌دهد و نشان دهنده عدم اتصال صحیح قسمت چسبی سنسور به کابل رابط می‌باشد.	مطمئن شوید که سنسور جسیکی SpO2 به طور مناسب به کابل رابط متصل شده است.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.
SPO2 REPLACE AD SENSOR	این پیغام در مواردی که از سنسور یکبار مصرف استفاده می‌گردد رخ می‌دهد و نشان دهنده اتمام قسمت چسبی سنسور SpO2 می‌باشد.	قسمت چسبی سنسور SpO2 باید تعویض گردد.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.
SPO2 AD SENSOR DEFECT	۱- این پیغام در مواردی که از سنسور یکبار مصرف استفاده می‌گردد رخ می‌دهد و نشان دهنده یکی از موارد زیر است: ۱- سنسور چسبی صدمه دیده است. ۲- از سنسور چسبی مناسب استفاده نشده است.	۱- مطمئن شوید که سنسور SpO2 ماسیمو به طور صحیح به سیستم متصل شده است. ۲- سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، سنسور چسبی را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.
SPO2 AMBIENT LIGHT	ممکن است، نور محیطی شدید نظیر لامپ‌های اتاق عمل یا نور خورشید باعث کاهش دقت و یا عدم اندازه گیری صحیح SpO2 می‌گردد.	در صورت استفاده از سنسور رینبو از با استفاده از کاور ضد نور ماسیمو سنسور را بپوشانید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. آلام زمانی که SPO2ALARM "ON" است، قابلیت فعل شدن دارد. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.

آلام های تکنیکی SpO2			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SPO2 RAINBOW HARDWARE FAIL	مشکل در مژول SpO2	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. اگر پیغام دوباره نمایش داده شد، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.
SPO2 PROBE DEFECT	عدم کارکرد صحیح سنسور و یا کابل رابط.	عملکرد سنسور و کابل رابط را به صورت جداگانه چک نمایید. در صورت مشاهده مشکل در یک و یا هر دو، قسمت معیوب را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.
SPO2 SENSOR CHECK CONNECTION	ارتباط سنسور با سیستم به درستی برقرار نمی‌باشد.	اتصالات سنسور به کابل و کابل با مانیتور را چک نمایید، در صورت نیاز سنسور و یا کابل را تعویض نمایید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای ۱۲۰ ثانیه مسکوت می‌ماند.
SPO2 LOW SIGNAL IQ	مقادیر SpO2 اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی‌باشد.	۱. شرایط بیمار را ارزیابی نمایید. ۲. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۳. محل سنسور را جابجا کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف-نظر می‌شود.
SPO2 LOW PR CONFIDENCE	مقدار ضربان قلب اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی‌باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف-نظر می‌شود.

آلام های تکنیکی SpO2

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SPO2 LOW PI CONFIDENCE	مقادیر PI اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جایجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SPO2 LOW PVI CONFIDENCE	مقادیر PVI اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جایجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SPO2 LOW SPOC CONFIDENCE	مقادیر SpOC اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جایجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SPO2 LOW SPCO CONFIDENCE	مقادیر SpCO اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جایجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SPO2 LOW SPMET CONFIDENCE	مقادیر SpMet اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جایجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.

SPO2 LOW SPHB CONFIDENCE	مقادیر SpHb اندازه گیری شده به دلیل حرکت بیمار و یا سایر تداخلات قابل اطمینان نمی باشد.	۱. مطمئن شوید که سنسور SpO2 به طور صحیح به انگشت متصل شده است. ۲. محل سنسور را جابجا کنید. ۳. بیمار را آرام کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
--------------------------	---	---	---

آلام های تکنیکی NIBP

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SELF-TEST FAILED	NIBP مشکل در سختافزار		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
NIBP LOOSE CUFF	کاف به طور کامل بسته نشده و یا اصلاً کافی بسته نشده است.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW Silence تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
NIBP MODE ERROR	به جای مدنوزاد مد بزرگسال انتخاب شده است در حالیکه کاف نوزاد بسته شده، و یا در راههای هوایی انسداد اتفاق افتاده است.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW Silence تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
NIBP AIR LEAK	نشست هوا در کاف، شیلنگ و یا کانکتور.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW Silence تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
NIBP AIR PRESSURE ERROR	مقدار فشار نامتعادل است. (مثالاً شیلنگ پیچیده شده)		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW Silence تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
NIBP SIGNAL WEAK	سیگنال بیمار به علت بستن خیالی شل کاف ضعیف است و یا خود بیمار دارای سیگنال ضعیفی است.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW Silence تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.

آلام های تکنیکی NIBP			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
NIBP RANGE EXCEED	فشار اندازه‌گیری شده از 255mmHg برای بزرگسالان و 135mmHg برای نوزادان تجاوز کرده است.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می‌شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
NIBP EXCESSIVE MOTION	حرکت بازو، سیگنال نویزی و یا پالس نامنظم (مثلًا در آریتمها) باعث نمایش این پیغام می‌شود.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می‌شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
NIBP OVER PRESSURE SENSED	فشار اندازه‌گیری شده از حد مجاز 290 mmHg برای بزرگسال، 240 mmHg برای کودکان و 145 mmHg برای نوزادان تجاوز کرده باشد. (برای NIBP SAADAT ، فشار اندازه‌گیری شده از حد مجاز مورد تحمل نرمافزاری 290 mmHg برای بزرگسال ، 240 mmHg برای کودکان و 150 mmHg برای نوزادان تجاوز کرده باشد..)		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می‌شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
NIBP SIGNAL SATURATED	حرکت و نویز زیاد باعث اشباع شدن تقویت‌کننده‌ها شده است.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می‌شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
NIBP PNEUMATIC LEAK	نشست هوا در هنگام تست نشستی		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می‌شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.
NIBP TIME OUT	زمان اندازه‌گیری از ۳ دقیقه (۲ دقیقه برای مازول CAS) برای بزرگسال و کودک و یا ۹۰ ثانیه برای نوزادان تجاوز کرده است.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می‌شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می‌شود.

آلام های تکنیکی NIBP			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SYSTEM FAILURE	اشکالی در پمپ، A/D نمونه بردار و ترنسد یوسرفشار و یا نرمافزار وجود دارد.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می شود.
NIBP NO MODULE	ماژول NIBP در سیستم نصب نشده است.		سطح آلام در پنجره NIBP WINDOW تنظیم می شود و با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می شود.
NIBP LOW BATTERY	شارژ باتری آنقدر کم است که اندازه گیری فشار NIBP بدون برق ممکن نیست.		سطح آلام در پنجره NIBP ALARM تنظیم می شود. با فشار کلید MENU رنگ زمینه طوسی شده و از آن صرفنظر می شود.
NIBP MODULE ERROR	در حین اندازه گیری فشار مشکلی پیش آمده است.		سطح آلام در پنجره NIBP ALARM تنظیم می شود. با فشار کلید MENU رنگ زمینه طوسی شده و از آن صرفنظر می شود.

آلام های تکنیکی IBP			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
IBP1/IBP2 NO SENSOR	ترنسدیوسر IBP در کانال ۱ یا ۲ متصل نیست.	چک کنید که آیا ترنسدیوسر متصل است.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرفنظر می شود.

آلام های تکنیکی IBP

آلام	علت و قواع	راه حل	توضیحات
IBP1/IBP2 STATIC PRESSURE	<p>این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که تفاوت حداکثر و حداقل مقادیر فشار در سیگنال‌های ضربانی (فقط PAP , ART , IBP) برچسب‌های 3mmHg (LVP RVP باشد. در این شرایط فقط عدد mean به نمایش در می‌آید. این پیغام به دلایل زیر می‌تواند بوجود بیاید:</p> <ul style="list-style-type: none"> شرایط فیزیولوژیکی بیمار مانند آسیستول شیر سه طرفه ترنسدیوسر به سمت بیمار قطع است. نوك کاتتر، در کنار دیواره رگ گیر گرده است. لخته خون در نوك کاتتر ایجاد شده است. 	<p>شرایط بیمار را بررسی کنید و اقدامات درمانی لازم را بروی او انجام دهید.</p> <p>stopcock (شیر سه طرفه) از سمت هوا جدا و به سمت بیمار باز کنید.</p> <p>در صورتی که کاتتر در دیواره رگ گیر کرده است، اقدامات پزشکی لازم انجام شود.</p> <p>اقدامات پزشکی لازم جهت از بین بردن لخته خون روی نوك کاتتر انجام شود.</p>	<p>آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.</p>
IBP1/IBP2 CATHETER DISCONNECT	<p>کاتتر در حین اندازه گیری از بیمار جدا شده است.</p> <p>این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که در حین اندازه گیری (فقط برچسب- های ART , IBP) کاتتر از دست بیمار جدا شود، که افت فشار شدید اتفاق می‌افتد، در این حالت سیگنال MEAN IBP استاتیک شده و عدد کمتر از 10mmHg می‌شود.</p>	<p>اتصال کاتتر به بیمار را بررسی کنید و اقدامات درمانی لازم را بر روی او انجام دهید.</p> <p>stopcock (شیر سه طرفه) از سمت بیمار جدا شده است به علت عمل zeroing، شتشوی مسیر یا نمونه گیری خون</p>	<p>آلام سطح ۱. پیغام با زمینه قرمز رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.</p>

آلام های تکنیکی (GAS (mainstream)			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
CO2 SYSTEM FAULT # 1,2,3,4	اشکال در سنسور	سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید. در صورتی که پیغام دوباره نمایش داده شد، با خدمات شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
CO2 REPLACE ADAPTER	کاهش سیگنال IR	آدپتور را عوض کنید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و صدای آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می شود.
CO2 NO ADAPTER	آدپتور به سنسور متصل نیست.	آدپتور را به سنسور متصل کنید.	آلام سطح ۳. پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود
CO2 INVALID	میزان CO2 از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
N2O INVALID	میزان N2O از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
AGENT INVALID	میزان گاز بیهوشی از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و SILENCE آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.

آلام های تکنیکی (GAS (mainstream)

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
AGENT UNRELIABLE	صحت تشخیص و میزان گاز بیهوشی قابل اطمینان نیست. یعنی از ۲ گاز بیهوشی در مدار تنفسی وجود دارد. ترکم بالایی از محلولها، مواد پاک کننده یا دیگر گازهای مزاحم در مدار تنفسی وجود دارد.		آلام سطح ۳، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.
CO2 ACCUTACY INVALID, PLEASE ZERO	میزان گازهای بیهوشی از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.
CO2 INVALID AMBIENT PRESSURE	فشار محیط از رنج عملکردی سیستم خارج شده است.	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می‌شود.
CO2 INVALID AMBIENT TEMPERATURE	دمای داخلی از رنج عملکردی سیستم خارج شده است.	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می‌شود.
CO2 NO SENSOR	سنسور از سیستم جدا شده است.	سنسور را به سیستم وصل کنید، اگر پیغام همچنان نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۳، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می‌شود.
CO2 ZERO REFERENCE CALIB REQUIRED	مقدار CO2 بیشتر از ۸۰۰ (0.80%V) و صحت اندازه‌گیری پایین است.	انجام فرآیند Zeroing بصورت اتوماتیک در محیطی که CO2 کمتر از ۰.80%V است.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می‌شود.

آلام های تکنیکی (GAS (sidestream)			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
CO2 SYSTEM FAULT #1,2,3,4	اشکال در سنسور	سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید. در صورتی که پیغام دوباره نمایش داده شد، با خدمات شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
CHECK SAMPLING LINE	کاهش سیگنال IR	شیلنگ نمونه برداری را عوض کنید.	آلام سطح ۳ ، پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
SAMPLING LINE CLOGGED	شیلنگ نمونه برداری مسدود شده است.	انسداد را برطرف کنید. اگر برطرف نشد شیلنگ نمونه برداری را عوض کنید.	آلام سطح ۲. پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیر فعال می شود.
CO2 INVALID	میزان CO2 از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
O2 INVALID	میزان O2 از رنج دقت سیستم خارج شده است.	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
N2O INVALID	میزان N2O از رنج دقت سیستم خارج شده است	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.
AGENT INVALID	میزان گاز بیهوشی از رنج دقت سیستم خارج شده است	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیر فعال شده و از آن صرف نظر می شود.

آلام های تکنیکی (GAS (sidestream)			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
AGENT MIXTURE	در حالت ISA OR+ ، مخلوط دو گاز بیهوشی در راههای هوایی بیمار وجود دارد و توزیع این گازها از محدوده های آستانه قابل تشخیص سنسور بیشتر است.		آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می شود.
AGENT UNRELIABLE	- صحت تشخیص و میزان گاز بیهوشی قابل اطمینان نیست. - بیش از ۲ گاز بیهوشی در مدار تنفسی وجود دارد. - تراکم بالایی از محلول ها، مواد پاک-کننده یا دیگر گازهای مزاحم در مدار تنفسی وجود دارد.		آلام سطح ۳ ، پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید ALARM SILENCE رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
CO2 ACCUTACY INVALID, PLEASE ZERO	میزان گازهای بیهوشی از رنج دقت سیستم خارج شده است	سیستم را ZERO کنید. اگر همچنان پیغام باقی ماند، با خدمات شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
CO2 INVALID AMBIENT PRESSURE	فشار محیط از رنج عملکردی سیستم خارج شده است.	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می شود.
CO2 INVALID AMBIENT TEMPERATURE	دمای داخلی از رنج عملکردی سیستم خارج شده است..	سیستم را خاموش و روشن کنید، اگر همچنان پیغام نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می شود.
REPLACE O2 SENSOR	عمر مفید سنسور O2 سپری شده و باید تعویض شود.	سنسور O2 جدید را جایگزین کنید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.
O2 SENSOR ERROR	سنسور O2 از کار افتاده است.	سنسور O2 جدید را جایگزین کنید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ برای مدت ۱۲۰ ثانیه غیرفعال می شود.

آلام های تکنیکی (GAS (sidestream)			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
O2 SPAN CALIB REQUIRED	این پیغام زمانی نمایش داده می شود که از سنسور برای مدت زیادی بدون اینکه شیلنگ نمونه برداری از سنسور جدا شود، استفاده شده باشد و یا دمای عملکردی برای سنسور اکسیژن تغییر کرده باشد.	کالیبراسیون با هوای محیط باید انجام شود.	آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه مسکوت می ماند.
CO2 ZERO REFERENCE CALIB REQUIRED	این پیغام زمانی نمایش داده می شود که میزان CO2 محیط از ۰.۰۸%V (800 PPM) بیشتر باشد که در این حالت دقت اندازه گیری مناسب نیست.	باید عملیات اتوماتیک Zeroing در محیطی انجام شود که CO2 آن از ۰.۰۸%V کمتر باشد.	آلارم سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Silence Alarm رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام برای مدت ۱۲۰ ثانیه مسکوت می ماند.
CO2 NO SENSOR	سنسور از سیستم جدا شده است	سنسور را به سیستم وصل کنید، اگر پیغام همچنان نمایش داده شد با خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس بگیرید.	آلارم سطح ۳ ، پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشار دادن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.

آلام های تکنیکی BFA			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
BFA ELECTRODE ALARM	محل قرارگیری سنسورهای مغزی با اتصالات آن ممکن است مشکل داشته باشد. یا امپدانس سنسورها از ۱۰KΩ بیشتر باشد. وجود دستگاه های فرکانس بالا نیز می تواند یکی از دلایل نمایش این پیغام خطا باشد.	سنسورها و اتصالاتشان را چک کنید. کابل بیمار را چک کنید اگر وصل نیست آن را وصل کنید و اگر مشکل دارد آن را تعویض کنید. چک کنید که آیا همه سنسورها وصل هستند و اتصالاتشان مناسب است. سنسورهای مشکل دار را عوض کنید. پوست را طبق روش گفته شده در این منوال در قسمت "آماده سازی پوست و قرار دهی سنسورها" تمیز و آماده کنید	آلارم سطح ۳ ، پیغام با زمینه فیروزه ای رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence Alarm زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف نظر می شود.

آلام های تکنیکی BFA			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
BFA SQI LOW	اگر امپدانس سنسورهای سفید و سیاه از $1k\Omega$ بیشتر شود، عدد SQI به تدریج کاهش پیدا می‌کند. آرتیفکت‌ها دلایل مختلفی دارد که می‌تواند از آرتیفکت‌های ناشی از دستگاه‌های فرکانس بالا و EMG	سنسورها و درستی اتصال کابل‌ها را چک کنید. آیا در نزدیکی سنسورها دستگاه مکانیکی که عمل فرکانس بالایی انجام می‌دهد (مثل دستگاه Patient warmer) شروع به کار کرده است. در صورت امکان دستگاه‌های توزیع کننده فرکانس بالا را از سنسورها دور نگه دارید. زمین و ارت سیستم‌های توزیع کننده را چک کنید.	آلام سطح ۳، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشردن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف‌نظر می‌شود.
BFA IMPEDANCE HIGH	اگر امپدانس سنسورها از $5K\Omega$ بیشتر باشد اعداد EMG%, BS%, BFI نمایش داده نمی‌شود.	چک کنید که سنسورهای مغزی خشک نباشند. چک کنید که پوست به خوبی تمیز شده باشد. پوست را طبق روش گفته شده در این منوال در قسمت "آماده‌سازی پوست و قراردهی سنسورها" تمیز و آماده کنید.	آلام سطح ۳، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشردن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف‌نظر می‌شود.
BFA LINK OFF	ماژول BFA خاموش است.	ارتباط ماژول با مانیتور را از طریق کابل واسطه برقرار نمایید.	آلام سطح ۳، پیغام با زمینه فیروزه‌ای رنگ نمایش داده می‌شود. با فشردن کلید Alarm Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام غیرفعال شده و از آن صرف‌نظر می‌شود.

آلام های تکنیکی ST			
آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات

ST OUT OF RANGE HIGHT	عدد ST +1mV, ST بالای محدوده اندازه‌گیری، محاسبه شده است.	محل نقاط ISO و ST را چک کنید. مشکل بیمار را بررسی کنید و اقدامات کلینیکی لازم را به عمل آورید.	سطح آلام در پنجره ST WINDOW تنظیم میشود.
ST OUT OF RANGE LOW	عدد ST -1mV, ST محدوده اندازه‌گیری، محاسبه شده است.	محل نقاط ISO و ST را چک کنید. مشکل بیمار را بررسی کنید و اقدامات کلینیکی لازم را به عمل آورید.	سطح آلام در پنجره ST WINDOW تنظیم میشود.

آلام های تکنیکی رکوردر

آلام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
Rec. Software Error	اشکال نرم افزاری	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.
Recorder Fault	اشکال سخت افزاری	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.
Rec Door Open	در رکوردر باز است.	در رکوردر را ببندید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.
Rec Paper Out	کاغذ رکوردر تمام شده است.	رول کاغذ رکوردر جدید در سیستم قرار بدهید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.
Printhead Hight Temp	دماهی هد حرارتی بسیار بالا است.	برای چند دقیقه رکورددگیری نکنید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.
Printhead Hight Vol	ولتاژ هد حرارتی بالا است.	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.
Printhead Low Vol	ولتاژ هد حرارتی پایین است.	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.
Time out Error	رکوردر نمی تواند رکورد بگیرد.	سیستم را خاموش و سپس روشن کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.	آلام سطح ۲ ، پیغام با زمینه زرد رنگ نمایش داده می شود. با فشردن کلید Silence رنگ زمینه پیغام خاکستری و آلام Alarm غیرفعال می شود.

پیغام ها

پیغام های SpO2			
پیغام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
SpO2 CABLE NEAR EXP	تاریخ مصرف کابل SpO2 در حال اتمام است.		مقدار پارامتر نمایش داده میشود.
SpO2 SENSOR NEAR EXP	تاریخ مصرف سنسور SpO2 در حال اتمام است		مقدار پارامتر نمایش داده میشود.
SpO2 AD SENSOR NEAR EXP	تاریخ مصرف سنسور چسبی SpO2 در حال اتمام است.		مقدار پارامتر نمایش داده میشود.
SpO2 SEARCH	ماژول در حال جستجو برای دریافت سیگنال مناسب می باشد.	در صورت مشاهده این پیغام بیش از ۳۰ ثانیه، سنسور را از انگشت جدا کرده و دوباره متصل نمایید. در صورت برطرف نشدن مشکل، محل دیگری را برای اتصال سنسور انتخاب نمایید.	محل نمایش مقدار پارامتر خالی می باشد.
SpO2 SIGNAL WEAK	دامنه سیگنال SpO2 خیلی ضعیف و غیر قابل آشکار سازی است.	محل سنسور را عوض کنید.	مقدار پارامتر نمایش داده میشود.
SpO2 DEMO MODE RUN	SpO2 در مد نسخه نمایشی (Demo) است.		
SpO2 ONLY MODE	اندازه گیری پارامترهای رینبو امکان پذیر نمی باشد (به دلیل افزایش نور محیط و یا پوست تیره رنگ بیمار).	جهت کاهش نور محیطی از کاور ضد نور ماسیمو استفاده نمایید.	مقدار پارامتر نمایش داده میشود.

پیغام های NIBP			
پیغام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
NIBP STOP PRESSED	کلید STOP در حین اندازه گیری فشار فشرده شده است.		
NIBP LEAKAGE O.K	تست نشستی با موفقیت انجام شد.		

پیغام های IBP			
پیغام	علت وقوع	راحل	توضیحات
IBP1/IBP2 ADJUST SCALE	سیگنال ۱ یا ۲ IBP برای مدت ۵ ثانیه از رنج نمایش خارج شده است.	کلید <AUTOSCALE> را در پنجره IBP WINDOW فشار دهید.	
IBP1/IBP2 SEARCH	نرمافزار نمی‌تواند سیگنال IBP را به دلیل ضعیف بودن و یا پالسی نبودن پردازش نماید.	از صحیح بودن اتصالات و رعایت اقدامات لازم جهت مانیتورینگ IBP اطمینان حاصل کنید. وضعیت بیمار را چک کنید و در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام دهید.	

پیغام های GAS			
پیغام	علت وقوع	راحل	توضیحات
CO2 SENSOR STANDBY MODE	به صورتی دستی سیستم وارد مدد شده باشد و یا هیچ تنفسی برای مدت 30 دقیقه آشکار نشده باشد و یا مقدار EtCo2 برای مدت 30 دقیقه از 4mmHg کمتر باشد و یا مانیتور به مدت 10 دقیقه آدپتور IRMA را حس نکند. یا شلنگ نمونه برداری متصل نشده باشد.	با وارد شدن به منو GAS و تنظیم WORK MODE بر روی MEASURE سیستم از حالت STANDBY خارج می شود.	
CO2 UNABLE TO ZERO,SENSOR WARMING UP (for Mainstream)	کلید ZERO قبل از سپری شدن 30 ثانیه زمان زده شود، عملیات ZEROING انجام نخواهد شد.		
ZEROING IN PROGRESS (for Sidestream)	انجام عمل ZEROING		پس از اتمام عمل Zeroing سیگنال گاز، به صورت خط صاف و این پیغام نمایش داده می شود.

پیغام های C.O.			
پیغام	علت وقوع	راحل	توضیحات
No Cable	کابل کاتتر وصل نشده است.	مطمئن شوید که کابل کاتتر به طور مناسب به مانیتور متصل شده است.	

پیغام های C.O.			
پیغام	علت وقوع	راه حل	توضیحات
Ready for measurement	آماده بودن شرایط برای آغاز اندازه-گیری و انتظار دریافت فرمان آغاز (فشردن دگمه start) از طرف کاربر		
Noisy Baseline	نویزی بودن سیگنال- آماده نبودن برای اندازه گیری (اگر این پیام پس از مدتی حذف نشود، نشان دهنده جایگیری نامناسب کاتتر است).	از جایگیری مناسب کاتتر اطمینان حاصل کنید	
Start pressed when not ready please wait	اگر قبل از زمانی که پیغام Ready for measurement ظاهر شود کلید start فشرده شود، اندازه گیری جدید آغاز نشده و این پیام ظاهر می شود. برای آغاز اندازه گیری تا ظاهر شدن Ready for measurement پیام منتظر بمانید.		
Inject now	تزریق مایع آغاز شود		
Not injected in the expected time	مایع تزریقی برای مدت طولانی پس از اعلام آمادگی برای تزریق (فشردن دگمه start) تزریق نشده است.		
Minimum not detected in the expected time calculating	قله منحنی در محدوده زمانی قابل انتظار تشخیص داده نشده است.		
Curve end not detected!	انتهای منحنی در محدوده زمانی قابل انتظار تشخیص داده نشده است.		
Minimum and End Not Confirmed-Noisy Curve	منحنی تشخیص داده شده به شدت نویزی است در نتیجه با فرض این که تشخیص صحیح نیست به محاسبه CO ادامه داده نمی شود.		
Done! Check edit menu or oldest curve is replaced!	پنجره های مربوط به ۵ اندازه گیری اخیر پر شده است. برای مشاهده میانگین اندازه گیری ها و حذف و انتخاب آن ها به صفحه Edit مراجعه کنید. در غیر این صورت با فشردن کلید start و آغاز اندازه گیری جدید، قدیمی ترین اندازه گیری پاک می شود.		

آلام های فیزیولوژیکی

آلام های فیزیولوژیکی ECG			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
HR HIGH	میزان ضربان قلب از حد بالای تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار HR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
HR LOW	میزان ضربان قلب از حد پایین آلام کمتر باشد.	مقدار HR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
ECG ASYSTOLE	ضربان قلب به میزان ۱۰ ثانیه گذشته صفر بوده است.	مقدار HR به صورت "0" نمایش داده می‌شود. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه قرمز نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

آلام های فیزیولوژیکی RESP			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
RR HIGH	نرخ تنفسی از حد بالای تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار RR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
RR LOW	نرخ تنفسی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار RR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
APNEA	برای مدت زمان خاص هیچ تنفسی انجام نشده است.	نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام "RESP APNEA" با رنگ زمینه قرمز نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

آلام های فیزیولوژیکی SpO2			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
%SpO2 HIGH	مقدار SpO2 از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

آلام های فیزیولوژیکی SpO2			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
%SpO2 LOW	مقدار SpO2 از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PR HIGH	مقدار PR از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار PR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PR LOW	مقدار PR از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار PR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PI HIGH	مقدار PI از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار PI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PI LOW	مقدار PI از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار PI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PVI HIGH	مقدار PVI از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار PVI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
PVI LOW	مقدار PVI از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار PVI و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpOC HIGH	مقدار SpOC از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpOC و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpOC LOW	مقدار SpOC از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpOC و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpCO HIGH	مقدار SpCO از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpCO و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpCO LOW	مقدار SpCO از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpCO و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

آلام های فیزیولوژیکی SpO2			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
SpMet HIGH	مقدار SpMet از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpMet و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpMet LOW	مقدار SpMet از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpMet و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpHb HIGH	مقدار SpHb از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SpHb و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
SpHb LOW	مقدار SpHb از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SpHb و نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

آلام های فیزیولوژیکی NIBP			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
NIBP SYS HIGH	فشار سیستولیک از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار SYS چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
NIBP SYS LOW	فشار سیستولیک پایین‌تر از حد تعیین شده باشد.	مقدار SYS چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
NIBP DIA HIGH	فشار دیاسیستولیک از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار DIA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
NIBP DIA LOW	فشار دیاسیستولیک از محدوده تعیین شده کمتر باشد.	مقدار DIA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه مناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

آلام های فیزیولوژیکی NIBP

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
NIBP MAP HIGH	فشار متوسط شریانی از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار MAP چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
NIBP MAP LOW	فشار متوسط شریانی پایین‌تر از حد تعیین شده باشد.	مقدار MAP چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال مشود

آلام های فیزیولوژیکی TEMP

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
T1 HIGH	دماهی اندازه‌گیری شده از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار T1 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
T1 LOW	دماهی اندازه‌گیری شده از حد تعیین شده باشد.	مقدار T1 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
T2 HIGH	دماهی اندازه‌گیری شده از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار T2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
T2 LOW	دماهی اندازه‌گیری شده پایین‌تر از حد تعیین شده باشد.	مقدار T2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود
DT HIGH	اختلاف دماهی دو کاتال از محدوده تعیین شده تجاوز کرده باشد.	مقدار DT چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود

آلام های فیزیولوژیکی TEMP

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
DT LOW	اختلاف دمای دو کانال پایین تر از حد تعیین شده باشد.	مقدار DT چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود

آلام های فیزیولوژیکی IBP

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
IBP SYS HIGH	فشار سیستولیک از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار SYS چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.
IBP SYS LOW	فشار سیستولیک از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار SYS چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.
IBP DIA HIGH	فشار دیاستولیک از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار DIA چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.
IBP DIA LOW	فشار دیاستولیک از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار DIA چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.
IBP MEAN HIGH	فشار MEAN از حد بالای تعیین شده بیشتر است.	مقدار MEAN چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.
IBP MEAN LOW	فشار MEAN از حد پایین تعیین شده کمتر است.	مقدار MEAN چشمک می زند. نشانگر آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.

آلارم های فیزیولوژیکی (GAS (Mainstream & Sidestream)

آلارم	زمان وقوع	آلارم دیداری	آلارم صوتی
AWRR HIGH	مقدار نرخ تنفس از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار AWRR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
AWRR LOW	مقدار نرخ تنفس از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار AWRR چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtCo2 HIGH	مقدار CO2 انتهای بازدم از حد بالای مجاز تجاوز کند.	مقدار EtCo2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtCo2 LOW	مقدار CO2 انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtCo2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiCo2 HIGH	مقدار CO2 دمی از حد تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiCo2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
CO2 RESP APNEA	برای مدت زمان خاص هیچ تنفسی انجام نشده است.	نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام "CO2 RESP APNEA" با زمینه قرمز چشمک می‌زند.	فعال می‌شود.
EtN2O HIGH	مقدار N2O انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtN2O LOW	مقدار N2O انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.

آلام های فیزیولوژیکی (GAS (Mainstream & Sidestream)			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
FiN2O HIGH	مقدار N2O دمی از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiN2O LOW	مقدار N2O دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiN2O چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtAA HIGH	مقدار AA انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtAA LOW	مقدار AA انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiAA HIGH	مقدار AA دمی از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار FiAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiAA LOW	مقدار AA دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiAA چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtO2 HIGH	مقدار O2 انتهای بازدم از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار EtO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
EtO2 LOW	مقدار O2 انتهای بازدم از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار EtO2 چشمک می‌زند. نشانگر آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود.
FiO2 HIGH	مقدار O2 دمی از حد بالای تعیین	مقدار FiO2 چشمک می‌زند.	فعال می‌شود.

آلام های فیزیولوژیکی (GAS (Mainstream & Sidestream)			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
	شده تجاوز کند.	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	
FiO2 LOW	مقدار O2 دمی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار FiO2 چشمک می زند. نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.
FiO2 Too Low	مقدار FiO2 از 18 % کمتر باشد	مقدار FiO2 چشمک می زند. نشانگ آلام چشمک می زند. آلام سطح 1 با پیغام رنگ زمینه قرمز نمایش داده می شود.	فعال می شود.

آلام های فیزیولوژیکی BFA			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
BFI HIGH	مقدار شاخص عمق بیهوشی از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	مقدار BFI چشمک می زند. نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه زرد نمایش داده می شود.	فعال می شود.
BFI LOW	مقدار شاخص عمق بیهوشی از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	مقدار BFI چشمک می زند. نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه زرد نمایش داده می شود.	فعال می شود.

آلام های فیزیولوژیکی ST			
آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
ST HIGH	مقدار عددی ST از حد بالای تعیین شده تجاوز کند.	عدد ST چشمک می زند. نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.
ST LOW	مقدار عددی ST از حد پایین تعیین شده کمتر باشد.	عدد ST چشمک می زند. نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود.

آلام های فیزیولوژیکی آریتمی (ARRHYTHMIA)

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
ASYSTOLE ARRHYTHMIA	5 ثانیه می گذرد بدون اینکه یک کمپلکس QRS معتبر آشکار شود.	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه قرمز نمایش داده می شود.	فعال می شود.
VFIB ARRHYTHMIA	Ventricular Fibrillation : الگوریتم یک شکل موج سینوسی با ویژگیهای فیبریلاسیون تشخیص می دهد. (بعضی از VTAC های خاص دارای شکل موج سینوسی شبیه به VFIB هستند. به علت شباهت این شکل موج ها، مانیتور ممکن است این نوع را به عنوان VFIB طبقه بندی کند.)	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه قرمز نمایش داده می شود.	فعال می شود. (البته پیشنباز آن فعال ARR monitor بودن است).
VTAC ARRHYTHMIA	N: Ventricular Tachycardia بیشتری PVC متواالی در فاصله زمانی T= 60*(N-1))/R آشکار شود، که N به عنوان VTAC تعداد PVC و R به عنوان نرخ VTAC تعیف شده است.	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه قرمز نمایش داده می شود.	فعال می شود. (البته پیشنباز آن فعال ARR monitor بودن است).
RUN ARRHYTHMIA	Ventricular Run : ۳ تا N-1 PVC متواالی با نرخ ضربان بزرگتر از نرخ VTAC تنظیم شده	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود. (البته پیشنباز آن فعال ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
AIVR ARRHYTHMIA	: Accelerated Idioventricular Rhythm بیشتر از ۳ تا PVC متواالی با نرخ ضربان کمتر از نرخ VTAC تنظیم شده	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود. (البته پیشنباز آن فعال ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
COUPLET ARRHYTHMIA	Ventricular couplet : دنباله ضربان ها با الگوی PVC، PVC ، نرمال, PVC ، PVC ، نرمال	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود. (البته پیشنباز آن فعال ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
BIGEMINY ARRHYTHMIA	Ventricular bigeminy : دنباله ضربان ها با الگوی نرمال ، PVC ، نرمال ، PVC ، نرمال, PVC	نشانگ آلام چشمک می زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می شود.	فعال می شود. (البته پیشنباز آن فعال ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).

آلام های فیزیولوژیکی آریتمی (ARRHYTHMIA)

آلام	زمان وقوع	آلام دیداری	آلام صوتی
TRIGEMINY ARRHYTHMIA	Ventricular Trigeminy :دبایله ضربان ها با الگوی نرمال ، نرمال ، PVC ، نرمال ، PVC	نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود. (البته پیشنباز آن فعال بودن ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
TACHY ARRHYTHMIA	Sinus Tachycardia :نرخ ضربان بزرگتر از نرخ تنظیم شده. وقوع یک ضربان غیر نرمال ، ترتیب ضربان‌های نرمال را به هم می‌زند و آنالیز از ابتدا شروع می‌شود.	نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود. (البته پیشنباز آن فعال بودن ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
BRADY ARRHYTHMIA	Sinus Bradycardia :نرخ ضربان کمتر از نرخ تنظیم شده. وقوع یک ضربان غیر نرمال، ترتیب ضربان‌های نرمال را به هم می‌زند و آنالیز از ابتدا شروع می‌شود.	نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود. (البته پیشنباز آن فعال بودن ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
AFIB ARRHYTHMIA	Atrial Fibrillation :تعییرات نامنظم فاصله کمپلکس‌های QRS متواالی در یک بازه زمانی	نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود. (البته پیشنباز آن فعال بودن ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
PAUS ARRHYTHMIA	: فاصله ۲ موج R متواالی جدید ۲/۱ برابر متوسط فاصله دو موج R در ضربان‌های قبلی باشد.	نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود. (البته پیشنباز آن فعال بودن ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).
FREQUENT PVCs	PVC ها در دقیقه از آستانه تنظیم شده در بخش count از پنجره ARR SETUP بیشتر شود.	نشانگ آلام چشمک می‌زند. پیغام با رنگ زمینه متناسب با سطح آلام نمایش داده می‌شود.	فعال می‌شود. (البته پیشنباز آن فعال بودن ARR monitor و OFF نبودن سطح آلام مربوطه است).

APPENDIX III


MASIMO MODULE

Signal Extraction Technology

INTRODUCTION

Masimo SET® pulse oximetry is a new and fundamentally distinct method of acquiring, processing and reporting arterial oxygen saturation and pulse rate. As illustrated below, Masimo SET technology enables the power of adaptive filters to be applied to real-time physiologic monitoring by utilizing proprietary techniques to accurately establish a “noise reference” in the detected physiologic signal, thus enabling the direct calculation of arterial oxygen saturation and pulse rate. Because it is not bound by a conventional “red over infrared” ratio approach, the Masimo SET system substantially eliminates the problems of motion artifact, low peripheral perfusion and most low signal-to-noise situations. This greatly extends the utility of SpO₂ in high motion, low signal and noise intensive environments.


Discrete Saturation Transformation (DST®) Algorithm



Masimo SET's most powerful algorithm is DST. All algorithms depend upon assumptions. The more assumptions, the weaker the algorithm. DST makes only one assumption - that arterial blood has a higher oxygenation than venous – making it the most powerful pulse oximetry algorithm.

CONVENTIONAL FILTERS

While pulse oximetry is readily accepted as a standard of care in the Operating Room, Recovery Room and most Intensive Care Units, its performance in high motion environments or in patients with low perfusion is substantially less than ideal. The reported high incidence of false alarms due to motion artifact and the inability of conventional pulse oximetry systems to provide information during times of crisis have led to its characterization as a "fair weather friend." Confronted with the problem of motion artifact, false alarms and poor "signal to noise" environments, medical equipment manufacturers have utilized band-pass filtering in an attempt to address these confounding clinical problems. Band-pass filters, whether in analog or digital form, are designed to allow only a physiologic window of interest to pass while rejecting frequencies outside the desired frequency band. With the advent of Digital Signal Processing (Digital Filtering), the performance of band-pass filtering was improved, but was still unable to address the problem of noise occurring within the bandwidth of interest.




ADAPTIVE FILTERS

To address the confounding issue of "in-band" noise, a class of filters known as adaptive digital filters has evolved. These filters take advantage of the fact that the construction of the filter itself is contained within the memory of the microprocessor, allowing its multiplication coefficients, symbolized as W_0, W_1, \dots, W_{n-1} , to be changed in real time, hence altering the filter's characteristic. Thus, the filter can be tuned "on the fly." The multiplication coefficients determine whether the frequency components of an input signal should be cancelled (e.g., multiplied by zero) or allowed to pass (e.g., multiplied by one). Given that the filter's coefficients can be rapidly changed, adaptive filters derive their name in their ability to change their filtering characteristics in response to changing in-band noise.

The detected physiologic signal is generally composed of both desired signal (S) and undesired signal (N) or noise portions. To remove the effects of the undesired signal, some knowledge of the noise characteristics, or equivalently its noise reference (N'), must be known. The adaptive filter will adjust its filtering characteristics, so that the noise reference input is transformed into

an estimate of the undesired signal portion (N^{\wedge}) of the physiologic signal. A subtracter subsequently removes the undesired signal from the physiologic signal to yield an estimate of the desired signal portion (S^{\wedge}). The combination comprising the adaptive filter and the subtracter is commonly called an adaptive noise canceller (ANC).




Adaptive Noise Canceller (ANC) block diagram

This approach has been widely used in the telecommunications and aerospace industries where a suitable noise reference is accessible. Probes are utilized to obtain a noise reference that can then be used in conjunction with an adaptive noise canceller to extract a desired signal portion from a composite signal containing both desired and undesired signal portions. The problem in applying this technique to physiological monitoring is that a noise reference is rarely available. In addition, both the noise and the desired signal vary from patient to patient and are quickly and continually changing in terms of frequency, amplitude and phase, even within the same patient. In pulse oximetry, the noise reference signal required to make an adaptive noise canceller work in real time was unavailable until the advent of Masimo Signal Extraction Technology.

CONVENTIONAL PULSE OXIMETRY

The conventional "red over infrared" approach measures the differential optical density of red (o) and infrared (I_{ir}) light as projected through a vascular bed and calculates a ratio (r) of the optical densities. Utilizing the optical density ratio, an arterial oxygen saturation (SpO₂) value is empirically reported based on the ratio obtained.



Basis For Measurement:

$$\frac{I_{rd}}{I_{ir}} = \frac{S_{rd} + N_{rd}}{S_{ir} + N_{ir}} = \text{Ratio (r)} \rightarrow \% \text{ SpO}_2$$


In the presence of patient motion, the optical densities of red and infrared light contain noise portions (N_{rd} , N_{ir}), thereby falsely altering the optical density ratio and providing an inaccurate saturation value. During periods of routine patient motion or low perfusion, the noise components within the physiologic signals can be much larger than the desired signals (S_{rd} , S_{ir}). In these cases, the optical density ratio is primarily determined by the noise contributions. This represents a situation whereby the noise is simply "drowning out" the desired signal.

In a large noise environment, conventional wisdom holds that pulse oximetry will yield an optical density ratio substantially equivalent to "noise over noise" or a ratio of one. This is equivalent to a saturation value of approximately 82% in most conventional systems.

If: $N \gg S$,

$$\text{Then: } \frac{I_{rd}}{I_{ir}} = \frac{N_{rd}}{N_{ir}} \cong 1 \rightarrow 82\% \text{ SpO}_2$$

Confronted with the problems of overwhelming noise and prevented from utilizing adaptive digital filters, pulse oximetry manufacturers have resorted to "managing" false alarms. This can include extending averaging times or employing a decision matrix to freeze when it decides it has detected motion. If the motion persists, it reports zero.




The attempt to treat the "symptom" rather than the "core problem" does not provide clinicians with continuous real-time information and can be unreliable in critical medical situations.

MASIMO SET® PULSE OXIMETRY


Masimo Signal Extraction Technology rejects the conventional wisdom and begins with an understanding that during patient motion the venous blood, being at a relatively low pressure, is quite susceptible to the local effects of perturbation during motion. Considering the finger for example, the venous blood in the vascular bed will be easily deformed during motion, representing a significant source of in-band noise within the frequency bandwidth of interest. In addition, the venous blood is a strong absorber of light. Hence, it can represent a significant contributor to the total optical density during motion episodes. Furthermore, the venous blood saturation is normally lower than the arterial blood saturation. This explains why saturation values tend to drop in conventional pulse oximeter systems during episodes of patient motion.

During routine patient motions (shivering, waving, tapping, etc.), the resulting noise can be quite substantial and can easily overwhelm a conventional ratio based oximetry system. Having identified the venous blood as a significant contributor to noise during motion, it follows that if the noise reference corresponding to the venous component could be measured, then an adaptive noise canceller might be utilized to cancel its contribution.



GENERATING A NOISE REFERENCE

The detected physiologic signals in response to both red (I_{rd}) and infrared (I_{ir}) light consist of desired signal portions (S_{rd}, S_{ir}) as well as undesired signal portions (N_{rd}, N_{ir}). It is commonly understood in pulse oximetry that the desired signal portions are proportional to one another through the arterial optical density ratio (ra). This suggests that one should simply subtract the product of the arterial optical density ratio and the physiologic signal due to infrared light from the physiologic signal due to red light. The resultant is a reference signal that contains only noise portions. This is the noise reference signal (N')



If the arterial optical density ratio is known, one can easily calculate the noise reference as just described. However, if it were known, one could simply calculate the arterial oxygen saturation directly. One would not need to utilize the adaptive noise cancellation process. How does one then use the power of adaptive filters and noise reference signals for pulse oximetry? The answer lies in the Discrete Saturation Transform® algorithm.

DISCRETE SATURATION TRANSFORM®

The Discrete Saturation Transform algorithm allows one to separate and, consequently, calculate the optical density ratios that correspond to both the arterial oxygen saturation (r_a) and an estimate of the venous oxygen saturation (r_v).

These optical densities are not known beforehand but are required to obtain the appropriate reference signals for adaptive noise cancellation. Every optical density ratio, corresponding to the patient's physiological range ($\text{SpO}_2 = 1\% \text{ to } 100\%$) must be considered. Therefore, the DST® algorithm not only uses a noise reference signal, but a whole family of reference signals. Each reference signal is used in the adaptive noise cancellation process and each yields information regarding the oxygen saturation content of the physiological signals.

If:	Then:
① $I_{rd} = S_{rd} + N_{rd}$	$I_{rd} - [I_{ir} \cdot r_a] = [S_{rd} + N_{rd}] - [S_{ir} r_a + N_{ir} r_a]$
② $I_{ir} = S_{ir} + N_{ir}$	Substituting $S_{ir} r_a$ for S_{rd} , we get:
③ $r_a = \frac{S_{rd}}{S_{ir}}$	$= [S_{ir} r_a + N_{rd}] - [S_{ir} r_a + N_{ir} r_a]$
$S_{rd} = r_a \cdot S_{ir}$	$= N_{rd} \cdot N_{ir} r_a$
	$= N' (\text{Noise Reference})$

A family of reference signals, $N'(r)$, is generated similar to that of a noise reference signal. The reference signal, as discussed earlier, is the difference between the physiologic signal due to red light (I_{rd}) and the product of an arbitrary optical density ratio (r) and the physiologic signal due to infrared light (I_{ir}). Although there is a family of reference signals, based on the selected optical density ratio, there are only three distinct cases to consider. If one selects an optical density ratio that does not correspond to either arterial or venous oxygen saturation (Case I), the reference signal consists of a desired signal portion and an undesired signal portion. In the adaptive noise cancellation process, such a signal will not only remove the undesired signal portions of the physiologic signal, but also remove the desired signal portions. When an optical density ratio that corresponds to the venous oxygen saturation is selected (Case II), the reference signal only contains signal portions. Therefore, the output of the adaptive noise canceller will consist of the undesired signal portions only. Similarly, when an optical density ratio that corresponds to the arterial oxygen saturation is selected (Case III), the reference signal only contains noise portions. Therefore, the output of the adaptive noise canceller will consist of the desired signal portions only.

$$I_{rd} = S_{rd} + N_{rd}, \quad I_{ir} = S_{ir} + N_{ir}$$

$$S_{rd} = r_a S_{ir}, \quad N_{rd} = r_v N_{ir}$$

r: optical density ratio

r_a : arterial optical density ratio

r_v : venous optical density ratio


$$\text{Reference Signal: } N'(r) = I_{rd} - r I_{ir}$$

$$\text{Case I: } r \neq r_a, r_v \quad N'(r) = (r_a - r) S_{ir} + (r_v - r) N_{ir}$$

$$\text{Case II: } r = r_v \quad N'(r_v) = (r_a - r_v) S_{ir}$$


$$\text{Case III: } r = r_a \quad N'(r_a) = (r_v - r_a) N_{ir}$$

For each selected value of the optical density ratio, the corresponding reference signal is calculated and subsequently processed through an adaptive noise canceller.




When the selected value for the optical density ratio does not correspond to either the arterial or the venous oxygen saturation (Case I), the corresponding output signal will contain little power. When the selected value for the optical density corresponds to either the venous oxygen saturation (Case II) or the arterial oxygen saturation (Case III), the output signal will contain significant output power.

The power output of the adaptive noise canceller represents the probability that the selected optical density ratio, or its corresponding saturation value, is present in the physiologic signal. The output power or probability value is plotted for a series of consecutive ratio values generating the DST transform. During periods of no motion, a singular peak is generated in the DST transform corresponding to the arterial oxygen saturation.



In summary, the procedure for determining the arterial oxygen saturation utilizing Masimo SET processing is as follows:

- 1) Sweep all optical density ratios that correspond to oxygen saturations of 1% to 100%.
- 2) Compute the reference signal for each optical density ratio.
- 3) Measure the output power of the adaptive noise canceller for each reference signal.
- 4) Identify the appropriate peak in the DST transform that corresponds to the arterial oxygen saturation (largest SpO₂ value).



The procedure demonstrates another important feature of Masimo SET pulse oximetry. It is able to calculate the arterial oxygen saturation without first extracting or determining discrete pulses in the physiologic data. For Masimo SET processing, the saturation algorithm is independent of the pulse rate algorithm. This is a significant distinction between Masimo SET systems and conventional pulse oximetry systems where the recognition of a clean pulse is a prerequisite for the calculation of accurate arterial oxygen saturation. Another advantage of Masimo SET technology is that it can monitor arterial oxygen saturation and pulse rate even if the motion starts before the pulse oximeter is turned on. It does not require clean data during instrument start-up.

Results of clinical research and evaluation performed for determining Rainbow measurement accuracy

1. SPO₂, SpCO and SpMet accuracy was determined by testing on healthy adult volunteers in the range of 60-100% SPO₂, 0-40% SpCO, and 0-15% SpMet against a laboratory CO-Oximeter. SPO₂ and SpMet accuracy was determined on 16 neonatal NICU patients ranging in age from 7-135 days old and weighing between 0.5-4.25 kg. Seventy-nine (79) data samples were collected over a range of 70-100% SaO₂ and 0.5-2.5% MetHb with a resultant accuracy of 2.9% SPO₂ and 0.9% SpMet.
2. The Masimo sensors have been validated for no motion accuracy in human blood studies on healthy adult male and female volunteers with light to dark skin pigmentation in induced hypoxia studies in the range of 70-100% SPO₂ against a laboratory CO-Oximeter and ECG monitor. This variation equals plus or minus one standard deviation. Plus or minus one standard deviation encompasses 68% of the population.
3. The Masimo sensors have been validated for motion accuracy in human blood studies on healthy adult male and female volunteers with light to dark skin pigmentation in induced hypoxia studies in the range of 70-100% SPO₂ against a laboratory CO-Oximeter and ECG monitor. This variation equals plus or minus one standard deviation which encompasses 68% of the population.
4. The Masimo SET technology has been validated for low perfusion accuracy in bench top testing against a Biotek Index 2 simulator and Masimo's simulator with signal strengths of greater than 0.02% and transmission of greater than 5% for saturations ranging from 70 to 100%. This variation equals plus or minus one standard deviation which encompasses 68% of the population.
5. The Masimo sensors have been validated for pulse rate accuracy for the range of 25-240 bpm in bench top testing against a Biotek Index 2 simulator. This variation equals plus or minus one standard deviation which encompasses 68% of the population.
6. SpHb accuracy has been validated on healthy adult male and female volunteers and on surgical patients with light to dark skin pigmentation in the range of 8-17 g/dl SpHb against a laboratory CO-Oximeter. This variation equals plus or minus one standard deviation which encompasses 68% of the population. The SpHb accuracy has not been validated with motion or low perfusion.
7. The following substances may interfere with pulse CO-Oximetry measurements:
 - Elevated levels of Methemoglobin (MetHb) may lead to inaccurate SPO₂ and SpCO measurements.
 - Elevated levels of Carboxyhemoglobin (COHb) may lead to inaccurate SPO₂ measurements.
 - Very low arterial Oxygen Saturation (SPO₂) levels may cause inaccurate SpCO and SpMet measurements.
 - Severe anemia may cause erroneous SPO₂ readings.
 - Dyes, or any substance containing dyes, that change usual blood pigmentation may cause erroneous readings.
 - Elevated levels of total bilirubin may lead to inaccurate SPO₂, SpMet, SpCO and SpHb readings.

APPENDIX IV

EMC

⚠️ هشدار ⚠️

تنها از اکسسوریهای توصیه شده توسط تولید کننده استفاده کنید. استفاده از دیگر اکسسوریها ممکن است منجر به افزایش تشعشعات یا کاهش اینمی سیستم شود.

⚠️ هشدار ⚠️

موبایل و تجهیزات ارتباطی ممکن است اندازه گیری ها را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین از استفاده از مانیتور در محیط الکترومغناطیسی تعیین شده اطمینان حاصل کنید.

⚠️ هشدار ⚠️

به منظور جلوگیری از اثرات EMC بر مانیتور، سیستم نباید در مجاورت یا به همراه تجهیزات دیگر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت نیاز به استفاده همراه یا در مجاورت سایر تجهیزات، باید نرمال بودن عملکرد دستگاه در شرایط استفاده مورد تأیید قرار گیرد.

⚠️ هشدار ⚠️

استفاده از تلفن همراه در محیط هایی که با سیستم مانیتورینگ کار می کنند، ممنوع می باشد. سطح بالای امواج الکترو مغناطیسی که توسط سیستم تلفن همراه تشعشع می شود، ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم مانیتورینگ شود.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions		
The Patient Care Monitors are intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the monitor should assure that they are used in such an environment.		
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The use RF energy only for their internal function. Therefore, their RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Complies	The monitors are suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The Patient Care Monitors are intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the monitor should assure that they are used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	Complies	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/output lines	Complies	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV differential mode ±2 kV common mode	Complies	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.

Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U _T (>95% dip in U _T) for 0.5 cycle 40% U _T (60% dip in U _T) for 5 cycles 70% U _T (30% dip in U _T) for 25 cycles <5% U _T (>95% dip in U _T) for 5 sec	Complies	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the monitor requires continued operation, it is recommended that the monitor be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	Complies	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE U_T is the a.c. mains voltage prior to application of test level.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The Patient Care Monitors are intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the monitor should assure that they are used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 V	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the monitor, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = 1.17 \sqrt{P}$ $d = 1.17 \sqrt{P} \text{ } 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = 2.33 \sqrt{P} \text{ } 800 \text{ MHz to } 2.5 \text{ GHz}$ Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	

			<p>transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,^a should be less than the compliance level in each frequency range.^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:</p> 
<p>NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.</p> <p>NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.</p>			
<p>^a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the monitors are used exceeds the applicable RF compliance level above, the monitor should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may necessary, such as reorienting or relocating the Monitor.</p> <p>^b Over the frequency range 150kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.</p>			

Recommended separation distances between Portable and mobile RF communications equipment and the monitor			
Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.17 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.17 \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.33 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.37	0.37	0.74
1	1.17	1.17	2.33
10	3.70	3.70	7.37
100	11.7	11.7	23.3

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

APPENDIX V

IRMA Design and theory

This section describes the basic concepts used in MASIMO SWEDEN AB IRMA in terms of design, technical solutions and gas measurement.

1. Basic design features

MASIMO SWEDEN AB IRMA mainstream multi-gas probe consists of an IRMA sensor head, and an airway adapter. As all necessary calibration constants are stored within each IRMA sensor head, the probes can be replaced without the need for recalibration.



Figure 1. MASIMO SWEDEN AB probe with airway adapter.

The IRMA sensor head includes a multi-channel IR bench, a barometric pressure sensor, a signal processor, a power regulator, and a RS-232 digital interface.

The ultra compact multi-channel IR micro bench comprises a high reliability infrared source, an infrared chopper wheel with an integrated brush less DC micro motor, an infrared detector and all necessary components for processing the infrared measurement signal.




Figure 2. IRMA multi-channel IR micro bench.

The airway adapter without an oxygen port, includes the optical components for measuring gases - the XTPTM windows that are transparent to light in the wavelength ranges of interest.



Figure 3. IRMA airway adapter without an oxygen port.

2 Gas measurement and identification

The IRMA probe snaps in place on the top of the airway adapter. The IRMA airway adapter is, for example inserted between the endotracheal tube and the Y-piece of the breathing circuit. The respiratory gas measurements are obtained by continuously measuring the infrared light absorption, through the XTP windows in the gas flow through the adapter.

To measure the concentrations and identify the gases, absorption of up to nine different wavelengths of infrared light is measured.



Figure 4. MASIMO SWEDEN AB IRMA IR light path through the IRMA airway adapter.

The measurement of CO₂, N₂O and anesthetic agents in the breathing gas mixture is based on the fact that the different gas components absorb infrared light at specific wavelengths.

A microprocessor continuously calculates the CO₂, N₂O and anesthetic agent concentrations from the infrared light absorption measurements, using matrix calculations to automatically identify which anesthetic agents are present in the gas mixture. Mixtures of maximum two

anesthetic agents are automatically identified and both agents are measured. If more than two agents are present simultaneously in a gas mixture, an alarm will be set.

2.1 Infrared measurement technology

The absorption spectra for CO₂, N₂O and the five anesthetic agents Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane are shown in the figure below.




Figure 5. Absorption spectra.

MASIMO SWEDEN AB IRMA uses the absorption peaks at 4.2 and 3.9 μm for the measurement of CO₂ and N₂O respectively, and five different wavelengths in the 8-12 μm range for anesthetic agent measurements. Two additional wavelengths beside the absorption peaks are used as references. To measure the absorption of light at these wavelengths, a broadband infrared radiation source is used. The light transmitted from the infrared source passes through the XTP windows in the airway adapter and is then filtered using a set of narrow optical band pass filters. The individual filters are mounted in a rapidly rotating filter wheel that intersects the light path before the light reaches the infrared detector.




Figure 6. Optical path

No radiation will be absorbed if the airway adapter is empty. The output signal from the detector will thus have its maximum amplitude at a concentration of zero, with lower amplitudes at higher concentrations.

3 MASIMO SWEDEN AB XTP™ airway adapter

The IRMA disposable airway adapter is inserted between the endotracheal tube and the Y-piece of the breathing circuit. The respiratory gas measurements are obtained through the XTP windows in the sides of the adapter.

As the airway adapter is positioned directly in the airway, its performance can be affected by water vapor, patient secretions or nebulized medications that can accumulate on the adapter's windows. The use of metered dose inhalers can also affect the adapter. The water vapor can condense on the surface of the adapter windows in the form of small discrete water droplets. This condensation can affect the light absorption through the windows thus affecting the precision of the measurement.

The design and material technology of the XTP windows have special features that prevent a decrease in performance when water vapor is present.

The root cause of water droplet formation is the difference in surface tension between the plastic and water. This mismatch means that the water condenses into discrete droplets with a high contact angle. Figure 7 illustrates a water droplet with various contact angles showing the effects of condensed water on light transmission.




Figure 7. Effect of condensed water on light transmission.

The XTP windows are specially designed using the latest advances in material technology to provide a window minimizing the impact of water vapor on light transmission. Figure 8 illustrates the light transmission in a XTP window.




Figure 8. Light transmission through a XTP window

For optimal results, the airway adapter shall not be placed between an endotracheal tube and an elbow, as this may allow patient secretions to block the adapter windows. The IRMA airway adapter shall be positioned with its windows in a vertical position to help keep patient secretions from pooling on the windows.

The airway adapter is designed as a disposable for both adult/pediatric and infant applications. The adult/pediatric adapter is available, Fig. 9.



Figure 9. IRMA airway adapters: Adult/pediatric and infant adapter.

⚠ Warning ⚠

Do not use the IRMA adult/pediatric airway adapter with infants as the adapter add 6 ml dead space to the patient circuit.

The IRMA infant airway adapter has specially designed connectors for minimizing the dead space (see fig. 9) and can be used even for very small patients.

Effect of water vapor

The total pressure of the gas mixture is estimated by measuring the actual barometric pressure in the IRMA sensor. The partial pressure and the volume percentage of CO₂, N₂O, and anaesthetic agents depend on the amount of water vapor in the breathing gas.

20.8 vol % O₂ corresponds to the actual O₂ concentration in room air with 0.7 vol% H₂O concentration (at 1013hPa this equals for example at 25°C and 23% RH). The measurement of CO₂, N₂O and anaesthetic agents (e.g. all gases measured by the IR-bench) will always show the actual partial pressure at the current humidity level.

The effects of water vapor are illustrated by the examples in the following table. O₂ is assumed to be room air calibrated at a humidity level of 0.7 vol% H₂O. The two columns to the right show the relative error in displayed concentrations when adding or removing water vapor from the gas mixture, and referencing the measurement to dry gas conditions at actual temperature and pressure (ATPD) or saturated conditions at body temperature (BTPS).

Temp [C]	RH [%]	P [[hPa]]	H ₂ O part. pres. [[hPa]]	Err(rel) [%]	err(rel) ATPD[%]	err(rel)[%] BTPS
10	20	1013	2	0	-0.2	+6.0
20	20	1013	5	0	-0.5	+5.7
25	0	1013	0(ATPD)	0	0	+6.2
25	23	1013	7.3	0	-0.7	+5.5
25	50	1013	16	0	-1.6	+4.6
30	80	1013	42	0	-4.1	+2.0
37	100	1013	63(BTPS)	0	-6.2	0
37	100	700	63	0	-9.0	-2.8

The table above illustrates that the gas concentrations in the alveoli, where the breathing gas is saturated with water vapor at body temperature (BTPS), are 6.2% lower than the corresponding concentrations in the same gas mixture after removal of all water vapor (ATPD).

If calibration of O₂ is not performed with room air humidity equal to 0.7 vol% H₂O, the difference between the O₂ concentration delivered by IRMA and the actual partial pressure of O₂ will be equal to the concentration of ambient water vapor -0.7%(O₂ diff [%]) = Conc H₂O[%]-0.7%.

For example, if a room air calibration of O₂ is performed at a humidity of 1.6 vol% H₂O (corresponding to 50% RH at 25°C and 1013 hPa) the standard calibration value of 20.8 vol% O₂ will be 1.6%-0.7%=0.9% too large. The correct O₂ concentration (actual partial pressure of O₂) at these conditions is (1-0.009)*20.8=20.6 vol%O₂.

Multi-gas (Mainstream) Technical specifications

For more details, please refer to specification section, Multi-gas (Mainstream) part.

• General specifications		
Dimension (W×D×H)	38×37×34mm (1.49" × 1.45" × 1.34")	
Cable length	2.5 m ±0.1 m	
Weight	<25 g (cable excluded)	
Operating temperature	IRMA CO2: 0–40°C (32–104°F) IRMA AX+: 10–40°C (50–104°F)	
Storage temperature	-40–75°C (-40–167°F)	
Operating humidity	< 40 hPa H ₂ O (non-condensing) (95 %RH at 30 °C)	
Storage humidity	5–100% RH (condensing) , at a water vapor partial pressure not exceeding 74 hPa (100 %RH at 40 °C)	
Operating atmospheric pressure	525–1200 hPa (525 hPa corresponding to an altitude of 5 211 m / 17 100 feet)	
Storage atmospheric pressure	500 to 1200 hPa (500 hPa corresponding to an altitude of 5 572 m / 18 280 feet)	
Mechanical strength	Withstands repeated 1.8 m drops on a hard surface. Complies with requirements for shock and vibration for professional transportation according to EN ISO 80601-2-55:2011 and requirements for road ambulances according to EN1789:2007 (clause 6.4).	
Power supply	IRMA CO2: 4.5-5.5 VDC, max 1.0 W (power on surge @ 5 V less than 350 mA during 200 ms)	IRMA AX+: 4.5-5.5 VDC, max 1.4 W
Recovery time after defibrillator test	Unaffected	
Drift of measurement accuracy	No drift	
Surface temperature (at ambient temp. 23°C)	IRMA CO2: Max 39°C / 102°F IRMA AX+: Max 46°C / 115°F	
Interface	Modified RS-232 serial interface operating at 9600 bps.	

¹ After being in a condensing atmosphere, the unit shall be stored for more than 24 h in an environment equivalent to the operating humidity.

Airway adapters	<p>Disposable adult/pediatric:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adds less than 6 ml deadspace. - Pressure drop less than 0.3 cm H₂O @ 30 LPM. <p>Disposable infant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adds less than 1 ml deadspace. - Pressure drop less than 1.3 cm H₂O @ 10 LPM. <p>(Infant Airway Adapter recommended for Tracheal Tube ID size = 4 mm)</p>
Compliance	MDD 93/42/EEC EN ISO 80601-2-55:2011 IEC 60601-1:2005 IEC 60601-1-2:2007 EN ISO 5356-1:2004 EN 1789:2007 (IRMA CO2)
Degree of protection against harmful ingress of water or particulate matter	IP44
Method of sterilization	The IRMA system contains no sterile parts.
Mode of operation	CONTINUOUS OPERATION
Degree of protection against electric shock	The IRMA probe is classified as DEFIBRILLATION-PROOF TYPE BF APPLIED PART

APPENDIX VI

ISA Design and Theory

1. Gas measurements

The measurement of CO₂, N₂O and anesthetic agents is based on the fact that different gases absorb infrared light at specific wavelengths. The analysis of respiratory gases by the ISA gas analyzers are therefore performed by continuously measuring the infrared light absorption in the gas flow through an infrared spectrometer. Oxygen, on the other hand, does not absorb infrared light to the same extent as other breathing gases and is therefore measured using alternative methods.

The gas analysis

At the heart of an ISA gas analyzer, the SIGMA spectrometer is seated. The SIGMA spectrometer uses a proprietary broadband infrared radiation source to transmit light through the gas sample. Before reaching the gas sample, the light path is intersected by narrowband optical filters that only let through light corresponding to selected wavelength peaks of the measured gases. At the other end of the light path, a sensor detects the portion of the light that is not absorbed by the gas. The amplitude of the detector output is an inverse function of the gas concentration. Thus, at a concentration of zero, the amplitude is at its maximum.

If the gas sample is a mixture of several components that absorb light at the same wavelength, such as a mixture of two anesthetic agents, the absorbed radiation will be the sum of the absorption of the agents. To determine the concentration of each of the individual gases, several filters have to be used. The ISA gas analyzers therefore uses the SIGMA spectrometer, which contains up to nine different narrowband filters to facilitate simultaneous measurement of CO₂, N₂O and a mixture of any two of the five anesthetic agents.




Figure 1. Gas absorption spectra

The selection of the optical filters within the spectrometer is crucial to the characteristics and performance of the gas analyzers. The SIGMA spectrometer uses the strong absorption peaks at 4.2 and 4.5 μm for CO₂ and N₂O measurements and five wavelengths in the 8 to 10 μm long wave infrared range (LWIR) for the anesthetic agent calculations. The LWIR contains strong absorption peaks for the anesthetic agents and negligible interference from other common respiratory gases, such as alcohol and acetone, that could degrade measurement accuracy.

In addition to the measurement filters, two optical filters appropriately located within the 4 to 10 μm range are used as references.

2. Oxygen measurement

Oxygen does not absorb infrared light to the same extent as other breathing gases and is therefore measured using alternative methods. The ISA OR+ analyzer is fitted with a paramagnetic oxygen sensor, and the ISA AX+ module is designed to be fitted with either a paramagnetic or a galvanic (fuel-cell) oxygen sensor.

Paramagnetic oxygen analysis

Paramagnetic oxygen analyses are based on measurements of the attractive force exerted by a strong magnetic field applied to the oxygen molecules in a gas mixture. The paramagnetic analyzer distinguishes oxygen from other gases as a function of their magnetic susceptibility. Due to its paramagnetic nature, oxygen is attracted into the magnetic field, while most other gases are not. On a scale, where oxygen is assigned the value 100, most other gases have a magnetic susceptibility of close to zero.

The Servomex sensor

An oxygen sensor well suited for the ISA gas analyzer is the PM1116 paramagnetic oxygen sensor from Servomex. In this sensor, a symmetrical non-uniform magnetic field is created. If oxygen is present, it will be attracted into the strongest part of this field. Two nitrogen-filled glass spheres are mounted on a rotating suspension within the magnetic field. Centrally on this suspension, a mirror is mounted. A light beam projected on the mirror is reflected onto a pair of photocells. Oxygen attracted into the magnetic field will push the glass spheres from the strongest part of the magnetic field, causing the suspension to rotate. When this rotation is detected by the photocells, a signal is generated and passed to a feedback system. The feedback system will pass a current around a wire mounted on the suspension, causing a restoring torque that keeps the suspension in its original position. The current flowing around the wire is measured. This current is directly proportional to the oxygen concentration.




Figure 2. Oxygem measurement with Servomex PM1116 paramagnetic oxygen sensor.

The most important benefits of the paramagnetic oxygen sensor are:

- Fast rise time
- High stability and accuracy
- No chemicals to replace or renew
- Low maintenance requirements

Galvanic oxygen analysis

As an alternative to the paramagnetic sensor, the ISA gas analyzer is designed to be fitted with a galvanic oxygen sensor. A galvanic fuel-cell oxygen sensor uses a membrane that allows diffusion of O₂ into the sensor. Inside the sensor, there is a sensing electrode (cathode) made of a noble metal such as gold or platinum, and a working electrode made of a base metal such as lead or zinc. The electrodes are immersed in an electrolyte. Fuel-cell oxygen sensors are current generators and do not require any external power supply. By connecting a resistor between the anode and the cathode, a voltage proportional to the O₂ concentration is generated.

Since the measurement involves a chemical reaction, the fuel cell is gradually consumed during the process (also when the equipment is not in use), and requires replacement at regular intervals.

3. Sampling

A sidestream gas analyzer continuously removes a gas sample flow from the respiratory circuit, for example a nasal cannula, a respiratory mask or the Y-piece of an intubated patient. The gas sample is fed through a sampling line to the gas analyzer. The sampled gas is usually warm and humid, and cools down in contact with the wall of the sampling line. Water therefore condenses in form of droplets on the inner wall of the sampling line. These droplets could potentially occlude the sampling line and interfere with the gas measurement.

The Nomoline

To overcome the shortfalls of current gas sampling solutions, the Nomoline sampling line has been developed for the ISA sidestream gas analyzers.



Do only use sample lines intended for anesthetic agents if N₂O and/or anesthetic agents are being used.

Unlike traditional solutions that remove water vapor and collect water in a container, the Nomoline sampling line incorporates a unique water separation section, the NOMO section. This section is made of a special polymer and a hydrophobic bacteria filter that removes water vapor and aspirated or condensed water. Water and water vapor passes through the membrane-like surface of the sampling line and evaporates into the surrounding air, while leaving O₂, CO₂ and anesthetic gases unaffected.



Figure 3. The Nomoline (no moisture) sampling line.

To protect the ISA analyzer, the Nomoline includes a filter with the bacterial filter efficiency of 99.9980 %. It is important to be aware that secretions and nebulized medications may attach to the surface of the bacteria filter, and may cause clogging.

Warning: Do not use the ISA gas analyzer with metered-dose inhalers or nebulized medications as this may clog the bacteria filter.

The Nomoline sampling lines are specially designed for 50 ml/min low sample flow applications. The Nomoline has a very low dead space that results in an ultra-fast rise time, making measurements of CO₂, N₂O and anesthetic agents possible even at high respiratory rates. ISA sidestream gas analyzers are therefore suitable for adult, pediatric and infant patients.

The Nomoline sampling line is available in 2 and 3 meter versions and comes with a male Luer Lock type connector to work with different kinds of third-party sampling equipment, including patient interfaces for intubated, nasal and oral sampling. Although the selection of optimal patient interfaces is crucial, the Nomoline sampling line fits in any normal configuration.

Flow control

During normal operation, a sidestream gas analyzer is continuously fed with a small sample gas flow. To pull the gas through the sampling line and maintain a steady flow, a high-precision flow control system is required. In ISA sidestream gas analyzers, the flow control system consists of an integrated micro pump, a zero valve and a flow controller. The pump is fitted with a low-power brushless motor having three miniature ball bearings to ensure trouble free operation without regular maintenance. Its balanced shaft design and integrated pneumatic filter virtually eliminate pressure and flow variations.

System response

In any sidestream gas monitoring system, there are three major time parameters involved:

- Total system response time
- Delay time
- Rise time

When designing a sidestream gas monitoring system, the physical characteristics of several components have to be considered. Parameters such as sampling volume, tubing material, tubing diameter and the physical design of the sampling interfaces play decisive roles in determining the responsiveness of the system.

Generally, the total system response time equals the delay time plus the rise time.

The delay time is defined as the time required for a step function change at the sampling site to result in 10% of the final value. Parameters affecting the delay time are the sample flow rate, tubing length and tubing inner diameter. In mainstream gas monitoring, where no tubing exist, the delay time is virtually zero, whereas a sidestream system has a sample delay time of a few seconds.

The rise time is defined as the time required for a step function change at the sampling site to bring about a rise from 10% to 90% of the final gas concentration value.

4. Gas data concentration

Gas measurement units

Gas concentration is reported in units of volume percent. The concentration is defined as:

$$\% \text{ gas} = \frac{\text{Partial pressure of gas component}}{\text{Total pressure of gas mixture}} * 100$$

The total pressure of the gas mixture is measured by a cuvette pressure sensor in the ISA gas analyzer.

For conversion to other units, the actual atmospheric pressure sent from the ISA sidestream analyzer may be used, e.g.

$\text{CO}_2 \text{ in mmHg} = (\text{CO}_2 \text{ concentration}) \times (\text{atm. pressure value in kPa from ISA}) \times (750 / 100)$.

Example: 5.0 vol% $\text{CO}_2 @ 101.3 \text{ kPa} \rightarrow 0.05 \times 101.3 \times 750 / 100 = 38 \text{ mmHg}$

Effects of humidity

The partial pressure and the volume percentage of CO_2 , N_2O , O_2 and anesthetic agents depend on the amount of water vapor in the measured gas. The O_2 measurement will be calibrated to show 20.8 vol% at actual ambient temperature and humidity level, instead of showing actual partial pressure. 20.8 vol% O_2 corresponds to the actual O_2 concentration in room air with 0.7 vol % H_2O concentration (at 1013 hPa this equals for example 25°C and 23% RH). The measurement of CO_2 , N_2O , and anesthetic agents (e.g. all gases measured by the IR-bench) will always show the actual partial pressure at the current humidity level.

In the alveoli of the patient, the breathing gas is saturated with water vapor at body temperature (BTPS).

When the breathing gas is sampled, and passing the sampling line, the gas temperature will get close to the ambient temperature before reaching the ISA sidestream gas analyzer. As the Nomoline removed all condensed water, no water will reach the ISA gas analyzer. The relative humidity of the sampled gas will be about 95%.

If CO_2 values at BTPS are required, the following equation can be used:

$$\text{EtCO}_2 \text{ (BTPS)} = \text{EtCO}_2 * (1 - (3.8 / \text{Pamb}))$$

where:

EtCO_2 = EtCO_2 value sent from ISA [vol %] Pamb = Ambient pressure sent from ISA [kPa]

3.8 = Typical partial pressure of water vapor condensed between patient circuit and ISA [kPa]

$\text{EtCO}_2(\text{BTPS})$ = EtCO_2 gas concentration at BTPS [vol%]

O_2 is assumed to be room air calibrated at a humidity level of 0.7 vol% H_2O .

Spectral broadening

The presence of oxygen and nitrous oxide can cause some interference in the CO₂ measurement. This is known as spectral broadening.

Nitrous oxide, N₂O:

ISA sidestream analyzers capable of N₂O measurements automatically compensates for spectral broadening caused by nitrous oxide.

When using an ISA sidestream gas analyzer without this capability, the current nitrous oxide concentration should be transmitted to the ISA Gas analyzer using the SetN₂O command.

For most applications, sufficient accuracy in CO₂ measurement will be achieved by setting N₂O to one standard concentration used always with N₂O in use, as recommendation 50 vol%, SetN₂O 50 for actual concentrations in the span 30 – 70 vol% N₂O. When N₂O is not in use send SetN₂O 0. The default value is 0.

By using this range, see table below, the maximum CO₂ error with N₂O compensation on (30-70%) will be limited to 3.2 % relative.

N ₂ O range	N ₂ O parameter
0-30 vol%	0
30-70 vol%	50

Oxygen, O₂:

ISA sidestream analyzers capable of O₂ measurements automatically compensates for spectral broadening caused by nitrous oxide.

When using an ISA sidestream gas analyzer without this capability, the current nitrous oxide concentration should be transmitted to the ISA Gas analyzer using the SetO₂ command.

For most applications, sufficient accuracy in CO₂ measurement will be achieved by dividing the oxygen concentration into three ranges: "high", "medium" and "low". By using these ranges, along with the Set O₂ values in the table below, the maximal relative CO₂ error will be limited to 1.2%.

O ₂ range	O ₂ parameter
0-30 vol%	0
30-70 vol%	50
70-100 vol%	85

5. Multi-gas (Sidestream) Technical specifications

For more details, please refer to specification section, Multi-gas (Sidestream) part.

• General specifications	
Description	Compact, low-flow sidestream gas analyzers with integrated pump, zeroing valve and flow controller.
Dimensions (W×D×H) ¹	ISA CO ₂ /AX+: 33×78×49 mm (1.3" ×3.1"×1.9") ISA OR+: 49×90×100 mm (1.9" ×3.5"×3.9")

¹ Excluding cable, tubing and Nomoline.

Weight	ISA CO2/AX+: <130 g (including cable) ISA OR+: <420 g (including cable)
Operating temperature	ISA CO ₂ : 0 to 50°C (32 to 122 °F) ISA OR+/AX+: 5 to 50°C (41 to 122 °F)
Storage temperature	-40 to 70°C (-40 to 158 °F)
Operating humidity	<4 kPa H ₂ O (non-condensing) (95 %RH at 30°C)
Storage humidity	5 to 100 %RH (condensing) ² (100 %RH at 40°C)
Operating atmospheric pressure	525 to 1200 hPa (Corresponding to a max altitude of 5211 m/17100 feet)
Storage atmospheric pressure	25 to 1200 hPa (corresponding to a max altitude of 5211 m / 17100 feet)
Ambient CO₂	800 ppm (0.08 vol%)
Mechanical robustness	ISA CO2: Meets the shock and vibration requirements for transport of EN ISO 80601-2-55:2011 clause 201.15.3.5.101.2 and EN 1789:2007 clause 6.3.4.2. ISA OR+/AX+: Meets the shock and vibration requirements of EN ISO 80601-2-55:2011 clause 201.15.3.5.101.1
Power supply	4.5 to 5.5 VDC, ISA CO2: <1.4 W (normal op.), <1.8 W (peak @ 5 VDC) ISA AX+: <1.6 W (normal op.), <2.0 W (peak @ 5 VDC) ISA OR+: <2.0 W (normal op.), <2.4 W (peak @ 5 VDC)
Recovery time after defibrillator test	Unaffected
Water handling	Nomoline Family sampling lines with proprietary water removal tubing.
Sampling flow rate	50 ± 10 sml/min ³
Degree of protection against harmful ingress of water or particulate matter	IP44
Method of sterilization	The ISA system contains no sterile parts.
Mode of operation	CONTINUOUS OPERATION
Degree of protection against electric shock	Nomoline Family sampling lines are classified as DEFIBRILLATION-PROOF TYPE BF APPLIED PART

² The unit shall after condensation be stored for more than 24h in an environment with relative moisture content below 95 %RH (non-condensing).

³ Volumetric flow rate of air corrected to standardized conditions of temperature and pressure.